

SCIEX OS 소프트웨어

SCIEX Triple Quad 및 QTRAP 시스템

소프트웨어 사용자 안내서



본 문서는 SCIEX 장비를 구매한 고객들이 SCIEX 장비를 작동하는 데 이용할 수 있도록 제공됩니다. 본 문서는 저작권 보호를 받으며 본 문서 또는 본 문서의 어느 일부에 대한 복제도 엄격히 금지됩니다. 단, SCIEX가 서면으로 허가한 경우는 제외됩니다.

이 문서에서 설명될 수 있는 소프트웨어는 라이선스 계약에 따라 제공됩니다. 라이선스 계약에서 특별히 허용된 경우를 제외하고 어떠한 수단으로든 소프트웨어를 복사, 수정 또는 배포하는 것은 법률 위반입니다. 또한, 라이선스 계약은 소프트웨어를 어떠한 목적으로든 디스어셈블하거나 리버스 엔지니어링하거나 디컴파일하는 것을 금할 수 있습니다. 제품 보증은 그 안에 명시되어 있습니다.

이 문서의 일부는 다른 제조업체 및/또는 다른 제조업체의 제품을 참조할 수 있으며, 참조 내용에는 이름이 상표로 등록되거나 해당 소유자의 상표로 기능하는 부품이 포함될 수 있습니다. 이러한 이용의 목적은 SCIEX가 장비에 포함시키기 위해 해당 제조업체 제품을 공급하는 것으로 지정하는 것에만 국한되며, 이는 타인이 이러한 제조업체 및/또는 제조업체의 제품 이름을 상표로 이용할 수 있는 권한 및/또는 허가를 의미하지 않으며 타인의 그러한 이용을 허가하는 것이 아닙니다.

SCIEX 보증은 제품 판매 또는 허가 시점에 제공되는 명시적 보증에만 국한되며 SCIEX의 독자적 및 독점적 진술, 보증 및 의무입니다. SCIEX는 법령이나 그 외의 법률 또는 거래 과정이나 거래의 관습으로 인한 발생 여부와 관계없이 상품성 보증 또는 특정 목적에 대한 적합성 보증을 포함하나 이에 국한되지 않는 명시적 혹은 암묵적 보증 등 기타 어떤 종류의 보증도 제공하지 않습니다. 이와 같은 모든 보증은 명확히 부인됩니다. 그리고 SCIEX는 간접적 또는 결과적 손해를 포함해 구매자의 이용 또는 구매자의 이용으로 인해 발생하는 모든 불리한 상황에 대해 어떠한 책임 또는 불확정 책임도 지지 않습니다.

연구 전용. 진단 절차에 사용하지 마십시오.

관련 로고를 포함하여 여기에 언급된 상표 및/또는 등록 상표는 미국 및/또는 특정 기타 국가에서 AB Sciex Pte. Ltd., 또는 해당 각 소유자의 자산입니다 (sciex.com/trademarks 참조).

AB Sciex™는 사용 허가를 받아 사용되고 있습니다.

© 2022 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.



AB Sciex Pte. Ltd.

Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3

Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

목차

1 소개	8
소프트웨어 개요.....	8
소프트웨어 열기.....	8
홈 페이지 정보.....	8
리본 및 시작 관리자 정보.....	11
상태 패널 정보.....	12
Data Acquisition 패널.....	15
화면 잠금.....	16
소프트웨어 잠금 해제.....	16
전자 연구 노트 지원.....	17
설명서 기호 및 표기 규칙.....	17
2 작동 지침—장치 구성	18
장치 추가.....	18
장치 삭제.....	19
장치 설정 편집.....	19
3 작동 지침—소프트웨어 구성	20
프로젝트 및 루트 디렉토리 정보.....	20
루트 디렉토리 추가.....	20
루트 디렉토리 제거.....	21
보안 네트워크 계정 지정.....	21
프로젝트 추가.....	21
하위 폴더 추가.....	22
대기열 옵션 선택.....	22
실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 설정 선택.....	22
전체 화면 모드 사용.....	23
지역 설정 선택.....	23
화합물 라이브러리 관리.....	23
LibraryView 소프트웨어 패키지 가져오기.....	23
화합물 데이터베이스 가져오기.....	24
Cliquant 소프트웨어 패키지 가져오기.....	25
Excel 파일 가져오기.....	25
라이브러리 데이터베이스 스냅샷 가져오기.....	26
제삼자 라이브러리 패키지 가져오기.....	27
라이선스가 있는 LibraryView 소프트웨어 패키지 설치.....	27
화합물 충돌.....	29
화합물 추가.....	30
화합물에 질량 스펙트럼 추가.....	31
4 작동 지침—사용자 워크플로	32

분석자.....	32
방법 개발자.....	32
관리자.....	32
검토자.....	33
5 작동 지침—획득.....	34
MS Method 작업 영역.....	34
MS 방법 생성.....	34
IDA 방법 생성.....	38
Guided MRM을 사용하여 MRM 방법 생성.....	39
FIA를 사용하여 MRM 방법 생성.....	42
주입을 사용하여 MS ³ 방법 생성.....	43
sMRM 알고리즘 방법 생성.....	44
stMRM 알고리즘 방법 생성.....	47
여러 실험이 포함된 방법 생성.....	49
MS 방법 열기.....	50
Analyst 소프트웨어 방법 변환.....	51
MS 방법을 수동으로 실행.....	52
기본 설정 작업.....	54
LC Method 작업 영역.....	55
LC 방법 생성.....	55
AE Method 작업 영역.....	55
AE 방법 생성.....	55
Batch 작업 영역.....	56
배치 관리.....	61
파일에서 배치 가져오기.....	64
LIMS에서 배치 가져오기.....	65
수동으로 배치 생성.....	66
Plate Layout 기능을 사용하여 배치 생성(LC 시스템).....	68
Plate Layout 기능을 사용하여 배치 생성(Echo [®] MS 시스템).....	69
구성 요소 농도 관리.....	70
결정 규칙 관리.....	71
시스템 평형화.....	72
배치 제출.....	73
Batch 작업 영역에서 대기열에 단일 샘플 제출.....	73
Batch 작업 영역에서 대기열에 여러 샘플 제출.....	74
Queue 작업 영역.....	74
대기열 관리.....	76
열 표시 또는 숨기기.....	78
대기열 아이콘.....	79
MS Tune 작업 영역.....	82
검출기 최적화.....	82
MS 스캔 조정.....	83
기기 데이터 복원.....	87
6 작동 지침—처리.....	88
Explorer 작업 영역.....	88
샘플 열기.....	88

분석 물질이 있는지 확인.....	88
이온 추출.....	89
총 이온 크로마토그램 열기.....	90
기준 피크 크로마토그램 열기.....	92
데이터 및 피크 테이블 표시.....	93
샘플 정보 표시.....	95
그래프 선택 영역 정보 표시.....	95
그래프의 설정 편집.....	97
그래프에서 데이터 사용.....	98
2개 창 작업 도구 사용.....	103
창 또는 내부 창 이동.....	104
가우스 다듬기 수행.....	105
임계값 데이터.....	106
그래프 선택을 사용하여 데이터 부분 집합 지정.....	106
기준선 감산 크로마토그램.....	107
크로마토그램 오프셋.....	108
스펙트럼 중심 생성.....	109
데이터를 텍스트로 내보내기.....	110
피크 목록을 텍스트로 내보내기.....	111
데이터 인쇄.....	111
옵션 재설정.....	111
옵션 설정.....	111
Analytics 작업 영역.....	112
프로젝트에 대한 기본 처리 매개 변수 정의.....	113
작업 영역 레이아웃 사용.....	113
프로젝트 보안 내보내기 설정.....	116
프로젝트 수정 피크 경고 사용.....	117
처리 방법 생성.....	117
데이터 처리.....	119
Results Table 사용.....	126
피크 검토.....	154
통계를 사용하여 데이터 분석.....	165
교정 곡선 보기.....	167
메트릭 플롯을 사용하여 데이터 분석.....	168
보고서 템플릿 편집.....	169
Reporter 템플릿.....	171
7 이벤트.....	182
이벤트 로그.....	182
로그 보기.....	183
로그 보관.....	183
보관된 로그 보기.....	184
로그 인쇄.....	184
이벤트 로그 보관.....	184
8 감사.....	186
오디트 트레일 레코드 보기.....	186
키워드 검색을 사용하여 감사된 이벤트 필터링.....	186

지정된 기준 세트를 사용하여 감사된 이벤트 필터링	186
감사 내역 인쇄	188
A 작동 이론—소프트웨어	189
데이터 처리	189
스캔 기술	189
사중극자 모드 스캔 유형	189
선형 이온 트랩 스캔 유형	190
정보 종속 획득	191
다양한 데이터 보기	192
크로마토그램	192
스펙트럼	193
sMRM 알고리즘	193
sMRM 알고리즘 트리거	194
stMRM 알고리즘	194
머무름 시간 모드	195
그룹 모드	198
예약된 이온화	201
결정 규칙	201
Dynamic Background Subtraction 알고리즘	202
정량적 분석	202
표준 추가	202
질량 재구성	203
정성적 분석	204
머무름 시간	204
동위 원소 패턴	204
라이브러리 검색	205
수식 찾기	206
통합	206
AutoPeak 통합 알고리즘 매개 변수	207
MQ4 통합 알고리즘 매개 변수	211
회귀	213
회귀 수식	214
가중치 유형	214
상관 계수	215
회귀 유형	215
이상값 자동 제거	218
Results Table	219
교정 곡선	219
신호 대 노이즈 비율	219
상대 노이즈 및 신호 대 노이즈 계산	219
피크 대 피크를 사용한 신호 대 노이즈	223
표준 편차를 사용한 신호 대 노이즈	223
노이즈 영역 정의	223
계산 열	224
계산 열 인터페이스 탐색	224
비기본 정보의 단순 추출	225
단순 산술 연산	226
복합 함수	226

IF 문	227
결과 텍스트 값 처리 방법	228
B 정확한 질량 및 화학식	230
문의하기	232
고객 교육	232
온라인 학습 센터	232
SCIEX 지원 부서	232
사이버 보안	232
문서	232

소프트웨어 개요

SCIEX OS 소프트웨어에는 기기 제어, 데이터 획득, 데이터 처리 및 보고 기능이 모두 하나의 패키지로 포함되어 있습니다.

소프트웨어 열기

1. Start 메뉴에서 소프트웨어를 선택합니다.
 - Windows 7: **Start > All Programs > SCIEX > SCIEX OS > SCIEX OS**
 - Windows 10: **Start > SCIEX OS > SCIEX OS**

참고: **LibraryViewServiceHost** 서비스가 실행 중이 아니면 User Account Control 대화 상자가 표시됩니다. **Yes**를 클릭하여 서비스를 시작합니다.

소프트웨어가 Integrated Mode로 구성된 경우 홈 페이지가 열립니다.


소프트웨어가 Mixed Mode로 구성된 경우 Logon 대화 상자가 열립니다. 다음 단계를 진행합니다.

2. Central Administrator Console (CAC) 소프트웨어를 사용 중이고 SCIEX OS가 중앙 집중식 관리용으로 구성된 경우 로그인할 작업 그룹을 선택합니다.
3. Logon 대화 상자가 열리면 소프트웨어 사용 권한이 있는 사용자의 이름과 비밀번호를 입력한 후 **OK**를 클릭합니다.
홈 페이지가 열립니다.

홈 페이지 정보

홈 페이지는 기능별로 그룹화된 작업 영역 타일, 상태 패널, 리본 및 시작 관리자로 구성됩니다. 작업 영역에 대한 액세스 권한은 사용자에게 할당된 역할 및 라이선스에 의해 결정됩니다.

그림 1-1 홈 페이지



항목	설명
1	진한 파란색 타일 왼쪽의 연한 파란색 세로선은 해당 작업 영역이 열려 있고, 작업이 진행 중이며, 사용자가 기능에 액세스할 수 있음을 나타냅니다. 열린 작업 영역의 상태가 타일에 표시됩니다.
2	진한 파란색 타일은 작업 영역이 닫혀 있음을 나타냅니다.
3	회색 타일은 작업 영역을 사용할 수 없음을 나타냅니다.
4	작업 영역이 열리면 타일의 오른쪽 위에 닫기 아이콘(x)이 표시됩니다.
5	시작 관리자에 액세스합니다. 시작 관리자는 모든 작업 영역 목록을 포함합니다. 시작 관리자를 열려면 아이콘 오른쪽의 ▼ 을 클릭합니다.
6	리본. 자세한 정보는 리본 및 시작 관리자 정보 섹션을 참조하십시오. 다른 작업 영역을 탐색하려면 목록에서 작업 영역을 클릭합니다. 현재 열려 있는 작업 영역은 활성 상태를 유지하고 작업 영역 아이콘이 리본에 표시됩니다. 활성화된 작업 영역을 닫으려면 를 클릭합니다. 홈 페이지로 돌아가려면 을 클릭합니다.
7	기능: 획득, 처리 및 관리. 액세스는 사용자에게 할당된 역할 및 라이선스에 따라 다릅니다.
8	시스템 상태. 상태 패널을 표시하거나 숨기려면 제목 표시줄을 클릭합니다.
9	상태 패널. 자세한 정보는 상태 패널 정보 섹션을 참조하십시오.

표 1-1 기능

레이블	설명
Acquisition	(획득) Acquisition 그룹의 기능을 사용하여 방법과 배치를 생성하고 획득을 위한 샘플을 제출할 수 있습니다. 사용자는 MS Tune을 사용하여 질량 분석계를 조정할 수도 있습니다.
Processing	(처리) Processing 그룹의 기능을 사용하여 정량적 또는 정성적 방법으로 데이터를 처리할 수 있습니다.
Management	(관리) Management 그룹의 기능을 사용하여 장치를 구성하고, 소프트웨어에 대한 액세스를 구성하고, 이벤트 로그를 볼 수 있습니다.

표 1-2 타일

레이블	설명
Batch	(배치) Batch 작업 영역을 사용하여 배치를 생성하고 대기열에 제출할 수 있습니다. 자세한 정보는 Batch 작업 영역 섹션을 참조하십시오.
Queue	(대기열) Queue 작업 영역을 사용하여 획득 및 처리 상태를 모니터링하고 대기열의 샘플을 관리할 수 있습니다. 자세한 정보는 Queue 작업 영역 섹션을 참조하십시오.
MS Method	(MS 방법) MS Method 작업 영역을 사용하여 MS 방법을 생성하고 편집할 수 있습니다. 자세한 정보는 MS Method 작업 영역 섹션을 참조하십시오.
LC Method 또는 AE Method	(LC 방법 또는 AE 방법) LC Method 작업 영역을 사용하여 LC 방법을 생성하고 편집할 수 있습니다. 자세한 정보는 LC Method 작업 영역 섹션을 참조하십시오. Echo® MS 모듈이 활성화되면 AE Method (AE 방법) 타일이 표시됩니다. 이 타일을 사용하여 AE(음향 주입) 방법을 생성하고 편집할 수 있습니다. 자세한 정보는 AE Method 작업 영역 섹션을 참조하십시오.
MS Tune	(MS 조정) MS Tune 작업 영역을 사용하여 질량 분석계를 최적화할 수 있습니다. 자세한 정보는 MS Tune 작업 영역 섹션을 참조하십시오.
Explorer	(탐색기) Explorer 작업 영역을 사용하여 획득 데이터를 검사할 수 있습니다. 자세한 정보는 Explorer 작업 영역 섹션을 참조하십시오.
Analytics	(분석) Analytics 작업 영역을 사용하여 획득 데이터를 처리하고 검토할 수 있습니다. 자세한 정보는 Analytics 작업 영역 섹션을 참조하십시오.

표 1-2 타일 (계속)

레이블	설명
Configuration	(구성) Configuration 작업 영역을 사용하여 소프트웨어 구성, 장치 추가 및 활성화, 사용자 역할 할당, 감사 맵 생성 및 할당 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
Library	(라이브러리) Library 작업 영역을 사용하여 화합물 라이브러리를 관리할 수 있습니다.
Event Log	(이벤트 로그) Event Log 작업 영역을 사용하여 오류 및 경고를 포함한 시스템 이벤트를 볼 수 있습니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.
Audit Trail	(감사 내역) Audit Trail 작업 영역을 사용하여 구성 변경 및 데이터 처리와 같은 소프트웨어 이벤트 레코드를 볼 수 있습니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.


리본 및 시작 관리자 정보

그림 1-2 리본



항목	설명
1	사용자가 목록에서 다른 작업 영역을 선택하여 열 수 있습니다. 이 작업 영역이 활성 작업 영역이 됩니다. 이전에 활성화된 작업 영역은 계속 열려 있습니다. 자세한 정보는 그림 1-3 에서 확인하십시오.
2	활성 작업 영역의 이름을 표시합니다.
3	홈 페이지를 엽니다.
4	열린 작업 영역을 표시합니다. 활성 작업 영역은 흰색으로 표시됩니다. 열린 작업 영역을 활성화하려면 작업 영역 아이콘을 클릭하십시오.
5	현재 로그인된 사용자를 표시합니다.
6	시스템 상태를 표시합니다. 자세한 정보는 상태 패널 정보 섹션을 참조하십시오.
7	도움말 시스템을 엽니다. ?를 클릭하십시오.

그림 1-3 시작 관리자



항목	설명
1	작업 영역 목록을 표시합니다. ▼ 을 클릭하십시오.
2	활성 작업 영역의 이름을 표시합니다.
3	작업 영역 상태를 표시합니다. 진한 파란색 배경은 작업 영역이 닫혀 있음을 나타냅니다. 왼쪽의 연한 파란색 세로 막대는 작업 영역이 열려 있음을 나타냅니다. 연한 파란색 배경은 작업 영역이 활성 상태임을 나타냅니다.
4	열린 작업 영역을 닫습니다. [X] 을 클릭하십시오.
5	활성 작업 영역을 닫습니다. [X] 을 클릭하십시오.

상태 패널 정보

이 패널을 열려면 상태 패널 제목 표시줄을 클릭합니다. 자세한 정보는 [그림 1-2](#)에서 확인하십시오.

상태 제목 표시줄의 아이콘, 텍스트 및 색이 변경되어 시스템 상태를 나타냅니다. 상태 패널을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트를 추가하거나 선택합니다.
- Queue에 남아 있는 샘플과 획득할 batch 획득에 남은 예상 시간을 봅니다.
- Queue에 남아 있는 샘플의 수와 완료될 queue에 남은 예상 시간을 봅니다.
- 시스템 상태 또는 Configuration 작업 영역의 Devices 목록에서 활성화된 개별 장치의 상태를 봅니다.
- 직접 장치 제어에 액세스하여 장치를 시작하거나 중지합니다.
- 장치 세부 정보를 봅니다.
- 질량 분석계 또는 LC 시스템을 Standby 상태로 전환합니다.
- 시스템을 평형화합니다.

그림 1-4 SCIEX OS 상태 패널




표 1-3 상태 패널 섹션



레이블	설명
Projects	(프로젝트) 현재 프로젝트를 표시합니다. 프로젝트를 생성하려면 Create Project ()를 클릭합니다. 자세한 정보는 프로젝트 추가 섹션을 참조하십시오.
Queue	(대기열) 대기열의 샘플 상태를 표시합니다. 다음과 같은 상태 정보가 제공됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • Samples waiting(대기 중인 샘플) • Sample time remaining(남은 샘플 시간) • Acquisition time remaining(남은 획득 시간) 자세한 정보는 대기열 관리 섹션을 참조하십시오.
Devices	(장치) 활성 구성의 장치를 나열합니다. 이 목록에서 다음과 같은 방법으로 장치를 관리할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Device Details 대화 상자를 열고 보려면 장치 이름을 클릭합니다. • 장치 상태를 표시하려면 아이콘 상태를 보거나 상태 아이콘 위로 커서를 움직입니다. • Device Control 대화 상자를 열려면 Direct device control()을 클릭합니다.
Direct Control	(직접 제어) 사용자가 장치를 수동으로 제어할 수 있습니다. 시스템을 Standby 상태로 전환하려면 Standby 를 클릭합니다. Equilibrate 대화 상자를 열려면 Equilibrate 를 클릭합니다. 자세한 정보는 시스템 평형화 섹션을 참조하십시오.

표 1-4 상태 패널 기능



수행할 작업	방법
상태 패널 표시	최소화된 상태 패널의 맨 위에서 상태 패널 제목 표시줄을 클릭합니다. 자세한 정보는 그림 1-2 에서 확인하십시오.
상태 패널 숨기기	상태 패널이 표시되어 있을 때 제목 표시줄을 클릭합니다.
활성 프로젝트 변경	상태 패널의 Projects 목록에서 프로젝트를 선택합니다. 팁! 프로젝트를 생성하려면 Create Project ()를 클릭합니다. 그런 다음 프로젝트 이름을 입력하고 OK 를 클릭하십시오.

표 1-4 상태 패널 기능 (계속)


수행할 작업	방법
장치 상태 제어	<ol style="list-style-type: none"> 상태 패널에서 장치 제목 오른쪽의 Direct device control()을 클릭합니다. Device Control 대화 상자가 열립니다. 필요에 따라 장치를 시작, 중지 또는 업데이트합니다. OK를 클릭합니다. <p>이 절차를 사용해 장치 상태에 대한 자세한 피드백을 받습니다. 예를 들어, 온도, 압력 및 전압이 있습니다. 장치 상태를 모니터링하려면 장치 제목 맨 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭합니다.</p>

Data Acquisition 패널

Data Acquisition 패널을 사용하여 실시간 데이터 획득을 시작하고 모니터링할 수 있습니다. 또한 사용자는 실시간 데이터 획득 중에 획득 방법 매개 변수를 편집하고 Explorer 작업 영역에서 데이터를 열거나 데이터를 저장할 수 있습니다.

팁! Data Acquisition 패널의 위쪽을 클릭한 후 위 또는 아래로 끌면 콘텐츠 크기를 변경할 수 있습니다.

그림 1-5 Data Acquisition 패널



항목	설명
1	TIC와 스펙트럼 또는 XIC를 표시합니다. 검출기가 활성 상태이면 DAD 또는 UV 데이터도 표시됩니다.
2	MS 방법. 커서로 가리키면 실행 중인 MS 방법의 이름이 표시됩니다.
3	LC 방법. 커서로 가리키면 실행 중인 LC 방법의 이름이 표시됩니다.

항목	설명
4	수동 획득을 시작하려면 Start 를 클릭합니다. Start > Start with LC 를 클릭하여 Start with LC 대화 상자를 엽니다.
5	수동 획득을 중지하려면 클릭합니다.
6	데이터를 저장하려면 클릭합니다.
7	실시간으로 데이터를 탐색하려면 클릭합니다.

화면 잠금


워크스테이션이 무인 상태일 때 소프트웨어에 대한 무단 액세스를 방지하려면 소프트웨어를 잠그십시오. 소프트웨어가 잠겨 있어도 진행 중인 획득 및 처리는 계속됩니다.

자동 로그오프 시간이 만료되면 사용자가 로그오프됩니다. 획득은 계속됩니다.

참고: 처리가 진행 중이거나 Results Table이 저장되지 않은 경우 자동 로그오프가 발생하지 않습니다.

1. **Ctrl+Q**를 누릅니다.

그림 1-6 Lock Screen 대화 상자



2. **OK**를 클릭합니다.
SCIEX OS is Locked 대화 상자가 열립니다.

소프트웨어 잠금 해제

소프트웨어가 잠겨 있으면 현재 로그인한 사용자가 잠금을 해제할 수 있습니다.

참고: 다른 사용자는 소프트웨어 잠금을 해제할 수 없지만 **Force User Logoff** 권한이 있는 사용자가 현재 사용자를 로그오프할 수 있습니다.

SCIEX OS is Locked 대화 상자에서 현재 사용자의 비밀번호를 입력한 후 **Unlock**을 클릭합니다.

전자 연구 노트 지원

SCIEX는 특정 전자 연구 노트(ELN) 솔루션을 지원하지 않습니다. 그러나 SCIEX는 ELN 시스템과의 통합을 위해 데이터를 쉽게 가져오고 내보낼 수 있도록 제품, 도구 및 서비스를 제공합니다.

- 배치 생성: SCIEX OS는 csv 및 txt 형식으로 배치 파일을 가져올 수 있습니다. 자세한 정보는 [Batch 작업 영역](#)에서 확인하십시오.
- 결과 업로드: SCIEX OS는 LIMS 시스템에서 사용할 수 있는 txt 파일로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 자세한 정보는 [Analytics 작업 영역](#)에서 확인하십시오.

설명서 기호 및 표기 규칙

이 안내서 전체에서 다음 기호와 표기 규칙이 사용됩니다.



위험! 위험은 심한 부상이나 사망을 초래하는 행동을 나타냅니다.



경고! 경고는 주의 사항을 따르지 않을 경우 부상을 초래할 수 있는 행동을 나타냅니다.

주의: 주의는 주의 사항을 따르지 않을 경우 시스템 손상 또는 데이터 손상이나 손실을 초래할 수 있는 작업을 나타냅니다.

참고: 참고는 절차나 설명에서 중요한 정보를 강조합니다.

팁! 팁은 특정 요건에 대한 설명에서 기술과 절차를 적용하는 데 도움이 되는 유용한 정보와 손쉬운 방법을 제공하지만, 절차의 완료하는데 꼭 필요하지 않을 수도 있습니다.

구성 작업 영역을 사용해 다음을 지원합니다:

- 장치 활성화 및 비활성화
- 장치 추가 및 삭제
- 장치 설정 편집
- 장치 테스트

장치 추가

참고: 활성화 문제를 방지하려면 다른 장치를 추가하기 전에 항상 질량 분석계를 먼저 추가하십시오.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Devices**를 클릭합니다.
3. 활성 상태인 장치가 있으면 **Deactivate**를 클릭합니다.
4. **Add**를 클릭합니다.
Device 대화 상자가 열립니다.
5. **Type** 목록에서 필요한 유형을 선택합니다.
6. **Model** 목록에서 필요한 모델을 선택합니다.
7. **Settings**를 클릭하여 설정을 편집하거나 기본값을 복원합니다.
8. High Mass(높은 질량) 또는 Low Mass(낮은 질량) 기능을 사용하도록 질량 분석계를 구성하려면 Settings 대화 상자의 **Instrument Model** 섹션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **Low Mass**: 제한된 질량 범위와 고감도 작동 모드에서 작업하려면 이 옵션을 선택합니다. 최대 질량 범위는 선형 이온 트랩(LIT) 스캔의 경우 50Da~1000Da이고 사중극자 스캔의 경우 5Da~1250Da입니다.
 - **High Mass**: 확장된 질량 범위 작동 모드에서 작업하려면 이 옵션을 선택합니다. 최대 질량 범위는 LIT 스캔의 경우 50Da~2000Da이고 사중극자 스캔의 경우 5Da~2000Da입니다.
9. **Test Device**를 클릭하여 장치가 올바르게 구성되고 사용 가능한지 확인합니다.
10. **Save**를 클릭합니다.
11. 필요에 따라 4단계에서 10단계를 반복합니다.
12. 활성화할 각 장치 옆의 **Activate** 확인란을 선택한 후 **Activate Devices**를 클릭합니다.
선택한 모든 장치가 활성화됩니다.
13. 장치를 편집하거나 삭제하려면 도움말 시스템을 참조합니다.

장치 삭제

참고: 삭제되는 장치가 통합 시스템의 일부일 경우, 통합 시스템의 모든 장치가 삭제됩니다. 사용자는 통합 시스템에서 하나의 장치를 삭제할 수 없습니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Devices**을 클릭합니다.
3. **Deactivate**를 클릭합니다.
4. 장치를 선택합니다.
5. **Delete**를 클릭합니다.
6. 활성화할 각 장치 옆의 **Activate** 확인란을 선택한 후 **Activate Devices**를 클릭합니다. 선택한 모든 장치가 활성화됩니다.

장치 설정 편집

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Devices**를 클릭합니다.
3. 장치가 활성화되어 있으면 **Deactivate**를 클릭합니다.
4. 편집할 장치를 선택합니다.
5. **Edit**를 클릭합니다.
Device 대화 상자가 열립니다.
6. (선택 사항) **Device Display Names** 섹션에서 장치 속성을 편집합니다. 속성에 대한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
7. (선택 사항) **Settings**를 클릭하여 추가 장치 정보를 보고 변경합니다. Settings 대화 상자를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - **Restore Defaults**를 클릭하여 장치의 기본 설정을 복원합니다.
 - **Test Device**를 클릭하여 장치가 올바르게 구성되고 사용 가능한지 확인합니다. 테스트에 성공하면 Settings 대화 상자가 닫힙니다.
8. **Test Device**를 클릭하여 장치가 올바르게 구성되고 사용 가능한지 확인합니다. 테스트에 성공하면 녹색 메시지가 나타납니다. 그렇지 않으면 구성이 올바르지 않고 업데이트가 필요하다는 메시지가 나타납니다.
9. **Save**를 클릭합니다.
10. 활성화할 각 장치 옆의 **Activate** 확인란을 선택한 후 **Activate Devices**를 클릭합니다. 선택한 모든 장치가 활성화됩니다.

사용자 및 역할 구성에 대한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

프로젝트 및 루트 디렉토리 정보

루트 디렉토리는 하나 이상의 프로젝트를 포함하는 폴더입니다. 소프트웨어는 이 폴더에서 프로젝트 데이터를 찾습니다. 미리 정의된 루트 디렉토리는 C:\SCIEX OS Data입니다.

프로젝트 정보를 안전하게 저장하려면 SCIEX OS를 사용하여 프로젝트를 생성해야 합니다. 자세한 정보는 [프로젝트 추가](#) 섹션을 참조하십시오.


프로젝트 데이터를 하위 폴더에 구성할 수 있습니다. SCIEX OS를 사용하여 하위 폴더를 생성합니다. 자세한 정보는 [하위 폴더 추가](#) 섹션을 참조하십시오.

참고: Central Administrator Console (CAC) 소프트웨어에서 관리하는 작업 그룹의 경우 CAC 소프트웨어 구성은 SCIEX OS로 프로젝트를 관리하는 기능을 제어합니다. CAC 소프트웨어에서 **Use central settings for projects** 옵션을 선택하면 Projects 페이지가 읽기 전용입니다.

루트 디렉토리 추가

루트 디렉토리는 하나 이상의 프로젝트가 저장되는 폴더입니다.

참고: 소프트웨어는 최대 10개의 루트 디렉토리를 저장합니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Projects**를 클릭합니다.
3. **Advanced** 섹션에서 **Current root directory** 필드 옆의 **Create Root**()를 클릭합니다.
4. 루트 디렉토리 폴더의 전체 경로를 입력합니다. 폴더가 생성됩니다.

팁! 경로를 입력하는 대신 **Browse**를 클릭한 후 루트 디렉토리를 생성할 폴더를 선택하십시오. 경로 끝에 "\"와 루트 디렉토리 폴더의 이름을 입력합니다.

팁! 파일 탐색기에서 폴더를 생성한 후 해당 폴더를 찾아 선택할 수도 있습니다.


참고: 처리 라이선스가 있는 SCIEX OS 설치의 경우 루트 디렉토리는 Analyst 소프트웨어의 Analyst Data\Projects 폴더일 수 있습니다.

5. **OK**를 클릭합니다. 새 루트 디렉토리가 현재 프로젝트의 루트 디렉토리가 됩니다.

루트 디렉토리 제거

소프트웨어는 마지막으로 사용한 10개의 루트 디렉토리 목록을 유지 관리합니다. 사용자는 이 목록에서 루트 디렉토리를 제거할 수 있습니다.

참고: **Current root directory**는 삭제할 수 없습니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Projects**를 클릭합니다.
3. **Advanced** 섹션에서 **Current root directory** 필드 옆의  을 클릭합니다. Clear Root Directory 대화 상자가 열립니다.
4. 루트 디렉토리 목록에서 제거할 폴더를 선택한 후 **OK**를 클릭합니다.


보안 네트워크 계정 지정

프로젝트가 네트워크 리소스에 저장된 경우 워크스테이션의 모든 사용자가 네트워크 리소스에 액세스할 수 있도록 SNA를 지정할 수 있습니다.


1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Projects**를 클릭합니다.
3. **Advanced** 섹션에서 **Credentials for Secure Network Account**를 클릭합니다.
4. 네트워크 리소스에 정의된 보안 네트워크 계정의 사용자 이름, 비밀번호 및 도메인을 입력합니다.
5. **OK**를 클릭합니다.

프로젝트 추가

프로젝트에는 어큐지션 메소드, 데이터, 배치, 처리 방법, 처리 결과 등이 저장됩니다. 각 프로젝트마다 별도의 프로젝트 폴더를 사용하는 것이 좋습니다.


팁! 상태 패널의 **Create Project**()를 클릭하여 프로젝트를 생성할 수도 있습니다.

SCIEX OS를 사용하지 않고 프로젝트 생성, 파일 복사 또는 붙여넣기 등을 수행하지 마십시오.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Projects**를 클릭합니다.
3. **Current Project** 필드 옆의 **Create Project**()를 클릭합니다. New Project 대화 상자가 열립니다.
4. 프로젝트 이름을 입력합니다.
5. **OK**를 클릭합니다.

하위 폴더 추가

프로젝트 내에서 하위 폴더에 데이터를 구성할 수 있습니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Projects**를 클릭합니다.
3. **Add Data Sub-Folders to any Project**를 클릭합니다.
Add Data Sub-Folders 대화 상자가 열립니다.
4. **SCIEX OS Project** 필드에서 하위 폴더를 추가할 프로젝트를 선택합니다.
5. **Project Data Sub-Folders** 섹션에서 상자 위의 **Add a new data sub-folder**()를 클릭합니다.
Data Sub-Folder Name 대화 상자가 열립니다.
6. 하위 폴더 이름을 입력합니다.
7. **Save**를 클릭합니다.
8. Add Data Sub-Folders 대화 상자를 닫습니다.

대기열 옵션 선택

소프트웨어는 목록에 제출된 샘플을 순차적으로 처리하며 선택한 어큐지션 메소드로 각 샘플을 실행합니다. 모든 샘플을 획득한 후에는 queue가 중지되고 시스템은 Ready 상태로 전환됩니다. Instrument Idle Time 필드에 설정된 시간이 모두 경과한 후에는 시스템이 Standby 상태로 전환됩니다. Standby 상태에서는 LC 펌프 및 컬럼 오븐이 꺼지고 일부 질량 분석계 전압도 꺼집니다. 샘플 성질 저하를 방지하기 위해 오토샘플러 온도 제어는 켜진 상태로 유지됩니다.

대기열 관리 권한이 할당된 사용자만 마지막 획득이 완료된 후 기기가 Standby 상태로 전환되기 전에 대기열이 실행되는 시간을 수정할 수 있습니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **Queue**를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 대기열 옵션을 선택합니다. 옵션에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. **Save**를 클릭합니다.

실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 설정 선택

이 기능을 사용하여 LIMS 서버에 연결할 수 있습니다. 사용자는 LIMS에서 배치 정보를 가져오고 결과를 LIMS로 내보낼 수 있습니다.

참고: Watson LIMS에 연결할 때는 이 절차가 필요하지 않습니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **LIMS Communication**을 클릭합니다.

3. LIMS와 통신하려면 **LIMS Server** 필드에 LIMS 서버의 URL을 입력한 후 **Enable import from the specified LIMS server**를 선택합니다.

참고: 고객 IT 부서 또는 미들웨어 공급자가 LIMS 서버를 구성합니다. 서버 URL 또는 위치는 해당 부서나 공급자에게 문의하십시오.

4. **Save**을 클릭합니다.

전체 화면 모드 사용

SCIEX OS를 기본 어플리케이션으로 사용하려면 이 기능을 선택합니다. 사용자는 소프트웨어를 닫거나 다른 소프트웨어 프로그램에 액세스할 수 없습니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **General**을 클릭합니다.
3. **General**에서 **Enabled** 확인란을 선택하여 **Full Screen Mode**를 사용하도록 설정합니다.
4. **Save**를 클릭합니다.

지역 설정 선택

이 기능은 Control Panel에서 선택된 지역 및 언어 설정을 적용합니다. 마침표 "." 또는 쉼표 ","만 소수점 구분 기호로 사용될 수 있습니다. 자릿수 구분 단위는 지원되지 않습니다.

1. Configuration 작업 영역을 엽니다.
2. **General**을 클릭합니다.
3. **Regional Settings**에서 **Apply**를 클릭합니다.
컴퓨터를 다시 시작하면 Windows 운영 체제에 구성된 지역 설정이 소프트웨어에 적용됩니다.
4. **Save**를 클릭합니다.
5. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

화합물 라이브러리 관리

LibraryView 소프트웨어 패키지 가져오기

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.
3. **Import** 아이콘을 클릭합니다.
4. Library Importer 대화 상자에서 **LibraryView Package (*.lbp)**를 클릭합니다.
5. Open 대화 상자에서 해당 파일을 탐색합니다.
6. 파일을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
7. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Compound** 열 위의 **All**을 클릭하여 모든 화합물을 가져옵니다.

- 해당 행 안쪽을 클릭하여 개별 화합물을 가져옵니다.

팁! 화합물을 찾으려면 **Search** 필드를 사용하십시오. 검색 기준을 입력하면 표시된 열을 검색하고 지정된 기준과 일치하는 정보만 표시되도록 새로 고쳐줍니다.

8. 다음 중 하나를 수행하여 라이브러리에 화합물을 추가합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록에서 적절한 라이브러리를 선택합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록 필드에 라이브러리 이름을 입력합니다.
9. **Next**를 클릭합니다.

참고: 화합물이 모두 데이터베이스에 복사되기 전에 사용자가 가져오기를 취소하더라도 이미 가져오기가 완료된 화합물은 데이터베이스에 남아 있습니다. 소프트웨어는 데이터베이스를 가져오기 전 상태로 되돌리지 않습니다.

10. 필요한 경우 충돌을 해결합니다.
11. **Finish**를 클릭합니다.

화합물 데이터베이스 가져오기

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.
3. **Import** 아이콘을 클릭합니다.
4. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **DiscoveryQuant Compound Database (*.mdb)**를 클릭합니다.
 - **Analyst Compound Database (*.mdb)**를 클릭합니다.
5. Open 대화 상자에서 해당 파일을 탐색합니다.
6. 파일을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
7. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Compound** 열 위의 **All**을 클릭하여 모든 화합물을 가져옵니다.
 - 해당 행 안쪽을 클릭하여 개별 화합물을 가져옵니다.

팁! 화합물을 찾으려면 **Search** 필드를 사용하십시오. 검색 기준을 입력하면 표시된 열을 검색하고 지정된 기준과 일치하는 정보만 표시되도록 새로 고쳐줍니다.

8. 다음 중 하나를 수행하여 라이브러리에 화합물을 추가합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록에서 적절한 라이브러리를 선택합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록 필드에 라이브러리 이름을 입력합니다.
9. **Next**를 클릭합니다.

참고: 화합물이 모두 데이터베이스에 복사되기 전에 사용자가 가져오기를 취소하더라도 이미 가져오기가 완료된 화합물은 데이터베이스에 남아 있습니다. 소프트웨어는 데이터베이스를 가져오기 전 상태로 되돌리지 않습니다.

10. 필요한 경우 충돌을 해결합니다.
11. **Finish**를 클릭합니다.

Cliquid 소프트웨어 패키지 가져오기

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.
3. **Import** 아이콘을 클릭합니다.
4. Library Importer 대화 상자에서 **Cliquid Package (*.clq)**를 클릭합니다.
5. Open 대화 상자에서 해당 파일을 탐색합니다.
6. 파일을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
7. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Compound** 열 위의 **All**을 클릭하여 모든 화합물을 가져옵니다.
 - 해당 행 안쪽을 클릭하여 개별 화합물을 가져옵니다.

팁! 화합물을 찾으려면 **Search** 필드를 사용하십시오. 검색 기준을 입력하면 표시된 열을 검색하고 지정된 기준과 일치하는 정보만 표시되도록 새로 고쳐줍니다.

8. 다음 중 하나를 수행하여 라이브러리에 화합물을 추가합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록에서 적절한 라이브러리를 선택합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록 필드에 라이브러리 이름을 입력합니다.
9. **Next**를 클릭합니다.
10. 필요한 경우 Instrument Name 대화 상자의 **Instrument Name** 필드에 질량 분석계 이름을 입력합니다.
11. **OK**를 클릭합니다.

참고: 화합물이 모두 데이터베이스에 복사되기 전에 사용자가 가져오기를 취소하더라도 이미 가져오기가 완료된 화합물은 데이터베이스에 남아 있습니다. 소프트웨어는 데이터베이스를 가져오기 전 상태로 되돌리지 않습니다.

12. 필요한 경우 충돌을 해결합니다.
13. **Finish**를 클릭합니다.

Excel 파일 가져오기

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.

3. **Import** 아이콘을 클릭합니다.
4. Library Importer 대화 상자에서 **Excel file (*.xls)**을 클릭합니다.
5. Open 대화 상자에서 해당 파일을 탐색합니다.
6. 파일을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
7. Library Importer 대화 상자에서 적절한 **Excel worksheet to import**를 클릭합니다.
8. 워크시트에 열 머리글이 포함된 경우 **Selected Excel Worksheet has headers** 옆의 확인란을 선택합니다.
9. 필요한 경우 Instrument Name 대화 상자의 **Instrument Name** 필드에 질량 분석계 이름을 입력합니다.
10. 각 정보 옆에 적절한 머리글을 선택합니다.

팁! **Compound:CompoundId** 및 **Compound:Name**은 필수 선택 항목입니다. 필요하지 않은 정보의 경우 **---[not used]---**를 선택하십시오.

11. **Next**를 클릭합니다.
12. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Compound** 열 위의 **All**을 클릭하여 모든 화합물을 가져옵니다.
 - 해당 행 안쪽을 클릭하여 개별 화합물을 가져옵니다.

팁! 화합물을 찾으려면 **Search** 필드를 사용하십시오. 검색 기준을 입력하면 표시된 열을 검색하고 지정된 기준과 일치하는 정보만 표시되도록 새로 고쳐줍니다.

13. 다음 중 하나를 수행하여 라이브러리에 화합물을 추가합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록에서 적절한 라이브러리를 선택합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록 필드에 라이브러리 이름을 입력합니다.
14. **Next**를 클릭합니다.

참고: 화합물이 모두 데이터베이스에 복사되기 전에 사용자가 가져오기를 취소하더라도 이미 가져오기가 완료된 화합물은 데이터베이스에 남아 있습니다. 소프트웨어는 데이터베이스를 가져오기 전 상태로 되돌리지 않습니다.

15. 필요한 경우 충돌을 해결합니다.
16. **Finish**를 클릭합니다.

라이브러리 데이터베이스 스냅샷 가져오기

주의: 잠재적 데이터 손실. 이 절차를 수행하기 전에 현재 **LibraryView** 소프트웨어 데이터베이스를 백업하십시오. 이 패키지의 정보는 **LibraryView** 소프트웨어 데이터베이스의 기존 데이터를 모두 덮어씁니다. 가져오기가 시작되면 취소 옵션을 사용할 수 없습니다.

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.

3. **Import** 아이콘을 클릭합니다.
4. Library Importer 대화 상자에서 **Overwrite Database with Library Snapshot (*.lbp)**을 클릭합니다.
5. Warning 대화 상자에서 **Yes**를 클릭합니다.
6. Open 대화 상자에서 해당 파일을 탐색합니다.
7. 파일을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
8. **Finish**를 클릭합니다.

제삼자 라이브러리 패키지 가져오기

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.
3. **Import** 아이콘을 클릭합니다.
4. Library Importer 대화 상자에서 **Third Party Library Package (*.tplp)**를 클릭합니다.
5. Open 대화 상자에서 해당 파일을 탐색합니다.
6. 파일을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
7. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Compound** 열 위의 **All**을 클릭하여 모든 화합물을 가져옵니다.
 - 해당 행 안쪽을 클릭하여 개별 화합물을 가져옵니다.

팁! 화합물을 찾으려면 **Search** 필드를 사용하십시오. 검색 기준을 입력하면 표시된 열을 검색하고 지정된 기준과 일치하는 정보만 표시되도록 새로 고쳐줍니다.

8. 다음 중 하나를 수행하여 라이브러리에 화합물을 추가합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록에서 적절한 라이브러리를 선택합니다.
 - **Add to Compound Library** 목록 필드에 라이브러리 이름을 입력합니다.
9. **Next**를 클릭합니다.

참고: 화합물이 모두 데이터베이스에 복사되기 전에 사용자가 가져오기를 취소하더라도 이미 가져오기가 완료된 화합물은 데이터베이스에 남아 있습니다. 소프트웨어는 데이터베이스를 가져오기 전 상태로 되돌리지 않습니다.

10. 필요한 경우 충돌을 해결합니다.
11. **Finish**를 클릭합니다.

라이선스가 있는 **LibraryView** 소프트웨어 패키지 설치

참고: LibraryView 소프트웨어는 반드시 설치되어야 합니다.

참고: LibraryView 소프트웨어 라이선스를 획득하려면 인터넷에 액세스해야 합니다. 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없으면 생성된 컴퓨터 ID의 복사본을 만듭니다. 인터넷 액세스가 가능한 컴퓨터에서 SCIEX 웹 사이트의 라이선스 페이지로 이동한 후 지침에 따라 라이선스를 획득하십시오.

라이선스가 있는 라이브러리는 DVD 또는 SCIEX 웹 사이트에서 다운로드한 zip 어플리케이션 파일을 사용하여 설치할 수 있습니다. 어플리케이션 파일에는 화합물 이름, 화합물 전환 정보, 화합물 라이브러리 스펙트럼이 포함될 수 있습니다.

1. 관리자 권한을 가진 Windows 사용자로 컴퓨터에 로그인합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - DVD에서 라이브러리를 설치하는 경우 DVD를 DVD 드라이브에 넣고 5단계를 진행합니다.
 - 다운로드한 파일에서 라이브러리를 설치하는 경우 3단계를 진행합니다.
3. SCIEX 웹 사이트에서 필요한 zip 파일을 다운로드합니다.

팁! 잠재적 설치 문제를 방지하기 위해 파일을 컴퓨터 데스크톱이 아닌 다른 위치에 저장하십시오.

4. 다운로드가 완료되면 다운로드한 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Extract All** 을 클릭합니다.
5. 추출된 파일 또는 DVD를 찾아 **Library.exe**를 두 번 클릭합니다.

팁! User Account Control 대화 상자가 열리면 **Yes**를 클릭하십시오.

팁! LibraryView Setup (Not Responding) 메시지 대화 상자가 열리면 대화 상자를 닫고 **Library.exe** 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Run as administrator** 옵션을 선택하여 설치를 다시 시작하십시오.

6. LibraryViewPackages Feature Unavailable 대화 상자에서 **Software Activation**을 클릭합니다.
LibraryViewPackages Activation 대화 상자가 열립니다.
7. 해당 필드에 라이선스 키를 표시된 대로 정확하게 입력합니다.
라이선스 키를 사용할 수 없는 경우 sciex.com/request-support에 문의하십시오.
8. **Generate Computer ID**를 클릭합니다.
워크스테이션에 대한 고유 식별자가 생성됩니다.
9. **Copy ID to Clipboard**를 클릭합니다.
10. 지침에 따라 라이선스를 획득합니다.
필요한 정보를 제출하면 제공된 모든 이메일 주소로 라이선스 파일이 전송됩니다.
11. 브라우저 창을 닫습니다.
12. 라이선스 파일이 포함된 이메일을 수신하면 라이선스 파일을 워크스테이션 바탕 화면에 복사합니다.
13. LibraryViewPackages Activation 대화 상자에서 **Install License File**을 클릭합니다.

14. Select the new license file to be installed 대화 상자에서 라이선스 파일을 탐색하여 선택합니다.
15. **Open**을 클릭합니다.
Select the new license file to be installed 및 LibraryViewPackage Activation 대화 상자가 모두 닫힙니다.
16. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 모든 화합물을 가져오려면 Library Importer 대화 상자에서 **Compound** 열 위의 **All**을 클릭합니다.
 - 개별 화합물을 가져오려면 Library Importer 대화 상자에서 적절한 행의 안쪽을 클릭합니다.

팁! 화합물을 찾으려면 **Search** 필드를 사용하십시오. 검색 기준을 입력하면 표시된 열을 검색하고 지정된 기준과 일치하는 정보만 표시되도록 새로 고쳐줍니다.

17. **Next**를 클릭합니다.

참고: 화합물이 모두 데이터베이스에 복사되기 전에 사용자가 가져오기를 취소하더라도 이미 가져오기가 완료된 화합물은 데이터베이스에 남아 있습니다. 소프트웨어는 데이터베이스를 가져오기 전 상태로 되돌리지 않습니다.

18. 필요한 경우 충돌을 해결합니다.
19. **Finish**를 클릭합니다.

화합물 충돌

화합물 그룹을 포함한 라이브러리를 설치하거나 개별 화합물을 설치할 때, 소프트웨어에서는 패키지의 화합물과 동일한 이름 또는 수식을 가진 화합물을 데이터베이스에서 검색합니다. 소프트웨어는 화합물이 발견되는 경우에 패키지 내 해당 화합물에 플래그를 지정한 뒤 계속 진행을 위해 사용자가 입력할 때까지 대기합니다.

사용자는 다음을 선택할 수 있습니다.

- 화합물 정보를 병합합니다. 패키지 화합물의 새 스펙트럼, 전환, 머무름 시간이 데이터베이스에 저장된 화합물 정보에 추가됩니다.
- 화합물 정보를 덮어씁니다. 패키지의 화합물 정보가 데이터베이스에 저장된 화합물 정보를 대체합니다.
- 화합물 정보를 보관합니다. 데이터베이스의 화합물 정보를 보관하고 패키지의 화합물 정보를 버립니다.

사용자가 올바른 선택을 할 수 있도록 충돌 정보가 제공됩니다.

화합물 충돌 보기

1. Library Importer 대화 상자에서에서 화합물 옆의 **Resolve**를 클릭하여 충돌 세부 정보를 표시합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Keep Original**을 클릭하여 기존 화합물 정보를 보관하고 새 정보를 버립니다.

- **Use New**를 클릭하여 기존 화합물 정보를 새 정보로 교체합니다.
3. 각 화합물에 대해 1 및 2 단계를 반복합니다.
 4. 모든 충돌이 해결된 후 **Finish**를 클릭합니다.

화합물 병합

1. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 가져오기 패키지에 있는 각 화합물의 새 스펙트럼, 전이 및 머무름 시간을 데이터베이스에 저장된 해당 화합물 정보와 병합하려면 **Merge**를 클릭합니다.
 - 가져오기 패키지에 있는 모든 화합물의 새 스펙트럼, 전이 및 머무름 시간을 데이터베이스에 저장된 해당 화합물 정보와 병합하려면 **Merge All**을 클릭합니다.
2. 모든 충돌이 해결된 후 **Finish**를 클릭합니다.

화합물 정보 덮어쓰기

1. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 데이터베이스에 저장된 모든 화합물 정보를 가져오기 패키지의 해당 화합물 정보로 덮어쓰려면 **Overwrite All**을 클릭합니다.
 - 데이터베이스에 저장된 화합물 정보를 가져오기 패키지의 해당 화합물 정보로 덮어쓰려면 해당 화합물 옆의 **Resolve**를 클릭한 후 **Use New**를 클릭합니다.
2. 모든 충돌이 해결된 후 **Finish**를 클릭합니다.

원래 화합물 보관

1. Library Importer 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 데이터베이스에 저장된 모든 화합물 정보를 보관하고 가져오기 패키지에서 화합물 정보를 삭제하려면 **Keep All Original**을 클릭합니다.
 - 데이터베이스에 저장된 개별 화합물 정보를 보관하고 가져오기 패키지에서 화합물 정보를 삭제하려면 해당 화합물 옆의 **Keep Original**을 클릭합니다.
2. 모든 충돌이 해결된 후 **Finish**를 클릭합니다.

화합물 추가

참고: **Edit Library** 옵션을 사용하여 라이브러리에 화합물을 추가할 수도 있습니다.

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.
3. **Add** 아이콘을 클릭합니다.

참고: 화합물 이름은 필수 사항입니다. 이 밖의 모든 정보는 옵션 사항입니다.

4. Details 탭의 필드에 적절한 정보를 입력합니다.
5. **Save**를 클릭합니다.

화합물에 질량 스펙트럼 추가

1. Manage 창에서 **Compounds** 목록을 확장합니다.
2. **All Compounds**를 클릭합니다.
3. 적절한 화합물을 두 번 클릭합니다.
4. **MS Spectra** 탭을 클릭합니다.
5. **Edit Mode** 아이콘을 클릭합니다.
6. **Add Spectra** 아이콘을 클릭합니다.
7. Add Mass Spectrum from *.wiff file to Compound 대화 상자에서 **Open *.wiff file**을 클릭합니다.
8. Open 대화 상자에서 적절한 wiff 또는 wiff2 파일을 찾아 선택합니다.
9. **Open**을 클릭합니다.
10. 다음 중 하나를 수행하여 라이브러리에 화합물을 추가합니다.
 - IDA 데이터의 경우 샘플을 확장한 후 왼쪽의 탐색 창에서 적절한 화합물을 선택합니다.
 - EMS, MRM 및 루프 데이터의 경우 적절한 샘플을 선택합니다.
11. 다음 중 하나를 수행하여 화합물에 스펙트럼을 추가합니다.
 - IDA 데이터의 경우 Acquired Spectrum 창에서 **Add Spectrum**을 클릭합니다.
 - EMS, MRM 및 루프 데이터의 경우 TIC를 두 번 클릭한 후 Acquired Spectrum 창에서 **Add Spectrum**을 클릭합니다.
12. 추가할 각각의 스펙트럼에 대해 7 ~ 11단계를 반복합니다.
13. **Save**를 클릭합니다.
14. MS Spectra 탭에서 **Save**를 클릭합니다.

분석자

작업	참조
주 화면과 상태 패널을 검토하여 시스템 상태 확인	홈 페이지 정보 및 상태 패널 정보
Microsoft Excel 스프레드시트 또는 LIMS를 사용하거나 수동으로 배치 생성 및 제출. 분석자가 배치를 생성하고 제출하기 전에 방법 개발자가 LC 및 MS 방법을 잠가야 합니다.	Batch 작업 영역
대기열에서 샘플 보기 및 관리	Queue 작업 영역
Results Table의 데이터 처리 및 검토	Analytics 작업 영역
데이터 탐색	Explorer 작업 영역

방법 개발자

작업	참조
시스템 구성	<ul style="list-style-type: none"> • 작동 지침—장치 구성 • 프로젝트에 대한 기본 처리 매개 변수 정의 • Results Table 사용자 지정
질량 분석계 조정	MS Tune 작업 영역.
액체 크로마토그래피(LC) 장치 구성	LC 장치의 문서.
LC 방법 생성	LC 방법 생성
Echo® MS 시스템: AE(음향 방출) 방법 생성	AE 방법 생성.
MS(질량 분석계) 방법 생성	MS Method 작업 영역.
처리 방법 개발	처리 방법 생성.

관리자

작업	참조
Windows 파일 권한 설정	실험실 책임자 안내서

작업	참조
LIMS 구성.	실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 설정 선택
소프트웨어에 사용자 추가 및 역할 할당	실험실 책임자 안내서
로그 보관	로그 보관

검토자

작업	참조
처리된 결과 검토	Analytics 작업 영역
데이터 탐색	Explorer 작업 영역
로그 검토	로그 보기

다음 작업 영역을 사용하여 획득 작업을 수행할 수 있습니다.

- **MS Method 작업 영역:** MS 방법 생성 및 관리
- (Echo® MS 모듈이 활성화된 경우 사용할 수 없음) **LC Method 작업 영역:** LC 방법 생성 및 관리
- (Echo® MS 모듈이 활성화된 경우) **AE Method 작업 영역:** AE 방법 생성 및 관리
- **Batch 작업 영역:** 배치를 생성하여 대기열에 제출
- **Queue 작업 영역:** 대기열의 샘플 관리

참고: 성능 문제 또는 데이터 손상을 방지하기 위해 샘플 획득 중에는 조각 모음, 디스크 정리, 바이러스 검사 또는 Windows 업데이트와 같은 컴퓨터 유지보수 절차를 수행하지 마십시오.

MS Method 작업 영역

이 작업 영역을 사용하여 MS(질량 분석계) 방법을 생성하고 관리할 수 있습니다.

MS Method 작업 영역에서 여러 개의 방법을 열 수 있습니다. 사용자는 **Views** 메뉴를 사용하여 방법 창의 정렬 방식을 탭 보기, 세로 바둑판식, 가로 바둑판식 또는 부동 보기로 변경할 수 있습니다. 부동 보기에서는 창의 크기를 조정하고 최대화 또는 최소화하거나, SCIEX OS 창 외부 또는 다른 모니터로 이동할 수 있습니다.

방법 창의 제목 표시줄에는 방법 및 프로젝트 이름이 포함됩니다. 바둑판식 보기와 부동 보기에서 활성 방법의 제목 표시줄은 파란색으로 표시되고 다른 방법의 제목 표시줄은 회색으로 표시됩니다. 탭 보기에서 활성 방법의 탭은 흰색으로 표시되고 다른 방법의 탭은 파란색으로 표시됩니다.

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

MS 방법 생성

이 절차를 사용하여 MRM(Scheduled MRM (sMRM) 및 Scout Triggered MRM (stMRM) 알고리즘 방법 포함), Q1, Q1MI, Q3, Q3MI, 중립 손실, 전구체 이온, 생성 이온, ER, EMS, EPI, MS³ 및 IDA 유형의 MS 방법을 생성할 수 있습니다.

참고: LIT(선형 이온 트랩) 스캔 모드(ER, EMS, EPI, MS³)는 QTRAP 라이선스가 설치된 SCIEX 7500 시스템에서만 지원됩니다.

참고: IDA 방법은 SCIEX 7500 시스템에서만 지원됩니다.

참고: Echo® MS 시스템: 음향 방출 어플리케이션에는 MRM 방법이 권장됩니다. sMRM 및 stMRM 알고리즘은 지원되지 않습니다.


새 방법은 질량 분석계의 기본 설정을 사용합니다. 자세한 정보는 [기본 설정 작업](#)에서 확인하십시오.

팁! Guided MRM 옵션을 사용하여 MS 방법을 생성하는 방법에 대한 정보는 [Guided MRM을 사용하여 MRM 방법 생성](#) 섹션을 참조하십시오.

참고: 상태 패널에 올바른 프로젝트 이름이 선택되었는지 확인하십시오.

1. MS Method 작업 영역을 엽니다.
2. **New** 버튼의 아래쪽 화살표를 클릭한 후 목록에서 스캔 유형을 선택합니다. 사용 가능한 스캔 유형은 질량 분석계에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 [스캔 기술](#) 섹션을 참조하십시오.

그림 5-1 MS 방법 목록(QTRAP 라이선스가 설치된 SCIEX 7500 시스템)



3. 필요에 따라 필드에 값을 입력합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

주의: 잠재적 시스템 손상. (**Echo® MS** 시스템) 웰 플레이트가 넘치지 않도록 **Ion source gas 1** 매개 변수를 **90psi** 이상으로 설정하십시오.

4. (선택 사항) 질량을 질량 테이블로 가져옵니다.

- **Import compounds from a file**을 클릭합니다. Open 대화 상자에서 가져올 csv 또는 txt 파일을 찾아 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.

참고: MRM 방법의 경우 **Import**를 클릭하여 **Import compounds from a file** 옵션을 선택합니다.

- MRM 방법: **Import > Update retention time from a processing method**를 클릭합니다. Open 대화 상자에서 가져올 머무름 시간이 포함된 처리 방법을 찾아 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
 - MRM 방법: **Import > Import compounds from a library**. 전이 테이블 정보 또는 MS 스펙트럼이 있는 라이브러리에서 가져오려면 선택합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
5. (선택 사항) **Advanced > Show advanced parameters**를 클릭하여 **Settling time, Pause time, Step size** 및 **Q0 dissociation**과 같은 분해능 매개 변수를 표시하고 편집합니다.

참고: **Q0 dissociation**은 SCIEX 7500 시스템에 대해서만 표시됩니다.

6. (선택 사항) **Options > Ramp**를 클릭하여 방법의 매개 변수 값을 점차적으로 늘립니다.
7. (선택 사항) **Options > Apply ionization scheduling**을 클릭하여 예약된 이온화 기능을 구현합니다.
8. (선택 사항) 방법을 실행합니다. 자세한 정보는 **MS 방법을 수동으로 실행** 섹션을 참조하십시오.
9. Data Acquisition 패널에서 실시간 데이터를 봅니다.

팁! Data Acquisition 패널의 위쪽을 클릭한 후 위 또는 아래로 끌면 콘텐츠 크기를 변경할 수 있습니다. 자세한 정보는 **Data Acquisition 패널** 섹션을 참조하십시오.



10. (선택 사항) Explorer 작업 영역에서 데이터를 보려면 Data Acquisition 패널에서 **Open data exploration to view real time data**()를 클릭합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오. 실시간 획득은 Explore 창에서 샘플 제목에 **Acquiring, Finished** 또는 **Aborted**라는 단어로 표시됩니다.

그림 5-2 실시간 획득—Acquiring



11. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.

- **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
- **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
- 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

12. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.

13. **Save**를 클릭합니다.

참고: MS 방법을 최적화하려면 매개 변수를 반복해서 수동으로 조정하고 데이터를 획득한 후 매개 변수 조정이 신호에 미치는 영향을 관찰해야 합니다.

화합물 가져오기 팁

- 파일에서 화합물 가져오기에 관한 팁
 - 소스 csv 또는 txt 파일은 다음과 같은 형식이어야 합니다.
 - 소스 파일에 열 머리글을 포함하면 안 됩니다.
 - 소스 파일의 열 수 및 순서는 가져올 당시 MS 방법의 질량 테이블에 있는 열 수 및 순서와 일치해야 합니다.
 - 소스 파일의 유효한 값만 질량 테이블의 해당 셀로 가져옵니다. 그렇지 않으면 영향을 받는 셀에 유효성 검사 아이콘이 표시되어 잘못된 값의 위치를 표시하거나 해당 셀의 기본 값이 유지됩니다.
 - 가져올 때 소스 csv 또는 txt 파일이 열려 있지 않아야 합니다.
 - Scheduled MRM (sMRM) 및 Scout Triggered MRM (stMRM), RT 모드 알고리즘 방법에서 지속 시간 가져오기는 해당 전이에 대한 **Edit dwell time** 확인란의 선택 여부에 따라 다르게 처리됩니다.

Edit dwell time을 선택한 경우 사용자가 소스 파일에 지정한 지속 시간 값이 사용자가 MS 방법에 지정한 최소/최대 지속 시간 사이에 있으면 해당 값을 가져옵니다. 값이 이 범위를 벗어나면 가져온 값은 최소 지속 시간 또는 최대 지속 시간 중 가장 가까운 값으로 대체됩니다.

Edit dwell time을 선택하지 않은 경우 소스 파일의 지속 시간 값은 방법 지속 시간, 대상 주기 시간, 동시성, 머무름 시간 및 머무름 시간 허용 오차를 포함한 기존 방법 매개 변수와 가져온 방법 매개 변수를 기반으로 계산된 지속 시간으로 대체됩니다.

참고: 그룹 모드의 stMRM 알고리즘의 경우 지속 시간은 사용자가 수동으로 편집합니다. 따라서 소스 파일의 값이 최소값과 최대값 사이에 있으면 해당 값을 가져옵니다.

- 전이 테이블에서 화합물 가져오기에 관한 팁

- 설치된 라이브러리에는 전이 테이블에 있는 하나 이상의 화합물에 대한 MRM 전이 및 화합물 종속 매개 변수가 포함되어 있습니다. 다음 이미지는 LibraryView 소프트웨어의 전이 테이블을 보여줍니다.

참고: 라이브러리 전이 테이블의 전이 및 화합물 종속 매개 변수는 설치된 라이브러리에서 가져오거나, 사용자가 수동으로 생성하고 유지 관리할 수 있습니다.

그림 5-3 LibraryView 소프트웨어의 전이 테이블

The screenshot shows the LibraryView software interface. The main window displays details for the compound Amantadine. The left sidebar shows a navigation menu with 'LIBRARIES', 'COMPOUNDS', and 'CLASSES'. The main content area shows the following information:

- Amantadine** (Details MS Spectra)
- Identifier
- CAS Index: 768-94-5
- Formula: C10H17N
- Molecular Weight: 151.24905
- Monoisotopic Mass: 151.13610
- Libraries: 6500 CLQ
- Classes: virustatic, antiparkinsonian
- Synonyms
- Additional Information
- Comments
- Library Search Thresholds
- Retention Times
- Transitions

The transition table for QTRAP 6500 is as follows:

QTRAP 6500 :								
Q1	Q3	CE	DP	EP	FP	CXP	Polarity	
152.10	135.00	20.00	80.00	10.00	0.00	4.00	Positive	
152.10	77.00	50.00	80.00	10.00	0.00	4.00	Positive	
152.10	79.00	50.00	80.00	10.00	0.00	4.00	Positive	
152.10	93.10	35.00	80.00	10.00	0.00	4.00	Positive	
152.10	107.10	35.00	80.00	10.00	0.00	4.00	Positive	

IDA 방법 생성

참고: IDA 방법은 SCIEX 7500 시스템에서만 지원됩니다.

- MS Method 작업 영역을 엽니다.
- New > IDA**를 클릭합니다.
- Method duration** 필드에 방법 지속 시간을 입력합니다.
- 소스 및 가스 매개 변수를 설정합니다. IDA 방법에 사용되는 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
- Survey** 필드에서 다음 실험 유형 중 하나를 선택합니다.
 - MRM**

- **Neutral Loss**
 - **Precursor Ion**
 - **Q3**
 - **EMS**
6. **IDA Criteria** 필드에서 워크플로를 선택합니다.
워크플로 목록은 선택한 조사 스캔에 따라 다릅니다.
-
- 참고: 사용자가 조사 스캔을 변경하면 공통 IDA 기준과 입력된 값을 그대로 가져옵니다.
-
7. IDA 기준을 설정합니다.
8. **Dependent** 필드에서 다음 실험 유형 중 하나를 선택합니다.
- **EPI**
 - **Product Ion**
 - **Add Second IDA Criteria (MS3)**: 두 번째 수준 IDA 실험, MS³ 종속 스캔 및 두 번째 수준 기준을 추가하려면 선택합니다. EPI 스캔이 조사 스캔으로 변경됩니다.
9. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.
- **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
 - **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
 - 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.
-
- 참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.
-
- Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.
10. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.
11. **Save**를 클릭합니다.

Guided MRM을 사용하여 MRM 방법 생성

Guided MRM을 사용하여 MRM 획득 방법을 최적화하거나 새로 생성하는 경우 주사기 주입, 티자형 주입기 또는 음향 주입(Echo[®] MS 시스템이 사용되는 경우)을 사용합니다.

참고: Echo[®] MS 시스템: 피크 폭이 좁기 때문에 전이 수를 최소화하는 것이 좋습니다. 4개에서 최대 6개의 전이가 권장됩니다.

Guided MRM을 사용하여 MRM 획득 방법을 최적화하거나 새로 생성하는 경우 주사기 주입 또는 티자형 주입기를 사용합니다.

시작 및 중지 전압에 대한 제어가 더 필요한 경우 **Guided** 옵션을 사용합니다.

1. MS Method 작업 영역을 엽니다.
2. **New > Guided Optimization > MRM Infusion**을 클릭합니다.
Preparation 페이지가 열립니다.
3. 모드를 선택합니다.
 - **Guided**: 시작 및 중지 전압을 더 효과적으로 제어할 수 있습니다.
 - **Automatic**: 소프트웨어에서 전압 시작 및 중지 값이 자동으로 선택됩니다.
4. **Polarity**를 선택합니다.
5. 알려진 전이를 사용하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **Use known transitions**를 클릭합니다.
 - b. 각 화합물에 대한 테이블에 **Compound ID, Q1 mass (Da)** 및 **Q3 Mass (Da)**를 입력합니다.
6. 알 수 없는 전이를 사용하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **Find transitions automatically**를 클릭합니다.
 - b. 각 화합물에 대한 테이블에 **Compound Name, Charge, Precursor Ion** 및 **Number of Fragments to Use**를 지정합니다.
7. **Continue**를 클릭합니다.
Set Initial Conditions 페이지가 열립니다.
8. 필요한 경우 초기 이온 소스와 Q1 매개 변수를 조정합니다.
9. 자동으로 처리되지 않으면 **Start**를 클릭합니다.
10. 분무가 안정적이면 **Next**를 클릭합니다.
시스템에서 **Declustering Potential, Collision Energy** 및 **Collision Cell Exit Potential** 매개 변수를 자동으로 최적화하고, **Unknown transitions**가 선택된 경우 생성 이온을 식별합니다.
11. (Automatic 모드) 모든 생성 이온이 식별되고 모든 매개 변수가 최적화된 후 Report 페이지가 표시될 때까지 기다립니다. 그런 다음 16단계로 이동합니다.
12. Optimize Declustering Potential 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. **Start, Stop** 및 **Step** 필드에 값을 입력합니다.
 - b. **Start**를 클릭합니다.

참고: 필요한 경우 램프 매개 변수를 조정한 후 **Ramp**를 클릭하여 최적화를 다시 수행합니다.

 - c. 최적화가 완료되면 **Next**를 클릭합니다.
13. Determine the Product Ions 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. 필요한 경우 CE 램프의 **Start, Stop** 및 **Step** 필드를 조정합니다.
 - b. 필요한 경우 **Start Mass (Da)** 및 **Stop Mass (Da)** 필드에 값을 입력합니다.

참고: 필요한 경우 램프 매개 변수를 조정한 후 **Ramp**를 클릭하여 최적화를 다시 수행합니다.

c. 최적화가 완료되면 **Next**를 클릭합니다.

14. Optimize Collision Energy 페이지에서 다음을 수행합니다.

- a. **Start, Stop** 및 **Step** 필드에 값을 입력합니다.
- b. **Start**를 클릭합니다.

참고: 필요한 경우 램프 매개 변수를 조정한 후 **Ramp**를 클릭하여 최적화를 다시 수행합니다.

c. 최적화가 완료되면 **Next**를 클릭합니다.

15. Optimize Collision Cell Exit Potential 페이지에서 다음을 수행합니다.

- a. **Start, Stop** 및 **Step** 필드에 값을 입력합니다.
- b. **Ramp**를 클릭합니다.

참고: 필요한 경우 램프 매개 변수를 조정한 후 **Ramp**를 클릭하여 최적화를 다시 수행합니다.

c. 최적화가 완료되면 **Next**를 클릭합니다.

Report 페이지가 표시됩니다.

16. (선택 사항) 다음 단계를 수행하여 보고서를 저장합니다.

- a. Report 페이지에서 **Save report as**를 클릭합니다.
- b. 보고서를 저장할 폴더로 이동하여 **File name**을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.

참고: 해당하는 wiff 데이터 파일과 최적화 보고서도 같은 폴더에 저장됩니다.

17. **Continue**를 클릭하여 MS Method 작업 영역에서 최적화된 방법을 엽니다.

18. **Method Duration** 필드에 필요한 방법 지속 시간을 입력합니다.

19. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.

- **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
- **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
- 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.


20. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.

21. **Save**를 클릭합니다.

FIA를 사용하여 MRM 방법 생성

1. MS Method 작업 영역을 엽니다.

2. **New > Guided Optimization > MRM FIA**를 클릭합니다.
Set Initial Acquisition Values 페이지가 열립니다.

3. **LC Method**를 선택하거나  을 클릭하여 현재 프로젝트에서 선택한 LC 방법을 봅니다.

4. 주입량을 지정합니다.

5. **Method Duration** 필드에 필요한 방법 지속 시간을 입력합니다.

6. **Rack Type, Rack Position, Plate Type** 및 **Plate Position**을 선택합니다.

7. **Polarity**를 선택합니다.

8. 표에서 각 화합물에 대한 **Compound ID, Q1 mass (Da), Q3 Mass (Da), CE (V), CXP (V), Dwell time (ms)** 및 **Vial Position**을 입력합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

참고: 표에 최대 10개의 화합물이 포함될 수 있습니다.

9. **Next**를 클릭합니다.
Set Initial LC-MS Conditions 페이지가 표시됩니다.

10. **Initial conditions with** 필드에서 **Compound ID**를 선택합니다. 그런 다음 소스 및 가스 매개 변수와 MRM 매개 변수를 조정합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

11. 자동으로 처리되지 않으면 **Start**를 클릭합니다.

12. **Next**를 클릭합니다.
Optimize Parameters 페이지가 표시됩니다.

13. **Determine step size using** 필드에서 단계 크기를 선택합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

14. **Optimize using** 필드에서 강도 또는 신호 대 노이즈 중 최적화에 사용할 방법을 지정합니다.

15. **Initial Parameter Values** 표에서 최적화할 매개 변수를 선택합니다.

16. 최적화할 각 매개 변수에 대해 **Start, Stop** 필드와 **Step** 또는 **Discrete steps** 필드에서 단계를 정의합니다.

17. **Replicate injection for each step** 필드에서 각 매개 변수 단계에 대해 수행할 복제 수를 선택합니다.

18. **Start**를 클릭합니다.

19. 최적화가 완료되면 **Next**를 클릭합니다.
Review Report 페이지가 표시됩니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

20. **Open in MS Method Editor**를 클릭하여 MS Method 작업 영역에서 최적화된 방법을 엽니다.
21. **Method Duration** 필드에 필요한 방법 지속 시간을 입력합니다.
22. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.
 - **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
 - **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
 - 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

23. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.
24. **Save**를 클릭합니다.

주입을 사용하여 MS³ 방법 생성

참고: LIT(선형 이온 트랩) 스캔 모드(ER, EMS, EPI, MS³)는 QTRAP 라이선스가 설치된 SCIEX 7500 시스템에서만 지원됩니다.

1. MS Method 작업 영역을 엽니다.
2. **New > Guided Optimization > MS³ Infusion**을 클릭합니다.
Preparation 페이지가 표시됩니다.
3. **Basic, Enhanced Resolution, Enhanced Product Ion, Multiple Reaction Monitoring** 및 **MS³** 매개 변수를 설정합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. **Next**를 클릭합니다.
Initial Conditions & Optimization 페이지가 표시됩니다.
5. 소스 및 가스 매개 변수를 설정합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
6. **Start**를 클릭합니다.
시스템에서 자동으로 Q1 이온 및 생성 이온을 결정하고 충돌 에너지와 AF2 에너지를 최적화합니다.

참고: 시스템에서 한 번에 하나의 Q1 이온이 결정됩니다.

7. 모든 생성 이온이 식별되고 모든 매개 변수가 최적화된 후 Report 페이지가 표시될 때까지 기다립니다.
8. **Open in MS Method Editor**를 클릭하여 MS Method 작업 영역에서 최적화된 방법을 엽니다.

9. **Method Duration** 필드에 필요한 방법 지속 시간을 입력합니다.
10. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.
 - **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
 - **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
 - 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

11. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.
12. **Save**를 클릭합니다.

sMRM 알고리즘 방법 생성

선행 절차


- MRM 실험을 포함하는 MS 방법을 생성합니다. 다음 절차를 참조하십시오.
 - [MS 방법 생성](#)
 - [Guided MRM을 사용하여 MRM 방법 생성](#)

참고: Echo® MS 시스템: Scheduled MRM (sMRM) 알고리즘이 지원되지 않습니다.

1. 다음 단계를 수행하여 MRM 실험이 포함된 MS 방법을 엽니다.
 - a. **Open**을 클릭합니다.
 - b. MS 방법을 선택합니다.
 - c. **Open**을 클릭합니다.
2. **MRM Mode** 필드에서 **Scheduled MRM**을 선택합니다. Scheduled MRM (sMRM) 알고리즘 필드가 표시됩니다.
3. **Target Cycle Time**을 피크 폭에 적절한 값으로 설정합니다.
4. LC 방법 조건에 따라 각 화합물의 **Retention time (min)**을 예상 머무름 시간으로 설정합니다.
5. 피크 프로필에 따라 **Retention time tolerance (+/-sec)**를 적절한 값으로 설정합니다.
6. (선택 사항) sMRM 알고리즘 트리거를 적용하려면 **Apply sMRM triggering**을 선택하고 **Mass Table** 섹션을 업데이트합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
7. (선택 사항) 다음 단계를 수행하여 고급 매개 변수를 업데이트합니다.

- a. **Advanced > Show advanced parameters**를 클릭합니다.
- b. 필요에 따라 **Minimum Dwell Time**, **Maximum Dwell Time**, **Settling time** 및 **Pause time**을 조정합니다.
- c. (선택 사항) 질량 테이블에서 **Q1 resolution**이나 **Q3 resolution** 또는 둘 다 조정합니다.

그림 5-4 고급 매개 변수



8. **sMRM Summary**를 클릭하여 그래픽으로 나타낸 sMRM 방법을 표시합니다. **Close**를 클릭하여 닫습니다.

그림 5-5 (s)MRM Plots 대화 상자



참고: MS Method 작업 영역에 열려 있는 각 MS 방법마다 하나씩, 여러 개의 (s)MRM Plots 대화 상자가 동시에 열릴 수 있습니다.

9. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.
 - **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
 - **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
 - 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

10. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.
11. **Save**를 클릭합니다.
12. 적절한 LC 방법으로 MS 방법을 실행하고 매개 변수를 조정하여 성능을 최적화합니다. 자세한 정보는 **MS 방법을 수동으로 실행** 섹션을 참조하십시오.

stMRM 알고리즘 방법 생성

선행 절차

- MRM 실험을 포함하는 MS 방법을 생성합니다. 다음 절차를 참조하십시오.
 - [MS 방법 생성](#)
 - [Guided MRM을 사용하여 MRM 방법 생성](#)

참고: Echo® MS 시스템: Scout Triggered MRM (stMRM) 알고리즘이 지원되지 않습니다.

1. 다음 단계를 수행하여 MRM 실험이 포함된 MS 방법을 엽니다.
 - a. **Open**을 클릭합니다.
 - b. MS 방법을 선택합니다.
 - c. **Open**을 클릭합니다.
2. **MRM Mode** 필드에서 **Scout triggered MRM RT** 또는 **Scout triggered MRM Group**을 선택합니다.
Scout Triggered MRM (stMRM) 알고리즘 필드가 표시됩니다.
3. **Target Cycle Time**을 피크 폭에 적절한 값으로 설정합니다.
4. Mass Table에서 각 마커 전이에 대해 **Trigger** 확인란을 선택하고 **Trigger threshold**를 지정합니다.
5. **Scout triggered MRM RT** 모드: 용리 순서를 나타내는 머무름 시간을 지정한 후 **RT overlap**을 설정합니다. 자세한 정보는 [머무름 시간 모드](#) 섹션을 참조하십시오.
6. **Scout triggered MRM Group** 모드: 각 전이를 슈퍼 그룹에 할당합니다. 마커 전이 및 해당하는 모든 종속 전이는 동일한 슈퍼 그룹에 있어야 합니다. 자세한 정보는 [그룹 모드](#) 섹션을 참조하십시오.
7. (선택 사항) 다음 단계를 수행하여 고급 매개 변수를 업데이트합니다.
 - a. **Advanced > Show advanced parameters**를 클릭합니다.
 - b. 필요에 따라 **Minimum Dwell Time, Maximum Dwell Time, Settling time** 및 **Pause time**을 조정합니다.
 - c. (선택 사항) 질량 테이블에서 **Q1 resolution**이나 **Q3 resolution** 또는 둘 다 조정합니다.
8. **sMRM Summary**를 클릭하여 그래픽으로 나타낸 sMRM 방법을 표시합니다. **Close**를 클릭하여 닫습니다.

그림 5-6 (s)MRM Plots 대화 상자



참고: MS Method 작업 영역에 열려 있는 각 MS 방법마다 하나씩, 여러 개의 (s)MRM Plots 대화 상자가 동시에 열릴 수 있습니다.

9. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.

- **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
- **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
- 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

10. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.

11. **Save**를 클릭합니다.

12. 적절한 LC 방법으로 MS 방법을 실행하고 매개 변수를 조정하여 성능을 최적화합니다. 자세한 정보는 **MS 방법을 수동으로 실행** 섹션을 참조하십시오.


여러 실험이 포함된 방법 생성

선행 절차

- MS 방법을 생성합니다. 다음 절차를 참조하십시오.
 - [MS 방법 생성](#)
 - [Guided MRM을 사용하여 MRM 방법 생성](#)

1. 다음 단계를 수행하여 실험을 추가할 MS 방법을 엽니다.
 - a. **Open**을 클릭합니다.
 - b. MS 방법을 선택합니다.
 - c. **Open**을 클릭합니다.
2. Method Overview 창에서 **Add Experiment**를 클릭한 후 추가할 실험의 스캔 유형을 클릭합니다.

그림 5-7 Add Experiment 메뉴



3. 실험 매개 변수를 설정합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. 추가할 각 실험에 대해 2단계와 3단계를 반복합니다.

5. (선택 사항) **Options > Apply experiment scheduling**을 클릭하여 각 실험에 대한 **Start run time** 및 **Stop run time**을 구성합니다.

참고: Scheduled MRM (sMRM) 및 Scout Triggered MRM (stMRM) 알고리즘 실험에는 실험 일정을 사용할 수 없습니다. 따라서 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

- 여러 MRM 실험에 실험 일정이 적용되면 sMRM 또는 stMRM 실험으로 변환할 수 없습니다. 실험 일정 기능이 활성화된 MRM 방법에 sMRM 또는 stMRM 실험을 추가할 수도 없습니다.
- sMRM 또는 stMRM 실험이 포함된 MS 방법에 실험 일정을 적용할 수 없습니다.

-
6. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.

- **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
- **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
- 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

7. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.
8. **Save**를 클릭합니다.

MRM 스캔을 제외한 다른 스캔 유형의 경우 MS 방법을 최적화하려면 매개 변수를 반복해서 수동으로 조정하고 데이터를 획득한 후 매개 변수 조정이 신호에 미치는 영향을 관찰해야 합니다.

MS 방법 열기

이 절차를 사용하여 SCIEX OS로 생성된 MS 방법을 열 수 있습니다. Analyst 소프트웨어로 생성된 방법을 열려면 [Analyst 소프트웨어 방법 변환](#) 섹션을 참조하십시오.

SCIEX OS에서는 활성 질량 분석계와는 다른 질량 분석계를 위해 생성된 MS 방법을 열 수 있습니다. 예를 들어 SCIEX Triple Quad 5500+ 시스템을 위해 생성된 방법을 SCIEX Triple Quad 4500 시스템에서 사용하기 위해 변환할 수 있습니다. 이렇게 하려면 MS 방법이 현재 프로젝트에 있어야 합니다. MS 방법을 열 때 소프트웨어에서는 활성 장치와 호환되도록 매개 변수를 조정합니다.

참고: 소프트웨어는 X500 QTOF 또는 ZenoTOF 시스템용으로 생성된 방법을 SCIEX Triple Quad 또는 QTRAP 시스템에서 사용하기 위해 변환할 수 없습니다.

-
1. MS Method 작업 영역을 엽니다.
 2. **Open**을 클릭합니다.

Open MS Method 대화 상자가 열립니다. 여기에는 현재 프로젝트에 있는 MS 방법의 목록이 표시됩니다.

3. (선택 사항) 열려는 방법이 현재 프로젝트에 없으면 열려는 방법이 포함된 프로젝트를 선택합니다.
4. 열려는 MS 방법을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.

팁! 여러 방법을 선택하려면 **Shift** 또는 **Ctrl** 키를 사용하십시오.

MS 방법의 장치가 활성 장치와 일치하지 않으면 Convert MS Method 대화 상자가 열립니다. **OK**를 클릭하여 활성 장치의 MS 방법을 변환합니다. 변환이 완료되면 **OK**를 클릭합니다. MS 방법을 사용하기 전에 주의 깊게 검토합니다.

참고: 다른 질량 분석계에서 MS 방법을 변환하고 있는 경우 MS 방법 이름은 `Untitled`입니다.

Analyst 소프트웨어 방법 변환

Analyst 소프트웨어에서 생성된 MS 방법을 SCIEX OS에서 사용할 수 있도록 변환할 수 있습니다. Analyst 소프트웨어 방법의 장치가 SCIEX OS의 활성 장치와 일치하지 않으면 활성 장치와 호환되도록 방법 매개 변수가 조정됩니다.

참고: SCIEX OS에서는 QTRAP 시스템용으로 생성된 방법을 열 수 없습니다.

참고: 상태 패널에 올바른 프로젝트 이름이 선택되었는지 확인하십시오.

1. MS Method 작업 영역을 엽니다.
2. **Open > Convert file**을 클릭합니다.
3. 변환할 방법을 찾아 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
방법이 변환되고 장치 및 방법 파일 형식의 차이로 인한 문제가 보고됩니다. MS Method 작업 영역에서 방법이 열립니다.
4. MS 방법을 검토하고 문제를 수정합니다.
5. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.
 - **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
 - **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
 - 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

6. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.

7. **Save**를 클릭합니다.

MRM을 제외한 스캔 유형의 경우 매개 변수를 수동으로 반복 조정하고, 데이터를 획득한 후, 신호에 대한 조정 효과를 관찰하여 MS 방법을 최적화합니다.

MS 방법을 수동으로 실행

선행 절차

- MS Method 작업 영역에서 MS 방법을 생성하거나 기존 방법을 엽니다. 자세한 정보는 [MS Method 작업 영역](#) 또는 [MS 방법 열기](#) 섹션을 참조하십시오.

이 절차를 사용하여 MS Method 작업 영역에서 활성 방법을 실행할 수 있습니다.

1. Data Acquisition 패널의 **Start** 버튼에서 아래쪽 화살표를 클릭한 후 다음 중 하나를 클릭합니다.
 - **Start**: 이 옵션은 LC 없이 MS 방법을 실행합니다.
 - **Start with LC**

참고: Echo® MS 시스템에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

자세한 정보는 [Data Acquisition 패널](#) 섹션을 참조하십시오.




경고! 화재 위험. 이온 소스에 **3mL/min**을 초과하는 용매를 주입하지 마십시오. **LC** 구성품은 최대 **5mL/min**의 유속을 제공할 수 있지만 **3mL/min**을 초과하는 용매를 주입하면 용매가 이온 소스에 쌓일 수 있습니다. 이온 소스에 제공되는 최대 유속이 **3mL/min**을 초과하지 않도록 T자관으로 흐름을 분할할 수 있습니다.

사용자가 **Start with LC**를 클릭하면 Start with LC 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자의 필드에 대한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.


참고: LC 시스템을 활성화해야 하고 LC 방법이 생성 후 저장되어 있어야 합니다.

그림 5-8 Start with LC 대화 상자



2. (선택 사항) Explorer 작업 영역에서 데이터를 보려면 Data Acquisition 패널에서 **Open data exploration to view real-time data**()를 클릭합니다. 실시간 획득은 Explore 창에서 샘플 제목에 **Acquiring, Finished** 또는 **Aborted**라는 단어로 표시됩니다.

그림 5-9 실시간 획득—Acquiring



3. (선택 사항) 필요에 따라 MS 매개 변수를 최적화합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. Data Acquisition 패널에서 **Stop**을 클릭합니다.
5. (선택 사항) 데이터를 저장하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. **Save**를 클릭하여 데이터를 저장합니다. Save Data 대화 상자가 열립니다.
 - b. (선택 사항) 데이터를 저장할 프로젝트 및 하위 폴더(해당하는 경우)를 선택합니다.
 - c. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.
 - d. **Save**를 클릭합니다.
6. 다음 중 하나를 수행하여 MS 방법을 저장합니다.

- **Save > Save**를 클릭하여 방법을 동일한 프로젝트에 같은 이름으로 저장합니다.
- **Save > Save As**를 클릭하여 방법을 새 이름으로 저장하거나 다른 프로젝트에 저장합니다.
- 일상적 분석을 위한 준비가 완료되면 **Save > Lock Method**를 클릭하여 방법을 잠급니다.

참고: 권한이 없는 사용자가 편집할 수 없도록 방법을 잠그십시오. **Lock/Unlock methods** 권한이 있는 사용자만 잠긴 방법을 편집할 수 있습니다. 다른 사용자는 방법을 제출만 할 수 있습니다.

Save As MS Method 대화 상자가 열립니다.

7. **File Name** 필드에 이름을 입력합니다.
8. **Save**을 클릭합니다.

기본 설정 작업

이 절차를 사용하여 기본 방법 매개 변수를 설정할 수 있습니다. 소스 및 가스 매개 변수의 기본값은 모든 실험 유형에 적용됩니다. 화합물 종속 매개 변수의 기본값은 각 실험 유형에 대해 정의됩니다. 각 극성에 대해 기본 매개 변수가 설정됩니다.

기존 방법에는 변경 사항이 적용되지 않습니다. 변경 후 생성된 모든 방법에는 새 값이 적용됩니다.

1. MS Method 작업 영역을 엽니다.
2. **Advanced > Default settings**를 클릭합니다. Source and Gas Settings 페이지가 표시됩니다.
3. **Polarity**를 선택합니다.
4. 소스 및 가스 매개 변수를 설정합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

참고: 음극성의 경우 **Spray voltage**만 조정할 수 있습니다. 다른 소스 및 가스 매개 변수 값은 양극성에서 가져옵니다.

5. **Save**을 클릭합니다.
6. **Compound Dependent Settings**를 클릭합니다. Compound Dependent Settings 페이지가 표시됩니다.
7. **Experiment type**을 선택합니다.
8. **Polarity**를 선택합니다.
9. 선택한 실험 유형의 매개 변수를 설정합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
10. **Save**을 클릭합니다.

LC Method 작업 영역

이 작업 영역을 사용하여 LC 방법을 생성하고 관리할 수 있습니다.

LC Method 작업 영역에서 여러 개의 방법을 열 수 있습니다. 사용자는 **Views** 메뉴를 사용하여 방법 창의 정렬 방식을 탭 보기, 세로 바둑판식, 가로 바둑판식 또는 부동 보기로 변경할 수 있습니다. 부동 보기에서는 창의 크기를 조정하고 최대화 또는 최소화하거나, SCIEX OS 창 외부 또는 다른 모니터로 이동할 수 있습니다.

방법 창의 제목 표시줄에는 방법 및 프로젝트 이름이 포함됩니다. 바둑판식 보기와 부동 보기에서 활성 방법의 제목 표시줄은 파란색으로 표시되고 다른 방법의 제목 표시줄은 회색으로 표시됩니다. 탭 보기에서 활성 방법의 탭은 흰색으로 표시되고 다른 방법의 탭은 파란색으로 표시됩니다.

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

LC 방법 생성

LC 장치와 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.

1. LC Method 작업 영역을 엽니다.
2. **New**를 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 장치를 클릭한 후 필요에 따라 필드를 편집합니다.
4. 다음 명령 중 하나를 클릭하여 LC 방법을 저장하고 선택적으로 잠급니다.
 - **Save**: LC 방법을 저장합니다.
 - **Save > Lock Method**: LC 방법을 저장하고 잠급니다.

Save As LC Method 대화 상자가 열립니다.

5. **File Name** 필드에 LC 방법의 이름을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.

AE Method 작업 영역

이 작업 영역을 사용하여 AE 방법을 생성하고 관리할 수 있습니다. Echo® MS 시스템이 활성화되면 홈 페이지의 **LC Method** 타일이 **AE Method**로 바뀝니다.

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

AE 방법 생성

참고: 상태 패널에 올바른 프로젝트 이름이 선택되었는지 확인하십시오.

1. AE Method 작업 영역을 엽니다.
2. **New**를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 필드를 편집합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

4. 다음 명령 중 하나를 클릭하여 AE 방법을 저장하고 선택적으로 잠급니다.

- **Save:** AE 방법을 저장합니다.
- **Save > Lock Method:** AE 방법을 저장하고 잠급니다.

Save As AE Method 대화 상자가 열립니다.

5. **File Name** 필드에 AE 방법의 이름을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.

Batch 작업 영역

Batch 작업 영역에는 획득 및 처리(선택 사항)할 샘플 세트에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 배치는 샘플을 획득하고 처리하는 순서를 소프트웨어에 알려 줍니다.

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

참고: 선택된 오토샘플러에서 랙 유형, 랙 위치, 플레이트 유형, 플레이트 위치 및 바이알 위치는 서로 완전 종속 관계이며 특정 값만 유효합니다.

참고: Echo® MS 시스템과 함께 사용할 경우 이 작업 영역은 샘플이 웰 플레이트에 배열되는 방식을 정의합니다. 시스템은 처리량에 대한 획득 순서를 최적화합니다.

표 5-1 Batch 작업 영역 열


열 이름	정의	필드 값 요건
Sample and method information(샘플 및 방법 정보) 		
Sample Name	(샘플 이름) 샘플 이름입니다.	252자 미만이어야 합니다.
Sample ID	(샘플 ID) 샘플에 대한 사용자 지정 숫자 또는 기타 식별자입니다.	252자 미만이어야 합니다. Sample ID 필드에는 \ / : ; * ? " < > = 같은 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없습니다.
Barcode ID	(바코드 ID) 샘플의 고유 ID입니다.	250자 미만이어야 합니다.
MS Method	(MS 방법) 방법의 이름입니다.	MS 방법이 현재 프로젝트에 있어야 합니다. 이 필드는 대/소문자를 구분하지 않습니다.
LC Method	(LC 방법) (Echo® MS 시스템을 제외한 모든 시스템) 액체 크로마토그래피 방법의 이름입니다.	LC 방법이 현재 프로젝트에 있어야 합니다. 이 필드는 대/소문자를 구분하지 않습니다.

표 5-1 Batch 작업 영역 열 (계속)

열 이름	정의	필드 값 요건
AE Method	(AE 방법) (Echo [®] MS 시스템) 음향 방출 방법의 이름입니다. Echo [®] MS 시스템이 Devices 페이지에서 활성화되어 있을 때 표시됩니다.	AE 방법이 현재 프로젝트에 있어야 합니다. 이 필드는 대/소문자를 구분하지 않습니다.
Rack Type	(랙 유형) 오토샘플러의 랙 유형입니다.	LC 방법에 지정된 오토샘플러에 대한 유효한 선택 항목 중 하나여야 합니다.
Rack Position	(랙 위치) 트레이에서 랙 위치입니다.	숫자 값입니다.
Plate Type	(플레이트 유형) 오토샘플러의 웰 플레이트 유형입니다. 참고: Rack Type 이 바이알인 경우 이 열을 사용할 수 없습니다.	LC 방법에 지정된 오토샘플러에 대한 유효한 선택 항목 중 하나여야 합니다.
Plate Position	(플레이트 위치) 랙에서 플레이트의 위치입니다.	미리 정의된 오토샘플러 플레이트 위치 중 하나와 일치해야 합니다.
Vial Position	(바이알 위치) (LC 방법) 랙 또는 플레이트에서 바이알의 위치입니다.	숫자 값입니다. 가장 큰 값이 랙에 있는 바이알 개수보다 더 커서는 안 됩니다.
Well Position	(Well Position) (AE 방법) 플레이트에서 웰 위치입니다. Echo [®] MS가 Devices 페이지에서 활성화되어 있을 때 표시됩니다.	숫자 값입니다. 가장 큰 값이 랙의 웰 수보다 크지 않아야 합니다.

표 5-1 Batch 작업 영역 열 (계속)

열 이름	정의	필드 값 요건
Injection Volume (µL)	<p>(주입량(µL)) 주입할 샘플의 양입니다.</p> <hr/> <p>참고:</p> <p>LC 방법의 경우에만 주입량을 LC 방법에서 가져옵니다. 사용자는 Batch 작업 영역 또는 가져온 배치 파일에서 이 주입량을 재정의할 수 있습니다. 배치가 제출되면 LC 장치에서 지원하는 범위를 기준으로 주입량의 유효성을 검사합니다.</p> <p>LC 방법에 지정된 주입량을 되돌리려면 이 필드의 내용을 삭제한 후 LC Method 필드에서 LC 방법을 다시 선택합니다.</p>	숫자 값입니다.
Sample Type	(샘플 유형) 샘플 유형입니다.	미리 정의된 샘플 유형 중 하나와 일치해야 합니다. 일치하지 않는 유형은 자동으로 Unknown으로 대체됩니다.
Dilution Factor	(희석배율) 개별 샘플의 희석배율입니다.	<p>SCIEX에서 개발한 방법의 경우 값이 1.000000이어야 합니다.</p> <p>0보다 크고 소수점 이하 자릿수가 6인 값이어야 합니다. 기본값은 1.000000입니다. 이 필드를 비워두지 마십시오.</p>

표 5-1 Batch 작업 영역 열 (계속)

열 이름	정의	필드 값 요건
Data File	(데이터 파일) 획득한 데이터가 저장되는 파일의 이름입니다. 파일이 저장될 하위 폴더의 전체 경로를 포함하십시오.	<p>252자 미만이어야 합니다. 총 글자수에는 데이터 하위 폴더 경로의 글자수도 포함됩니다. 데이터 파일에는 \ / : ; * ? " < > = 같은 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없습니다.</p> <hr/> <p>팁! 화살표를 클릭하여 하위 폴더를 선택하거나 새 하위 폴더의 이름을 입력하십시오. 하위 폴더와 파일 이름 사이에 백슬래시(\)를 포함해야 합니다. 하위 폴더가 없으면 배치가 실행될 때 생성됩니다.</p> <hr/> <p>참고: (Echo® MS 시스템) 여러 배치에 동일한 데이터 파일 이름을 사용하지 마십시오.</p>
Processing Method	<p>(처리 방법) 방법의 이름입니다. 기존 Results File을 사용하는 경우 이 필드를 비워 두십시오. 기존 Results File을 선택하면 *Embedded Method* 값이 이 필드에 자동으로 표시됩니다.</p> <hr/> <p>참고: 처리 방법은 샘플에 지정된 MS 방법과 호환되어야 합니다.</p>	<p>프로젝트의 처리 방법 목록에서 처리 방법을 선택하십시오.</p>

표 5-1 Batch 작업 영역 열 (계속)


열 이름	정의	필드 값 요건
Results File	<p>(결과 파일) 처리한 결과가 저장되는 파일의 이름입니다. 유효한 Results File을 지정하면 획득이 완료된 후 샘플 데이터가 자동으로 처리됩니다. 파일 이름이 유효하지 않으면 배치 제출 프로세스를 완료할 수 없습니다.</p> <p>참고: 기존 Results File을 선택하면 선택한 결과 파일의 포함된 방법이 처리에 사용되고 Processing Method 셀의 텍스트가 *Embedded Method*로 바뀝니다.</p>	<p>파일 이름에는 \ / ; : * ? " < > = 같은 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없습니다.</p> <p>파일 이름과 하위 폴더를 포함한 파일 경로는 252자 미만이어야 합니다.</p> <p>팁! 화살표를 클릭하여 목록에서 기존 결과 파일을 선택하십시오. 파일을 생성하려면 파일 이름을 입력합니다. 제출된 배치의 첫 번째 샘플이 처리될 때 파일이 생성됩니다.</p> <p>참고: (Echo® MS 시스템) 여러 배치에 동일한 결과 파일 이름을 사용하지 마십시오.</p>
Marker Well	<p>(마커 웰) 타이밍 파일을 첫 번째 웰에 맞출 때 사용되는 웰입니다. Marker Well은 MS Method 열에 지정된 MS 방법에 정의되어 있는 구성 요소 중 하나 이상을 포함해야 합니다.</p> <p>Echo® MS가 Devices 페이지에서 활성화되어 있을 때 표시됩니다.</p>	<p>마커 웰에 대해 True를 선택하십시오. 다른 모든 웰은 배치가 제출되면 자동으로 False로 설정됩니다.</p>
Comment	<p>(메모) 텍스트입니다.</p>	<p>50자 미만이어야 합니다. Comment 필드에는 \ / ; : * ? " < > = 같은 유효하지 않은 문자를 사용할 수 없습니다.</p>
Custom columns	<p>(사용자 지정 열) (선택 사항) 텍스트, 정수 또는 실수 형식의 사용자 정의 열입니다.</p>	<p>요구 사항은 형식에 따라 다릅니다.</p>
<p>Component Concentrations(구성 요소 농도)()</p>		

표 5-1 Batch 작업 영역 열 (계속)

열 이름	정의	필드 값 요건
Component	(구성 요소 이름) MS 방법, 처리 방법 또는 Results Table에 정의된 구성 요소의 이름입니다. 배치에 최대 4,000개의 구성 요소 행을 포함할 수 있습니다.	구성 요소 이름은 MS 방법, 처리 방법(MRM 스캔의 경우) 또는 Results Table에서 가져옵니다. 방법을 생성하는 동안 이름 유효성이 검사됩니다. 구성 요소를 테이블에 수동으로 추가할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 요소 농도 추가 섹션을 참조하십시오. 참고: 가져온 파일에 배치 그리드의 열과 일치하지 않는 데이터 열이 포함된 경우 해당 열은 Compound 또는 Component Name 열로 처리됩니다. 농도 열이 추가되고 이 데이터 열의 값으로 채워집니다.
Component concentration	표준 및 QC 샘플 유형에 대한 분석 물질 또는 내부 표준 농도입니다. 테이블에는 각 샘플에 대한 열이 포함됩니다. 샘플 이름이 열 이름으로 사용됩니다.	0보다 크거나 같은 숫자 값입니다.

배치 관리

참고: 상태 패널에 올바른 프로젝트 이름이 선택되었는지 확인하십시오.

Batch 작업 영역에서 다음 기능을 사용하여 배치를 관리할 수 있습니다.

표 5-2 Batch 작업 영역 기능

수행할 작업	방법
열 표시 또는 숨기기	View 를 클릭합니다. 자세한 정보는 열 표시 또는 숨기기 섹션을 참조하십시오.
행 잘라내기	Manage Samples > Cut 를 클릭합니다.
행 복사	Manage Samples > Copy 를 클릭합니다.
행 붙여넣기	Manage Samples > Paste 를 클릭합니다.
행 삽입	Manage Samples > Insert sample 를 클릭합니다.
행 삭제	Manage Samples > Delete sample 를 클릭합니다.

표 5-2 Batch 작업 영역 기능 (계속)

수행할 작업	방법
열 선택	View 를 클릭합니다. 자세한 정보는 열 표시 또는 숨기기 섹션을 참조하십시오.
프로젝트에 하위 폴더 추가	Manage Samples > Add data sub-folders 를 클릭합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
배치 인쇄	Print 를 클릭합니다.
배치를 현재 프로젝트에 저장	Save > Save 또는 Save > Save As 를 클릭합니다.
배치를 txt 또는 csv 파일로 내보내기	Save > Export 를 클릭합니다.

열 표시 또는 숨기기

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. **View**를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 View 대화 상자에서 열 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다. 열에 대한 설명은 [표 5-1](#)에서 확인하십시오.

그림 5-10 View 대화 상자

4. **OK**를 클릭합니다.

사용자 지정 열 추가

이 절차를 사용하여 건조 중량과 같은 샘플 관련 추가 정보를 저장하기 위한 열을 배치에 추가할 수 있습니다. 해당 정보는 예를 들어 수식과 계산 열에서 처리에 사용할 수 있습니다.

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. 배치 그리드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Add Custom Column**을 클릭합니다. Add Custom Column 대화 상자가 열립니다.
3. **Column name** 필드에 열 이름을 입력합니다.
이름은 고유해야 합니다. 미리 정의된 열의 이름과 동일한 이름은 사용할 수 없습니다.
4. **Column type** 필드에서 다음 유형 중 하나를 선택합니다.
 - **Integer**: 이 열에는 정수가 포함됩니다. 10진수 값은 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
 - **Real**: 이 열에는 소수점 이하 최대 6자리의 실수가 포함됩니다.

- **Text:** 이 열에는 최대 128자의 텍스트가 포함됩니다.

5. **Add**를 클릭합니다.

Batch 작업 영역의 오른쪽에 새 열이 추가됩니다.

사용자 지정 열 이름 변경

참고: **Column type**은 변경할 수 없습니다.

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. 변경할 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Edit Custom Column**을 클릭합니다. Edit Custom Column 대화 상자가 열립니다.
3. **Name** 필드에 열의 새 이름을 입력합니다. 이름은 고유해야 합니다. 미리 정의된 열의 이름과 동일한 이름은 사용할 수 없습니다.
4. **Apply**를 클릭합니다.

사용자 지정 열 제거

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. 배치 그리드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Delete Custom Column**을 클릭합니다. Delete Custom Column 대화 상자가 열립니다.
3. 삭제할 열의 이름 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
4. **Delete**를 클릭합니다.

파일에서 배치 가져오기

선행 절차

- 배치 파일을 생성합니다. 파일에 포함할 필드에 대한 설명은 표 5-1에서 확인하십시오.

참고: 가져올 Microsoft Excel 파일에서는 미리 정의된 열이 가장 먼저 오고 그 다음에 사용자 지정 열이 와야 합니다. 미리 정의된 열의 열 머리글은 SCIEX OS의 열 이름과 일치해야 합니다. 미리 정의된 열의 열 머리글이 올바르지 않으면 정보를 가져올 수 없습니다. csv 또는 xsl 파일에서 마침표만 소수점 구분 기호로 지원됩니다.

참고: 배치 파일을 가져오기 전에 파일을 닫으십시오. 배치 파일이 Microsoft Excel에서 열려 있으면 가져올 수 없습니다.

- (Watson LIMS에서 가져오기의 경우 선택 사항) **LC Method** 필드를 자동으로 채우려면 LC 방법 이름이 MS 방법 이름과 같아야 합니다.

참고: Watson LIMS에는 LC 방법 필드가 없습니다. LC 방법 이름이 MS 방법 이름과 다르면 LC 방법 열을 수동으로 채워야 합니다.

샘플을 제출하기 전에 배치 내용을 검토하십시오.

팁! 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 행 추가/제거 기능에 액세스하려면 **Manage Samples**를 클릭하십시오.

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. (선택 사항) **View**를 클릭하여 Batch 작업 영역에 표시할 열을 선택합니다.
3. **Open > Import from file**을 클릭합니다.
Batch Import 대화 상자가 열립니다.
4. **Browse**를 클릭합니다.
5. 필요한 파일을 탐색합니다.
6. **Open**을 클릭합니다.
7. (선택 사항) 필요에 따라 **Append to current batch** 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.

참고: 사용자가 **Append to current batch** 옵션을 선택하지 않으면 그리드의 기존 데이터를 덮어씁니다.

8. **Import**를 클릭합니다.
9. (선택 사항) 플레이트 레이아웃을 샘플 위치를 선택하거나 확인하기 위한 참조로 사용하면 **Plate Layout**을 클릭합니다.
Plate Layout은 미지정 샘플의 웰 및 바이알 위치를 자동으로 제공합니다.
10. 배치를 제출하기 전에 컬럼 오븐 온도에 도달했는지 확인합니다.
11. 다음과 같이 배치를 저장합니다.
 - a. **Save As**를 클릭합니다.
Save As Batch 대화 상자가 열립니다.
 - b. **File Name**을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.
12. 배치를 제출합니다. 자세한 정보는 [배치 제출](#) 섹션을 참조하십시오.

LIMS에서 배치 가져오기

선행 절차

- Configuration 작업 영역에서 LIMS를 구성합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

참고: Watson LIMS에서 배치를 가져오려면 [파일에서 배치 가져오기](#) 섹션을 참조하십시오.

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. (선택 사항) **View**를 클릭하여 Batch 작업 영역에 표시할 열을 선택합니다.
3. **Open > Import from LIMS**를 클릭합니다.
Import a Batch File 대화 상자가 열립니다.
4. 파일 위치 또는 파일 이름을 입력합니다.

5. **Batch Identifier** 필드에 배치 식별자를 입력합니다.
6. (선택 사항) 필요에 따라 **Append to current batch** 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.

참고: 사용자가 **Append to current batch** 옵션을 선택하지 않으면 그리드의 기존 데이터를 덮어씁니다.

7. **Import**를 클릭합니다.
8. (선택 사항) 플레이트 레이아웃을 샘플 위치를 선택하거나 확인하기 위한 참조로 사용하려면 **Plate Layout**을 클릭합니다.
Plate Layout은 미지정 샘플의 웰 및 바이알 위치를 자동으로 제공합니다.
9. 배치를 제출하기 전에 컬럼 오븐 온도에 도달했는지 확인합니다.
10. 다음과 같이 배치를 저장합니다.
 - a. **Save As**를 클릭합니다.
Save As Batch 대화 상자가 열립니다.
 - b. **File Name**을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.
11. 배치를 제출합니다. 자세한 정보는 [배치 제출](#) 섹션을 참조하십시오.

수동으로 배치 생성

샘플을 제출하기 전에 배치 내용을 검토하십시오.

참고: 질량 분석계가 접점 폐쇄를 사용하여 외부 장치와 통신하는 경우 다음 지침을 따르십시오.

- 배치에 정의된 샘플 시퀀스가 외부 장치에 정의된 시퀀스와 일치해야 합니다.
- 방법 지속 시간이 외부 장치에 정의된 주입 간격보다 작거나 같아야 합니다.

팁! 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 행 추가/제거 기능에 액세스하려면 **Manage Samples**를 클릭하십시오.

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. (선택 사항) **View**를 클릭하여 Batch 작업 영역에 표시할 열을 선택합니다.

팁! 기존 배치를 사용하려면 **Open > Open**.을 클릭하십시오.

3. **New**를 클릭합니다.
4. (선택 사항) 플레이트 레이아웃을 샘플 위치를 선택하거나 확인하기 위한 참조로 사용하려면 **Plate Layout**을 클릭합니다.
Plate Layout은 미지정 샘플의 웰 및 바이알 위치를 자동으로 제공합니다.
5. 그리드에 배치 정보를 입력합니다.
그리드의 열에 대한 설명은 [표 5-1](#)에서 확인하십시오.

팁! Batch 작업 영역은 배치를 더 쉽게 만들 수 있도록 다음 기능을 제공합니다.

- **Sample Type** 셀과 같은 일부 셀의 콘텐츠는 셀의 목록에서 선택할 수 있습니다. 목록을 표시하려면 셀의 오른쪽을 클릭합니다.
- 배치에 추가된 두 번째와 그 이후 행에는 자동으로 이전 행의 값이 채워집니다.
- 사용자는 셀을 선택하고 셀의 오른쪽 아래를 클릭한 후 셀 콘텐츠를 복사할 마지막 행으로 끌어 단일 셀을 복사할 수 있습니다.
- 사용자는 여러 셀을 선택하고 맨 오른쪽 셀의 아래를 클릭한 후 셀 콘텐츠를 복사할 마지막 행으로 끌어 같은 행의 셀 그룹을 복사할 수 있습니다.
- 사용자는 두 행에 순차적 값을 입력하여 두 셀을 모두 선택하고 아래쪽 셀의 오른쪽 아래를 클릭한 후 시리즈의 마지막 행으로 끌어 일련의 값을 복사할 수 있습니다.
- 사용자는 복사(**Ctrl+C**) 및 붙여넣기(**Ctrl+V**) 명령을 사용하여 셀 또는 셀 그룹의 콘텐츠를 복사한 후 새 위치에 붙여 넣을 수 있습니다.

참고: LC 방법을 선택할 때까지 LC 열을 사용할 수 없습니다.

팁! 샘플을 획득한 후 자동으로 처리하도록 배치를 구성하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 포함된 처리 방법을 사용하려면 기존 **Results File**을 선택합니다. 그러면 해당 결과 파일의 포함된 방법으로 샘플이 처리됩니다.
- 새 처리 방법을 사용하려면 **Results File** 필드를 지웁니다. **Results File** 필드가 지워지면 **Processing Method** 필드를 사용할 수 있게 됩니다. **Processing Method**를 선택한 후 새 **Results File** 이름을 입력합니다. 그러면 선택한 처리 방법으로 샘플이 처리됩니다.

비표적 스크리닝 워크플로에서 처리할 때 자동 처리를 위해 비교 샘플을 선택할 수 없습니다. AutoPeak 알고리즘을 사용하는 처리 방법의 경우 소프트웨어는 항상 해당 방법을 생성하는 데 사용한 샘플로 통합 모델을 구성합니다.

6. (선택 사항) 구성 요소 농도를 정의합니다. 자세한 정보는 [구성 요소 농도 추가](#) 섹션을 참조하십시오.
7. (선택 사항) 결정 규칙을 배치에 적용하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. **Decision Rules** 확인란을 선택합니다.
 - b. 배치에 적용할 각 결정 규칙에 대해 **Decision Rules**를 클릭한 후 **Apply**를 선택합니다. 결정 규칙을 추가하려면 [결정 규칙 추가](#) 섹션을 참조하십시오.
 - c. **Save**를 클릭합니다.

참고: **Decision Rules** 옵션을 선택하고 배치에 대해 하나 이상의 결정 규칙이 활성화된 경우 Queue 작업 영역의 배치 이름 옆에 **Decision Rules: Active**가 표시됩니다. 활성화된 프로젝트가 네트워크에 있고 해당 네트워크를 사용할 수 없는 경우에는 **Decision Rules: Disabled**라는 텍스트가 표시됩니다.

8. 다음과 같이 배치를 저장합니다.

- a. **Save As**를 클릭합니다.
Save As Batch 대화 상자가 열립니다.
 - b. **File Name**을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.
9. 배치를 제출하기 전에 컬럼 오븐 온도에 도달했는지 확인합니다.
 10. 배치에 사용된 MS 및 LC 방법으로 시스템이 평형화되어 있는지 확인합니다.
 11. 배치를 제출합니다. 자세한 정보는 **배치 제출** 섹션을 참조하십시오.

Plate Layout 기능을 사용하여 배치 생성(LC 시스템)

Plate Layout 기능은 Batch 작업 영역에서 그리드를 채우는 데 사용할 수 있는 랙과 플레이트의 그래픽 표현을 제공합니다.

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
 2. **MS Method**를 선택합니다.
 3. **LC Method**를 선택합니다.
LC 시스템이 활성 상태여야 합니다.
 4. 획득한 데이터를 저장할 **Data File**의 이름을 입력합니다.
 5. 데이터를 획득한 후 처리하는 데 사용할 **Processing Method**를 선택합니다.
 6. 처리한 데이터를 저장할 **Results File**의 이름을 입력합니다.
 7. **Plate Layout**을 클릭합니다.
Plate Layout 창이 열리고 기본적으로 플레이트의 그래픽 표현이 표시됩니다.
 8. 플레이트의 속성을 설정합니다.
창이 업데이트되어 선택한 플레이트 유형의 그래픽 표현이 표시됩니다.
 9. 그래픽 표현에서 샘플 위치를 클릭합니다.
선택한 샘플 위치는 그래픽 표현에서 전체가 강조 표시됩니다. Batch 작업 영역이 업데이트되어 샘플 위치가 완전히 정의되지 않은 첫 번째 행, 즉 **Rack Type**, **Plate Type**(월이 사용되는 경우) 및 **Vial Position** 값이 포함되지 않는 행으로 시작합니다. 이에 따라 그리드에 샘플 위치가 표시됩니다.
 10. 그래픽 표현에 필요한 만큼 샘플 위치를 계속 클릭하여 Batch 작업 영역의 그리드를 채웁니다.
Batch 작업 영역의 그리드에 샘플 위치가 입력되면 이에 따라 그래픽 표현이 업데이트됩니다.
-
- 팁! 지정된 랙 유형과 연결된 모든 데이터를 제거하려면 **Clear All**을 클릭하십시오. 선택한 랙 유형이 플레이트를 나타내는 경우 **Clear All** 아래의 메뉴에 **Clear Front** 및 **Clear Back**이 포함됩니다.
-
11. 반복되는 샘플 위치를 지정하려면 그래픽 표현에서 샘플 위치를 클릭합니다.
플레이트 레이아웃의 그래픽 표현에는 반복되는 샘플 위치가 색 윤곽선으로 표시되고 이에 따라 Batch 작업 영역의 그리드에 데이터가 표시됩니다.

그림 5-11 플레이트 레이아웃—반복되는 샘플 위치(위치 1)

5	20	35	50	65	80	95
4	19	34	49	64	79	94
3	18	33	48	63	78	93
2	17	32	47	62	77	92
1	16	31	46	61	76	91

참고: 선택하지 않은 위치는 회색으로 표시되고 한 번 선택한 위치는 회색 테두리의 파란색으로 표시됩니다.

12. 그래픽 표현에서 샘플 색인을 보려면 강조 표시된 샘플 위치를 커서로 가리킵니다. 도구 설명에 샘플 색인이 표시됩니다.
13. 모든 위치가 할당 및 검토되면 Plate Layout 창에서 **Close**를 클릭한 후 Batch 작업 영역에서 **Save**를 클릭합니다.

Plate Layout 기능을 사용하여 배치 생성(Echo® MS 시스템)

Plate Layout 기능은 Batch 작업 영역에서 그리드를 채우는 데 사용할 수 있는 샘플 웰 플레이트의 그래픽 표현을 제공합니다.

1. Batch 작업 영역을 엽니다.
2. 배치 그리드의 첫 번째 행을 완료합니다.
 - a. **MS Method**를 선택합니다.
 - b. **AE Method**를 선택합니다.
 - c. 획득한 데이터를 저장할 **Data File**의 이름을 입력합니다.
 - d. 데이터를 획득한 후 처리하는 데 사용할 **Processing Method**를 선택합니다.
 - e. 처리한 데이터를 저장할 **Results File**의 이름을 입력합니다.
3. **Plate Layout**을 클릭합니다.
Plate Layout 창이 열리고 기본적으로 웰 플레이트의 그래픽 표현이 표시됩니다. 이후 이 창에는 마지막으로 사용한 플레이트 유형 또는 현재 강조 표시된 샘플에 대해 지정된 플레이트 유형이 표시됩니다.
4. **Plate Type**를 선택합니다.
창이 업데이트되어 선택한 플레이트 유형의 그래픽 표현이 표시됩니다.
5. **Sequence** 필드의 경우 플레이트에서 샘플의 정렬 순서를 나타내는 아이콘을 클릭합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
 - **Z-Seq(Z 시퀀스)**: 샘플이 첫 번째 행에서 가로(왼쪽에서 오른쪽으로)로 정렬된 후 두 번째 행에서 가로(왼쪽에서 오른쪽으로)로 정렬됩니다.

- **N-Seq**(N 시퀀스): 샘플이 첫 번째 열에서 세로(위에서 아래로)로 정렬된 후 두 번째 열에서 세로(위에서 아래로)로 정렬됩니다.
 - **R-Ser-Seq**(행 서펜타인 시퀀스): 샘플이 첫 번째 행에서 가로(왼쪽에서 오른쪽으로)로 정렬되고 두 번째 행에서 가로(오른쪽에서 왼쪽으로)로 정렬된 후 세 번째 행에서 가로(왼쪽에서 오른쪽으로)로 정렬됩니다.
 - **C-Ser-Seq**(열 서펜타인 시퀀스): 샘플이 첫 번째 열에서 세로(위에서 아래로)로 정렬되고 두 번째 열에서 세로(아래에서 위로)로 정렬된 후 세 번째 열에서 세로(위에서 아래로)로 정렬됩니다.
6. 그래픽 표현에서 배치에 추가할 샘플 위치를 클릭하고 시퀀스를 선택한 후 **Add Selected**를 클릭합니다.

팁! 모든 샘플을 추가하려면 **Select All**을 클릭합니다. 모든 선택 항목을 지우려면 **Remove All**을 클릭합니다.

팁! 여러 웰을 끌어 선택할 수 있습니다.

선택한 샘플이 Batch 작업 영역의 그리드에 추가됩니다.


7. **Close**를 클릭합니다.
8. 배치 그리드의 남은 필드를 완료합니다.
9. (선택 사항) 배치를 저장합니다.
10. 배치를 제출합니다. 자세한 정보는 [배치 제출](#) 섹션을 참조하십시오.

구성 요소 농도 관리

구성 요소 농도 추가

배치에는 MS 방법, 처리 방법 또는 Results Table에 정의된 구성 요소 농도가 포함됩니다. 이 절차를 사용하여 구성 요소 농도를 더 추가할 수 있습니다.

참고: 이 절차를 사용하여 추가된 구성 요소 농도는 품질 관리 및 표준 유형의 샘플에 대해 편집할 수 있습니다. 구성 요소를 포함하는 처리 방법이 샘플에 정의된 경우에도 구성 요소 농도가 배치에 추가됩니다. 처리 방법을 통해 추가된 구성 요소 농도는 구성 요소가 포함된 처리 방법이 있는 샘플에 대해서만 편집할 수 있습니다.

1. Batch 작업 영역에서 **Component Concentrations**()를 클릭합니다.
2. **Manage Components > Add Component**를 클릭합니다.
3. **Component** 이름을 입력합니다.
4. **OK**를 클릭합니다.
새 구성 요소 농도가 현재 배치에 추가됩니다.

구성 요소 농도 삭제

이 절차를 사용하여 배치에서 구성 요소 농도를 제거할 수 있습니다.

1. Batch 작업 영역에서 **Component Concentrations**()를 클릭합니다.

2. **Manage Components > Remove Component**를 클릭합니다.
요소 목록이 표시됩니다. 여기에는 **Add Component Concentration** 커맨드에 추가된 모든 요소가 포함되며, MRM 방법이나 처리 방법이 batch에 추가된 경우에도 마찬가지입니다.
3. 목록에서 구성 요소를 선택합니다.
4. **OK**를 클릭합니다.

결정 규칙 관리

결정 규칙 추가

이 절차를 사용하여 결정 규칙을 추가할 수 있습니다.

1. Batch 작업 영역에서 **Decision Rules**를 클릭합니다.
Decision Rules 대화 상자가 열립니다.
2. **Add Rule**을 클릭합니다.
Decision Rule Configuration 대화 상자가 열립니다.
3. 결정 규칙 이름을 입력합니다.
4. 플래그 지정 규칙, 결정 규칙을 평가할 시기 및 반응을 포함하여 결정 규칙의 속성을 정의합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
5. **Save**를 클릭하여 결정 규칙을 저장합니다.
6. **Save**를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

참고: 사용자가 Decision Rules 대화 상자에서 **Save**를 클릭하지 않으면 새 결정 규칙이 저장되지 않습니다.

결정 규칙 변경

1. Batch 작업 영역에서 **Decision Rules**를 클릭합니다.
Decision Rules 대화 상자가 열립니다.
2. 변경할 결정 규칙의 **Decision Rule Name**을 클릭합니다.
Decision Rule Configuration 대화 상자가 열립니다.
3. 플래그 지정 규칙, 결정 규칙을 평가할 시기 및 반응을 포함하여 결정 규칙에 대한 **Decision rule name**과 설정을 변경합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. **Save**를 클릭하여 결정 규칙을 저장합니다.
5. **Save**를 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

참고: 사용자가 Decision Rules 대화 상자에서 **Save**를 클릭하지 않으면 새 결정 규칙이 저장되지 않습니다.

결정 규칙 삭제

이 절차를 사용하여 결정 규칙을 삭제할 수 있습니다.

1. Batch 작업 영역에서 **Decision Rules**를 클릭합니다.
Decision Rules 대화 상자가 열립니다.
2. **Flagging Rule Used**를 클릭합니다.
3. **Delete Rule**을 클릭하여 결정 규칙을 삭제합니다.
4. **Save**를 클릭합니다.

중복 규칙 생성

이 절차를 사용하여 중복 규칙을 생성할 수 있습니다.

1. Batch 작업 영역에서 **Decision Rules**를 클릭합니다.
Decision Rules 대화 상자가 열립니다.
2. 복제할 결정 규칙을 클릭합니다.
3. **Duplicate Rule**을 클릭합니다.
4. **Save**를 클릭합니다.

결정 규칙 가져오기

이 절차를 사용하여 결정 규칙을 가져올 수 있습니다.

1. Batch 작업 영역에서 **Decision Rules**를 클릭합니다.
Decision Rules 대화 상자가 열립니다.
2. **Import List**를 클릭합니다.
3. 가져올 텍스트 파일을 찾아 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
4. **Save**를 클릭합니다.

결정 규칙 내보내기

1. Batch 작업 영역에서 **Decision Rules**를 클릭합니다.
Decision Rules 대화 상자가 열립니다.
2. **Export List**를 클릭합니다.
3. 텍스트 파일을 저장할 폴더로 이동하여 파일 이름을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.
4. **Cancel**을 클릭합니다.

시스템 평형화

새 방법을 실행하거나 배치 제출 전 하루 시작 시 시스템을 평형화합니다. 평형화는 다음 샘플 또는 배치를 위해 질량 분석계와 LC 시스템 또는 Echo[®] MS 시스템을 예열하고 준비합니다.

1. 상태 패널에서 **Equilibrate**를 클릭합니다.
Equilibrate 대화 상자가 열립니다.
2. **MS Method** 목록에서 MS 방법을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **LC Method** 목록에서 LC 방법을 선택합니다.

- **AE Method** 목록에서 AE 방법을 선택합니다.
4. **Time (min)** 필드에 평형화 시간(분)을 입력합니다.
(Echo® MS 시스템) 최소 10분의 평형화 시간이 권장됩니다.
 5. **OK**를 클릭합니다.
평형화가 완료되면 상태 패널의 시스템 상태는 Ready가 됩니다.

팁! Queue 작업 영역을 열어 평형화 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. Queue 작업 영역은 평형화를 완료하는 데 필요한 시간을 나타냅니다. 평형화를 완료되기 전에 중지하려면 Queue 작업 영역에서 **Stop**을 클릭하십시오.

배치 제출

선행 절차

- [시스템 평형화](#)
- Batch 작업 영역에서 배치를 엽니다.

1. **Submit**를 클릭합니다.
Submit Samples 대화 상자가 열립니다.
2. **OK**를 클릭하여 계속합니다.

화면 맨 위에 오류가 표시되면 오류를 해결한 후 **Submit**를 다시 클릭합니다. 모든 오류가 해결될 때까지 배치가 대기열에 추가되지 않습니다.

팁! 대기열이 시작되지 않은 경우 Queue 작업 영역으로 이동한 후 메뉴 표시줄에서 **Start**를 클릭하십시오.

Batch 작업 영역에서 대기열에 단일 샘플 제출

선행 절차

- [시스템 평형화](#)
- Batch 작업 영역에서 배치를 엽니다.

1. 샘플의 행 색인 번호를 선택합니다.
2. **Submit**를 클릭합니다.
Submit Samples 대화 상자가 열립니다.
3. **OK**를 클릭하여 계속합니다.

화면 맨 위에 오류가 표시되면 오류를 해결한 후 **Submit**를 다시 클릭합니다. 모든 오류가 해결될 때까지 배치가 대기열에 추가되지 않습니다.

팁! 대기열이 시작되지 않은 경우 Queue 작업 영역으로 이동한 후 메뉴 표시줄에서 **Start**를 클릭하십시오.

Batch 작업 영역에서 대기열에 여러 샘플 제출

선행 절차

- [시스템 평형화](#)
- Batch 작업 영역에서 배치를 엽니다.

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Ctrl** 키를 누른 채로 각 샘플의 샘플 행 색인 번호를 클릭합니다.
 - 색인 번호 목록을 위 또는 아래로 끕니다.

참고: 샘플은 배치에 표시된 순서가 아니라 선택된 순서대로 제출됩니다.

2. **Submit**를 클릭합니다.
Submit Samples 대화 상자가 열립니다.
3. **OK**를 클릭하여 계속합니다.

화면 맨 위에 오류가 표시되면 오류를 해결한 후 **Submit**를 다시 클릭합니다. 모든 오류가 해결될 때까지 배치가 대기열에 추가되지 않습니다.

팁! 대기열이 시작되지 않은 경우 Queue 작업 영역으로 이동한 후 메뉴 표시줄에서 **Start**를 클릭하십시오.

Queue 작업 영역

Queue 작업 영역에는 다음 내용이 표시됩니다.

- 대기열 상태
- 배치 상태
- 샘플 획득 및 처리 상태

사용자는 이 작업 영역에서 대기열의 배치 및 샘플을 관리할 수 있습니다.

기본적으로 샘플은 대기열에 표시되지 않습니다. 샘플 정보는 배치 이름 아래에 축소되어 있습니다. 배치 상태, 배치 이름, 배치 내의 샘플 수 및 현재 배치 획득을 위해 남아 있는 시간 등이 표시됩니다.

참고: Echo® MS 시스템을 사용하는 경우 Queue 작업 영역에 배치 정보만 표시됩니다. 샘플 정보는 제공되지 않습니다.

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

참고: 데이터는 SCIEX OS wiff2 파일 및 Analyst 소프트웨어와 호환되는 wiff 파일에 모두 동시에 획득됩니다.

참고: 샘플 획득 중 통합 디버터 밸브 위치를 수동으로 변경하지 마십시오.

그림 5-12 Queue 작업 영역




표 5-3 Queue 작업 영역 열

레이블	설명
Batch Name	대기열에 제출된 배치의 이름, 배치의 샘플 수 및 결정 규칙 처리 상태입니다. 대기열에는 각 배치에 대한 행이 포함됩니다. 기본적으로 배치는 축소되어 있지만 배치의 모든 샘플을 표시하도록 확장할 수 있습니다. 각 샘플에 대한 정보가 다음 열에 표시됩니다. 참고: 처리 중인 결정 규칙이 있는 배치의 경우 현재 샘플 처리가 완료될 수 있도록 다음 샘플 획득이 지연됩니다. 허용된 시간 내에 처리가 완료되지 않으면 결정 규칙이 비활성화됩니다. 지연 시간은 획득 시간의 1.5배입니다.
Acquisition Status	(획득 상태) 데이터 획득 상태입니다. 상태 아이콘에 대한 정보는 대기열 아이콘 섹션을 참조하십시오.
Est. Start Time	(예상 시작 시간) 이 샘플의 획득이 시작된 시간입니다.
Acquisition Time	(획득 시간) 이 샘플을 획득하는 데 걸린 시간입니다.
Sample Name	(샘플 이름) 배치에 지정된 샘플 이름입니다.
Sample ID	(샘플 ID) 배치에 지정된 샘플 식별자입니다.
Barcode	(바코드) 배치에 지정된 샘플 바이알의 바코드 번호입니다.
Rack Code	(랙 코드) 배치에 지정된 LC 랙의 식별자입니다.
Rack Position	(랙 위치) 배치에 지정된 LC 랙의 설치 위치입니다.
Plate Code	(플레이트 코드) 배치에 지정된 LC 플레이트의 식별자입니다.
Plate Position	(플레이트 위치) 배치에 지정된 LC 플레이트의 설치 위치입니다.
Vial Position	(바이알 위치) LC 플레이트 또는 랙에서 샘플의 위치입니다.
MS Method	(MS 방법) 배치에 지정된 MS 방법입니다.
LC Method	(LC 방법) 배치에 지정된 LC 방법입니다.
Injection Volume	(주입량) 주입된 샘플의 양입니다.
Data File	(데이터 파일) 데이터를 획득할 데이터 파일의 이름입니다.

표 5-3 Queue 작업 영역 열 (계속)

레이블	설명
Scanned Barcode	(스캔한 바코드) 바이알의 식별자입니다.
User	(사용자) 배치를 제출한 사용자의 이름입니다.
Project	(프로젝트) 데이터 파일을 저장할 프로젝트입니다.
Data File Status	(데이터 파일 상태) 데이터 파일 상태입니다.
Auto Processing Status	(자동 처리 상태) 데이터 처리 상태입니다. 상태 아이콘에 대한 정보는 대기열 아이콘 섹션을 참조하십시오.
Processing Method	(처리 방법) 획득한 데이터를 처리하는 데 사용할 처리 방법입니다. 기존 결과 파일을 사용하는 경우 이 열에 *Embedded Method* 라는 텍스트가 포함됩니다.
Results File	(결과 파일) 처리된 데이터를 기록할 파일입니다.
Decision Rule Status	(결정 규칙 상태) 샘플의 플래그 지정 상태 및 결정 규칙에 따라 수행되는 조치입니다.
Decision Rule Summary	(결정 규칙 요약) 트리거되는 결정 규칙의 이름입니다.

대기열 관리

Batch 작업 영역에서 샘플이 제출된 후 획득이 시작됩니다. 배치 제출 전 시스템이 평형화되었는지 확인합니다. 자세한 정보는 [시스템 평형화](#) 섹션을 참조하십시오.

참고: 샘플 획득 중 비정상적인 종료 발생하면 샘플을 다시 실행하십시오. 전원 오류로 인해 비정상 종료 발생하면 오토샘플러 트레이 온도가 유지되지 않으며 샘플 무결성이 손상될 수 있습니다.

다음 표의 기능을 사용하여 대기열의 샘플 및 배치를 관리할 수 있습니다.




표 5-4 Queue 작업 영역 기능

수행할 작업	방법
열 표시 또는 숨기기	Manage > Display Columns 를 클릭합니다. 자세한 정보는 열 표시 또는 숨기기 섹션을 참조하십시오.
배치의 모든 샘플 보기	▶ 을 클릭합니다.
배치의 모든 샘플 축소	◀ 을 클릭합니다.
획득 시작	Start 를 클릭합니다. 샘플을 실행하기 전 시스템을 평형화합니다.
제출된 샘플의 상태 보기	배치 머리글을 두 번 클릭합니다.

표 5-4 Queue 작업 영역 기능 (계속)

수행할 작업	방법
선택한 샘플 다시 획득	<ol style="list-style-type: none"> 1. 샘플을 클릭합니다. 2. Manage > Reacquire samples를 클릭합니다.
선택한 샘플 삭제	<ol style="list-style-type: none"> 1. 샘플을 클릭합니다. 2. Manage > Delete samples를 클릭합니다.
선택된 샘플 아래의 모든 샘플 삭제	<ol style="list-style-type: none"> 1. 샘플을 클릭합니다. 2. Manage > Delete samples below row selection을 클릭합니다.
획득한 모든 배치 또는 샘플의 대기열 지우기	Manage > Clear queue 를 클릭합니다.
선택한 행에서 포커스 제거	Manage > Clear all selections 를 클릭합니다.
선택한 배치 또는 샘플을 대기열의 맨 위로 이동	<ol style="list-style-type: none"> 1. 배치 머리글을 클릭합니다. 2. Manage > Move row to top을 클릭합니다. <p>참고: 획득되지 않은 단일 배치 또는 샘플만 이동할 수 있습니다.</p>
선택한 샘플을 대기열에서 위로 이동	<ol style="list-style-type: none"> 1. 샘플을 클릭합니다. 2. Manage > Move row up을 클릭합니다. <p>참고: 획득되지 않은 단일 샘플만 이동할 수 있습니다.</p>
선택한 샘플을 대기열에서 아래로 이동	<ol style="list-style-type: none"> 1. 샘플을 클릭합니다. 2. Manage > Move row down을 클릭합니다. <p>참고: 획득되지 않은 단일 샘플만 이동할 수 있습니다.</p>
모든 샘플과 배치 축소	Manage > Collapse all rows 를 클릭합니다.
모든 샘플과 배치 표시	Manage > Expand all rows 를 클릭합니다.


표 5-4 Queue 작업 영역 기능 (계속)

수행할 작업	방법
획득 중인 샘플의 데이터 보기	<p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 획득 중인 샘플을 두 번 클릭합니다. <hr/> <p>참고: Processing Status 열 왼쪽의 열 중 하나를 두 번 클릭하십시오.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Data Acquisition 패널에서 Open data exploration to view real time data()를 클릭합니다.
획득한 샘플의 데이터 보기	Acquisition Status 열에서 녹색 확인 표시()를 두 번 클릭합니다.
생성된 결과 파일 보기	Processing Status 열에서 녹색 확인 표시()를 두 번 클릭합니다.
스캔 중인 바코드 바이알 보기	<ol style="list-style-type: none"> Manage > Display Columns를 클릭합니다. Select Columns 대화 상자에서 Barcode나 Scanned Barcode 확인란 또는 둘 다 선택합니다. 자세한 정보는 열 표시 또는 숨기기 섹션을 참조하십시오. OK를 클릭합니다.
대기열 중지	<ol style="list-style-type: none"> Stop을 클릭합니다. Stop now 또는 Stop after the current tasks are completed를 선택합니다. OK를 클릭합니다.
대기열에 남아 있는 모든 샘플의 처리 중지	<ol style="list-style-type: none"> Cancel remaining processing을 클릭합니다. Yes를 클릭합니다.
대기열 인쇄	작업 영역 메뉴에서 Print 를 클릭합니다.

열 표시 또는 숨기기

- Queue 작업 영역에서 **Manage > Display Columns**를 클릭합니다.
- 필요에 따라 Display Columns 대화 상자에서 열 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다. 열에 대한 설명은 [표 5-3](#)에서 확인하십시오.

그림 5-13 Display Columns 대화 상자










3. **OK**를 클릭합니다.

대기열 아이콘

표 5-5 대기열 아이콘

아이콘	이름	설명
▶	확장 화살표	배치의 샘플을 표시합니다.
◀	축소 화살표	배치의 샘플을 숨깁니다.

표 5-6 획득 상태 아이콘

아이콘 ¹	이름	설명
	Completed	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플 또는 전체 배치를 획득했습니다. 이 아이콘을 두 번 클릭하여 Explorer 작업 영역에서 샘플을 열 수 있습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치를 획득했습니다. 이 아이콘을 두 번 클릭하여 Explorer 작업 영역에서 배치를 열 수 있습니다.
	Warning	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플을 획득했지만 사용자가 획득을 중지하거나 연장했습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치를 획득했지만 사용자가 획득을 중지하거나 연장했습니다.
	Failed	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플 또는 배치 내의 샘플을 획득하지 못했습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치 또는 배치 내의 샘플을 획득하지 못했습니다.
	Failed	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 교정 샘플이 수용 기준에 맞지 않습니다. 이 아이콘을 두 번 클릭하여 상태 보고서를 확인할 수 있습니다. (Echo [®] MS 시스템) 교정 배치가 수용 기준에 맞지 않습니다. 이 아이콘을 두 번 클릭하여 상태 보고서를 확인할 수 있습니다.
	In Progress	샘플 또는 배치를 획득하는 중입니다.
	Waiting	샘플 또는 배치가 아직 획득되지 않았거나 획득 중이 아닙니다.
	Barcode Warning	바코드 판독 오류 또는 바코드 스캔과 샘플의 불일치 문제가 발생했습니다.

¹ 결정 규칙을 사용하는 경우 획득 상태가 결정 규칙의 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어 결정 규칙에 따라 샘플을 중단하거나 대기열을 중지할 수 있습니다. 결정 규칙은 배치의 모든 샘플 및 관련 결과 파일(샘플이 다른 결과 파일에서 처리되는 경우)을 고려합니다. 대기열에 더 이상 표시되지 않는 샘플도 대상에 포함됩니다.

표 5-7 처리 상태 아이콘










아이콘 ²	이름	설명
	Completed	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플이 처리되었습니다. 이 아이콘을 두 번 클릭하여 Analytics 작업 영역에서 결과 파일을 열 수 있습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치가 처리되었습니다. 이 아이콘을 두 번 클릭하여 Analytics 작업 영역에서 결과 파일을 열 수 있습니다.
	Warning	사용자가 처리를 중지했습니다.
	Failed	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플이 처리되지 않았습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치가 처리되지 않았습니다.
	In Progress	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플이 처리되고 있습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치가 처리되고 있습니다.
	Waiting	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플이 아직 처리되지 않았습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치가 아직 처리되지 않았습니다.

표 5-8 결정 규칙 상태 아이콘

아이콘 ^{3 4}	이름	설명
	Flagging rule passed	샘플이 결정 규칙에 구성된 플래그 지정 규칙의 통과 기준을 충족합니다.
	Flagging rule marginal	샘플이 결정 규칙에 구성된 플래그 지정 규칙의 한계 기준을 충족합니다.
	Flagging rule failed	샘플이 결정 규칙에 구성된 플래그 지정 규칙의 실패 기준을 충족합니다.
	Queue stopped	결정 규칙에 따라 대기열이 중지되었습니다. 대기열이 중지되고 다음 배치를 획득할 때도 이 아이콘이 표시됩니다.

² **Processing Status** 열이 비어 있으면 샘플에 대해 처리 방법 또는 결과 파일이 선택되지 않은 것입니다.

³ 사용자가 결정 규칙 이름, 플래그 지정 규칙 이름 및 수행된 조치를 커서로 가리키면 플래그 지정 상태 아이콘과 해당 도구 설명이 표시됩니다.

⁴ 모든 표준이 획득된 후 사용자가 규칙을 평가하도록 선택하면 플래그 지정된 샘플의 상태가 소급 업데이트됩니다.

표 5-8 결정 규칙 상태 아이콘 (계속)





아이콘	이름	설명
	Sample injected	결정 규칙에 따라 샘플이 다시 주입되거나 결정 규칙에 구성된 바이알에서 샘플이 주입됩니다.

표 5-9 데이터 파일 상태 아이콘

아이콘	이름	설명
	Transfer Complete	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플이 네트워크 프로젝트에 전송되었습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치가 네트워크 프로젝트에 전송되었습니다.
	Transfer in Process	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플이 네트워크 프로젝트에 전송되고 있습니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치가 네트워크 프로젝트에 전송되고 있습니다.
	Transfer Failed	(Echo [®] MS 시스템에는 적용되지 않음) 샘플 처리에 실패했습니다. SCIEX OS에서 샘플을 다시 전송하려고 합니다. (Echo [®] MS 시스템) 배치 전송에 실패했습니다. SCIEX OS에서 배치를 다시 전송하려고 합니다.

MS Tune 작업 영역

기기 데이터가 저장되면 소프트웨어에서 dat 파일이 생성됩니다. 이 파일을 사용하여 이전 매개 변수 상태를 복원할 수 있습니다. dat 백업 파일의 이름은 파일 백업 시간이 아니라 파일 생성 시간을 사용하여 지정됩니다.

참고: (SCIEX 4500, 5500, 5500+, 6500 및 6500+ 시스템) ESI 프로브만 사용하여 기기 최적화를 수행해야 합니다.

참고: (SCIEX 7500 시스템) Analytical 프로브와 해당하는 E Lens Technology를 사용하여 기기 최적화를 수행해야 합니다. 강도 사양은 이 구성에만 적용됩니다.

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

검출기 최적화

시스템 감도가 낮은 경우 이 절차를 사용하여 검출기 전압이 최적화되었는지 확인합니다. 이 절차 수행 과정에서 소프트웨어가 검출기 전압을 조정하여 최적의 감도를 제공합니다. 최적화가 완료되면 사용자는 최적화된 값을 저장하거나 변경 사항을 취소할 수 있습니다.

참고: 높은 질량 모드와 낮은 질량 모드에서 모두 이 절차를 수행해야 합니다.

1. MS Tune 작업 영역을 엽니다.
2. **Tuning Procedures** 목록에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **Positive Detector Optimization** 또는 **Negative Detector Optimization**을 선택합니다.
 - **Detector Optimization**을 선택합니다.

Introduction 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에는 최적화 프로세스의 목적, 선행 조건 및 지침이 설명되어 있습니다.
3. 주사기 펌프가 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다. 자세한 정보는 시스템 사용자 안내서를 참조하십시오. 그런 다음 **Next**를 클릭합니다.
4. 분무가 안정적인지 확인하고 **Next**를 클릭합니다.
5. 화면의 지침을 따릅니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오. 최적화 보고서가 표시됩니다.
6. (선택 사항) 다음 단계를 수행하여 보고서를 저장합니다.
 - a. Report 페이지에서 **Save report as**를 클릭합니다.
 - b. 보고서를 저장할 폴더로 이동하여 **File name**을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.

참고: 해당하는 wiff 데이터 파일과 최적화 보고서도 같은 폴더에 저장됩니다.

7. **Next**를 클릭합니다.
8. **Save Settings**를 클릭합니다.
"Tuning settings were saved"라는 메시지가 표시됩니다.

MS 스캔 조정

참고: High Mass 모드와 Low Mass 모드에서 모두 이 절차를 수행해야 합니다.

1. MS Tune 작업 영역을 엽니다.
2. **Tuning Procedures > MS Scan Tuning**을 클릭합니다.
MS Scan Tuning Settings 창이 표시됩니다.
3. **Verify MS scans** 또는 **Tune and calibrate MS scans** 중 하나를 선택합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
Verify MS scans가 선택된 경우 통과 또는 실패 상태를 표시하려면 **Show tuning status**를 선택합니다.
4. 사용할 조정 절차를 선택합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
5. 선택한 조정 절차에 대한 설정을 구성합니다.
6. **Next**를 클릭합니다.
Introduction 페이지가 표시됩니다. 여기에서는 조정 절차의 목적, 선행 조건 및 지침을 설명합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

7. **Next**를 클릭합니다.
Achieve Stable Spray 페이지가 표시됩니다.

그림 5-14 예: Stable Spray(Positive Polarity, Low Mass 모드)




그림 5-15 예: Stable Spray(Negative Polarity, High Mass 모드)



8. 분무가 안정될 때까지 기다린 후 **Next**를 클릭합니다.
9. 이온 소스 가스 1을 최적화합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오. 소프트웨어는 사용자가 선택한 스캔 유형과 스캔 속도를 최적화할 수 있도록 안내합니다.
10. 화면의 지침을 따릅니다.
최적화 Report 페이지가 표시됩니다. 다음 그림에서는 High Mass 모드에서 수행된 절차에 대한 예제 그래프를 보여줍니다. 이 이미지는 예시 목적으로만 제공됩니다. 절차가 Low Mass 모드에서 수행되면 1522(양성) 및 1566(음성) 피크가 그래프에 표시되지 않습니다. 관심 피크와 모양은 Q1 및 Q3 스캔 유형에서 비슷합니다.

그림 5-16 예: Positive Q1 Scan(High Mass 모드)




그림 5-17 예: Negative Q1 Scan(High mass 모드)



그림 5-18 예: Positive LIT Scan(High Mass 모드)




그림 5-19 예: Negative LIT Scan(High Mass 모드)



11. (선택 사항) 다음 단계를 수행하여 보고서를 저장합니다.
 - a. Report 페이지에서 **Save report as**를 클릭합니다.
 - b. 보고서를 저장할 폴더로 이동하여 **File name**을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.

참고: 해당하는 wiff 데이터 파일과 최적화 보고서도 같은 폴더에 저장됩니다.

12. **Next**를 클릭합니다.
13. **Save Settings**를 클릭합니다.
"Tuning settings were saved"라는 메시지가 표시됩니다.


기기 데이터 복원

소프트웨어는 기기 데이터 파일(dat)의 복사본을 생성한 후 사용자가 각 조정 절차의 마지막에 조정 설정을 저장할 때마다 현재 dat 파일을 업데이트합니다. 이전에 저장된 설정은 **Restore Instrument Data** 기능을 사용하여 복원할 수 있습니다.

각 조정 절차가 수행되면 최적화된 결과를 추적하기 위해 보고서 및 데이터 파일이 생성됩니다. 기본적으로 wiff2 데이터 파일과 보고서는 D:\SCIEX OS Data\Optimization에서 확인할 수 있습니다.

1. MS Tune 작업 영역을 엽니다.
2. **Restore Instrument Data** 메뉴에서 이전 타임스탬프를 사용하는 복원 대상 dat 파일을 선택합니다.

그림 5-20 Instrument Tuning and Optimization 대화 상자



3. (선택 사항) 다음 단계를 수행하여 복원할 dat 파일에 대한 보고서를 봅니다.
 - a. **View Report**를 클릭합니다.
 - b. 선택한 기기 데이터 파일에 대한 보고서가 생성된 경우 해당 보고서 파일을 찾은 후 두 번 클릭하여 엽니다.
4. **Yes**를 클릭합니다.

Explorer 작업 영역

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

샘플 열기

Explorer 작업 영역에서 데이터 검토 작업을 수행하려면 먼저 검토할 샘플을 열어야 합니다.

1. Explorer 작업 영역을 엽니다.
2. 단일 샘플을 열려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. **File > Open Sample**을 클릭합니다.
Select Sample 대화 상자가 열립니다.
 - b. 열려는 샘플을 찾아 선택합니다.
 - c. **OK**를 클릭합니다.
3. 여러 샘플을 열려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. **File > Open Multiple Samples**를 클릭합니다.
 - b. Select Samples 대화 상자에서 **Available** 목록의 샘플을 선택한 후 화살표를 클릭하여 파일을 **Selected** 목록으로 이동합니다.

팁! 샘플을 하나만 선택하려면 파일을 확장하고 해당 샘플을 클릭한 후 화살표를 클릭하십시오.

- c. **OK**를 클릭합니다.

분석 물질이 있는지 확인

선행 절차

- [샘플 열기](#)

1. 이온을 추출합니다. 자세한 정보는 [이온 추출](#) 섹션을 참조하십시오.
2. (선택 사항) Data and Peaks 테이블을 표시합니다. 자세한 정보는 [데이터 및 피크 테이블 표시](#) 섹션을 참조하십시오.
3. 화합물의 피크 면적, 강도, 질량 및 전하 상태를 검토합니다.
SCIEX Triple Quad 시스템의 경우 전하 상태는 전체 스캔 데이터 유형에만 사용할 수 있습니다.

이온 추출


선행 절차

- 샘플 열기

한 개 이상의 중첩된 추출 이온 크로마토그램(XIC) 계산에 사용되며 이는 주어진 질량 범위에 서 머무름 시간의 함수인 강도 합산에 대한 플롯으로 표시됩니다.

1. **Show > Extract Ion Chromatogram (XIC)**을 클릭합니다.

그림 6-1 Show 메뉴: Extracted Ion Chromatogram(XIC)



2. Specify XIC Ranges 대화 상자가 열리면 다음 단계를 수행합니다.


- a. **Center**, **Width** 및 **Compound** 값을 입력하거나 값을 가져옵니다.

참고: XIC의 기본 제목은 지정된 행의 셀에 표시된 화합물 이름을 포함합니다.

팁! **Center/Width** 모드를 사용할 경우 질량 대신 화학식을 **Center** 값에 지정할 수 있습니다. 중성 구성(예: H₂O)을 사용할 경우에는 양성자가 자동으로 추가되거나 (Positive 모드) 감산됩니다(Negative 모드). 예를 들어 *m/z* 비율(H₃O⁺의 비율)이 Positive 모드에 사용됩니다. 화학 구성의 끝에 '+*n*' 또는 '-*n*'을 추가하여 명시적 전하 상태를 지정합니다. 여기서 *n*은 전하 상태입니다. *n*을 생략하면 1로 간주됩니다. 예를 들어 H₂ONa⁺가 지정되면 *m/z* 비율(H₂ONa⁺의 비율)이 그대로 사용됩니다.

- b. (선택 사항) 오른쪽 클릭 메뉴의 기능을 사용하여 이온 추출 옵션을 사용자 지정합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
- c. **OK**를 클릭합니다.
활성 그래프에 서로 다른 샘플로부터의 중첩된 시리즈가 포함된 경우 Process All Overlays? 대화 상자가 열립니다.

그림 6-2 Process All Overlays? 대화 상자



3. Select MRMs 대화 상자가 열리면 XIC에 포함할 MRM을 선택한 후 **OK**를 클릭합니다.
4. Process All Overlays? 대화 상자가 열리면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **All Overlaid**를 선택하여 사용 가능한 모든 샘플에 대한 중첩된 XIC를 생성합니다.
 - **Active Only**를 선택하여 현재 활성화된 샘플에서만 XIC를 생성합니다.
 - b. **OK**를 클릭합니다.

Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.

총 이온 크로마토그램 열기

선행 절차

- [샘플 열기](#)


총 이온 크로마토그램(TIC)은 일련의 질량 스캔에서 얻은 모든 이온 강도 기여도를 합하여 계산됩니다. TIC를 사용하여 단일 창에서 전체 데이터 세트를 볼 수 있습니다. TIC는 크로마토그래픽 창의 시간에 대해 플롯이 생성되는 스캔의 모든 이온에 대한 강도 합계로 구성됩니다.

1. **Show > Total Ion Chromatogram (TIC)**을 클릭합니다..
활성 그래프에 서로 다른 샘플로부터의 중첩된 시리즈가 포함된 경우 Process All Overlays? 대화 상자가 열립니다.
2. Process All Overlays? 대화 상자가 열리면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 사용 가능한 모든 샘플에 대한 중첩된 TIC를 생성하려면 **All Overlaid**를 선택합니다.
 - 현재 활성화된 샘플에서만 TIC를 생성하려면 **Active Only**를 선택합니다.
 - b. **OK**를 클릭합니다.

Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.

3. TIC를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 오른쪽 클릭 메뉴의 기능을 사용합니다.

그림 6-3 총 이온 크로마토그램 오른쪽 클릭 메뉴



항목	설명
1	이 기능은 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있을 때 사용할 수 있습니다. 그 그래프에서 현재 활성화된 트레이스를 제거합니다. 현재 활성화 상태가 아닌 트레이스를 제거하려면 해당 트레이스를 먼저 활성화한 다음 이 기능을 선택합니다.
2	이 기능은 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있을 때 사용할 수 있습니다. 현재 활성화된 트레이스를 제외한 모든 트레이스를 제거합니다. 보존할 트레이스가 현재 활성화 상태가 아닌 경우 해당 트레이스를 먼저 활성화한 다음 이 기능을 선택합니다.
3	그래프에 텍스트를 추가합니다. 필요한 경우 Font 를 클릭하여 글꼴 속성을 조정한 후 OK 를 클릭합니다. 캡션은 사용자가 메뉴를 열기 위해 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 (x, y) 위치에 추가됩니다. 캡션이 추가되면 사용자가 새 위치로 끌어다 놓을 수 있습니다. 사용자가 캡션을 X 또는 Y 축으로 끌면 끌기 작업이 취소됩니다. 문자 순서 '\d' 및 '\u'는 특별한 방식으로 처리됩니다. 전자의 경우 바로 다음에 오는 문자 하나는 위첨자로 표시되고, 후자의 경우에는 모두 위첨자로 표시됩니다. 두 가지 경우 모두 특수 문자는 표시되지 않습니다. 이 기능은 특히 화학식에 유용하게 사용됩니다. 예를 들어 'H\d3O\u+'는 H ₃ O ⁺ 로 표시됩니다.

항목	설명
4	선택한 캡션을 편집합니다. 사용자는 캡션을 더블 클릭해서도 이 대화 상자를 열 수 있습니다.
5	선택한 캡션을 삭제합니다. 또는 캡션을 그래프 밖으로 끌면 캡션이 삭제됩니다.
6	그래프에 최소한 하나의 캡션이 포함된 경우 사용할 수 있습니다. 모든 캡션을 한꺼번에 제거합니다.
7	그래프에 이미지를 붙여넣기합니다.
8	그래프에서 선택한 이미지를 삭제합니다.

기준 피크 크로마토그램 열기


선행 절차

- [샘플 열기](#)

시간의 함수로서 각 스펙트럼에 있는 가장 큰 피크의 강도에 대한 플롯을 생성합니다.

1. **Show > Base Peak Chromatogram (BPC)**을 클릭합니다..

그림 6-4 BPC Options 대화 상자




2. BPC Options 대화 상자의 필드를 완성합니다. 필드에 대한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

참고: 기준 피크 크로마토그램 생성 시 1.0분을 넘는 단일 선택 영역을 가진 크로마토그램이 활성화된 경우, 시간 범위는 기본적으로 선택 영역에 대한 시간 범위로 설정됩니다. 그렇지 않은 경우 마지막 시간 범위가 사용됩니다. 시간 범위 제한은 사용자가 수동으로 범위를 입력할 필요를 없애 줍니다.

활성 그래프에 서로 다른 샘플로부터의 중첩된 시리즈가 포함된 경우 Process All Overlays? 대화 상자가 열립니다.

그림 6-5 Process All Overlays? 대화 상자



3. Process All Overlays? 대화 상자가 열리면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 사용 가능한 모든 샘플에 대한 중첩된 BPC를 생성하려면 **All Overlaid**를 선택합니다.
 - 현재 활성화된 샘플에서만 BPC를 생성하려면 **Active Only**를 선택합니다.
 - b. **OK**를 클릭합니다.

Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.

데이터 및 피크 테이블 표시

선행 절차

- [샘플 열기](#)


Data and Peaks Table에는 서로 다른 두 개의 테이블이 포함되어 있습니다. Data 테이블은 데이터 세트를 구성하는 원시 (X, Y) 값을 표시하고 Peaks 테이블은 피크 자체에 대한 정보를 표시합니다. 테이블은 그래프가 활성화되어 있을 때 생성됩니다.

참고: 그래프에는 Y 축의 파란색 화살표를 사용하여 설정된 현재 임계값을 초과하는 피크만 표시됩니다. 자세한 정보는 [그래프에서 데이터 사용](#) 섹션을 참조하십시오.

이 기능은 현재 활성 데이터에 대한 두 개의 테이블, 즉 원시 (X, Y) 값 테이블과 피크 목록 테이블을 포함하는 창을 표시하는 데 사용됩니다.

1. **Show > Data and Peaks Table**을 클릭합니다..

그림 6-6 Show 메뉴: Data and Peaks Table



2. 다음 테이블의 기능을 사용합니다.

표 6-1 Data and Peaks Table 기능

수행할 작업	방법
해당 필드를 기준으로 테이블을 정렬합니다.	열 제목을 클릭합니다.
현재 선택한 셀을 복사합니다.	테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Copy 를 클릭합니다. Data 탭이 활성화된 경우 선택한 X 및 Y 값이 복사됩니다. Peaks 탭이 활성화된 경우 선택한 피크 정보가 복사됩니다.
선택한 행만 복사합니다.	먼저 행 선택기 열을 끌어 행을 선택하거나, Shift 또는 Ctrl 키를 사용하여 여러 행을 선택합니다. 그런 다음 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Copy 를 클릭합니다.
여러 열을 선택합니다.	Ctrl 키를 누른 상태에서 열 머리글을 클릭합니다. 사용자가 열 머리글만 클릭하면 열이 정렬됩니다.
전체 테이블을 복사합니다.	Edit > Select All 을 클릭한 후 Edit > Copy 를 클릭합니다.
데이터를 텍스트로 내보냅니다.	창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Export Data as Text 를 클릭합니다. 전체 데이터 목록이 지정된 파일에 저장됩니다. X 및 Y 값은 탭으로 구분되고 각 (X, Y) 쌍 뒤에 하드 리턴이 있습니다.

표 6-1 Data and Peaks Table 기능 (계속)

수행할 작업	방법
피크 목록 데이터를 텍스트로 내보냅니다.	창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Export Peak List as Text 를 클릭합니다. 전체 피크 목록이 지정된 파일에 저장됩니다. 연결된 그래프의 Y 축에 설정된 현재 임계값 미만인 피크는 여기에 포함되지 않습니다. 피크 메트릭은 탭으로 구분되고 각 피크 다음에 하드 리턴이 있습니다.

3. 화합물의 피크 면적, 강도, 질량 및 전하 상태를 검토합니다.

참고: 전하 상태는 전체 스캔 데이터 유형에만 사용할 수 있습니다.

샘플 정보 표시

선행 절차

- [샘플 열기](#)

Sample Information 창에는 활성 데이터를 획득하는 데 사용된 실험에 대한 텍스트 설명이 표시됩니다. 이 정보는 샘플 이름 등의 샘플 관련 정보와 실험 횟수 및 유형과 같은 데이터 획득 정보를 포함합니다.

동일한 데이터 파일의 서로 다른 샘플과 연결된 Sample Information 창이 두 개 이상 표시된 경우 하나의 창에 대한 트리 보기에서 항목을 클릭하면 다른 모든 창이 해당 섹션으로 스크롤됩니다. 이 기능은 동일한 이름을 가진 섹션이 모든 창에 존재함을 전제로 합니다. 이 기능은 사용자가 서로 유사하지만 동일하지는 않은 두 개의 Sample Information 창을 사용하려 할 때 유용합니다.

Show > Sample Information을 클릭합니다.

그래프 선택 영역 정보 표시


선행 절차

- [샘플 열기](#)

Graph Selection Information 대화 상자는 크로마토그램 또는 스펙트럼의 선택 영역에 대한 정보를 표시하고 포함된 창 중 하나가 활성화되면 생성됩니다.


1. **Window > Graph Selection Window**를 클릭합니다.

그림 6-7 Graph Selection Info 대화 상자




2. 크로마토그램 또는 스펙트럼 그래프에서 하나 이상의 영역을 선택합니다.

그림 6-8 Graph Selection Info 대화 상자






3. 목록에서 **Default Info**, **XY Info**, **Standard Deviations**, **Signal/Noise** 또는 **Manual Reconstruct**(해당하는 경우) 옵션을 선택합니다.

그림 6-9 선택 영역 정보 옵션



대화 상자의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

4. (선택 사항) 신호 대 노이즈 비율을 수동으로 계산합니다.
 - a. 크로마토그래프를 선택하거나, 질량 재구성 워크플로에서 재구성 그래프를 선택합니다.
 - b. 여러 항목을 선택하기 위해 **Shift** 키를 사용하여 노이즈 영역과 대상 피크를 모두 선택합니다.
 - c. **Default Info > Signal/Noise**를 선택합니다.
5. (선택 사항) **Options**()를 클릭하고 Graph Info 옵션을 설정한 후 **OK**를 클릭합니다. 옵션에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
예를 들어 3시그마를 노이즈 승수로 사용하려면 **Noise multiplier for S/N**을 3으로 설정합니다.
6. (선택 사항) **Fill Peaks**()를 클릭합니다.
그러면 활성 그래프에서 진한 색 채우기와 연한 색 채우기를 교대로 사용하여 피크를 채우는 모드와 그렇지 않은 모드 간에 전환됩니다. 이 기능은 사용자가 **Peak Width at Base**에 해당하는 피크 범위를 확인하려는 경우에 유용합니다.
7. (선택 사항) **Show Point Symbols**()를 클릭합니다.
그러면 활성 창의 모든 스펙트럼이 데이터 요소가 점 기호로 표시되는 모드와 그렇지 않은 모드 간에 전환됩니다. 이 기능은 사용자가 피크를 자세히 검토하고, 주 창에 표시된 텍스트 정보만 사용하는 대신 이를 구성하는 데이터 요소의 수를 확인하려는 경우에 유용합니다.


그래프의 설정 편집

선행 절차

- [샘플 열기](#)

Edit를 클릭한 후 **Edit** 메뉴의 기능을 사용합니다.

그림 6-10 Edit 메뉴: 옵션



항목	설명
1	현재 데이터를 클립보드에 복사합니다. 스펙트럼 또는 크로마토그램이 활성화되면 이 활성 그래프의 그림이 복사됩니다.
2	스펙트럼 또는 크로마토그램이 활성화되면 현재 그래프가 클립보드에 그림으로 복사됩니다.
3	전체 활성 창의 이미지를 클립보드에 복사합니다. 창의 제목 표시줄과 여러 내부 창의 도구 모음은 포함되지 않습니다.
4	클립보드의 데이터를 현재 보기에 붙여 넣습니다.
5	표가 활성화되면 표의 모든 행을 선택합니다. 텍스트 창이 활성화되면 모든 텍스트를 선택합니다.
6	사용자가 그래프 모양, 피크 레이블 지정 및 찾기, 자동 처리, XIC 범위 계산 등에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다. 자세한 정보는 옵션 설정 섹션을 참조하십시오.
7	기본 Explorer 옵션을 복원합니다. 자세한 정보는 옵션 재설정 섹션을 참조하십시오.


그래프에서 데이터 사용

선행 절차

- [샘플 열기](#)

1. 피크 레이블 지정 및 후속 기능(예: **Data and Peaks** 표)에 대한 임계값을 설정하려면 그래프의 Y 축에 표시된 파란색 화살표를 끕니다.

그림 6-11 Y 축의 파란색 화살표



2. **Graph** 메뉴의 기능을 사용합니다.

그림 6-12 Graph 메뉴: 옵션



항목	설명
1	<p>후속 작업에서 처리할 그래프의 일부를 선택합니다. 예를 들어 평균 스펙트럼을 얻으려면 크로마토그램에서 영역을 선택한 후 두 번 클릭합니다. Set Selection 기능을 사용하여 특정 X 범위를 입력하면 커서를 사용하는 것보다 더 정확하게 선택 영역을 설정할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> Graph > Set Selection을 클릭합니다. Set Selection 대화 상자가 열립니다. Center 및 Width 값을 입력합니다. OK를 클릭합니다. <p>팁! 그래프에서 수동으로 선택 영역을 설정하려면 플롯 영역에서 커서를 끌어 선택하십시오. Shift 키를 누르고 있으면 현재 선택 영역이 유지됩니다.</p>

항목	설명
2	<p>플롯 표시를 위해 지정된 요인을 기준으로 범위 내에서 Y 값을 확장합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 하나 또는 여러 샘플을 엽니다. 그래프의 일부를 선택합니다. Graph > Expand Selected Y-Values by를 클릭합니다. Expand Selection 대화 상자가 열립니다. 확장 요인을 입력합니다. OK를 클릭합니다.
3	<p>확장 범위를 모두 제거합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 확장된 범위가 있는 그래프에서 Graph > Clear Expansion Ranges를 클릭합니다.
4	<p>그래프에서 현재 활성화된 트레이스를 제거합니다. 이 기능은 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있을 때 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있는 그래프에서 Graph > Remove Active Trace를 클릭합니다.
5	<p>현재 활성화된 트레이스를 제외한 모든 트레이스를 제거합니다. 이 기능은 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있을 때 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있는 그래프에서 Graph > Remove All Traces Except Active를 클릭합니다.
6	<p>그래프에서 모든 데이터 요소가 현재 임계값 설정 미만인 중첩된 트레이스를 제거합니다.</p> <p>사용자가 그래프를 확대하여 X 범위의 일부만 현재 표시된 경우 대화 상자가 열립니다. 사용자는 임계값 미만의 트레이스를 제거할 때 전체 범위를 사용할지 아니면 현재 표시된 부분만 사용할지 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있는 그래프에서 Graph > Remove Traces Below Threshold를 클릭합니다.
7	<p>활성 그래프에 중첩된 트레이스가 두 개 이상 포함된 경우 현재 활성화된 트레이스를 제외한 모든 트레이스를 일반적인 경우보다 더 희미하고 연한 색으로 그립니다. 이 기능을 사용하면 활성 트레이스에 집중할 수 있으며 비활성 트레이스로 인한 혼란을 줄일 수 있습니다. 원래 스타일로 돌아가려면 이 기능을 다시 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 중첩된 트레이스가 두 개 이상 있는 그래프에서 Graph > Fade Inactive Trace를 클릭합니다.
8	<p>활성 그래프에 중첩된 트레이스가 두 개 이상 포함된 경우 두 번째 트레이스를 반전합니다. 이 기능을 사용하면 비슷한 두 트레이스를 시각적으로 더 쉽게 비교할 수 있습니다. 원래 보기로 돌아가려면 Invert Second Overlay를 다시 선택하십시오.</p>

항목	설명
9	<p>그래프를 모든 개별 트레이스의 합인 단일 트레이스로 대체합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 중첩된 트레이스가 두 개 이상 포함된 활성 그래프에서 Graph > Sum Graph Traces를 클릭합니다.
10	<p>각 중첩에 대해 별도의 그래프를 생성합니다. 예를 들어 사용자가 세 개의 중첩된 트레이스가 있는 그래프로 시작한 후 이 기능을 선택하면 중첩이 있는 원래 그래프와 각 데이터 세트마다 그래프가 하나씩 표시된 총 네 개의 창이 최종 결과에 포함됩니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 중첩된 트레이스가 두 개 이상 포함된 활성 그래프에서 Graph > Split Traces into Separate Panes를 클릭합니다. Number of Columns 대화 상자가 열립니다. 출력의 열 수를 선택합니다. 필요한 행 수는 행 수와 중첩된 트레이스 수에 따라 결정됩니다. 확인란을 선택하여 내부 창을 새 창에서 엽니다. 확인란을 선택하지 않으면 동일한 창에서 열립니다.
11	<p>Set Titles 대화 상자를 엽니다. 이 옵션을 사용하여 트레이스 제목을 수동으로 변경할 수 있습니다.</p>
12	<p>Color 대화 상자를 엽니다. 이 옵션을 사용하여 현재 활성화된 그래프 트레이스의 색을 설정할 수 있습니다.</p>
13	<p>Set Trace Colors Using Titles 대화 상자를 엽니다. 그래프 트레이스가 여러 개 중첩된 경우 소프트웨어는 중첩에 기본 색을 사용합니다. 이 옵션을 사용하여 제목에 특정 텍스트가 포함된 트레이스에 특정 색을 설정할 수 있습니다.</p>
14	<p>현재 활성화된 그래프 데이터의 복사본을 생성한 후 같은 그래프에 추가합니다. 이 기능을 사용하여 특정 데이터 처리 작업의 효과를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 이 기능으로 데이터를 복제한 후 두 트레이스 중 하나에 다듬기 효과를 적용하면 결과 그래프에 처리 전후의 보기가 중첩된 상태로 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 활성 그래프에서 Graph > Duplicate Active Data를 클릭합니다.
15	<p>현재 활성화된 그래프의 복사본을 생성합니다. 이 기능을 사용하여 특정 데이터 처리 작업의 효과를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 이 기능으로 데이터를 복제한 후 두 트레이스 중 하나에 다듬기 효과를 적용하면 처리 전후의 보기가 두 개의 개별 그래프에 표시됩니다. 한 그래프를 확대/축소하면 다른 그래프가 자동으로 확대/축소되도록 X 축을 연결하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 활성 그래프에서 Graph > Duplicate Graph를 클릭합니다.
16	<p>Offset Traces 대화 상자를 엽니다. 이 옵션을 사용하여 일련의 중첩된 그래프 트레이스에서 3차원 누적 그래프를 생성할 수 있습니다.</p>

항목	설명
17	생성된 오프셋을 TIC에서 제거합니다.

2개 창 작업 도구 사용

선행 절차

- Explorer 작업 영역을 엽니다.

창의 오른쪽 가장자리에 있는 아이콘을 사용하여 두 개의 창, 즉 소스 창과 대상 창에서 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 표 6-2 섹션을 참조하십시오. 모든 경우에서 소스 창의 아이콘을 클릭한 다음 이를 대상 창으로 끌어옵니다.

표 6-2 2개 창 도구





아이콘	이름	설명
	창 이동	두 창의 상대 위치를 변경합니다. 각 창의 오른쪽 위에 표시됩니다. 하나의 창에서 아이콘을 클릭하여 두 번째 창의 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 또는 오른쪽 부분으로 끕니다. 커서를 놓은 위치에 따라 첫 번째 창의 위치가 두 번째 창을 기준으로 변경됩니다. 사용자가 창을 끌면 두 번째 창의 한 면이 빨간색으로 강조 표시되어 첫 번째 창이 이동할 위치를 나타냅니다. 참고: 또한 사용자는 하나의 창에서 다른 창으로 두 개의 내부 창을 끌 수도 있습니다.
	데이터 추가	두 개의 데이터 세트를 하나씩 합산합니다. 원래 클릭한 소스 창의 데이터가 대상 창, 즉 끌어온 아이콘을 놓은 창에 추가됩니다. 수정된 창의 제목이 업데이트되어 수정되었음을 나타냅니다. 참고: 유형이 같은 두 데이터 세트만 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 스펙트럼을 크로마토그램에 추가할 수 없습니다. 팁! 대상 그래프에 하나 이상의 중첩된 트레이스가 포함되어 있는 경우 소스 데이터는 기본적으로 활성화된 대상 데이터에만 추가됩니다. 소스를 대상 창의 모든 데이터 세트에 추가하려면 Ctrl 키를 계속 누르십시오.

표 6-2 2개 창 도구 (계속)

아이콘	이름	설명
	데이터 차감	<p>질량 스펙트럼에서 배경을 뺍니다. 소스 데이터를 대상 데이터에서 뺀다는 점을 제외하면 Add Data 아이콘과 비슷합니다.</p> <p>팁! 대상 그래프에 중첩된 트레이스가 두 개 이상 포함된 경우에는 기본적으로 활성 대상 데이터에서만 소스 데이터를 뺍니다. 소스를 대상의 모든 데이터 세트에 추가하려면 Ctrl 키를 계속 누르십시오.</p> <p>팁! 일반적으로 소스의 강도가 대상보다 큰 데이터 요소는 유지되지 않습니다. 즉, 음수 Y 값은 삭제됩니다. 음수 강도의 요소를 유지하려면 Shift 키를 계속 누르십시오.</p>
	데이터 중첩	<p>소스 그래프의 활성 데이터를 대상 그래프에 중첩합니다. 작업이 완료되면 대상 데이터의 복사본을 포함하는 새 시리즈가 대상 그래프에 추가됩니다.</p> <p>팁! 소스 그래프에 중첩된 트레이스가 두 개 이상 포함된 경우에는 기본적으로 활성 데이터의 복사본만 대상 그래프로 이동합니다. 소스 그래프에 있는 모든 데이터 세트의 복사본을 대상 그래프에 중첩하려면 Ctrl 키를 계속 누르십시오.</p>

창 또는 내부 창 이동

선행 절차

- 샘플 열기

Window를 클릭한 후 **Window** 메뉴의 기능을 사용합니다.

그림 6-13 **Window** 메뉴: 옵션



항목	설명
1	활성 그래프의 선택 영역에 대한 정보를 표시하는 창을 엽니다. 예를 들어 선택한 X 범위, 선택한 요소의 강도 범위 등이 포함됩니다. 이 창이 이미 표시된 경우 메뉴 항목을 선택하면 창이 닫힙니다. 자세한 정보는 그래프 선택 영역 정보 표시 섹션을 참조하십시오.
2	창의 정보 레이아웃을 행 형식에서 열 형식으로 변경합니다.
3	창에서 현재 활성화된 내부 창을 제거하여 새 창에 따로 배치합니다.
4	최소화되지 않은 열린 창이 한 행에 나란히 배치되도록 정렬합니다.
5	최소화되지 않은 열린 창이 한 열에서 서로 위 또는 아래에 배치되도록 정렬합니다.

가우스 다듬기 수행


선행 절차

- [샘플 열기](#)

가우스 다듬기 알고리즘을 적용합니다. 이 알고리즘은 가중치 계수가 가우스 또는 정규 함수를 따르는 지정된 폭의 필터입니다.

1. **Process > Gaussian Smooth**를 클릭합니다..

그림 6-14 Gaussian Smooth 대화 상자



2. **Smoothing width** 필드에 값을 입력합니다.
실제로 이 값은 최대 높이의 절반 지점에서 가우스 함수의 폭입니다. 가우스 분포의 양쪽 날개에서 계산이 수행되므로 총 폭은 더 큼니다. 가우스의 절반 폭이 1 포인트 미만인 경우 소수 값이 허용됩니다.
3. 활성 그래프에 여러 트레이스가 있는 경우 **Process all overlays (otherwise active data only)** 를 선택하여 해당 작업을 모든 트레이스에 적용합니다.
Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.

4. **OK**를 클릭합니다.

임계값 데이터


선행 절차

- [샘플 열기](#)

강도가 현재 임계값 설정 미만인 데이터 요소를 제거합니다. 그래프의 Y 축에 표시된 파란색 화살표를 끌어 임계값을 설정합니다.

1. **Process > Threshold Data**를 클릭합니다..
활성 그래프에 서로 다른 샘플로부터의 중첩된 시리즈가 포함된 경우 **Process All Overlays?** 대화 상자가 열립니다.

그림 6-15 **Process All Overlays?** 대화 상자



2. **Process All Overlays?** 대화 상자가 열리면 다음 단계를 수행합니다.

a. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 사용 가능한 모든 샘플에 대한 중첩된 TIC를 생성하려면 **All Overlaid**를 선택합니다.
- 현재 활성화된 샘플에서만 TIC를 생성하려면 **Active Only**를 선택합니다.

b. **OK**를 클릭합니다.

Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.

그래프 선택을 사용하여 데이터 부분 집합 지정


선행 절차

- [샘플 열기](#)

이 기능은 선택한 영역이 정확히 하나뿐인 그래프가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 선택한 영역에 포함되지 않는 데이터 요소를 제거합니다. 데이터 처리를 전체 데이터의 부분 집합에 초점을 둘 때 이 기능을 사용합니다.

1. 그래프에서 영역을 선택합니다.
2. **Process > Subset Data (using graph selection)**를 클릭합니다..
활성 그래프에 서로 다른 샘플로부터의 중첩된 시리즈가 포함된 경우 Process All Overlays? 대화 상자가 열립니다.

그림 6-16 Process All Overlays? 대화 상자



3. Process All Overlays? 대화 상자가 열리면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 사용 가능한 모든 샘플에 대한 중첩된 XIC 또는 TIC를 생성하려면 **All Overlaid**를 선택합니다.
 - 현재 활성화된 샘플에서만 XIC 또는 TIC를 생성하려면 **Active Only**를 선택합니다.
 - b. **OK**를 클릭합니다.

Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.

기준선 감산 크로마토그램

선행 절차


- [샘플 열기](#)

크로마토그램에서 상대적으로 천천히 변하는 배경을 제거합니다.

크로마토그램의 각 데이터 요소에 대해 범위의 중심은 해당하는 X 값이 되며 범위 내에서 왼쪽 및 오른쪽에 있는 최소 강도의 데이터 요소를 찾습니다. 이러한 두 요소 사이에 직선이 연결되며 범위의 중심에서 Y 값이 계산됩니다. 그러면 해당 요소의 데이터에서 제거되는 기준선이 됩니다.

1. **Process > Baseline Subtract Chromatogram**을 클릭합니다.

그림 6-17 Baseline Subtract 대화 상자



2. **Subtraction half window** 필드에 값(분)을 입력합니다.
3. 활성 그래프에 여러 트레이스가 있는 경우 **Process all overlays (otherwise active data only)** 를 선택하여 해당 작업을 모든 트레이스에 적용합니다.
Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.
4. **OK**를 클릭합니다.

크로마토그램 오프셋


선행 절차

- [샘플 열기](#)

크로마토그램의 시간 값 오프셋에 사용합니다.

1. **Process > Offset Chromatogram**을 클릭합니다.

그림 6-18 Offset 대화 상자



2. **Total offset** 필드에 값(분)을 입력합니다.
3. 활성 그래프에 여러 트레이스가 있는 경우 **Process all overlays (otherwise active data only)** 를 선택하여 해당 작업을 모든 트레이스에 적용합니다.

Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.

4. **Use incremental offset (to fan out overlays)**을 선택하여 중첩을 시간 방향으로 분산시킵니다.
5. **OK**를 클릭합니다.

스펙트럼 중심 생성


선행 절차

- [샘플 열기](#)

질량 스펙트럼의 중심을 생성합니다. 즉, 검출된 피크에 대해서만 프로파일 스펙트럼을 질량 및 강도 포인트로 대체합니다.

1. **Process > Centroid Spectrum**을 클릭합니다..

그림 6-19 Centroid 대화 상자



2. 중심 프로세스에 사용할 메트릭을 선택합니다.

- **Intensity**: 각 피크에 대해 중심 Y 값은 피크를 포함하는 가장 큰 데이터 요소의 강도입니다.
- **Height**: 이 메트릭은 기준선 오프셋이 있는 경우 강도에서 기준선 강도를 감산한다는 점을 제외하고 Intensity 메트릭과 비슷합니다.
- **Area**: 각 피크에 대해 중심 Y 값은 피크의 총 면적입니다. 보고된 값은 강도 프로파일과 피크 폭 둘 다에 따라 달라지므로 이 메트릭은 필수입니다.
- **Intensity sum above 50%**: 각 피크에 대해 Y 값은 피크를 포함하는 강도 중 피크 정점 강도의 50%를 초과하는 부분의 합계입니다. 이 값은 Intensity 및 Height 메트릭과 달리 단일 데이터 요소의 강도에만 의존하지 않으며, 노이즈가 심하거나 간섭이 있을 수 있는 피크의 가장자리에 영향을 받지 않으므로 유용합니다.

3. 활성 그래프에 여러 트레이스가 있는 경우 **Process all overlays (otherwise active data only)** 를 선택하여 해당 작업을 모든 트레이스에 적용합니다.
Only show this dialog again if the shift key is down 확인란을 선택하면 사용자가 **Shift** 키를 눌러 옵션을 변경하는 경우 외에는 선택한 작업이 항상 사용됩니다.
4. **OK**를 클릭합니다.

데이터를 텍스트로 내보내기


선행 절차

- [샘플 열기](#)

현재 활성화된 스펙트럼 또는 크로마토그램이 탭 구분 텍스트 파일로 저장됩니다.

1. **File > Export > Data as Text**를 클릭합니다.
스펙트럼 데이터를 내보내는 경우 Add Zero Intensity Points for Export 대화 상자가 열립니다.

그림 6-20 Add Zero Intensity Points for Export 대화 상자



2. Add Zero Intensity Points for Export 대화 상자가 열리면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 내보낸 파일에서 0 강도 포인트를 제외하려면 **No, leave data as-is**를 클릭합니다.
 - 내보낸 파일에 0 강도 포인트를 포함하려면 **Yes, add points with zero intensity**를 클릭합니다.

그런 다음 **OK**를 클릭합니다.

3. 내보낸 파일에 사용할 파일 이름을 입력합니다.
4. **Save**를 클릭합니다.

피크 목록을 텍스트로 내보내기

선행 절차

- [샘플 열기](#)

사용자는 현재 활성화된 스펙트럼 또는 크로마토그램의 피크 목록을 탭으로 구분된 텍스트 파일에 저장할 수 있습니다. 이 파일에는 중심 X 값(질량 또는 시간), 피크 면적, 높이 등의 정보가 포함됩니다.

1. **File > Export > Peak List as Text**를 클릭합니다..
2. 내보낸 파일에 사용할 파일 이름을 입력합니다.
3. **Save**를 클릭합니다.

데이터 인쇄

선행 절차

- [샘플 열기](#)

1. **File > Print**를 클릭한 후 필요한 옵션을 선택합니다.
Print 대화 상자가 열립니다.
2. 프린터를 선택한 후 **Print**를 클릭합니다.

옵션 재설정

선행 절차

- Explorer 작업 영역을 엽니다.

사용자는 Explorer 작업 영역의 모든 옵션을 기본값으로 재설정할 수 있습니다. 여기에는 처리 옵션과 이전 절에서 설명한 옵션이 포함됩니다. 옵션 재설정은 현재 로그인한 Windows 사용자에게만 적용되며 동일한 컴퓨터의 다른 사용자에게는 해당되지 않습니다.

1. **Edit > Reset Options**를 클릭합니다.
확인 대화 상자가 표시됩니다.
2. **OK**를 클릭합니다.

옵션 설정


선행 절차

- Explorer 작업 영역을 엽니다.

필요에 따라 각 탭의 기능을 사용하십시오.

1. **Edit > Options**를 클릭합니다.

그림 6-21 Options 대화 상자: **Graph Appearance** 탭



2. 각 탭에서 옵션을 설정합니다(해당하는 경우). 옵션에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
3. **OK**를 클릭합니다.

Analytics 작업 영역

이 작업 영역의 기능에 대한 액세스는 사용자에게 할당된 역할로 제어됩니다. 자세한 정보는 실험실 책임자 안내서를 참조하십시오.

참고: Analytics 작업 영역에서 데이터를 출력하는 제어된 방법에는 Results Table 내보내기, LIMS에 데이터 전송 및 보고서 생성이 포함됩니다. Results Table에서 복사하여 붙여넣기와 같은 다른 출력 데이터 소스는 제어되지 않습니다. 규제 목적으로 제어되지 않은 출력 방법을 사용하지 마십시오.

숫자 그룹화는 Analytics 작업 영역에서 지원되지 않습니다. 예를 들어 통합 매개 변수의 텍스트 상자 또는 Results Table 그리드에서 숫자를 그룹화하지 마십시오.

처리 방법에는 통합을 위해 선택된 피크를 정량화하는 데 사용되는 기준이 포함됩니다.

검토자는 피크 통합 및 실험실 표준 작업 절차(SOP)의 데이터 수락 기준에 따라 데이터를 검토해야 합니다.

SCIEX OS는 SCIEX OS 또는 Analyst 소프트웨어에서 데이터를 획득하는 동안 데이터를 처리할 수 있습니다. 획득한 샘플은 Results Table에 추가할 수 있습니다. 획득 중인 샘플을 추가하려면 획득이 완료될 때까지 기다린 후 Results Table에 추가합니다.

프로젝트에 대한 기본 처리 매개 변수 정의

이 옵션은 처리 방법 생성 시 사용된 기본 피크 찾기 매개 변수를 설정합니다. 구성 요소의 수가 여러 개일 때는 모든 구성 요소에 개별적으로 조정할 필요 없이 크로마토그래피에 기반하여 기본값을 설정하십시오. 그러나 모든 구성 요소에 적합한 매개 변수 세트는 없으므로 일부 구성 요소에 대해 매개 변수 일부를 개별적으로 조정해야 할 수도 있습니다.

1. Analytics 작업 영역에서 **Projects > Project default settings**를 클릭합니다.

참고: 상태 패널에 올바른 프로젝트 이름이 선택되었는지 확인하십시오.

Project Default Settings 대화 상자가 열립니다.

2. Quantitative Processing 페이지에서 다음 단계를 수행합니다.
 - a. **Signal to Noise Algorithm** 목록에서 신호 대 노이즈 알고리즘을 선택합니다.
 - b. **Integration Algorithm** 목록에서 통합 알고리즘을 선택한 후 정량적 처리를 위한 기본 매개 변수를 설정합니다.

매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

3. Qualitative Processing 페이지의 **Library Search Algorithm** 목록에서 라이브러리 검색 알고리즘을 선택한 후 정성적 처리를 위한 기본 매개 변수를 설정합니다. 알고리즘에 대한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. Mass Reconstruction Processing 페이지의 **Integration Algorithm** 목록에서 통합 알고리즘을 선택한 후 질량 재구성을 위한 기본 통합 매개 변수를 설정합니다. 매개 변수에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

참고: MQ4 및 Summation 알고리즘만 사용할 수 있습니다.

5. **Save**를 클릭합니다.
6. **Close**를 클릭합니다.

작업 영역 레이아웃 사용

작업 영역 레이아웃 기능을 사용하여 Analytics 작업 영역에서 사용자 지정 작업 영역 레이아웃을 저장할 수 있습니다. 사용자 지정 레이아웃은 결과 파일에 저장되어 파일을 열 때 자동으로 적용됩니다. 이렇게 하면 사용자가 결과를 분석할 때 시간이 절약됩니다. 저장된 작업 영역 레이아웃을 다른 결과 파일에 적용할 수 있습니다. 또한 프로젝트의 기본 작업 영역 레이아웃으로 설정하여 해당 프로젝트의 결과 파일을 열 때마다 적용할 수 있습니다. 작업 영역 레이아웃은 로컬 네트워크를 포함하여 어디에나 저장할 수 있습니다.

사용자는 저장된 여러 레이아웃 간에 변경하여 결과 파일에 대해 다양한 유형의 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.

참고: 모든 작업 영역 레이아웃은 qlayout이라는 파일 이름 확장자를 사용하여 저장됩니다.

참고: 데이터를 직접 변경하는 설정은 작업 영역 레이아웃에 유지되지 않습니다.

다음 표에서는 작업 영역 레이아웃과 함께 저장되는 UI 요소 목록을 보여줍니다.

표 6-3 작업 영역 레이아웃과 함께 저장되는 UI 요소

창	저장된 UI 요소
Results Table	<ul style="list-style-type: none"> • Qualify for Rules Filters 확인란 • 선별 행 필터 • 표 정렬 선택 • 강조 표시된 행과 열 • Table display settings • 열 필터 <p>참고: 작업 영역 레이아웃을 다른 Results Table에 적용할 때 열 필터 설정이 적용됩니다(가능한 경우). 필터링된 열이 Results Table에 없거나 필터링 옵션을 사용할 수 없는 경우에는 설정이 적용되지 않습니다.</p>
Views 메뉴	<ul style="list-style-type: none"> • Show hidden pane 설정 • Tabbed view 옵션의 선택 여부
Samples 또는 Components and Groups	<ul style="list-style-type: none"> • Samples 또는 Components and Groups 목록이 열려 있는지 여부 • Results Table에 표시할 특정 샘플 또는 구성 요소를 선택했는지 여부 • Samples 목록의 Options > Synchronize Sample Selection 설정 • Components and Groups 목록의 All Internal Standards, All Analytes, All Components 및 Groups (where applicable) 옵션 선택 • Components and Groups 목록의 Options > Show IS 설정
Peak Review	<ul style="list-style-type: none"> • Peak Review 창이 열려 있고 고정되어 있는지 여부 • 현재 View • Peak review display settings 옵션 및 XIC Graph Title 옵션을 포함하여 선택한 모든 Options
Calibration Curve	<ul style="list-style-type: none"> • Calibration Curve 창이 열려 있는지 여부 • Options 메뉴의 Show excluded standards, Show quality controls, Show legend, Use percent Y-axis 및 Log-log plot 설정

표 6-3 작업 영역 레이아웃과 함께 저장되는 UI 요소 (계속)

창	저장된 UI 요소
Metric Plot	<ul style="list-style-type: none"> • Metric Plot 창이 열려 있는지 여부 • Link 메뉴 설정 • Regression 대화 상자 설정 • Options 메뉴의 Display "N/A" as 0.0, Show sample names, Show legend, Use percent Y-axis, Start Y-axis at 0 및 Connect with lines 설정
Statistics 창	<ul style="list-style-type: none"> • Statistics 창이 열려 있는지 여부 • 활성 Sample grouping 선택 • 활성 Metric 선택

현재 작업 영역 레이아웃 저장

1. Analytics 작업 영역을 엽니다.
2. Results Table을 엽니다.
3. 필요에 따라 작업 영역 레이아웃을 사용자 지정합니다.
4. **Views > Save current layout**을 클릭합니다.
Save Workspace Layout As 대화 상자가 열립니다.
5. 작업 영역 레이아웃의 이름을 입력한 후 **Save**를 클릭합니다.

현재 프로젝트에 다른 작업 영역 레이아웃 적용

사용자는 현재 결과 파일에 다른 작업 영역 레이아웃을 적용하여 동일한 데이터에 대해 다양한 유형의 결과 분석을 빠르게 수행할 수 있습니다.

1. Analytics 작업 영역을 엽니다.
2. 결과 파일을 엽니다.
3. **Views > Apply different layout to current results**를 클릭합니다.
Apply a Workspace Layout 대화 상자가 열립니다.
4. **Browse**를 클릭하고 레이아웃을 선택한 후 **Open**을 클릭합니다.
Apply a Workspace Layout 대화 상자에 선택한 작업 영역 레이아웃의 미리 보기가 표시됩니다.
5. **OK**를 클릭합니다.

팁! 최근에 사용한 작업 영역 레이아웃을 적용하려면 **Views > Recent layouts**을 클릭하고 레이아웃을 선택하십시오.

현재 작업 영역 레이아웃을 프로젝트 기본값으로 설정

프로젝트 기본 작업 영역 레이아웃을 설정하면 여러 세션 또는 사용자 간에 레이아웃이 유지됩니다. 또한 프로젝트 내에서 생성되는 모든 새 결과 파일이 프로젝트 기본 작업 영역 레이아웃으로 열립니다.

1. Analytics 작업 영역을 엽니다.
2. 결과 파일을 엽니다.
3. 프로젝트에 맞게 작업 영역 레이아웃을 사용자 지정합니다.
4. **Views > Set current layout as project default**를 클릭합니다.
Default Workspace Layout for the Project 대화 상자가 열립니다.
5. **Default layout name** 필드에 레이아웃 이름을 입력한 후 **OK**를 클릭합니다.
6. **Results > Save**를 클릭합니다.


프로젝트 보안 내보내기 설정

관리자 역할이 지정된 사용자만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

이 옵션을 선택한 경우, 텍스트 파일에 있는 데이터가 내보내기 중 암호화됩니다. 암호화를 사용하려면 비밀번호를 설정하십시오.

1. Analytics 작업 영역에서 **Projects > Project secure export settings**를 클릭합니다.

그림 6-22 Secure Export Settings 대화 상자



2. **Encrypt Results Table when exporting for this project** 확인란을 선택합니다.
3. **Password** 필드에 비밀번호를 입력합니다.
4. **Confirm Password** 필드에 비밀번호를 다시 입력합니다.
5. **OK**를 클릭합니다.

프로젝트 수정 피크 경고 사용

기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다. 이 옵션을 선택한 경우 사용자가 Results Table에서 크로마토그램을 변경한 후 저장하면 변경되었음을 알리는 경고 메시지가 나타납니다. 사용자는 계속 저장하거나 Results Table로 돌아가도록 선택할 수 있습니다.

Analytics 작업 영역에서 **Projects > Enable project modified peak warning**을 클릭합니다.

처리 방법 생성

처리 방법에는 데이터 처리를 위한 정량적 및 정성적 설정이 있습니다. 비표적 워크플로는 알 수 없는 구성 요소에 사용됩니다.

팁! 기존 처리 방법을 편집하려면 **Process Method > Open**을 클릭하십시오.

1. Analytics 작업 영역을 엽니다.
2. **Process Method > New**를 클릭합니다.

팁! 현재 Results Table의 처리 방법을 편집하려면 **Process Method > Edit embedded method**를 클릭한 후 3 단계를 진행하십시오.

3. Workflow 페이지에서 하나 이상의 워크플로 및 참조 샘플을 선택합니다. 이 페이지의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

팁! 질량 재구성 워크플로를 사용하려면 **Quantitation**만 선택하십시오.

4. Components 페이지를 선택한 후 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 해당하는 경우 **Options > Mass Reconstruction**을 클릭한 후 확인 대화 상자에서 **Yes**를 클릭하여 질량 재구성 워크플로를 선택합니다.
 - b. 구성 요소 테이블을 완성합니다. 이 테이블의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

참고: 질량 재구성 워크플로는 통합 알고리즘이 **MQ4** 또는 **Summation**으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

팁! Components 테이블에 그룹이 정의된 경우 사용자는 전이에 대해 전구체 이온과 실험 인덱스가 달라도 그룹의 이온을 합산하도록 선택할 수 있습니다. 합산된 이온은 테이블에 표시되지 않지만 Integration 페이지 및 Results Table에 **group name > Sum**으로 표시됩니다. 이 기능은 단백질 및 펩타이드의 정량화에 유용합니다.

팁! 구성 요소의 머무름 시간을 알 수 없는 경우 질량 또는 화학식의 **Retention Time Mode**를 **Find n peaks**로 설정하십시오. 여기서 n 은 1, 2, 5, 10 또는 모두입니다. 소프트웨어는 피크 면적이 가장 큰 지정된 수의 형상을 식별하고 적절한 머무름 시간을 할당한 후 표적 피크 처리 워크플로를 수행합니다. 처리가 완료되면 Results Table의 포함된 방법을 표적 방법으로 저장할 수 있습니다.

팁! 텍스트 파일에서 하나 이상의 구성 요소 및 통합 매개 변수를 가져오려면 **Import** 메뉴의 적절한 명령을 사용하십시오. 구성 요소 정보에 농도 단위가 포함되어 있지 않으면 Project Default Settings 대화 상자에 정의된 **Concentration units**가 사용됩니다.

참고: AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에서 통합 매개 변수를 가져올 수 없습니다.

참고: Analyst 소프트웨어 정량화 방법에서 통합 매개 변수를 가져올 수 있습니다. Analyst 소프트웨어 매개 변수는 해당하는 SCIEX OS 매개 변수에 매핑되며, 매핑할 수 없는 매개 변수에는 프로젝트 기본 설정이 사용됩니다.

참고: SignalFinder 알고리즘을 사용하지 않는 MultiQuant 소프트웨어 정량화 방법에서 통합 매개 변수를 가져올 수 있습니다. MQ4 방법의 경우 **S/N Integration Threshold**가 MultiQuant 소프트웨어의 기본값인 0에서 프로젝트 기본값으로 변경됩니다. MultiQuant 소프트웨어의 매개 변수는 SCIEX OS의 해당 매개 변수에 매핑됩니다.

5. Integration 페이지를 선택한 후 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 각 구성 요소의 통합 매개 변수를 선택합니다. 이 페이지의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

팁! 이상값 자동 제거 규칙을 정의하려면 **Options > Remove Outliers Automatically**를 클릭합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

- b. (선택 사항) 노이즈 영역을 보려면 **Options > Show Noise Regions**를 클릭합니다. 자세한 정보는 [노이즈 영역 사용](#) 섹션을 참조하십시오.

참고: **Show Noise Regions**는 신호 대 노이즈 알고리즘이 **Standard Deviation** 또는 **Peak to Peak**로 설정된 경우에만 표시됩니다.

6. (해당하는 경우) Library Search 페이지를 선택한 후 라이브러리 검색 매개 변수를 정의합니다. 이 페이지의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템을 참조하십시오.
7. Calculated Columns 페이지를 선택한 후 사용자 지정 계산 열에 사용할 사용자 지정 식을 정의합니다. 이 페이지의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템을 참조하십시오.

참고: 계산 열에 대한 자세한 정보는 [계산 열](#) 섹션을 참조하십시오.

8. Flagging Rules 페이지를 선택한 후 Results Table의 결과에 플래그를 지정하는 데 사용할 규칙을 선택합니다. 이 페이지의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

원하는 경우 플래그 지정 규칙을 사용자 지정하거나, 미리 정의된 규칙에 대해 다음 값을 사용자 지정합니다.

- 다음 항목에 대한 수락 기준
 - 표준 및 품질 관리 샘플의 정확도
 - 알 수 없는 샘플의 계산된 농도 범위
 - 피크 통합



- 질량 정확도, 머무름 시간 신뢰도, 동위 원소 일치, 라이브러리 점수 및 수식 찾기 점수에 대한 신호등 설정
- 이온비 수락에 대한 신호등 설정
이온비는 피크 반응 비율, 즉 정성자와 정량자의 면적 또는 높이입니다.

팁! 텍스트 파일에서 플래그 지정 규칙을 가져오려면 **Import**를 클릭하십시오.

9. Formula Finder 페이지를 선택한 후 수식 찾기 설정을 선택합니다. 이 페이지의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
10. (비표적 워크플로가 선택된 경우) Non-targeted Peaks 페이지를 선택한 후 비표적 검색 매개 변수를 정의합니다. 이 페이지의 필드에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
11. **Save**를 클릭합니다.

팁! 비표적 방법이 생성되면 현재 프로젝트 기본 매개 변수가 피크 통합에 사용되고 해당 매개 변수는 처리 방법 파일에 저장됩니다. 처리 방법에 표적 분석 물질이 포함된 경우 표적 구성 요소에 대한 사용자 지정 통합 매개 변수는 비표적 피크 통합에 영향을 주지 않습니다. 사용자가 나중에 프로젝트 기본 매개 변수를 변경하더라도 변경된 매개 변수는 방법 생성 시점의 매개 변수를 계속 가지고 있는 기존 비표적 방법에는 영향을 주지 않습니다. 새로 생성된 비표적 방법만 변경된 매개 변수를 사용합니다.

데이터 처리

1. Analytics 작업 영역을 엽니다.
2. **Results > New**를 클릭합니다.
3. Process New Results 대화 상자에서 화살표( 및 )를 사용하여 처리할 샘플을 선택합니다.
4. 다음 중 하나를 수행하여 처리 방법을 선택합니다.
 - **Browse**를 클릭한 후 처리 방법을 선택하고 **Open**을 클릭합니다.
 - **New**를 클릭한 후 새 처리 방법을 생성합니다. 자세한 정보는 [처리 방법 생성](#) 섹션을 참조하십시오.
5. (선택 사항) **Edit**를 클릭하여 처리 방법을 편집합니다. 자세한 정보는 [처리 방법 생성](#) 섹션을 참조하십시오.
6. 비표적 워크플로의 비교 샘플을 선택합니다.
7. **Process**를 클릭합니다.

참고: 비표적 분석에서는 부가물별 자동 그룹화가 수행됩니다. 그룹화 알고리즘은 머무름 시간이 같은 화합물 간의 질량 차이가 공통 부가물과 연관된 경우 해당 화합물에 부가물 변경자를 할당합니다. 이 기능은 전하 부가물이 서로 다른 중복 화합물의 조사를 방지하는 데 도움이 됩니다.

미리 정의된 Results Table 열 또는 기존 수식과 동일한 이름의 사용자 지정 배치 열이 데이터에 포함되어 있으면 경고 메시지가 표시됩니다. **OK**를 클릭하여 계속합니다. 이러한 열 이름의 시작 부분에 밑줄(_)이 추가됩니다.

8. 샘플 유형을 표시하거나 숨기려면 **Sample Type** 열에서 필터 아이콘(▼)을 클릭한 후 필요한 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.
9. 수락 필터를 설정하려면 수락 열 중 하나에서 필터 아이콘(▼)을 클릭하고 **Filter by Flag**를 선택한 후 **Pass** 또는 **Fail**를 선택합니다.


참고: Acceptance 열은 **Accuracy, Accuracy Acceptance, Asymmetry Factor, Calculated Concentration, Concentration Acceptance, Integration Acceptance, Quality Retention Time Delta (min), Retention Time Error (%)** 및 **Total Width**를 포함합니다.

10. 정성적 신뢰도 필터를 선택하려면 **Confidence** 신호등을 클릭한 후 필요한 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.

참고: AutoPeak 알고리즘을 사용하여 Results Table을 생성한 후 사용자가 XIC 폭과 예상 RT를 변경할 경우 사용자가 새 XIC 폭과 예상 RT 값을 사용하여 모델을 업데이트하지 않으면 이전 알고리즘을 사용하여 데이터가 다시 처리됩니다.

11. Results Table 열의 개별 값을 기준으로 필터링하려면 열 머리글에서 필터 아이콘(▼)을 클릭한 후 Results Table에 표시할 값의 확인란을 선택합니다.

팁! 추가 사용자 지정 필터를 적용하려면 **Text Filters**를 선택하십시오.

팁! 면적 계산을 변경하는 등 Results Table을 변경한 후 필터를 다시 적용하려면 **Reapply Filter**()를 클릭하십시오.

12. 다음 중 하나를 수행하여 결과 파일을 저장합니다.

- **Results > Save**를 클릭합니다.
- Results Table이 변경되지 않게 하려면 **Results > Lock results file and save**를 클릭합니다.




샘플 추가

선행 조건

- Analytics 작업 영역에 Results Table이 열려 있습니다.

이 옵션은 추가 샘플을 현재 활성화된 Results Table에 추가합니다.

1. **More > Add samples**를 클릭합니다.
2. Select Samples 대화 상자에서 필요한 샘플을 선택합니다.
 - Available 창에는 하위 폴더, wiff2 파일 및 현재 프로젝트의 **Data** 폴더에 있는 샘플이 표시됩니다.

- 각 폴더를 확장하여 하위 폴더 또는 wiff2 파일을 표시합니다. wiff2 파일을 확장하면 파일이 열려 사용 가능한 샘플이 표시됩니다.
 - 화살표를 사용하여 샘플을 추가()하거나 제거()합니다.
 - 다음과 같은 방법으로 샘플을 선택합니다.
 - 각 샘플을 두 번 클릭합니다.
 - 샘플 또는 데이터 파일을 선택한 후  을 클릭합니다.
 - 왼쪽 창에 있는 샘플 또는 데이터 파일을 끌어 오른쪽 창에 놓습니다.
- 여러 파일 또는 샘플을 이동하려면 먼저 **Shift** 또는 **Ctrl** 키를 눌러 선택합니다.
3. **OK**를 클릭합니다.
새 샘플이 통합되고 기존 표에 추가되는 동안 진행률 표시줄이 표시됩니다.

Results Table 사용자 지정

선행 조건

- Analytics 작업 영역에 Results Table이 열려 있습니다.


Results Table에 나타날 숫자 형식과 열을 선택합니다. 열 설정은 프로젝트의 모든 Results Table에 적용할 수 있습니다.

참고: **Sample Name, Sample ID, Barcode** 등 일부 중요한 열은 사용자가 Results Table 열 설정을 사용자 지정할 때 표시되어야 합니다.

팁! 열 이름이 잘린 경우 커서를 필드 위로 이동하면 열 이름이 도구 설명에 표시됩니다.

1. **More > Table display settings**를 클릭합니다.
Results Table Display Settings 대화 상자가 열립니다. Results Table의 열에 대한 설명은 [Results Table 열](#) 섹션을 참조하십시오.

그림 6-23 Results Table Display Settings 대화 상자



항목	설명
1	Export 버튼을 이용하여 이전에 저장한 열 설정 파일을 선택하려면 클릭하십시오. 선택한 파일의 정보를 사용하도록 대화 상자 필드가 업데이트됩니다.
2	현재 대화 상자 설정을 파일에 저장하려면 클릭하십시오. Import 버튼을 사용해 이러한 설정값을 가져오고 사용합니다. 사용자는 이 옵션으로 서로 다른 열 레이아웃 간에 전환할 수 있습니다.
3	사전 순으로 표시되는 열 이름입니다. 참고: 이 목록에는 Results Table을 생성하는 데 사용한 처리 방법에 정의된 계산 열도 포함됩니다.
4	체크 표시는 열이 표시됨을 의미합니다.

항목	설명
5	숫자 필드에서는 비과학적 표기법에 0.00 형식을 이용하고 과학적 표기법에 0.00e0 형식을 이용하십시오. 표시되는 숫자의 정밀도를 나타내는 소수점을 변경하십시오. 마침표 "."만 소수점 구분 기호로 사용할 수 있습니다. 참고: 숫자 그룹화는 지원되지 않습니다.
6	선택된 LIS Supported 행은 LIMS에서 미리 정의되며 열 선택을 변경할 수 없습니다.
7	클릭하면 이후 Results Table에 열 설정을 사용할 수 있습니다.
8	클릭하면 변경 사항이 적용되고 대화 상자가 닫힙니다.
9	클릭하면 변경 사항이 취소되고 대화 상자가 닫힙니다.
10	Results Table 열의 범주를 선택합니다. 사용자는 선택에 따라 Results Table에 표시된 열을 필터링할 수 있습니다. 범주를 선택하면 사용자가 Results Table에서 열을 쉽게 찾을 수 있습니다.

- 필요에 따라 **Visible** 열의 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.

참고: Results Table에는 Results Table 열에 설명된 열 외에도 사용자 지정 계산 열 및 텍스트 열이 포함될 수 있습니다. 계산된 열은 별표로 식별됩니다.

- (선택 사항) **Number Format** 열에서 형식을 정수 또는 과학적 표기법으로 변경합니다.
- (선택 사항) **Number Format** 열에서 표시할 소수점 수를 변경합니다.
- OK**를 클릭합니다.

그러면 Results Table에 새로운 설정이 적용됩니다. 이 설정은 새 Results Table을 생성하거나 이전에 저장한 Results Table을 다시 열 때도 저장 및 적용됩니다.

팁! Results Table의 머리글 행을 사용하여 열 폭과 열 순서를 조정할 수 있습니다. 폭을 변경하려면 머리글 경계를 끕니다. 열 순서를 변경하려면 Results Table에서 열 머리글을 다른 위치로 끕니다. 필터를 열에 적용하려면 열 머리글에서 필터 아이콘(▼)을 클릭합니다. **Export** 버튼을 사용하여 Results Table을 내보내면 열 폭, 순서 및 필터 설정이 내보낸 파일에 저장됩니다.

보고서 생성

선행 조건

- Analytics 작업 영역에 Results Table이 열려 있습니다.

팁! 보고서에 포함할 분석 물질을 선택하려면 Results Table의 **Reportable** 열을 사용합니다. 자세한 정보는 Results Table 열 섹션을 참조하십시오.

- Reporting > Create Report and Save Results Table**를 클릭합니다.

Create Report 대화 상자가 열립니다.

2. **Template name** 목록에서 템플릿을 선택합니다.
3. 보고서 형식을 선택합니다.
4. 파일 이름과 위치를 변경하려면 **Browse**를 클릭하고 다른 위치로 이동한 후 **File name**을 입력하고 **Save**를 클릭합니다.

참고: 기본적으로 보고서는 ProgramData\SCIEX\Analytics\Reporter\Reports에 저장됩니다.

5. 필요한 경우 **Create an individual report for each sample** 확인란을 클릭합니다.
6. (선택 사항) 보고서에 사용할 다른 로고를 선택합니다.
 - a. **Replace Logo**를 클릭합니다.
 - b. Replace Logo 대화 상자의 옵션을 사용하여 필요에 따라 로고를 수정합니다.
 - c. **Save**를 클릭합니다.
 - d. **Cancel**을 클릭합니다.
7. **View Pages**를 클릭하여 보고서 레이아웃을 봅니다.
8. **Create**를 클릭합니다.

팁! Per Sample Quant, Per Sample Qual, Per Sample Visible Rows Using Visible Analytes 또는 Positive Hits Qual과 같은 템플릿을 사용하여 선택한 결과를 보고하려면 Results Table에서 필터를 사용하거나 원치 않는 행을 숨기십시오.

팁! 보고서 템플릿 레이아웃을 보려면 Create Report 대화 상자의 **Template View**에 있는 예를 클릭합니다. 특정 템플릿을 보려면 사용자에게 템플릿과 이름이 같고 [Snapshot_X] 접미사(X는 시퀀스에서 스냅샷 번호)가 추가된 jpg 파일이 있어야 합니다. 파일 이름과 접미사 사이에 공백을 사용하지 마십시오.

예를 들어 All Peaks Qual.docx 템플릿은 All Peaks Qual[Snapshot_1].jpg All Peaks Qual[Snapshot_2].JPG All Peaks Qual[Snapshot_3].jpg로 이름이 지정됩니다.

Results Table 내보내기 및 저장

선행 조건
<ul style="list-style-type: none">• Analytics 작업 영역에 Results Table이 열려 있습니다.

팁! 내보낼 분석 물질을 선택하려면 Results Table의 **Reportable** 열을 사용합니다. 자세한 정보는 [Results Table 열](#) 섹션을 참조하십시오.

1. **Reporting > Export results > Export and save Results Table**를 클릭합니다.

Export 대화 상자가 열립니다.
2. 필요에 따라 옵션을 선택합니다.

옵션에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

3. **OK**를 클릭합니다.

Results Table 내보내기 – 메트릭

선행 조건

- Analytics 작업 영역에 Results Table이 열려 있습니다.

참고: 제조업체는 간접적 또는 결과적 손해를 포함하여 Analytics 작업 영역에서 데이터를 내보낸 후 발생하는 문제에 대해 책임 또는 불확정 책임이 없는 것으로 간주됩니다.

Results Table 내보내기는 Analytics 작업 영역에서 데이터 출력을 위한 제어된 방법 중 하나입니다.

이 기능을 사용해 활성 Results Table의 정보가 포함된 탭 구분 텍스트 파일을 생성합니다. 모든 샘플에 대한 정보와 모든 구성 요소 또는 선택한 한 메트릭이나 필드에 표시된 구성 요소에 대한 정보를 내보냅니다.

1. **Reporting > Export results > Results Table - Metric**을 클릭합니다..

Export Metric대화 상자가 열립니다.

2. **Metric** 필드에서 내보낼 열을 선택한 후 옵션을 설정합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

3. **OK**를 클릭합니다.

결과를 Watson LIMS로 전송

선행 조건

- Results Table이 열려 있고 잠금 상태입니다.
- Watson LIMS 소프트웨어가 열려 있습니다.

참고: 일부 숨겨진 열과 **Reportable**로 지정되지 않은 열을 포함하여 Results Table의 열 부분 집합이 전송됩니다.

1. **Reporting > Initiate Transfer to Watson LIMS**를 클릭합니다.
전송 대화 상자가 열립니다.
2. Watson LIMS 소프트웨어에서 데이터를 가져옵니다.
3. SCIEX OS의 전송 대화 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 전송이 완료된 경우 **Confirm**을 클릭합니다.
 - 전송이 완료되지 않은 경우 **Decline**을 클릭합니다.

결과를 다른 LIMS로 전송

선행 절차

- Configuration 작업 영역에서 LIMS를 구성합니다. 자세한 정보는 [실험실 정보 관리 시스템\(LIMS\) 설정 선택](#) 섹션을 참조하십시오.
- 잠긴 Results Table을 엽니다.

팁! 내보낼 분석 물질을 선택하려면 Results Table의 **Reportable** 열을 사용합니다. 자세한 정보는 [Results Table 열](#) 섹션을 참조하십시오.

1. **Reporting > Transfer Results to LIMS**를 클릭합니다.
LIMS Transfer 대화 상자가 열립니다.
2. **Template** 목록에서 템플릿을 선택합니다.
3. **Transfer**를 클릭합니다.

Results Table 사용

Results Table에는 알 수 없는 각 샘플에서 교정 곡선을 기반으로 한 분석 물질의 계산된 농도 및 라이브러리 적중 수, Formula Finder 결과 등의 정성적 분석 결과가 요약되어 있습니다. 교정 곡선 및 결과 통계도 Results Table에 포함됩니다. 사용자는 Results Table을 사용자 지정하고 다양한 레이아웃으로 Results Table을 표시할 수 있습니다.

참고: 별표(*)가 있는 Results Table 열은 사용자 지정 텍스트 열 또는 계산된 열입니다.

Results Table의 데이터를 Microsoft Excel 같은 다른 어플리케이션에서 사용하기 위해 txt 파일로 내보낼 수 있습니다. 사용자는 Results Table에서 모든 데이터를 내보내기할 수 있고 또는 볼 수 있는 칼럼에서는 데이터만 내보내기할 수 있습니다.

팁! Results Table의 여러 세션이 세로 바둑판식 또는 가로 바둑판식으로 배열된 경우 **Views > Reset layout**를 클릭하여 Results Table을 원래 레이아웃으로 되돌릴 수 있습니다.

오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 Results Table 행을 편집할 수 있습니다. 이 메뉴를 표시하려면 Results Table의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오.

그림 6-24 오른쪽 클릭 메뉴




표 6-4 오른쪽 클릭 메뉴 명령

레이블	설명
Copy	(복사) 현재 데이터를 클립보드에 복사하려면 이 옵션을 사용합니다.
Paste	(붙여넣기) 클립보드의 데이터를 현재 보기에 붙여 넣으려면 이 옵션을 사용합니다.
Copy Entire Table	(표 전체 복사) 표 전체를 클립보드에 복사하려면 이 옵션을 사용합니다.
Fill Down	(아래로 채우기) (구성 요소) 처음 선택한 행의 정보를 이후에 선택한 모든 행에 복제하려면 이 옵션을 사용합니다.
Select All Rows	(모든 행 선택) 현재 활성화된 Results Table의 모든 행을 선택하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 사용자가 Copy 와 같이 선택된 행에 대해 작동하는 명령을 이후에 적용할 때 유용합니다.
Apply Current Analyte's Actual Concentrations to All	<p>(현재 분석 물질의 실제 농도를 모든 항목에 적용) (분석 물질) 분석 물질이 두 개 이상이고 모든 분석 물질이 동일한 농도의 샘플에 있는 경우 이 옵션을 사용하면 표준 샘플에 대한 모든 분석 물질의 실제 농도 필드를 빠르게 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 다음을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> Components and Groups List를 사용하여 표에서 하나의 특정 분석 물질만 표시합니다. 자세한 정보는 구성 요소 및 그룹 목록 섹션을 참조하십시오. (선택 사항) Sample Type 열을 필터링하여 표준 샘플만 표시합니다. 셀에 입력하거나, 열을 선택한 후 텍스트를 붙여 넣어 분석 물질의 실제 농도를 지정합니다. Apply Current Analyte's Actual Concentrations to All을 선택합니다. <p>필요에 따라 모든 구성 요소 및 모든 샘플 유형 보기로 돌아갑니다.</p>

표 6-4 오른쪽 클릭 메뉴 명령 (계속)

레이블	설명
Apply Current IS's Actual Concentrations to All	<p>(현재 IS의 실제 농도를 모든 항목에 적용) (내부 표준) 내부 표준이 두 개 이상이고 모든 내부 표준이 동일한 농도의 샘플에 있는 경우 이 옵션을 사용하면 표준 샘플에 대한 모든 내부 표준의 실제 농도 필드를 빠르게 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 다음을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> Components and Groups List를 사용하여 표에서 하나의 특정 내부 표준만 표시합니다. 자세한 정보는 구성 요소 및 그룹 목록 섹션을 참조하십시오. (선택 사항) Sample Type 열을 필터링하여 표준 샘플만 표시합니다. 셀에 입력하거나, 열을 선택한 후 텍스트를 붙여 넣어 내부 표준의 실제 농도를 지정합니다. Apply Current IS's Actual Concentrations to All을 선택합니다. <p>필요에 따라 모든 구성 요소 및 모든 샘플 유형 보기로 돌아옵니다.</p>

Results Table 필터

Results Table 맨 위의 필드를 사용하여 콘텐츠를 보고 필터링할 수 있습니다.

그림 6-25 필터링 컨트롤



표 6-5 Results Table 필터

레이블	설명
x of y rows	(x/y 행) 전체 행 수(y) 중 보이는 행의 수(x)를 표시합니다.
Filters	(필터) 필터가 적용되는 열 수를 표시합니다.
Qualify for Rules Filters	(규칙 필터 조건) Results Table을 수락 기준 필터 또는 신뢰도 신호등 필터와 일치하는 행 보기와 일치하지 않는 행 보기 간에 전환합니다. 수락 기준 및 신뢰도 신호등은 처리 방법에 적용됩니다.

표 6-5 Results Table 필터 (계속)

레이블	설명
Reapply Filter	(필터 다시 적용) 면적 계산을 변경하는 등 Results Table을 변경한 후 필터를 다시 적용합니다. 참고: 다른 필터를 추가하거나 변경하면 모든 필터가 자동으로 다시 적용됩니다.
Clear	(지우기) 모든 필터를 지웁니다.

Results Table 열

참고:

- 별표(*)가 있는 열은 사용자 지정 텍스트 열, 계산 열 또는 플래그 지정 규칙을 결합하여 생성된 열입니다.
- 이름이 밑줄(_)로 시작하는 열은 미리 정의된 Results Table 열 또는 수식과 이름이 동일한 사용자 지정 배치 열입니다.
- **Format** 열은 수식에서 필드의 유효성을 검사하는 방법을 나타냅니다.
- 숫자가 포함된 열에서 사용자는 숫자 형식과 유효 자릿수를 변경할 수 있습니다. **Number Format** 열에서 **Decimal**, **Significant Digits** 또는 **Scientific Notation** 중 하나를 선택한 다음 Results Table Display Settings 대화 상자의 **Number Format Precision** 열에 유효 자릿수를 입력합니다.

레이블	설명	형식	LIS 지원
Accuracy	(정확도) 표준 및 품질 관리(QC) 샘플의 정확도를 표시합니다. 다른 샘플 유형의 경우 이 값은 N/A 로 설정됩니다. 농도가 알려진 표준 샘플의 경우 표준 및 QC 샘플의 정확도는 $100\% \times (\text{Calculated Concentration})/(\text{Actual Concentration})$ 으로 정의됩니다.	숫자	Y
Accuracy Acceptance	(정확도 수락) 정확도의 수락 상태를 표시합니다.	텍스트	N
Acq. Method Name	(획득 방법 이름) 샘플 획득에 사용되는 획득 방법의 이름을 표시합니다.	텍스트	Y
Acquisition Date & Time	(획득 날짜 및 시간) 샘플을 획득한 날짜와 시간을 표시합니다.	텍스트	Y
Actual Concentration	(실제 농도) 표준 및 QC 샘플의 경우 알려진 예상 농도를 표시합니다.	숫자	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
Adduct/ Charge	(부가물/충전) 화합물의 부가물 또는 전하 상태를 표시합니다. 표적 워크플로에서는 이 값을 사용자가 설정합니다. 비표적 워크플로에서 부가물별 그룹화 기능이 활성화된 경우 이 값은 소프트웨어에 의해 자동으로 설정됩니다.	텍스트	N
Area	(면적) 검출된 피크 면적을 표시합니다. 피크가 검출되지 않은 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	Y
Area / Height	(면적/높이) 검출된 피크 면적을 높이로 나눈 값을 표시합니다. 피크가 검출되지 않은 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
Area Ratio	(면적비) 내부 표준을 사용하는 분석 물질의 경우 분석 물질 Area 대 IS Area 비율을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	Y
Area Ratio of comparison	(비교 면적비) 샘플/대조 샘플의 면적비를 표시합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 대조 샘플에서 피크가 발견되지 않는 경우 이 값은 N/A(해당 없음)입니다. • 샘플에서 피크가 발견되지 않는 경우 이 값은 0입니다. • 샘플의 모든 피크가 Area Ratio Threshold 미만인 경우 이 값은 N/A(해당 없음)입니다. • 비교 샘플이 사용되지 않는 경우 이 값은 No control sample(대조용 샘플 없음)입니다. • 대조 샘플의 경우 발견된 피크의 면적비는 항상 1입니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
Asymmetry Factor	(비대칭 인자) 피크 중심선과 뒷면 기울기 사이의 거리를 피크 중심선과 앞면 기울기 사이의 거리로 나눈 값을 표시합니다. 이때 모든 값은 최대 피크 높이의 10%에서 측정됩니다.	숫자	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
AutoPeak Asymmetry	(AutoPeak 비대칭) 모델을 기반으로 통합 피크의 비대칭 대 예상 대칭 비율을 표시합니다. 비율이 1이면 적합도가 양호하다는 의미입니다. 이 값이 1이 아니면 이온 소스가 포화되었거나 통합이 올바르지 않을 수 있다는 의미입니다. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
AutoPeak Candidate Model Quality	(AutoPeak 후보 모델 품질) 피크 모델 생성에 사용할 피크의 적합성을 표시합니다. 값이 1보다 훨씬 크면 정량화 방법을 생성하는 데 사용되는 샘플이 적합하지 않습니다. 반응이 더 큰 피크를 사용하여 모델을 생성하고 해당 피크를 모든 샘플에 적용하십시오. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
AutoPeak Group Confidence	(AutoPeak 그룹 신뢰도) 실제 피크 그룹이 통합되고 이 통합에 가양성 노이즈 피크가 포함되지 않을 확률을 표시합니다. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
AutoPeak Integration Quality	(AutoPeak 통합 품질) 데이터 품질을 표시합니다. 품질은 0 ~ 1 사이의 값으로 나타냅니다. 품질이 0.6 미만이면 통합을 더 조사하십시오. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
AutoPeak Model Source	(AutoPeak 모델 소스) 피크 모델링에 사용된 샘플과 구성 요소의 이름을 표시합니다. 모델링에 사용된 구성 요소가 통합된 구성 요소와 같지 않으면 모델이 적절한지 검토하십시오. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
AutoPeak Num Peaks	(AutoPeak 피크 수) 알고리즘에서 검출된 인접 콘볼루션 피크의 수를 표시합니다. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
AutoPeak Peak Width Confidence	(AutoPeak 피크 폭 신뢰도) 피크 폭의 신뢰 수준을 표시합니다. 값이 1이면 실제 피크 폭과 예상 피크 폭이 같음을 나타냅니다. 값이 1보다 크면 실제 피크 폭이 예상 피크 폭보다 크다는 것을 나타냅니다. 값이 1보다 작으면 실제 피크 폭이 예상 피크 폭보다 작거나, 크로마토그래픽 조건의 변화로 인해 피크가 더 넓다는 것을 나타냅니다. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
AutoPeak Saturated acc	(AutoPeak 포화) Saturation correction 옵션을 사용하고 해당 피크가 포화되어 적합 모델이 피크를 넘어 확장되면 이 필드에 Yes (예)가 표시됩니다. 그렇지 않으면 열이 비어 있습니다. 농도가 더 높은 샘플의 정확도 및 %CV가 허용 범위 내에 없으면 Saturation correction 을 조정하십시오. AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 처리 방법에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
Barcode	(바코드) 샘플의 고유 ID를 표시합니다. 고유 ID는 데이터 획득에 사용되는 배치에 원래 지정된 값에서 초기화됩니다. Barcode 는 최대 20자까지 포함할 수 있습니다. Barcode 에는 \/: * ? " < > = 같은 유효하지 않은 문자 또는 ASCII 테이블의 0 ~ 31 문자를 사용할 수 없습니다.	텍스트	Y
Baseline Delta/ Height	(기준선 델타/높이) 피크 시작 지점과 종료 지점의 기준선 간 높이 차이의 절대값과 실제 피크 높이를 표시합니다. 값이 0.1보다 크면 기준선이 올바르게 통합되지 않았으며 피크를 검토해야 함을 나타냅니다.	숫자	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
Calculated Concentration	(계산된 농도) 농도가 알려진 표준 샘플의 경우 교정 곡선에서 역으로 계산된 농도의 값을 표시합니다. 회귀 수식은 다양한 회귀 유형 및 가중치에 대해 회귀가 수행되는 방식을 설명합니다.	숫자	Y
Combined Score	(합계 점수) (선택 사항) 상대적 비교를 위해 사용할 수 있는 단일 숫자 점수를 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
Comparison	(비교) 비교 샘플의 구성 요소를 표시합니다.	숫자	N
Component Comment	(구성 요소 메모) 모든 샘플에 적용되는 분석 물질 또는 내부 표준에 대한 임의의 메모를 표시합니다.	텍스트	N
Component Group Name	(구성 요소 그룹 이름) 분석 물질 또는 내부 표준과 관련된 그룹 이름을 표시합니다.	텍스트	N
Component Index	(구성 요소 색인) 원래 처리 방법에서 분석 물질 또는 내부 표준의 색인을 표시합니다.	숫자	Y
Component Name	(구성 요소 이름) 분석 물질 또는 내부 표준의 이름을 표시합니다. 이 열은 Results Table에 항상 표시됩니다. Column Settings 대화 상자에서 확인란을 사용할 수 없습니다. Component Name 은 최대 50자까지 포함할 수 있습니다. 참고: <ul style="list-style-type: none"> Component Name은 처리 방법에서만 변경할 수 있으며 Results Table에서는 변경할 수 없습니다. 이 열은 실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 전송에 필수입니다. 	텍스트	Y
Component Type	(구성 요소 유형) 분석 물질 유형 (Quantifier , Qualifier 또는 Internal Standard)을 표시합니다.	텍스트	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
Conc. Units	(농도 단위) 농도 단위를 표시합니다.	텍스트	Y
Concentration Acceptance	(농도 수락) 계산된 농도의 수락 상태를 표시합니다.	숫자	N
Concentration Ratio	(농도비) 내부 표준을 사용하는 분석 물질의 경우 Actual Concentration 대 IS Actual Concentration 비율을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
Difference from Average Sample Time	(평균 샘플 시간과의 차이) 이 샘플의 분석 시간과 모든 샘플의 평균 분석 시간 사이의 차이를 표시합니다.	숫자	N
Dilution Factor	(희석배율) 샘플이 희석된 기준 배율을 표시합니다. 이 값은 교정 곡선 계산에 사용됩니다.	숫자	Y
End Time	(종료 시간) 검출된 피크의 종료 머무름 시간(분)을 표시합니다.	숫자	Y
End Time at 10%	(10%에서 종료 시간) 피크 뒤쪽에서 강도가 피크 높이의 10%일 때의 시간(분)을 표시합니다.	숫자	N
End Time at 5%	(5%에서 종료 시간) 피크 뒤쪽에서 강도가 피크 높이의 5%일 때의 시간(분)을 표시합니다.	숫자	N
Expected Ion Ratio	(예상 이온비) 알 수 없는 샘플, QC 샘플 및 표준 샘플의 예상 이온비를 표시합니다. 그룹에 포함된 각 구성 요소의 경우, Expected Ion Ratio 는 해당 표준의 평균 이온비입니다. 다음과 같은 경우에는 구성 요소의 Expected Ion Ratio 계산에 표준이 포함되지 않습니다. 1. 피크 영역이 해당 없음인 경우 2. Use 열이 선택되지 않은 경우	숫자	Y
Expected RT	(예상 RT) 처리 방법의 원래 예상 머무름 시간(분)을 표시합니다.	숫자	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
Expected MW	(예상 분자량) 처리 방법의 원래 예상 분자량(Da)을 표시합니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
Formula	(수식) (선택 사항) 유효한 화학식을 표시합니다. 잘못된 화학식은 소프트웨어에서 유지하지 않습니다. 화학식이 유효하면 Mass (Da) 및 Isotope 열이 자동으로 채워집니다.	텍스트	Y
Formula Confidence	(수식 신뢰도) Formula Finder Score 의 신뢰 수준을 백분율로 표시합니다. 이 값은 다음을 기반으로 계산됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 현재 MS 스펙트럼이 질량을 기준으로 화합물에 대한 이론적 스펙트럼과 얼마나 적합한지 확인 획득한 MS/MS 스펙트럼이 LibraryView 소프트웨어 데이터베이스에서 발견한 MS/MS 스펙트럼과 얼마나 적합한지 확인 MS 스펙트럼 점수는 MS/MS 스펙트럼 점수의 두 배의 가중치를 갖습니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
Formula Finder	(Formula Finder) 상대적 비교를 위해 사용할 수 있는 단일 숫자 점수를 표시합니다. 이 값은 Peak Review Formula Finder Results Table의 데이터를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
Formula Finder Results	(Formula Finder 결과) (선택 사항) Formula Finder 결과에서 가장 일치하는 항목을 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
Formula Finder Score	(Formula Finder 점수) (선택 사항) 상대적 비교를 위해 사용할 수 있는 단일 숫자 점수를 표시합니다.	숫자	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
Found at Fragment	(단편에서 발견) (선택 사항) 일치하는 스펙트럼이 발견된 최적 요구 Fragment Mass (Da)를 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
Found at Mass	(질량에서 발견) (선택 사항) 일치하는 스펙트럼이 발견된 최적 요구 Extraction Mass (Da)를 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
Fragment Mass	(단편 질량) (선택 사항) 방법에 지정된 단편 질량을 표시합니다. 단편의 전구체는 Extraction Mass (Da) 열의 MS/MS에서 추출됩니다. 지정할 경우 이 값은 숫자여야 합니다.	숫자	Y
Fragment Mass Error (ppm)	(단편 질량 오차(ppm)) (선택 사항) Found at Fragment와 Fragment Mass 간의 값 차이(ppm)를 표시합니다.	숫자	Y
Fragment Mass Error (mDa)	(단편 질량 오차(mDa)) (선택 사항) Found at Fragment와 Fragment Mass 간의 값 차이(mDa)를 표시합니다.	숫자	Y
Fragment Mass Error Confidence	(단편 질량 오차 신뢰도) (선택 사항) 단편 질량 오차의 신뢰 수준을 표시합니다.	텍스트	Y
Height	(높이) 검출된 피크 높이를 표시합니다. 피크가 검출되지 않은 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	Y
Height Ratio	(높이비) 내부 표준을 사용하는 분석 물질의 경우 Height 대 IS Height 비율을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	Y
Index	(색인) 행 색인을 정렬되지 않은 원래 순서로 표시합니다. 다른 열을 기준으로 테이블이 정렬된 경우 이 열에서 정렬하여 원래 순서로 되돌릴 수 있습니다.	숫자	N
Injection Volume	(주입량) 방법에 저장되어 있고 오토샘플러로 주입한 샘플의 양을 표시합니다.	숫자	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
Integration Acceptance	<p>(통합 수용) 피크 통합이 수용 기준에 얼마나 근접한지 보여줍니다. 이 값은 플래그 지정 규칙에 구성된 다음 요소를 기반으로 계산됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 통합 품질 • 비대칭 인자 • 총 피크 폭(분) • 머무름 시간 오차(백분율 또는 분 단위로 측정됨) 	숫자	N
Integration Type	<p>(통합 유형) 통합 유형을 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baseline: 일반적인 방식으로 통합된 독립형 피크입니다. • Valley: 인접한 두 개의 피크가 있고 신호가 두 피크 간의 기준선 값으로 돌아오지 않았음을 나타냅니다. • N/A(해당 없음): 피크가 검출되지 않았음을 나타냅니다. • Manual: 피크가 수동으로 통합되었음을 나타냅니다. 	텍스트	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
<p>Ion Ratio</p>	<p>(이온비) 이온비를 표시합니다. 이온비는 단일 분석 물질에서 두 개 이상의 MRM 전이가 그룹에 수집될 때 결정됩니다.</p> <p>그룹의 모든 분석 물질은 분석 물질 하위 그룹을 구성합니다. 그룹의 모든 내부 표준은 IS 하위 그룹을 구성합니다. 하위 그룹의 첫 번째 구성 요소는 정량자 이온으로 사용됩니다. 하위 그룹의 나머지 구성 요소는 정성자 이온으로 사용됩니다.</p> <p>이온비 = (정성자의 피크 면적 또는 높이)/(정량자의 피크 면적 또는 높이)</p> <p>피크 면적 또는 피크 높이에 대해 이온비를 계산할 수 있습니다. 처리 방법이 첫 번째 구성 요소, 즉 Results Table에서 구성 요소 색인이 1인 구성 요소의 회귀에 대해 면적을 사용하는 경우 피크 면적을 사용하여 전체 Results Table의 이온비를 계산합니다. 높이가 첫 번째 구성 요소의 회귀에 사용되는 경우 피크 높이가 계산에 사용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 구성 요소가 그룹에 포함되어 있지 않으면 Ion Ratio 값이 N/A(해당 없음)로 설정됩니다. • 피크가 발견되지 않으면 Ion Ratio 값이 N/A(해당 없음)로 설정됩니다. • 이온비가 분석 물질 하위 그룹과 IS 하위 그룹 둘 다의 모든 구성 요소에 적용되면 정성자가 정량자입니다. • 정량자 피크 또는 정성자 피크에 대한 통합이 변경되면 이온비가 다시 계산됩니다. <p>참고: 사용자는 이온비에 대한 플래그 지정 규칙을 처리 방법에 정의할 수 있습니다.</p>	<p>숫자</p>	<p>Y</p>
<p>Ion Ratio Acceptance</p>	<p>(이온비 수락) 이온비의 수락 상태를 표시합니다.</p>	<p>숫자</p>	<p>N</p>

레이블	설명	형식	LIS 지원
Ion Ratio Confidence	(이온비 신뢰도) 이온비의 신뢰 수준을 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
IS	(내부 표준) 행이 내부 표준인지 여부를 표시합니다. 확인란이 선택되면 행의 구성 요소가 분석 물질이 아니라 내부 표준임을 나타냅니다. 참고: 이름에 .heavy 또는 -cis가 포함된 샘플은 단백질체학 워크플로에서 내부 표준으로 정의되므로 이러한 샘플의 경우 IS 확인란이 자동으로 선택됩니다. 다른 워크플로에서는 내부 표준이 아니므로 IS 확인란을 선택 취소해야 합니다.	숫자	N
IS Actual Concentration	(IS 실제 농도) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 실제 농도를 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Area	(IS 면적) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 면적을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Area / Height	(IS 면적/높이) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 IS Area 대 IS Height 비율을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Baseline Delta / Height	(IS 기준선 델타/높이) 피크 시작 지점과 종료 지점의 기준선 간 높이 차이의 절대 값과 내부 표준의 실제 피크 높이를 표시합니다. 값이 0.1보다 크면 기준선이 올바르게 통합되지 않았으며 피크를 검토해야 함을 나타냅니다.	숫자	N
IS Comment	(IS 메모) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준에 대한 임의의 메모를 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	텍스트	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
IS End Time	(IS 종료 시간) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준에 대해 획득이 끝나는 시간을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Expected MW	(IS 예상 분자량) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 예상 분자량(Da)을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
IS Expected RT	(IS 예상 머무름 시간) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 예상 머무름 시간을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Height	(IS 높이) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 높이를 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Integration Type	(IS 통합 유형) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 통합 유형을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	텍스트	N
IS Mass Info	(IS 질량 정보) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 질량 정보를 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	텍스트	N
IS MW	(IS 분자량) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준에 대해 발견된 분자량(Da)을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
IS MW Delta (Da)	(IS MW 델타(Da)) 내부 표준에 대한 예상 분자량과 발견된 분자량 사이의 차이(Da)를 표시합니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
IS MW Delta (ppm)	(IS MW 델타(ppm)) 내부 표준에 대한 예상 분자량과 발견된 분자량 사이의 차이(ppm)를 표시합니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
IS Name	(IS 이름) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 이름을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	텍스트	N
IS Peak Comment	(IS 피크 메모) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준에 대한 피크 메모를 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	텍스트	N
IS Quality	(IS 품질) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 품질을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Region Height	(IS 영역 높이) 내부 표준 영역의 높이를 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Retention Time	(IS 머무름 시간) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 머무름 시간을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Signal / Noise	(IS 신호/노이즈) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 신호 대 노이즈 비율을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
IS Start Time	(IS 시작 시간) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 시작 시간을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Total Width	(IS 총 폭) 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 총 폭을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
IS Width at 50%	(50%의 IS 폭) 50% 지점에서 현재 분석 물질과 관련된 내부 표준의 폭을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	N
Isotope Confidence	(동위 원소 신뢰도) 동위 원소 비율의 신뢰 수준을 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
Isotope Ratio Difference	(동위 원소 비율) 수식에 기초한 이론적 동위 원소 패턴과 획득한 스펙트럼의 동위 원소 패턴 간 차이를 식별합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
LC Method	(LC 방법) 데이터 획득에 사용되는 LC 방법의 이름을 표시합니다.	텍스트	N
Library Confidence	(라이브러리 신뢰도) 적중의 Library Score 를 기반으로 Library Hit 의 신뢰 수준을 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
Library Hit	(라이브러리 적중) 최적의 라이브러리 일치, 즉 순도 점수가 가장 높고 요청한 수식과 일치하는 수식을 가진 화합물의 이름을 표시합니다. 이 값은 Peak Review Library Search Result 그리드의 데이터를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
Library Score	(라이브러리 점수) 라이브러리 일치가 발견된 질량에 얼마나 잘 맞는지를 보여줍니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
Mass Error (ppm)	(질량 오차(ppm)) 발견된 질량과 추출 질량 간의 차이를 백만분율(ppm) 단위로 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
Mass Error (mDa)	(질량 오차(mDa)) 발견된 질량과 추출 질량 간의 차이를 milliDalton(mDa) 단위로 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
Mass Error Confidence	(질량 오차 신뢰도) 질량 오차의 신뢰 수준을 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
Mass Info	(질량 정보) 구성 요소와 관련된 질량 정보를 표시합니다. <ul style="list-style-type: none"> MRM 실험의 경우 Q1/Q3이며 프로필 (전체 스캔) 실험의 경우 Start - Stop입니다. UV, ADC 또는 DAD 실험에서는 파장 (DAD) 또는 채널 정보(UV/ADC)입니다. <p>단편 질량이 있는 경우 이를 XIC 추출에 사용할 수 있습니다.</p> <p>단편 질량이 없는 경우 전구체 질량을 XIC 추출에 사용해야 합니다.</p>	텍스트	Y
Modified	(수정됨) 피크 찾기 매개 변수가 수정되었는지 여부를 표시합니다. 확인란을 선택하면 Peak Review 창을 사용하여 처리 방법의 피크 찾기 매개 변수가 수정되었음을 나타냅니다.	숫자	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
MS Method	(MS 방법) 데이터 획득에 사용되는 MS 방법의 이름을 표시합니다.	텍스트	N
MW	(MW) 재구성된 그래프에서 분석 물질의 발견된 분자량(Da)을 표시합니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
MW Delta (Da)	(MW 델타(Da)) 예상 분자량과 발견된 분자량 사이의 차이(Da)를 표시합니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
MW Delta (ppm)	(MW 델타(ppm)) 예상 분자량과 발견된 분자량 사이의 차이(ppm)를 표시합니다. 질량 재구성 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	Y
Non-Targeted Peak	(비표적 피크) Enhanced Peak Finder에 의해 피크가 발견되었는지 여부를 나타냅니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
Operator Name	(작업자 이름) 샘플을 획득한 기기 작업자의 이름을 표시합니다.	텍스트	Y
Original Filename	(원래 파일 이름) 파일 이름을 표시합니다.	텍스트	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
Outlier Reasons	<p>(이상값 이유) 정량화 방법에 이상값 자동 제거가 활성화된 경우 구성 요소에 대해 미리 정해진 한계를 벗어난 것으로 확인된 기준을 표시합니다.</p> <p>Outlier Reasons 열은 정량화 방법에서 이상값 자동 제거 규칙에 연결됩니다. 이 열은 Results Table에서 사전 설정된 열입니다.</p> <p>이상값에 플래그가 지정되는 이유:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 정확도 • 농도 • 이온비 <p>정량자 또는 정성자 중 하나에만 피크가 있는 경우 두 구성 요소에 모두 이온비 플래그가 지정됩니다. 모든 구성 요소에 피크가 없는 경우 어느 구성 요소에도 이온비 플래그가 지정되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 예상 이온비를 계산할 수 없음 • 사용자가 생성한 플래그 지정 규칙 실패 	텍스트	N
Peak Comment	(피크 메모) 행에 대한 임의의 메모를 표시합니다.	텍스트	N
Plate Number	(플레이트 번호) Batch Editor에 표시된 대로 데이터 획득에 사용되는 오토샘플러의 플레이트 번호를 표시합니다.	텍스트	Y
Points Across Baseline	(기준선에서 전체 요소) 피크 전체의 스캔 수를 표시합니다.	숫자	N
Points Across Half Height	(절반 높이에서 전체 요소) 높이의 약 50%에서 피크 전체의 스캔 수를 표시합니다.	숫자	N
Polarity	(극성) 샘플 획득에 사용되는 실험의 극성을 표시합니다.	텍스트	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
Precursor Mass	(전구체 질량) 처리 방법에서 가져온 처리 입력 매개 변수를 표시합니다. 이 열은 Results Table에 항상 표시됩니다. Column Settings 대화 상자에서 확인란을 사용할 수 없습니다.	숫자	N
Proc. Method Name	(처리 방법 이름) Results Table을 생성한 처리 방법의 이름을 표시합니다.	텍스트	Y
Quality	(품질) 통합 피크의 품질을 표시합니다. 통합 피크 면적과 더 큰 RT 범위의 면적이 비교됩니다. 값이 0이면 피크가 제대로 통합되지 않았거나 피크가 없음을 나타냅니다. 값이 1.0이면 피크가 잘 통합되어 검토할 필요가 없음을 나타냅니다.	숫자	N
Rack Number	(랙 번호) Batch Editor에 지정된 대로 데이터 획득에 사용되는 오토샘플러의 랙 번호를 표시합니다.	텍스트	Y
Region Height	(영역 높이) 검출된 피크 주변에서 최대 피크의 피크 높이를 표시합니다. Quality 필드와 함께 사용하면 유용합니다. 품질이 낮지만 Region Height 값은 적절한 피크도 검토해야 합니다. Region Height 값이 작으면 유의한 피크가 없습니다.	숫자	N
Relative RT	(상대 RT) 내부 표준을 사용하는 분석 물질의 경우 Retention Time 대 IS Retention Time 의 비율을 표시합니다. 내부 표준 또는 내부 표준이 없는 분석 물질의 경우 이 값은 N/A (해당 없음)로 설정됩니다.	숫자	Y
Reportable	(보고 가능) 결과가 보고서, 내보내기 및 LIMS 전송에 포함되는지 여부를 표시합니다.	숫자	Y
Retention Time	(머무름 시간) 검출된 피크의 실제 머무름 시간(분)을 표시합니다.	숫자	Y
Retention Time Delta (min)	(머무름 시간 델타) 질량에 정의된 머무름 시간과 실제 머무름 시간의 차이를 표시합니다.	숫자	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
Retention Time Error (%)	(머무름 시간 오차(%)) "Found at RT"와 "Expected RT" 간의 백분율 오차를 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	숫자	N
RT Confidence	(RT 신뢰도) 머무름 시간의 신뢰도를 표시합니다. 정성적 워크플로에만 적용할 수 있습니다.	텍스트	N
Sample Comment	(샘플 메모) 샘플에 대한 사용자 지정 메모를 표시합니다.	텍스트	Y
Sample ID	(샘플 ID) 샘플에 대한 사용자 지정 ID를 표시합니다. Sample ID 는 획득을 위해 샘플을 제출하기 전에 Batch Editor에서 지정됩니다. 처리 방법에서 표준 추가 워크플로가 활성화된 경우 Sample ID 는 각 표준 추가 그룹의 그룹 ID로 사용됩니다. SCIEX OS는 농도를 알 수 없는 분석 물질이 포함된 각 샘플을 알려진 다양한 농도의 동일 분석 물질이 추가된 샘플에 연결합니다. Sample ID 는 최대 252자까지 포함할 수 있습니다. Sample ID 에는 \/: * ? " < > = 같은 유효하지 않은 문자 또는 ASCII 테이블의 0 ~ 31 문자를 사용할 수 없습니다.	텍스트	Y
Sample Index	(샘플 색인) 현재 샘플의 색인을 표시합니다. 참고: 이 열은 잠겨 있으며 항상 Results Table의 왼쪽에 표시됩니다.	숫자	Y

레이블	설명	형식	LIS 지원
Sample Name	<p>(샘플 이름) 샘플에 대한 사용자 지정 이름을 표시합니다. Sample Name은 획득을 위해 샘플을 제출하기 전에 Batch Editor에서 지정됩니다.</p> <p>Sample Name은 1자에서 252자 사이여야 합니다. Sample Name에는 \/: * ? " < > = 같은 유효하지 않은 문자 또는 ASCII 테이블의 0 ~ 31 문자를 사용할 수 없습니다.</p> <hr/> <p>참고: 이 열은 잠겨 있으며 항상 Results Table의 왼쪽에 표시됩니다.</p>	텍스트	Y
Sample Type	(샘플 유형) 샘플 유형을 표시합니다.	텍스트	Y
Scanned Barcode	(스캔한 바코드) 주입 전에 스캔한 바코드를 표시합니다.	텍스트	Y
Signal / Noise	<p>(신호/노이즈) 검출된 피크의 피크 높이 대 크로마토그램에 있는 노이즈의 비율 추정값을 표시합니다.</p> <p>AutoPeak 통합 알고리즘의 경우 계산된 상대 노이즈 및 피크 정점 위치의 기준선을 사용하여 노이즈를 추정합니다. MQ4 알고리즘은 유사한 접근 방법을 사용하지 만 전체 크로마토그램을 이용하여 기준선을 추정합니다.</p>	숫자	Y
Slope of Baseline	<p>(기준선 기울기) 기준선에서 통합 피크의 기울기를 표시합니다.</p> <p>((피크 중지 지점의 강도) - (피크 시작 지점의 강도)) ÷ 피크 폭</p>	숫자	N
Start Time	(시작 시간) 검출된 피크의 시작 머무름 시간(분)을 표시합니다.	숫자	Y
Start Time at 10%	(10%에서 시작 시간) 피크 앞쪽에서 강도가 피크 높이의 10%일 때의 시간(분)을 표시합니다.	숫자	N
Start Time at 5%	(5%에서 시작 시간) 피크 앞쪽에서 강도가 피크 높이의 5%일 때의 시간(분)을 표시합니다.	숫자	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
Std Addition Accuracy	<p>(표준 추가 정확도) 다양한 농도의 표준을 추가하여 정량화된 알려진 농도의 샘플 정확도를 표시합니다. 처리 방법에서 표준 추가 워크플로가 활성화되면 모든 샘플의 Sample Type이 자동으로 Standard로 설정됩니다. Sample Type가 다른 유형으로 변경되거나, 표준 추가 워크플로가 활성화되지 않으면 이 값이 N/A(해당 없음)로 설정됩니다. 배치의 품질 관리 샘플과 같이 농도가 알려진 샘플의 경우 Std Addition Accuracy는 다음과 같이 정의됩니다.</p> $100\% \times (\text{Std Addition Calculated Concentration}) / (\text{Std Addition Actual Concentration})$	숫자	N
Std Addition Actual Concentration	<p>(표준 추가 실제 농도) 표준 추가로 정량화된 샘플의 알려진 사용자 지정 예상 농도를 표시합니다. 배치의 품질 관리 샘플을 예로 들 수 있습니다. Sample Type가 Standard가 아니면 이 값이 N/A(해당 없음)로 설정됩니다.</p>	숫자	N
Std Addition Calculated Concentration	<p>(표준 추가 계산된 농도) 가중치 없는 선형 회귀를 통해 X 절편에 대해 표준 추가 곡선을 추론하여 역으로 계산된 농도의 값을 표시합니다. 표준 추가로 정량화된 샘플의 경우 Std Addition Calculated Concentration은 다음과 같이 정의됩니다.</p> Intercept/Slope <p>Sample Type가 Standard가 아니거나, 처리 방법에서 표준 추가 워크플로가 활성화되지 않았거나, 표준 추가 그룹의 스파이크되지 않은 샘플에 피크가 없으면 이 값이 N/A(해당 없음)로 설정됩니다.</p>	숫자	N
Super group ID	<p>(슈퍼 그룹) Scout Triggered MRM (stMRM) 알고리즘, 그룹 모드: 마커 전이 및 종속 전이가 할당된 슈퍼 그룹의 이름입니다.</p>	텍스트	N

레이블	설명	형식	LIS 지원
Tailing Factor	(대칭 인자) 피크 앞면 기울기와 뒷면 기울기 사이의 거리를 피크 중심선과 앞면 기울기 사이 거리의 두 배로 나눈 값을 표시합니다. 모든 값은 최대 피크 높이의 5%에서 측정됩니다.	숫자	N
Time Since First Sample (min)	(첫 번째 샘플 이후 지난 시간(분)) 첫 번째 샘플 획득이 시작된 후 경과한 시간(분)을 표시합니다.	숫자	N
Time Since Last Sample (sec)	(마지막 샘플 이후 시간(초)) 마지막 샘플 획득이 시작된 후 경과한 시간(초)을 표시합니다.	숫자	N
Total Width	(총 폭) 기준선에서 크로마토그래픽 피크 폭(분)을 표시합니다.	숫자	Y
Used	(사용) 결과 사용 여부를 표시합니다. <ul style="list-style-type: none"> 모든 샘플의 경우 확인란이 선택되면 결과가 참조 값 계산 및 플래그 지정 규칙 실행에 사용됨을 나타냅니다. 표준 샘플의 경우 확인란이 선택되면 결과가 교정 곡선 생성, 회귀 및 통계 계산에 사용됨을 나타냅니다. QC 샘플의 경우 확인란이 선택되면 결과가 품질 관리 통계 계산에 사용됨을 나타냅니다. 다른 샘플 유형의 경우 확인란이 선택되면 결과가 계산에 사용됨을 나타냅니다. 	숫자	Y
Vial Number	(바이알 번호) 배치에 원래 지정된 대로 데이터 획득에 사용되는 오토샘플러의 바이알 번호를 표시합니다.	텍스트	Y
Width at 10%	(10%의 폭) 피크 높이의 10% 지점에서 측정한 피크 폭을 표시합니다.	숫자	N
Width at 5%	(5%의 폭) 피크 높이의 5% 지점에서 측정한 피크 폭을 표시합니다.	숫자	N
Width at 50%	(50%의 폭) 검출된 피크에 대해 정점 강도의 절반 지점에서 측정한 크로마토그래픽 피크 폭(분)을 표시합니다.	숫자	Y
XIC Width (Da)	(XIC 폭(Da)) 추출된 이온 크로마토그램의 폭을 Da(달톤) 단위로 표시합니다.	숫자	Y


레이블	설명	형식	LIS 지원
XIC Width (ppm)	(XIC 폭(ppm)) 추출된 이온 크로마토그램의 폭을 ppm(백만분율) 단위로 표시합니다.	숫자	Y

수락 필터

Results Table 열에 Filter 메뉴의 **Filter by Flag** 옵션을 사용하여 수락 기준에 따라 열을 필터링할지 여부를 선택합니다. Results Table을 다음과 같은 수락 기준에 따라 필터링할 수 있습니다.

- **Pass:** 처리 방법에 정의된 기준과 일치하는 행을 표시합니다.
- **Fail:** 처리 방법에 정의된 기준과 일치하지 않는 행을 표시합니다.

그림 6-26 Filter By Flag



플래그 지정 규칙이 적용된 열에 다음 수락 기준 및 수락 필터를 선택할 수 있습니다.

- Accuracy
- Accuracy Acceptance
- Asymmetry Factor
- Calculated Concentration
- Concentration Acceptance
- Integration Acceptance
- Quality
- Retention Time Delta (min)
- Retention Time Error (%)
- Total Width

신뢰도 신호등

수락 기준을 사용하여 선별 행을 정의할 수 있습니다. 선별 행은 수락 기준이 처리 방법에 정의된 기준과 일치하는 행입니다.

그림 6-27 선별 행

Define a qualifying row:

	✓	▲	●	■
Ion ratio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mass error	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frag. mass error	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
¹⁴ C Isotope	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Library	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C _n H _n Formula	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

신호등은 Qualitative 규칙 또는 Ion Ratio Acceptance 규칙이 적용되는 각 행의 신뢰도 상태를 표시합니다. 플래그 지정 규칙에 대한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

팁! 신뢰도 신호등 필터를 사용하여 Results Table을 필터링할 수 있습니다. Results Table을 신뢰도 필터와 일치하는 행 보기와 일치하지 않는 행 보기 간에 전환하려면 **Qualify for Rules Filters** 확인란을 선택하십시오. 신뢰도 필터에는 Pass, Marginal, Fail 및 해당 없음이 포함됩니다.


표 6-6 신뢰도 신호등

신호등 아이콘	설명
✓	처리 방법에 정의된 신뢰 수준을 충족하는 구성 요소를 표시합니다.
▲	어떤 구성 요소가 처리 방법에서 정의된 마진 백분율 차이 수준을 충족하는지 나타냅니다.
●	어떤 구성 요소가 처리 방법에서 정의된 미수락 백분율 차이 수준을 충족하는지 나타냅니다.
■	구성 요소에 적용되지 않는 신뢰도 매개 변수를 표시합니다.

구성 요소 및 그룹 목록

Results Table이 열리면 현재 구성 요소 및 그룹 목록이 주 창의 왼쪽에 나타납니다. 이 목록을 사용하면 연결된 Peak Review 또는 Calibration Curve 창뿐만 아니라 결과에 표시되는 구성 요소를 변경할 수 있습니다. 모든 정보는 처리 방법에 정의된 대로 표시됩니다.

그림 6-28 구성 요소 및 그룹



목록에서 개별 항목을 클릭해 각 항목에 대한 구성 요소만 나타냅니다. 두 가지 특정 분석 물질과 같이 여러 항목을 선택하려면 **Shift+**클릭 또는 **Ctrl+**클릭을 사용합니다.

팁! 창의 오른쪽 가장자리를 왼쪽 또는 오른쪽으로 끌어 목록의 폭을 변경할 수 있습니다.

Results Table에서 행 순서는 필터링에 영향을 받지 않습니다. 이 표는 처리 방법에 지정된 순서에 따라 처음에 샘플별로 정렬된 후 구성 요소별로 정렬되도록 사전 설정되어 있습니다.

표 6-7 옵션

레이블	설명
Show IS	(IS 표시) Results Table에서 현재 선택된 분석 물질과 이에 해당하는 내부 표준 둘 다에 대한 행을 표시하려면 클릭합니다. 이 옵션은 Ctrl 키를 누른 채로 분석 물질을 클릭한 후 내부 표준을 클릭하여 둘 다 선택하는 것과 같습니다.
Find	(찾기) 지정된 텍스트와 일치하는 항목을 목록에서 찾으려면 클릭합니다.

피크 검토

선행 절차
<ul style="list-style-type: none"> • Results Table을 엽니다.

Peak Review 창을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 피크 찾기 프로세스의 품질을 확인할 수 있도록 원시 크로마토그램을 시각적으로 검사합니다.
- 피크 찾기 매개 변수를 조정하거나 통합의 시작 및 종료 지점을 수동으로 선택하여 올바르게 통합되지 않은 크로마토그램을 수정합니다. 크로마토그램이 재통합된 후, Results Table은 새 피크 영역 및 다른 매개 변수와 함께 자동 업데이트됩니다.
- 통합 XIC에 대한 MS 및 MS/MS 스펙트럼을 육안으로 검사합니다.
- Formula Finding 결과와 Library Search 결과를 검토하고 필요한 경우 Results Table에서 수동으로 결과를 업데이트합니다.
- (질량 재구성 워크플로) 평균 스펙트럼 및 재구성 스펙트럼을 시각적으로 검사합니다.
- (질량 재구성 워크플로) 피크 찾기 매개 변수를 조정하거나 XIC 영역을 수동으로 선택하여 XIC 영역이 올바르게 선택되지 않은 크로마토그램을 수정합니다. 새 XIC 영역이 선택되면 평균 스펙트럼과 재구성 스펙트럼이 다시 생성됩니다.
- (질량 재구성 워크플로) 질량 피크 선택 매개 변수를 조정하거나 질량 피크를 수동으로 선택하여 올바르게 선택되지 않은 질량 피크를 수정합니다. 질량 피크가 변경되면 Results Table이 새 피크 및 기타 매개 변수로 자동 업데이트됩니다.




1. **Displays the peak review**()를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창의 **Components and Group** 목록에서 구성 요소를 선택합니다.
3. (선택 사항) **View** 메뉴를 사용하여 Peak Review 창의 레이아웃을 사용자 지정합니다. **View** 옵션에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. (선택 사항) **Options > Peak review display settings**를 클릭하여 Peak Review 창의 모양을 변경합니다. 예를 들어 한 번에 표시할 크로마토그램 수를 선택합니다. 옵션에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

그림 6-29 Peak Review Options 대화 상자




5. (선택 사항) 피크를 확대하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - **Options > Peak review display settings**를 클릭한 후 **Zooming**을 클릭하여 피크의 확대/축소 매개 변수를 변경합니다.
 - X 축 또는 Y 축에서 확대/축소할 영역 위로 커서를 끕니다.
6. (선택 사항) 피크를 확장하여 전체 Peak Review 창을 채우려면 피크를 선택한 후 **Peak magnifier**()를 클릭합니다.


팁! Peak Review 창의 아이콘이 검은색이면 해당 기능을 사용할 수 있습니다. 사용하지 않으려면 아이콘을 다시 클릭하십시오.


7. (선택 사항) 그래프에 노이즈 영역을 표시하고 조정하려면 **Options > Show Noise Regions**를 클릭한 후 노이즈 영역을 조정합니다(해당하는 경우). 자세한 정보는 [노이즈 영역 사용](#) 섹션을 참조하십시오.

참고: **Peak to Peak** 또는 **Standard Deviation** 신호 대 노이즈 알고리즘이 사용 중인 경우에만 노이즈 영역을 조정할 수 있습니다.

8. 크로마토그램 또는 재구성 그래프에 여러 피크가 있고 잘못된 피크가 통합된 경우 올바른 피크를 끌어 새 예상 머무름 시간 또는 예상 분자량을 설정합니다. 필요한 경우 피크 찾기 및 통합 매개 변수를 조정합니다.
9. (선택 사항) 새 매개 변수를 샘플 구성 요소 또는 그룹의 모든 샘플에 적용하려면 오른쪽 클릭 메뉴 옵션을 사용합니다. 자세한 정보는 [Peak Review 창에서 피크 사용](#) 섹션을 참조하십시오.


팁! 통합 피크를 보려면 **Displays the peak review**()를 클릭합니다. Peak Review 창에서 **Options > Show navigation controls**를 선택합니다. 그런 다음 탐색 아이콘을 클릭합니다. 아이콘에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

팁! **Set peak to "not found"**()를 클릭하면 통합이 취소됩니다. 사용자는 수동으로 피크를 통합하기 전에 원시 데이터를 확인할 수 있습니다. 통합 매개 변수는 편집할 수 없습니다.

10. Peak Review 창에서 **Enable manual integration mode**()를 클릭하여 수동 통합 모드를 사용합니다.
11. 관심 피크 한 쪽 기준에서 다른 쪽으로 커서를 끕니다. 이제 피크가 수동으로 통합되고 이전에 사용한 통합 매개 변수를 사용할 수 없습니다.

팁! 피크를 수정한 직후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Revert Peak to Original Method**를 클릭하여 피크를 원래 방법으로 되돌릴 수 있습니다.

팁! 수동 통합을 지우고 통합 매개 변수 필드를 활성화하려면 **Manual Integration** 확인란의 선택을 취소한 후 **Enable manual integration mode**()를 다시 클릭하십시오.

12. (선택 사항) Explorer 작업 영역에 현재 피크를 표시하려면 **Open data exploration**()을 클릭합니다.

현재 확대/축소 수준이 유지됩니다.

참고: 피크 수동 통합은 사용자가 Peak Review 창에서 해당 피크의 통합을 변경하거나, 포함된 방법을 편집하여 구성 요소를 변경할 때까지 유지됩니다.

참고: 질량 재구성 워크플로에서 재구성 질량 피크가 수동으로 통합되면 사용자가 Peak Review 창에서 해당 피크의 통합을 변경하거나, 포함된 방법을 편집하여 구성 요소를 변경할 때까지 해당 XIC 영역과 평균 스펙트럼이 유지됩니다.

Peak Review 창에서 피크 사용

표 6-8 Peak Review 기능

수행할 작업	방법
통합 매개 변수 복사	<p>이 명령을 Paste Integration Parameters와 함께 사용하여 서로 다른 크로마토그램 간에 피크 찾기 매개 변수를 복사합니다. 이 명령은 여러 크로마토그램에 대해 매개 변수를 동일하게 조정해야 하는 경우 사용할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 활성 크로마토그램이 열려 있는 그래프에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Copy Integration Parameters를 클릭합니다. 2. 구성 요소의 모든 크로마토그램에 변경 내용을 적용하려면 Update Processing Method for Component 명령을 사용합니다. 3. 그룹의 모든 크로마토그램에 변경 내용을 적용하려면 Update Processing Method for Group 명령을 사용합니다.
통합 매개 변수 붙여넣기	<p>이 명령을 Copy Integration Parameters와 함께 사용하여 서로 다른 크로마토그램 간에 피크 찾기 매개 변수를 복사합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 활성 크로마토그램이 열려 있는 그래프에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Copy Integration Parameters를 클릭합니다. 2. 다른 크로마토그램에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Paste Integration Parameters를 클릭합니다.
구성 요소의 처리 방법 업데이트	<p>특정 크로마토그램에 대한 피크 찾기 매개 변수를 조정한 후 해당 매개 변수를 구성 요소에 사용하기 위해 Results Table에 저장된 처리 방법의 복사본을 수정하려면 이 명령을 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 피크 찾기 매개 변수를 조정하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Update Processing Method for Component를 선택합니다. <p>특정 구성 요소의 경우 모든 샘플이 자동으로 통합되어 새 매개 변수를 사용하고 Peak Review 창과 Results Table이 업데이트됩니다. 피크를 수동으로 통합한 경우에는 사용자에게 재통합을 모든 피크에 적용할지 아니면 수동으로 통합된 피크에만 적용할지 묻는 메시지가 나타납니다.</p>

표 6-8 Peak Review 기능 (계속)

수행할 작업	방법
그룹의 처리 방법 업데이트	<p>(질량 재구성 워크플로에는 적용되지 않음) Update Processing Method for Component 옵션과 비슷하지만 현재 활성화된 크로마토그램의 구성 요소와 동일한 그룹에 속한 모든 구성 요소에 통합이 적용됩니다. 사용자가 여러 그룹에 다양한 구성 요소를 할당하고 특정 그룹에 할당된 구성 요소의 머무름 시간이 동일할 것으로 예상되는 경우 이 명령을 사용하면 그룹의 모든 구성 요소에 대해 예상 머무름 시간을 포함한 매개 변수를 한 번에 재설정할 수 있으므로 유용합니다. 그룹의 구성 요소에 대한 머무름 시간이 동일하지 않으면 이 명령이 유용하지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 피크 찾기 매개 변수를 조정하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Update Processing Method for Group을 선택합니다.
그룹의 처리 방법 업데이트(Expected MW 제외)	<p>(질량 재구성 워크플로만) Update Processing Method for Component 옵션과 비슷하지만 현재 활성화된 크로마토그램 및 재구성 그래프의 구성 요소와 동일한 그룹에 속한 모든 구성 요소에 통합이 적용됩니다. 사용자가 여러 그룹에 다양한 구성 요소를 할당하고 특정 그룹에 할당된 구성 요소의 머무름 시간 및 통합 매개 변수가 동일할 것으로 예상되는 경우 이 명령을 사용하면 그룹의 모든 구성 요소에 대해 예상 머무름 시간을 포함한 매개 변수를 한 번에 재설정할 수 있으므로 유용합니다. 그룹의 구성 요소에 대한 머무름 시간이 동일하지 않으면 이 명령이 유용하지 않습니다. 이 명령은 Expected MW에는 적용되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 피크 찾기 및 통합 매개 변수를 조정하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Update Processing Method for Group, Excluding Expected MW를 선택합니다.
그룹 내의 샘플에 통합 매개 변수 적용	<p>(질량 재구성 워크플로에는 적용되지 않음) 특정 크로마토그램에 대한 피크 찾기 매개 변수를 조정한 후 변경된 화합물과 동일한 그룹에 속한 모든 샘플 화합물에 해당 매개 변수를 적용하려면 이 명령을 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 크로마토그램에 대한 피크 찾기 매개 변수를 조정하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Apply integration parameters to sample within a group을 선택합니다.

표 6-8 Peak Review 기능 (계속)

수행할 작업	방법
그룹 내의 샘플에 통합 매개 변수 적용(Expected MW 제외)	<p>(질량 재구성 워크플로만) 특정 크로마토그램의 피크 찾기 매개 변수와 재구성 그래프의 통합 매개 변수를 조정한 후 변경된 화합물과 동일한 그룹에 속한 모든 샘플 화합물에 해당 매개 변수를 적용하려면 이 명령을 사용합니다. 이 명령은 Expected MW에는 적용되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 크로마토그램의 피크 찾기 매개 변수와 디콘볼루션 질량 피크의 통합 매개 변수를 조정하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Apply integration parameters to sample within a group, excluding Expected MW를 선택합니다.
피크를 원래 방법으로 되돌리기	<p>특정 크로마토그램에 대한 피크 찾기 매개 변수를 조정한 후 Results Table에 저장된 처리 방법의 복사본에서 원래 매개 변수를 크로마토그램에 적용하려면 이 명령을 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 활성 크로마토그램이 열려 있는 그래프에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Revert Peak to Original Method를 선택합니다.
구성 요소의 모든 피크 되돌리기	<p>일부 크로마토그램에 대한 피크 찾기 매개 변수를 조정한 후 Results Table에 저장된 처리 방법의 복사본에서 원래 매개 변수를 활성 크로마토그램과 동일한 구성 요소의 모든 크로마토그램에 적용하려면 이 명령을 사용합니다. 피크를 수동으로 통합한 경우에는 사용자에게 재통합을 모든 피크에 적용할지 아니면 수동으로 통합된 피크에만 적용할지 묻는 메시지가 나타납니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 활성 크로마토그램이 열려 있는 그래프에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Revert All Peaks for Component를 선택합니다.

노이즈 영역 사용

Peak to Peak 또는 **Standard Deviation** 신호 대 노이즈 알고리즘이 사용되는 경우 처리 방법의 Integration 페이지와 Peak Review 창에서 노이즈 영역을 대화식으로 조정할 수 있습니다.

1. 그래프에서 노이즈 영역을 클릭하고 필요한 위치로 이동합니다.
2. 이중 화살표가 표시될 때까지 커서를 노이즈 영역의 왼쪽 또는 오른쪽 끝으로 움직입니다. 그런 다음 필요한 위치로 가장자리를 끌어 노이즈 영역의 크기를 조정합니다.


라이브러리 검색 또는 **Formula Finder** 결과를 사용하여 피크 분석



팁! 창에 표시되는 행 수를 변경하려면 **Options > Peak review display settings**를 클릭하십시오. 사용자는 Peak Review 창의 상단을 위로 끌어 창 크기를 늘릴 수도 있습니다.

1. Peak Review 창에서 **View**를 클릭한 후 **XIC + MS**, **XIC + MS/MS** 또는 **XIC + MS + MS/MS**를 클릭합니다.

검색 결과가 그래프 아래에 표시됩니다.


그림 6-30 라이브러리 검색 결과





2. 파란색 화살표를 클릭하여 **Library Search Results**를 확장하면 가능한 라이브러리 적중 수가 더 많이 표시됩니다.
선택한 라이브러리 일치 항목의 화학적 구조도 또한 표에 표시됩니다.
3. 화살표를 다시 클릭하면 표가 축소됩니다.
축소된 표에 표시된 결과는 Results Table에도 표시됩니다.
4. (선택 사항) 표에서 행을 선택한 후  을 클릭하여 특정 라이브러리 적중 항목을 분석에 사용할 수 있도록 Results Table 결과를 업데이트합니다.
5. (선택 사항)  을 클릭하여 처리 방법을 선택된 화합물의 정보로 업데이트합니다.
6. 라이브러리 데이터베이스에 스펙트럼을 추가하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 스펙트럼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Add spectrum to library**를 클릭합니다.
Add spectrum to library 대화 상자가 열립니다.
 - b. **Compound Name**, **Library** 및 **Precursor m/z** 필드를 업데이트합니다.
 - c. **OK**를 클릭합니다.

- 파란색 화살표를 클릭하여 **Formula Finder Results**를 확장하면 가능한 결과가 더 많이 표시됩니다.

그림 6-31 Formula Finder 결과



화합물이 ChemSpider에서 업데이트된 경우에는 선택한 Formula Finder 결과의 화학 구조도 표에 표시됩니다.

- 화살표를 다시 클릭하면 표가 축소됩니다.
축소된 표에 표시된 결과는 Results Table에도 표시됩니다.
- 을 클릭하여 Results Table의 **Formula Finder Results** 열을 선택된 화합물로 업데이트합니다.
- 을 클릭하여 처리 방법을 선택된 화합물의 정보로 업데이트합니다.

팁! Options > Get Chemspider hit count를 클릭하면 그래프 아래의 표에 **ChemSpider Hit Count** 열이 표시됩니다.


- 을 클릭하여 ChemSpider 어플리케이션을 엽니다.
자세한 정보는 [ChemSpider](#) 섹션을 참조하십시오.

ChemSpider

참고: ChemSpider 데이터베이스에 액세스하려면 워크스테이션에 유효한 라이선스 파일이 있어야 합니다.

참고: 다음 그림에 표시된 정보는 예시 목적으로만 제공됩니다.

그림 6-32 ChemSpider 세션



항목	설명
1	결과 창: 선택한 공식과 일치하는 권장 화합물의 목록을 표시합니다. 결과는 40개 화합물의 그룹으로 표시됩니다. 오른쪽 화살표를 사용하면 목록의 다음 그룹으로 이동합니다. 왼쪽 화살표를 사용하면 목록의 이전 그룹으로 이동합니다.
2	Spectra pane: 획득된 스펙트럼(빨간색) 및 일치하는 단편(파란색)을 표시합니다. 파란색 단편이 많을수록 더 잘 일치됨을 의미합니다.
3	Structure pane: 결과 창에서 선택한 화합물의 화학적 구조를 표시합니다.
4	Fragment table pane, 단편 탭: 선택한 화합물에 대해 일치하는 총 단편 개수를 표시합니다.
4	단편 표 창, 피크 탭: 총 피크 개수, 일치하는 피크의 개수 및 선택한 화합물에 대한 전체 강도의 %를 표시합니다. Assigned 열의 확인란은 일치하는 피크에 대해 자동으로 선택됩니다.

표 6-9 ChemSpider 기능

수행 작업	수행 결과
Filter XIC List 아이콘 옆의 필드에 정보를 입력합니다.	결과 창이 새로 고침되면서 입력한 기준과 일치하는 결과만 표시됩니다.
결과 창의 항목을 하나씩 클릭	나머지 창들이 새로 고침되면서 선택 항목과 연관된 정보가 표시됩니다.

표 6-9 ChemSpider 기능 (계속)

수행 작업	수행 결과
단편 표 창에 있는 Fragments 탭의 항목을 하나씩 클릭	나머지 창들이 새로 고침됩니다. 스펙트럼 창에서는 일치하는 단편(파란색)의 상단과 하단에 빨간색 화살표가 표시됩니다. 구조 창에서는 단편과 일치하는 화학적 구조를 가진 화합물이 강조 표시(볼드체)됩니다.
단편 표 창의 Peaks 탭에서 Assigned 항목을 클릭합니다.	나머지 창들이 새로 고침됩니다. 스펙트럼 창에서는 일치하는 단편(파란색)의 상단과 하단에 빨간색 화살표가 표시됩니다. 구조 창에서는 단편과 일치하는 화학적 구조를 가진 화합물이 강조 표시(볼드체)됩니다.
ChemSpider results for 필드 오른쪽의 아래쪽 화살표를 클릭하고 ChemSpider web site 옵션을 선택합니다.	탐색기 창에서 ChemSpider 웹 사이트 (www.chemspider.com)가 열립니다. 정보 액세스에 대한 정보는 ChemSpider Help를 참조하십시오.
ChemSpider results for 필드 오른쪽의 아래쪽 화살표를 클릭하고 Refresh 옵션을 선택합니다.	모든 변경 내용이 취소되고 세션이 원래 검색 결과로 되돌아갑니다.
Select 를 클릭합니다.	ChemSpider 세션에서 선택한 정보가 소프트웨어 세션의 Formula Finder Results 창에 복사됩니다. ChemSpider 세션은 종료됩니다.

Peak Review 창에 대한 팁

- Results Table의 특정 열을 정렬하고, 표의 위쪽 또는 아래쪽으로 정렬된 크로마토그램만 검토합니다.
- Peak Review 창은 항상 해당 Results Table과 동기화되고 이 표와 동일한 순서로 동일한 피크의 크로마토그램을 표시합니다. 행 정렬, 샘플 유형 필터링 또는 구성 요소 선택과 같이 Results Table에 대한 모든 변경 내용은 Peak Review 창에 자동으로 반영됩니다.
- 사용 가능한 크로마토그램을 스크롤하려면 창 오른쪽의 스크롤 막대를 사용합니다. Peak Review 창이 활성화되어 있으면 키보드의 위쪽/아래쪽 화살표 키 또는 마우스 스크롤 휠을 사용하여 크로마토그램을 이동합니다.
- 첫 번째 열 왼쪽의 연한 파란색 영역을 클릭하여 Results Table에서 행을 선택하면 해당하는 피크가 Peak Review 창에 표시됩니다. 사용자가 Peak Review 창에서 특정 크로마토그램으로 스크롤하면 Results Table의 해당 행이 강조 표시된 후 보기에 나타납니다.
- 숫자 그룹화는 Analytics 작업 영역에서 지원되지 않습니다. 예를 들어 통합 매개 변수의 텍스트 상자 또는 Results Table의 그리드에서 숫자를 그룹화하면 안 됩니다.
- 크로마토그램은 한 번에 하나만 활성 상태로 간주되며 제목이 굵은 글꼴로 표시됩니다. 특정 크로마토그램 내에서 아무 곳이나 클릭하면 크로마토그램이 활성화됩니다.


주의: 잠재적 데이터 손실. 예상 머무름 시간이 조정되고 통합이 변경될 수 있으므로 크로마토그램 내에서 커서를 끌지 않도록 주의하십시오.

- 사용자가 크로마토그램에서 특정 피크를 끌면 **Expected RT** 통합 매개 변수가 피크의 실제 머무름 시간으로 업데이트됩니다. 그런 다음 새 머무름 시간이 자동으로 적용되고 소프트웨어에서 피크가 다시 통합되어 **Results Table**이 적절하게 업데이트됩니다.
- (질량 재구성 워크플로) 사용자가 재구성 그래프에서 특정 피크를 끌면 **Expected MW** 매개 변수가 피크의 실제 분자량으로 업데이트됩니다. 그런 다음 새 분자량이 자동으로 적용되고 소프트웨어에서 피크가 다시 통합되어 **Results Table**이 적절하게 업데이트됩니다.
- (질량 재구성 워크플로) **Recentered on the largest XIC Peak**를 선택하지 않으면 사용자가 원하는 XIC 영역을 수동으로 선택할 수 있습니다. XIC 영역에 대한 중심의 시간이 예상 RT가 되고 XIC 영역 내에서 최대 피크의 RT가 발견된 RT가 됩니다.
- 사용자가 Manual Integration 모드에서 피크를 검토하는 경우 커서를 피크 위로 끌면 선택한 피크가 수동으로 통합됩니다. **Shift** 키를 누른 상태에서 끌면 일직선을 유지할 수 있습니다.
- 크로마토그램이 활성화되면 창의 왼쪽에 표시된 통합 매개 변수가 업데이트되어 새로 활성화된 크로마토그램을 반영합니다. 사용자가 피크 통합 매개 변수를 조정한 후 **Apply**를 클릭하면 현재 활성화된 크로마토그램이 영향을 받습니다.
- 사용자는 피크 검토 중에 피크 모양을 검사하여 포화 가능성이 있는 피크를 식별하고 부분적 통합 또는 잘못된 통합으로 인해 농도가 잘못 보고되는 경우가 발생하지 않는지 확인해야 합니다.
- 사용자는 피크 검토 중에 크로마토그램을 검사하여 시스템 문제를 나타낼 수 있는 과도한 노이즈 스파이크가 있는지 확인해야 합니다.
- Y 축을 전체 데이터 세트에서 강도가 가장 높은 피크로 조정하려면 Y 축 안쪽을 두 번 클릭합니다. 축 안쪽을 끌어서 확대하면 강도 범위를 선택할 수 있습니다.
- 그래프를 모든 데이터가 표시되는 홈 보기로 되돌리려면 X 축 안쪽을 두 번 클릭합니다. 축 안쪽을 끌어서 확대하면 시간 범위를 선택할 수 있습니다.
- **Results Table**에서 샘플 간에 이동할 때 **Results > Cache all chromatograms for faster peak review**를 클릭하면 성능이 향상됩니다.

농도가 매우 높은 샘플, 즉 최대 정량 한계(ULOQ)를 훨씬 초과하는 샘플은 왜곡되거나 분리된 모양을 가진 포화 피크를 점점 더 넓게 만들 수도 있습니다.

다음 그림은 선형 회귀를 사용하여 정량화할 수 있는 최대 농도를 보여줍니다.

그림 6-33 포화되지 않은 피크와 포화된 피크의 예



항목	설명
1	정량화에 사용할 수 있는 허용 가능 피크를 표시합니다.
2	포화된 피크를 표시합니다. 이 피크를 생성한 샘플의 농도는 ULOQ보다 훨씬 높습니다. 피크는 포화될수록 더 넓어지고 이득 억제로 인해 피크 위쪽이 반전됩니다. 부분적 통합으로 인해 농도가 잘못 보고될 수 있으므로 이러한 피크는 정량화에서 제외해야 합니다.
3	LC 피크가 두 개의 피크로 분리되는 최대 포화 상태를 표시합니다. 부분적 통합으로 인해 농도가 잘못 보고될 수 있으므로 이러한 피크는 정량화에서 제외해야 합니다.

통계를 사용하여 데이터 분석

선행 절차

- Results Table을 엽니다.

Statistics 창을 사용하여 분석의 재현성과 관련된 정보를 볼 수 있습니다. 표의 각 행은 동일한 반응을 보일 것으로 예상되는 동일한 분석 물질의 관련 피크 그룹에 대한 정보(예: 평균, 표준 편차)를 요약합니다.

반복 프로세스를 통해 피크 통합, 교정 곡선 및 샘플 통계량을 검토합니다. Results Table의 **Actual Concentration** 필드에 설정된 정밀도는 통계 표에서도 사용됩니다.

참고: %CV 및 정확도를 포함한 통계량의 허용 값에 대한 정보는 실험실 표준 작업 절차를 참조하십시오.

Results Table을 열고 **Views > Statistics pane**을 클릭합니다..

Statistics 창의 열

레이블	설명
Row	(행) 행 번호를 표시합니다.
Component Name	(구성 요소 이름) 분석 물질 이름을 표시합니다.
Sample Name/ Actual Concentration	(샘플 이름/실제 농도) 샘플이 실제 농도별로 그룹화되면 농도를 표시합니다. 샘플이 샘플 이름별로 그룹화되면 샘플 이름을 표시합니다.
Num. Values	(개수: 값) m/n 을 표시합니다. 여기서 n 은 실제 농도의 샘플 또는 이름이 같은 샘플의 총 수이며 m 은 계산에 사용되는 샘플 수입니다. 해당 피크가 통합되지 않거나 Used 필드가 수동으로 지워진 경우에는 샘플이 사용되지 않습니다.
Mean	(평균) 사용된 샘플의 평균을 표시합니다.

레이블	설명
Standard Deviation	(표준 편차) 사용된 샘플의 표준 편차를 표시합니다.
Percent CV	(%CV) 변동 계수를 백분율($100 * Standard\ Deviation / Mean$)로 표시합니다.
Accuracy	(정확도) 평균을 실제 농도로 나눈 값을 백분율($100 * Mean / Actual\ Concentration$)로 표시합니다. 이 필드는 실제 농도별로 그룹화할 때만 표시되며 샘플 이름별로 그룹화할 때는 표시되지 않습니다.
Values	(값) 추가 열에 샘플의 개별 값을 표시합니다. 해당 샘플을 통합할 수 없는 경우 N/A 가 표시됩니다. Used 필드를 수동으로 지운 경우에는 값에 취소선이 표시됩니다.
Group by	(그룹화 기준) 통계 계산을 위해 주어진 분석 물질의 샘플을 그룹화하는 방법을 지정합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Group by Concentration for Standards(표준 샘플의 농도별 그룹화): 표준 샘플이 실제 농도별로 그룹화됩니다. • Group by Concentration for QCs(QC의 농도별 그룹화): 품질 관리 샘플이 실제 농도별로 그룹화됩니다. • Group by Sample Name for Standards(표준 샘플의 샘플 이름별 그룹화): 반복되는 표준 샘플이 Sample Name 필드를 기준으로 그룹화됩니다. • Group by Sample Name for QCs(QC의 샘플 이름별 그룹화): 반복되는 품질 관리 샘플이 Sample Name 필드를 기준으로 그룹화됩니다. • Group by Sample Name for All Samples(모든 샘플의 샘플 이름별 그룹화): 반복되는 모든 샘플이 Sample Name 필드를 기준으로 그룹화됩니다.
Metric	통계 계산에 사용되는 실제 메트릭을 지정합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Calculated Concentration(계산된 농도): Results Table의 Calculated Concentration 필드가 사용됩니다. • Area(면적): Results Table의 Area 필드가 사용됩니다. • Height(높이): Results Table의 Height 필드가 사용됩니다. • Calibration Y-Value(교정 Y 값): 분석 물질에 대해 지정된 회귀 매개 변수가 사용됩니다. 해당하는 내부 표준이 없는 분석 물질에 대한 Area 또는 Height이거나, 내부 표준을 사용하는 분석 물질에 대한 Area Ratio 또는 Height Ratio입니다.
Save Results and Export	(결과 저장 및 내보내기) 결과를 저장하고 통계 테이블을 내보내려면 클릭합니다. Export Statistics 대화 상자가 열립니다.

Statistics Pane에 대한 팁


- Statistics 표의 모든 분석 물질에 대한 항목을 보려면 **Components and Groups** 목록에서 **All Components**를 선택합니다. 해당 분석 물질의 항목만 보려면 개별 구성 요소를 선택합니다. 사용자가 목록에서 개별 내부 표준을 선택하면 Statistics 표가 비어 있습니다. 자세한 정보는 [구성 요소 및 그룹 목록](#) 섹션을 참조하십시오.
- Results Table에서 분석 물질 및 샘플에 해당하는 행을 선택하려면 Statistics pane에 표시되는 행의 **Value** 셀 중 하나를 클릭합니다. Peak Review 창이 표시된 경우 Results Table에 연결되고 해당 셀을 클릭하면 업데이트됩니다.
- 열 머리글 중 하나를 클릭하여 통계를 정렬합니다.
- 행을 선택한 후 **Ctrl+C**를 눌러 전체 Statistics 표 또는 관심 있는 행만 복사합니다.
- 통계 계산을 위해 주어진 분석 물질의 샘플을 그룹화하는 방법을 지정하려면 **Group by** 목록을 사용합니다.
- 계산된 농도, 면적 등 통계 계산에 사용되는 메트릭을 지정하려면 **Metric** 목록을 사용합니다.
- 열 폭을 조정하여 표시를 최적화합니다. 이 폭은 다음에 Statistics pane이 표시될 때 유지됩니다.
- Statistics 표의 형식과 정밀도를 변경하려면 Results Table에서 해당 값을 변경합니다. 자세한 정보는 [Results Table 사용자 지정](#) 섹션을 참조하십시오.
- 개별 값의 **Use Peak** 옵션을 변경하려면 Statistics pane의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Use Peak**를 선택합니다. Results Table의 **Use Peak** 열이 업데이트됩니다.

교정 곡선 보기

선행 절차

- Results Table을 엽니다.

교정 곡선을 사용하면 알 수 없는 샘플을 농도가 알려진 표준 샘플 세트와 비교하여 알 수 없는 샘플에 포함된 물질의 농도를 결정할 수 있습니다. 자세한 정보는 [교정 곡선](#) 섹션을 참조하십시오.

1. **Displays the Calibration Curve**()를 클릭합니다.
2. 회귀 옵션을 설정하려면 **Regression**을 클릭합니다. 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

교정 내보내기

Export Calibration을 사용하여 활성 Results Table과 관련된 모든 분석 물질의 교정 방정식 복사본을 외부 파일(mqcal)에 저장할 수 있습니다. 이를 통해 한 표준 샘플 세트의 교정을 동일한 Results Table의 일부가 아닌 다른 샘플에 적용할 수 있습니다.

일반적인 워크플로는 다음과 같습니다.

1. 표준만 포함하는 Results Table을 생성합니다.

2. Peak Review 창을 사용하여 통합이 완료되었는지 확인합니다.
3. Calibration Curve 창에서 **Options > Export calibration (and save results)**을 클릭하여 교정 복사본을 저장합니다.
4. 농도를 알 수 없는 샘플이 포함된 새 Results Table을 생성합니다.
5. Calibration Curve 창에서 **Options > Assign external calibration**을 클릭하여 내보낸 교정 방정식을 새 Results Table에 적용합니다.

참고: 사용자는 새 Results Table에 적용할 교정 파일(mqcal)을 지정할 수도 있습니다.

표준 샘플과 함께 원래 Results Table을 변경한 경우 업데이트된 교정 방정식을 저장하려면 Results Table을 다시 내보내야 합니다. 이전에 내보낸 교정은 자동으로 업데이트되지 않습니다.

메트릭 플롯을 사용하여 데이터 분석

선행 절차

- Results Table을 엽니다.

Metric Plot을 사용하여 행 번호 또는 다른 열에 대한 Results Table 열의 값을 플롯에 표시할 수 있습니다. 이러한 플롯은 시각적 데이터 검토를 위한 유용한 보조 도구입니다.

하나의 열을 선택한 경우 결과 플롯에 해당 열의 값이 표의 행 번호에 대한 함수로 표시됩니다. 두 개의 열을 선택한 경우에는 두 열의 값이 서로에 대해 각각 플롯에 표시됩니다. 선택할 두 열 중 첫 번째 열에는 X 값이 포함되고 두 번째 열에는 Y 값이 포함됩니다.

1. Results Table에서 하나 또는 두 개의 열을 선택합니다.

팁! 두 번째 열을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채로 열 머리글을 클릭하십시오.

2. **More > Create Metric Plot with new settings**를 클릭합니다.
3. Metric Plot 창에서 **Link**를 클릭한 다음 **Link to results table columns** 또는 **Link to results table rows**를 클릭하여 Results Table의 스크롤을 메트릭 플롯에 연결합니다. **Link** 메뉴에 대한 자세한 정보는 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.
4. 메트릭 플롯을 업데이트하려면 Results Table에서 원하는 행을 선택한 후 Metric Plot 창에서 **Link > Plot selected rows only**를 클릭합니다.

팁! 여러 행을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채로 행을 선택하십시오.

5. (선택 사항) **Options** 메뉴에서 옵션을 선택하여 Metric Plot 옵션을 사용자 지정합니다. 옵션에 대한 설명은 도움말 시스템 문서를 참조하십시오.

메트릭 플롯에 대한 팁

- 사용자가 데이터 요소를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하면 Results Table의 해당 행이 자동으로 선택되고 보기로 스크롤됩니다. 또한 Peak Review 창이 열려 있으면 해당 크로마토그램

을 표시하도록 창이 업데이트됩니다. 여기에서는 이상값의 피크 검토를 수행하는 편리한 방법이 제공됩니다.

- 제목 영역은 항상 활성 트레이스의 이름을 표시합니다. 여러 구성 요소의 트레이스가 중첩된 경우 제목 왼쪽의 더하기 기호(+)**를 클릭하여 제목에 모든 트레이스 정보 표시와 활성 트레이스 정보만 표시 간에 전환하십시오. 제목 또는 해당 제목 왼쪽의 색 스폿을 클릭하거나, 메트릭 플롯에서 데이터 요소를 선택하여 특정 트레이스를 활성화할 수 있습니다.**
- 메트릭 플롯을 사용하면 내부 표준 샘플이나 QC 샘플의 피크 면적을 플롯에 표시하여 가능한 편차 또는 추세를 모니터링할 수 있습니다.

보고서 템플릿 편집

주의: 잠재적 데이터 손실. 사용자가 템플릿을 수정할 수 없게 하려면 **Reporter** 템플릿이 시스템 관리자만 쓸 수 있는 읽기 전용 보안 폴더에 있어야 합니다.


사용자는 사용자 지정 템플릿의 유효성을 검사해야 합니다.

1. docx 템플릿을 엽니다.

팁! 템플릿은 C:\ProgramData\SCIEX\Analytics\Reporter에 있습니다.

영역을 선택하면 오른쪽에 Reporter 템플릿 편집기가 열립니다. 템플릿 편집기에 태그 정보가 자동으로 채워집니다.

그림 6-34 Reporter Template Editor



항목	설명
1	현재 태그를 표시하는 보고서 템플릿입니다.

항목	설명
2	아이콘: <ul style="list-style-type: none"> • Add new tag. • Add picture tag. • Show content area. • View document change log.
3	Created with: 태그 정보를 제공하는 소프트웨어의 이름을 표시합니다.
4	Field Type: 소프트웨어에 해당되는 필드 유형을 표시합니다.
5	선택한 필드 유형을 기반으로 사용 가능한 특성 목록을 표시합니다. 예를 들어 태그 이름과 숫자 형식이 표시됩니다.
6	Save Tag Parameters: 변경 내용을 저장하려면 클릭합니다. 변경 내용이 저장되지 않으면 사용자에게 변경 내용을 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

2. 다음 표의 절차를 사용합니다.

표 6-10 Reporter 기능

수행할 작업	방법
필드 유형 변경	태그 안쪽을 클릭하고 새 필드 유형을 선택한 후 특성을 선택합니다.
필드 유형의 특성 변경	탭 안쪽을 클릭한 후 필요에 따라 특성을 변경합니다.
태그 추가	Add new tag 아이콘을 클릭하고 필드 유형을 선택한 후 특성을 선택합니다.
그림 추가	Add picture tag 아이콘을 클릭한 후 특성을 선택합니다.
태그 시작 및 종료 위치 표시	Show content area 아이콘을 클릭합니다.
문서 변경 로그 표시	View document change log 아이콘을 클릭합니다.
태그 복사 및 붙여넣기	선택한 태그를 복사하여 새 위치에 붙여 넣고 필드 유형 특성을 업데이트합니다. 특성은 복사되지 않으므로 선택해야 합니다.
태그 간 탐색	왼쪽 및 오른쪽 화살표 키를 사용하여 태그 간에 이동합니다.
태그 삭제	다음 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 커서가 태그 왼쪽에 있으면 Delete 키를 누릅니다. • 커서가 태그 오른쪽에 있으면 Backspace 키를 누릅니다.

3. 변경한 후 **Save Tag Parameters**를 클릭합니다.

팁! 필수 정보는 필드 왼쪽에 깜박이는 빨간색 느낌표가 표시됩니다.

Reporter 템플릿

사용자는 사용자 지정 보고서 템플릿의 유효성을 검사해야 합니다.

일부 보고서 템플릿은 쿼리를 사용합니다. 사용자는 보고서에서 Results Table의 데이터를 평가, 조작 및 표시하기 위해 Microsoft Excel 기반 수식을 사용하여 쿼리를 생성할 수 있습니다. 보고서 템플릿의 Metafield 태그는 보고서가 사용해야 하는 query 파일 이름을 보고서에 제시합니다. 쿼리를 사용하려면 보고서 템플릿의 MetaField 태그에 쿼리 파일 이름을 지정해야 합니다. 쿼리는 쿼리로 인식되도록 ".query" 확장자를 포함해야 합니다. 쿼리는 보고서 템플릿이 저장되는 Reporter 폴더에 저장되어야 합니다.

사용자는 Reporter 템플릿 사용 시 특히 템플릿에 쿼리가 사용될 때 생성된 결과에 대한 유효성을 검사하는 것이 바람직합니다. 유효성 검사 후에 보고서 템플릿을 수정하는 경우에는 보고서 템플릿에 대해 다시 유효성을 검사해야 합니다. 보고서 템플릿 변경에는 Reporter 태그 또는 쿼리에 대한 수정이 포함됩니다.

표 6-11 기본 템플릿

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
All Peaks Qual	각 샘플에 대한 File Information, Sample Information, Analyte Results Table 및 모든 분석 물질과 내부 표준 물질에 대한 중첩된 크로마토그램이 포함된 섹션을 제공하는 보고서입니다. Analyte Results Table은 Results Table에 표시된 대로 인쇄됩니다. 모든 정성적 신뢰도 신호등이 테이블의 시작 부분에 나열됩니다.	해당 없음
Analyte 20 percent 보고서	각 분석 물질에 대한 File Information과 각 공시료, 표준, QC 및 모든 알 수 없는 샘플의 20%에 대한 XIC 테이블이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다.	이 템플릿은 쿼리, 즉 Analyte20percent.Query가 첨부된 예제 보고서 템플릿입니다.
Analyte Summary	배치에서 특정 분석 물질 및 관련된 내부 표준에 대해 모든 샘플의 Sample Name, Calculated Concentrations 및 Outliers를 보여 주는 결과 테이블입니다.	해당 없음

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
Calibration Curve	분석 물질에 대한 File Information, Statistics Table(표준) 및 Calibration Curve를 분석 물질당 한 페이지씩 보여 주는 보고서입니다.	<ul style="list-style-type: none"> Reportable 확인란의 선택이 취소된 표준은 데이터 테이블에 보고되지 않습니다. Reportable 상태는 통계에 영향을 주지 않습니다. 보고서에는 Analytics 작업 영역의 Calibration Curve 창에 표시 및 계산된 것과 같이 Used 열 상태를 기반으로 회귀 수식과 그래프가 표시됩니다.
Intact Quant All Peaks and Graphs	각 샘플에 대한 Results Table 항목을 보여 주는 보고서입니다. Results Table에 있는 모든 열이 보고서에 표시됩니다. 또한 각 샘플 및 분석 물질에 대한 XIC 크로마토그래프, 평균 스펙트럼 및 재구성 스펙트럼도 보고서에 포함됩니다.	이 보고서는 질량 재구성 워크플로에 한정됩니다.
Intact Quant Analyte Summary and Calibration Curve	각 분석 물질에 대한 Results Table 항목, 교정 곡선 및 통계 데이터를 보여 주는 보고서입니다. Results Table에는 Sample Name, Sample Type, Analyte Name, Actual Concentration, Area, Height, Expected MW, MW, MW Delta, Calculated Concentration 및 Accuracy가 포함됩니다.	이 보고서는 질량 재구성 워크플로에 한정됩니다.
Intact Quant Sample Summary	모든 샘플에 대한 Results Table 항목을 보여 주는 보고서입니다. Results Table에는 Sample Name, Sample Type, Analyte Name, Actual Concentration, Area, Height, Expected MW, MW, MW Delta, Calculated Concentration, Accuracy 및 Accuracy Acceptance가 포함됩니다.	이 보고서는 질량 재구성 워크플로에 한정됩니다.
Metric Plot	각 분석 물질에 대한 File Information 및 분석 물질 피크 면적 메트릭 플롯이 포함된 섹션을 표시하는 보안 보고서입니다.	Reportable 확인란의 상태는 보고서 내용에 영향을 주지 않습니다. 확인란의 선택이 취소된 경우에도 모든 데이터 요소가 포함됩니다.

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
MQ Analyte Report 1	각 분석 물질에 대한 File Information과 Sample Results Table 및 각 샘플에 대한 XIC 테이블이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. 대개 8개 미만의 샘플에 대해 분석 물질당 두 페이지를 인쇄합니다.	해당 없음
MQ Analyte Report 2	각 분석 물질에 대한 File Information과 알 수 없는 각 샘플에 대한 XIC 테이블이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. 대개 8개 미만의 샘플에 대해 분석 물질당 두 페이지를 인쇄합니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.
MQ Analyte Report 3	각 분석 물질에 대한 File Information과 Unknown Samples Summary Table이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.
MQ Analyte Report condensed table	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Summary Table이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. 테이블은 페이지당 더 많은 샘플을 나타내기 위해 두 개의 열로 표시됩니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.
MQ Analyte Report with chromatograms	각 분석 물질에 대한 File Information과 Sample Results Table 및 각 샘플에 대한 소형 크로마토그램이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.
MQ Blank Template	해당 없음	머리글 정보, 로고 및 페이지 번호만 보고서에 표시됩니다.
MQ Pep Quant	해당 없음	Peptide Quantitation 데이터 세트와 함께 사용합니다. 자세한 정보는 MultiQuant 소프트웨어의 사용자 안내서에서 두 번째 예제인 절대 정량화 예제를 참조하십시오.
MQ QC Summary 1 with flags	File Information, 분석 물질당 QC Summary Table(CV가 20%를 초과하는 값이 강조 표시됨) 및 QC Detailed Results Table(정확도가 80% ~ 120%를 벗어나는 값이 강조 표시됨)을 보여 주는 보고서입니다.	Reportable 확인란의 선택이 취소된 Quality Controls는 보고서에 포함되지 않으며 계산에도 사용되지 않습니다.

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
MQ Sample Report 1	각 샘플에 대한 File Information, Sample info, IS info, Analyte Results Table 및 XIC 테이블(IS와 각 분석 물질 포함)가 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. 대개 8개 미만의 샘플에 대해 샘플당 두 페이지를 인쇄합니다.	해당 없음
MQ Sample Report 2	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, TIC, Sample Details, Analyte XIC 및 결과 테이블이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. 대개 8개 미만의 샘플에 대해 샘플당 두 페이지를 인쇄합니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.
MQ Sample Report 3	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Summary Table이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.
MQ Sample Report condensed table	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Summary Table이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. 테이블은 페이지당 더 많은 분석 물질을 나타내기 위해 두 개의 열로 표시됩니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.
MQ Sample Report with chromatograms	각 샘플에 대한 File Information, Sample Info, Analyte Results Table 및 각 분석 물질에 대한 소형 크로마토그램이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다.	알 수 없는 샘플만 보고됩니다.

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
MQ Sample Report with Concentration Threshold	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Sum이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 연결된 쿼리 파일은 Sample Report with Concentration Threshold.query입니다. • 구성 요소 이름은 "Cmpd X #"이어야 합니다. 여기서 X는 A부터 F까지의 문자이고 #은 숫자 값입니다. 예: 보고서에서 "Cmpd A 1" 구성 요소는 Compound Group A 아래에 표시되고 "Cmpd B 1" 구성 요소는 Compound Group B 아래에 표시됩니다. • 같은 그룹에 여러 구성 요소가 있으면 그룹의 첫 번째 구성 요소 (사전순)만 보고서에 포함됩니다. 예 1: "Cmpd B 25"와 "Cmpd C 1"이 모두 "Grp" 그룹에 속한 경우 "Cmpd C 1"이 보고서에 포함되지 않습니다. 예 2: "Cmpd A 1", "Cmpd A 2" 및 "Cmpd A 3"이 그룹에 할당되지 않은 경우 "Cmpd A 2"와 "Cmpd A 3"이 보고서에 포함되지 않습니다. 예 3: "Cmpd A 1", "Cmpd A 2" 및 "Cmpd A 3"이 각각 그룹 1, 2, 3에 할당된 경우 3개의 구성 요소가 모두 보고서에서 Compound Group A 아래에 표시됩니다.

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
MQ Sample Report with MRM ratios 2	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Summary Table이 포함된 섹션과 모든 XIC 중첩을 보여 주는 보고서입니다. Expected Ion ratios는 사용 가능한 모든 표준을 이용하여 자동 계산됩니다. 비율 값은 Results Table 내 사용자 지정 열에 배치됩니다. 예상 값의 20%를 벗어난 값은 플래그가 지정됩니다. 정량자 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 숫자 1이 와야 합니다. 비율 이온 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 2와 9 사이의 숫자가 와야 합니다.	해당 없음
MQ Sample Report with MRM ratios EU	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Summary Table이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. Expected Ion ratios는 사용 가능한 모든 표준을 이용하여 자동 계산됩니다. 비율 값은 Results Table 내 사용자 지정 열에 배치됩니다. 예상 값을 벗어난 값은 플래그가 지정됩니다(비율 허용 오차에 대한 EU 지침 사용). 정량자 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 숫자 1이 와야 합니다. 비율 이온 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 2와 9 사이의 숫자가 와야 합니다.	연결된 쿼리 파일은 MRM ratios EU.query입니다.
MQ Sample Report with MRM ratios MQ EFAB 03	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Summary Table이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. Expected Ion ratios는 사용 가능한 모든 표준을 이용하여 자동 계산됩니다. 비율 값은 Results Table 내 사용자 지정 열에 배치됩니다. 예상 값의 20%를 벗어난 값은 플래그가 지정됩니다. 정량자 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 숫자 1이 와야 합니다. 비율 이온 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 2와 9 사이의 숫자가 와야 합니다.	해당 없음

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
MQ Sample Report with MRM ratios	알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info 및 Results Summary Table이 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. Expected Ion ratios는 사용 가능한 모든 표준을 이용하여 자동 계산됩니다. 비율 값은 Results Table 내 사용자 지정 열에 배치됩니다. 예상 값의 20%를 벗어난 값은 플래그가 지정됩니다. 정량자 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 숫자 1이 와야 합니다. 비율 이온 분석 물질 이름은 공백으로 끝나고 뒤에 2와 9 사이의 숫자가 와야 합니다.	연결된 쿼리 파일은 MRM ratios.query입니다.
MQ Sample Report with standards, QC, and blanks	각 샘플에 대한 File Information, Standards Summary Table, QC Summary Table, Blanks Results Table이 포함된 섹션과 알 수 없는 각 샘플에 대한 File Information, Sample Info, IS Info, Analyte Results Table, XIC 테이블(IS 및 각 분석 물질 포함)가 포함된 섹션을 보여 주는 보고서입니다. 대해 8개 미만의 분석 물질에 대해 샘플당 두 페이지를 인쇄합니다.	Reportable 확인란의 선택이 취소된 Standards 및 Quality Controls는 보고서의 각 요약 테이블에 표시되지 않으며 통계 계산에도 사용되지 않습니다.
MQ Tutorial Dataset Heavy Light	해당 없음	이 보고서는 Tutorial Dataset Heavy Light 데이터 세트와 함께 사용하기 위한 것입니다. 자세한 정보는 MultiQuant 소프트웨어의 사용자 안내서에서 두 번째 예제인 상대 정량화 예제를 참조하십시오.
Per Sample Quant-Qual	선택한 각 샘플에 대한 File Information, Sample Information 및 선택한 분석 물질에 대한 Analyte Results Table이 포함된 섹션을 제공하는 보고서입니다. Analyte Results Table은 Results Table에 표시된 대로 인쇄됩니다. 모든 정성적 신뢰도 신호등이 테이블의 시작 부분에 나열됩니다.	해당 없음

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
Per Sample Quant-Qual Visible Rows Using Visible Analyte	선택한 각 샘플에 대한 File Information, Sample Information 및 선택한 분석 물질에 대한 Analyte Results Table이 포함된 섹션을 제공하는 보고서입니다. Analyte Results Table은 Results Table에 표시된 대로 인쇄됩니다. 모든 정성적 신뢰도 신호등이 테이블의 시작 부분에 나열됩니다.	행의 숨김 상태가 Reportable 확인란 상태보다 우선합니다. Reportable 확인란을 선택했지만 행이 숨겨져 있으면 해당 행이 보고되지 않습니다.
Per sample Quant-Qual with statistics	WYSIWYG 테이블을 사용하여 각 샘플에 대한 구성 요소를 보여 주는 보고서입니다. XIC, MS 및 MS/MS가 표시됩니다. 영역에 대한 통계 요약 테이블이 보고서의 끝에 표시됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 구성 요소 테이블에 UV 구성 요소가 있는 경우 보고서에서 XIC 그래프 아래에 UV 트레이스가 보고됩니다. <hr/> <p>참고: uv 접미사는 UV MS Qual 보고서와 연결되므로 UV 구성 요소 이름이 [compound_nameuv] 또는 [uv] 형식인 경우 UV 트레이스가 보고되지 않습니다.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 샘플에 QC 레이블이 지정되고 샘플이 2개 이상 있는 경우 평균, STDEV 및 %CV가 계산되어 보고서 끝에 나오는 QC 요약 테이블에 포함됩니다. • QC 행에 대한 Reportable 확인란의 선택을 취소할 경우 해당 행은 QC 요약 테이블의 계산에 사용되지 않습니다.
Per Analyte Quant-Qual	각 분석 물질에 대한 File Information, Results Table, Calibration Curves, 내부 표준 및 각 분석 물질을 포함한 크로마토그램이 포함된 섹션을 표시하는 보고서입니다. 이 템플릿은 그룹이 정의되어 있는 Results Table에 적합합니다.	해당 없음

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
Positive Hits Qual	선택한 각 샘플에 대한 File Information, Sample Information, 선택한 분석 물질에 대한 Analyte Results Table, 모든 분석 물질, 내부 표준 물질에 대한 중첩된 크로마토그램, XIC, Acquired/Theoretical MS spectra, 선택한 각 분석 물질에 대한 Acquired/Library MS/MS spectra 등이 포함된 섹션을 제공하는 보고서입니다. Analyte Results Table은 Results Table에 표시된 대로 인쇄됩니다. 모든 정성적 신뢰도 신호등이 테이블의 시작 부분에 나열됩니다.	해당 없음
Qual CSV report	각 샘플에 대한 File Information, Sample Information 및 Analyte Results Table이 포함된 섹션을 보여주는 csv 형식의 보고서입니다.	보고서 형식에 CSV 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
Sample Summary	각 샘플에 대한 Analytes Summary Table 섹션을 보여주는 보고서입니다. 이 보고서 템플릿은 그룹이 있는 Results Table에 적합합니다.	해당 없음

표 6-11 기본 템플릿 (계속)

템플릿	템플릿 설명(Create Report 대화 상자에 표시됨)	추가 참고 사항
UV MS Qual report	<p>각 샘플에 대해 WYSIWYG 테이블을 사용하여 샘플의 구성 요소 및 해당 UV 구성 요소를 보여 주는 보고서입니다. XIC, MS 및 MS/MS가 UV 데이터와 함께 표시됩니다. 영역에 대한 통계 요약 테이블이 보고서의 끝에 표시됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UVMS 데이터는 질량 분석계 (MS) 구성 요소에 대한 <i>compound 1</i>(문자열) 명명 규칙과 해당 UV 구성 요소에 대한 <i>compound 1uv</i>(문자열 뒤에 uv) 명명 규칙을 사용하여 처리해야 합니다. • 질량 오차, 단편 질량 오차, RT 신뢰도, 동위 원소 신뢰도 및 라이브리러리 신뢰도 신호등만 표시됩니다. • <i>compound 1</i>의 XIC, MS1 트레이스, MS/MS 트레이스 및 머리글 정보와 <i>compound 1uv</i>의 UV 트레이스를 포함하여 Results Table의 각 구성 요소를 표시하기 위해 그래프 테이블이 생성됩니다. 자세한 정보는 그림 6-35에서 확인하십시오. • 분석 물질 그래프는 UV 실험이 아니라 MS 실험에 대해서만 반복됩니다. • 샘플에 QC 레이블이 지정되고 샘플이 2개 이상 있는 경우 평균, STDEV 및 %CV가 계산되어 보고서 끝에 나오는 QC 요약 테이블에 포함됩니다. 자세한 정보는 그림 6-36에서 확인하십시오. • QC 행에 대한 Reportable 확인란의 선택을 취소할 경우 해당 행은 QC 요약 테이블의 계산에 사용되지 않습니다.

그림 6-35 그래프 테이블




그림 6-36 통계 테이블

Statistics (Grouped by Concentration for QCs - Area)

Analyte Peak Name (MRM Transition)	Mean	Std. Deviation	% CV	Number of Values Used
1 (723.3573 - 723.3773)	1.062e4	7.367e2	6.93	2 of 2
2 (753.3091 - 753.3291)	2.215e4	6.858e2	3.10	2 of 2
3 (760.3353 - 760.3553)	9.332e3	1.955e1	0.21	2 of 2
4 (631.3450 - 631.3650)	3.244e4	1.110e3	3.42	2 of 2
5 (636.3373 - 636.3573)	1.144e5	3.962e2	0.35	2 of 2
6 (871.4354 - 871.4554)	6.479e4	1.198e3	1.85	2 of 2
7 (932.4493 - 932.4693)	2.183e4	7.301e2	3.34	2 of 2
8 (1000.5743 - 1000.5943)	2.553e4	5.007e2	1.96	2 of 2
9 (755.4352 - 755.4552)	1.127e5	8.422e3	7.48	2 of 2
10 (1184.5929 - 1184.6129)	3.576e4	7.231e2	2.02	2 of 2
11 (884.4871 - 884.5071)	5.183e4	1.512e3	2.92	2 of 2
12 (1176.5468 - 1176.5668)	1.670e4	1.848e2	1.11	2 of 2
13 (871.9418 - 871.9618)	1.597e5	5.501e2	0.34	2 of 2
14 (879.4236 - 879.4436)	1.868e5	5.182e3	2.77	2 of 2

Central Administrator Console (CAC) 소프트웨어는 문제가 발생하면 화면에 표시되는 오류 보고서 및 경고를 기록합니다. Event Log 작업 영역에는 오류, 경고 및 메시지를 포함한 시스템 이벤트 로그가 포함됩니다.

이 작업 영역을 열려면 홈 페이지에서 Event Log 타일을 클릭합니다.

표 7-1 Event Log 작업 영역 열

레이블	설명
Current	(현재)각 하위 시스템의 현재 이벤트 목록입니다.
Severity	(심각도)정보, 오류 또는 경고와 같은 이벤트 유형입니다.
Time	(시간)이벤트가 발생한 시간입니다.
Subsystem	(하위 시스템)이벤트가 발생한 하위 시스템입니다.
Event	(이벤트)이벤트에 대한 설명입니다. 이 정보를 사용하여 시스템 문제를 해결할 수 있습니다.
User	(사용자)사용자 이름 및 이벤트가 발생한 시스템입니다. 참고: 결정 규칙에 의해 트리거된 이벤트의 경우 배치를 제출한 사용자입니다.

이벤트 로그

다음 로그를 사용할 수 있습니다.

- **All**(모두)
- **Device**(장치)
 - **LC**(LC)
 - **Mass Spectrometer**(질량 분석계)
- **Workspace**(작업 영역)
 - **Batch**(배치)
 - **Explorer**(탐색기)
 - **Devices**(장치)
 - **General**(일반)
 - **LC Method**(LC 방법)
 - **MS Method**(MS 방법)

- **MS Tune**(MS 조정)
- **Analytics**(분석)
- **Queue**(대기열)
- **Users**(사용자)
- **Configuration**(구성)

이벤트 로그에 20,000개의 레코드가 포함되면 SCIEX OS에서 자동으로 레코드를 보관하고 새 이벤트 로그를 시작합니다. 자세한 정보는 [이벤트 로그 보관](#) 섹션을 참조하십시오.

로그 보기

1. Event Log 작업 영역을 엽니다.
2. 왼쪽 패널의 목록에서 로그를 볼 항목을 클릭합니다.

로그 보관

1. Event Log 작업 영역을 엽니다.
2. **Archive > Archive Log**를 클릭합니다..

그림 7-1 Archive 메뉴: Archive Log





그림 7-2 Archive Log 대화 상자




3. **Archive event log items older than** 필드에서 날짜 아이콘을 클릭한 후 날짜를 선택합니다.
4. **Archive**를 클릭합니다.

보관된 로그 보기


1. Event Log 작업 영역을 엽니다.
2. **Archive > Open Log Archive**를 클릭합니다..

그림 7-3 Archive 메뉴: Open Log Archive



3. 필요한 파일을 엽니다.
4. **Archive > Close Log Archive**를 클릭합니다..

그림 7-4 Archive 메뉴: Close Log Archive



로그 인쇄

1. Event Log 작업 영역을 엽니다.
2. (선택 사항) 보관된 로그를 엽니다. 자세한 정보는 [보관된 로그 보기](#) 섹션을 참조하십시오.
3. **Print**를 클릭합니다.
Print 대화 상자가 열립니다.
4. 프린터를 선택한 후 **Print**를 클릭합니다.

이벤트 로그 보관

이벤트 레코드는 이벤트 로그에 누적되어 탐색 및 관리하기 어려운 큰 파일이 생성될 수 있습니다.

이벤트 로그의 레코드 수가 20,000개가 되면 해당 내역이 보관됩니다. 최종 이벤트 레코드가 이벤트 로그에 추가된 후 이벤트 로그의 유형과 날짜 및 시간을 나타내는 파일 이름으로 저장됩니다. 새 이벤트 로그가 생성됩니다. 새 이벤트 로그의 첫 번째 레코드는 이벤트 로그가 보관되었음을 보고합니다.

이벤트 로그 보관 파일은 C:\ProgramData\SCIEX\Clearcore2.Acquisition 폴더에 저장됩니다. 파일 이름은 <logfile>Archive_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.data 형식입니다. 예를 들면 CustomerLogArchive_20220427_172915.data입니다.

이 섹션에서는 감사 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

오디트 트레일 레코드 보기

1. Audit Trail 작업 영역을 엽니다.
2. 워크스테이션의 오디트 트레일을 보려면 왼쪽 창에서 **Workstation**을 클릭합니다.
3. 프로젝트의 오디트 트레일을 보려면 왼쪽 창에서 프로젝트를 선택합니다. 그리고 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **General Events:** 오디트 맵 변경 및 샘플 획득과 같이 전체 프로젝트에 적용되는 오디트 레코드를 표시합니다.
 - **Analytics:** Results Table에 대한 오디트 레코드를 표시합니다.
 - **All Project Events:** 일반 이벤트와 처리 이벤트 둘 다에 대한 오디트 레코드를 표시합니다.


키워드 검색을 사용하여 감사된 이벤트 필터링

사용자는 키워드 검색을 사용하여 감사 내역의 감사된 이벤트를 필터링할 수 있습니다. 검색된 모든 텍스트 항목은 강조 표시됩니다.

1. Audit Trail 작업 영역을 엽니다.
2. 검색할 감사 내역을 선택합니다. 자세한 정보는 [오디트 트레일 레코드 보기](#) 섹션을 참조하십시오.
감사 내역 레코드가 표시됩니다.
3. **Find in Page** 필드에 찾을 단어를 입력합니다.
페이지에서 찾은 모든 단어 항목이 강조 표시됩니다.
4. Next(▼) 및 Previous(▲) 버튼을 사용하여 일치 항목 간에 이동합니다.


지정된 기준 세트를 사용하여 감사된 이벤트 필터링

사용자는 일련의 지정된 기준을 사용하여 감사 내역의 감사된 이벤트를 필터링할 수 있습니다.

1. Audit Trail 작업 영역을 엽니다.
2. 필터링할 감사 내역을 선택합니다. 자세한 정보는 [오디트 트레일 레코드 보기](#) 섹션을 참조하십시오.
감사 내역 레코드가 표시됩니다.
3. **Filter**()를 클릭합니다.
Filter Audit Trail 대화 상자가 열립니다.


4. 목록을 사용하여 필수 필터 기준을 정의합니다.

그림 8-1 Filter Audit Trail 대화 상자



항목	설명
1	<p><No Filter> 목록에서 필터링할 필드를 선택합니다. 다음 필드를 필터링할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Description • Sample Name • Full User Name • E-Signature • Reason
2	정확히 일치하는 단어 또는 구를 필터링하려면 선택합니다.
3	부분적으로 일치하는 단어 또는 구를 필터링하려면 선택합니다.
4	<p>다음과 같이 필터링할 텍스트를 지정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전체 텍스트 문자열을 입력합니다. Is를 선택합니다(항목 2). • 텍스트 문자열 일부를 입력합니다. Contains를 선택합니다(항목 3). • Yes 또는 No를 선택합니다.
5	특정 날짜 및 시간 동안 발생한 이벤트를 필터링하려면 선택합니다.

5. 필터를 지우려면 다음 단계를 수행합니다.

- a. **Filter**()를 클릭합니다.
- b. **Clear**를 클릭하여 모든 필터 기준을 **No Filter**로 재설정합니다.
- c. **OK**를 클릭합니다.

감사 내역 인쇄

1. Audit Trail 작업 영역을 엽니다.
2. 인쇄할 감사 내역을 선택합니다. 자세한 정보는 [오디트 트레일 레코드 보기](#) 섹션을 참조하십시오.
3. **Print**를 클릭합니다.
Print 대화 상자가 열립니다.
4. 프린터를 선택한 후 **Print**를 클릭합니다.

이 절에서는 소프트웨어에 사용되는 개념을 설명합니다.

데이터 처리

SCIEX OS 소프트웨어를 사용하려면 Windows 7(64비트) 또는 Windows 10(64비트) 운영 체제를 실행하는 컴퓨터가 필요합니다. 컴퓨터와 관련 시스템 소프트웨어는 시스템 컨트롤러 및 관련 펌웨어와 함께 작동하여 시스템과 데이터 획득을 제어합니다. 시스템 작동 중에 획득한 데이터는 SCIEX OS 소프트웨어로 전송되어 전체 질량 스펙트럼, 시간에 따른 단일/다중 이온 강도 또는 시간에 따른 총 이온 전류로 표시될 수 있습니다.

스캔 기술

MS: 단일 MS 스캔이라고도 하는 MS 스캔에서는 질량 대 전하비(m/z)에 따라 이온이 분리됩니다. 단일 MS 스캔을 사용하여 화합물의 분자량을 확인할 수도 있습니다. 단일 MS 스캔을 조사 스캔이라고도 합니다. MS 스캔은 질량 이외에 이온의 화학 조성에 대한 정보를 제공하지 않습니다. 이온에 대한 자세한 정보를 얻으려면 MS/MS 또는 MS/MS/MS 스캔을 수행하십시오.

MS/MS: MS/MS 스캔은 구조적 정보를 확인하는 데 사용됩니다.

- 삼중 사중극자 시스템의 MS/MS 스캔에서는 선택한 이온이 단편으로 충돌 활성화되는 Q2 충돌 셀로 진입하여 특유의 생성 이온을 만듭니다.
- QTRAP 시스템의 MS/MS 스캔에서는 Q2 충돌 셀 또는 선형 이온 트랩에서 전구체 이온 단편화가 발생할 수 있습니다.

충분한 에너지가 사용되면 전구체 이온이 단편화되어 특유의 생성 이온을 만듭니다.

MS/MS/MS: 선형 이온 트랩(LIT) 시스템의 MS/MS/MS 스캔은 MS/MS 스캔보다 한 단계 더 진행됩니다. 충돌 셀에서 생성된 단편이 LIT에서 더욱 단편화되어 분자 이온에 대한 보다 구조적인 정보를 제공합니다.

사중극자 모드 스캔 유형

삼중 사중극자 기기에는 정량화 실험에 필요한 고감도 다중 감응 모니터링(MRM) 기능이 있습니다. 또한 전구체 이온 및 중립 손실 스캔과 같은 매우 구체화된 스캔 유형이 있어 샘플 구성 요소에 대해 추가 고급 검색을 수행할 수 있습니다.

Q1 MS (Q1): 첫 번째 사중극자(Q1)를 사용하는 전체 스캔 유형입니다. 스캔 범위의 모든 질량에 대해 이온 강도가 반환됩니다.

Q1 Multiple Ions (Q1 MI): Q1 사중극자를 사용하는 선택적 스캔 유형입니다. 지정된 질량에 대해서만 이온 강도가 반환됩니다.

Q3 MS (Q3): 세 번째 사중극자(Q3)를 사용하는 전체 스캔 유형입니다. 스캔 범위의 모든 질량에 대해 이온 강도가 반환됩니다.

Q3 Multiple Ions (Q3 MI): Q3 사중극자를 사용하는 선택적 스캔 유형입니다. 지정된 질량에 대해서만 이온 강도가 반환됩니다.

MRM (MRM): 사용자 정의 이온이 Q1 사중극자에서 분리된 후 Q2 충돌 셀에서 단편화되는 MS/MS 스캔입니다. 그런 다음 Q3 사중극자를 사용하여 검출기에 기록된 사용자 정의 단편 이온을 분리합니다. 이 스캔 유형은 주로 정량화에 사용됩니다.

Product Ion (MS2): Q1 사중극자를 사용하여 특정 전구체 이온을 분리 및 전송하고 Q3 사중극자가 정의된 질량 범위를 스캔하는 MS/MS 전체 스캔입니다. 이 스캔 유형은 특정 전구체 이온의 모든 단편 이온을 식별하는 데 사용됩니다.

Precursor Ion (Prec): Q3 사중극자가 지정된 m/z 값으로 고정되어 특정 생성 이온을 전송하고 Q1 사중극자가 질량 범위를 스캔하는 MS/MS 스캔입니다. 이 스캔 유형은 전구체 이온이 있는지 확인하거나, 더 일반적으로는 공통 생성 이온을 공유하는 화합물을 식별하는 데 사용됩니다.

Neutral Loss (NL): 고정 질량과는 별도로 Q1 사중극자와 Q3 사중극자 모두 질량 범위를 스캔하는 MS/MS 스캔입니다. Q1 사중극자에서 선택한 이온이 지정된 중립 손실(고정 질량)을 잃어 단편화되는 경우 반응이 관찰됩니다. 이 스캔 유형은 전구체 이온이 있는지 확인하거나, 더 일반적으로는 공통 중립 손실을 공유하는 화합물을 식별하는 데 사용됩니다.

선형 이온 트랩 스캔 유형

이 시스템은 향상된 작동 모드를 사용합니다. LIT(선형 이온 트랩) 모드의 경우 이온 펄스가 이온 트랩(Q3)으로 유입됩니다. 주 전원 RF 필드는 방사 방향으로 이온을 트래핑하고, 이온 트랩 양쪽 끝의 렌즈에 적용된 DC 전압은 축 방향으로 이온을 트래핑하는 데 사용됩니다. 트래핑된 이온은 몇 밀리초 동안 냉각이 가능하며, 그런 다음 저전압 보조 AC가 로드에서 적용되어 있을 때 RF 전압을 스캔합니다. 검출기를 향해 축 방향으로 방출되는 이온이 집계됩니다.

수집 단계에서는 이온이 Q2 충돌 셀을 통과하며 질소 가스가 이온을 Q3 영역으로 집속합니다. 주 전원 RF 전압이 적용된 상태에서 Q3 사중극자가 작동합니다. 이온이 Q3 사중극자를 통과할 수 없으며 DC 장벽 전압이 적용되는 출구 렌즈에 의해 반사됩니다. 채우기 시간(작업자가 정의하거나 소프트웨어에서 자동으로 계산된 시간)이 지나면 DC 장벽 전압이 Q3 입구 렌즈에 적용됩니다. 그러면 더 이상 이온이 들어오지 못합니다. 사중극자 로드에서 적용된 RF 전압과 입구 및 출구 렌즈 DC 전압 장벽은 수집된 이온을 Q3 내에 국한합니다.

스캔 아웃 단계 중에는 충전된 이온을 밀어내기 위해 출구 렌즈에 몇 볼트의 전위가 적용됩니다. 보조 AC 주파수가 Q3 사중극자에 적용됩니다. 기본 RF 전압 진폭이 낮은 값에서 높은 값으로 증가하여 질량이 보조 AC 주파수에서 순차적으로 공진됩니다. AC 주파수에서 공진 상태가 된 이온은 충분한 축방향 속도를 획득하여 출구 렌즈 장벽을 뚫고, 질량 분석계 이온 검출기를 향해 방사 방향으로 방출됩니다. 이 프로세스를 공진 방출이라고 합니다.

참고: LIT(선형 이온 트랩) 스캔 모드(ER, EMS, EPI, MS³)는 QTRAP 라이선스가 설치된 SCIEX 7500 시스템에서만 지원됩니다.

- **Enhanced Resolution (ER):** 20Da 영역 내의 이온이 지정된 채우기 시간 동안 LIT에 수집되고 분해능 향상을 위해 천천히 스캔 아웃되는 MS 스캔입니다.
- **Enhanced MS (EMS):** 지정된 m/z 범위의 모든 이온이 스캔 아웃 및 검출되기 전에 지정된 채우기 시간 동안 LIT에 트래핑되는 MS 전체 스캔입니다.
- **Enhanced Product Ion (EPI):** Q1이 Q2에서 단편화된 부모 이온을 필터링하는 MS/MS 스캔입니다. 단편 이온은 스캔 아웃되기 전에 지정된 채우기 시간 동안 LIT에 트래핑됩니다.

- **MS/MS/MS (MS3):** Q2에서 발생한 생성 이온이 LIT에 수집되는 스캔입니다. 지정된 m/z 의 생성 이온은 LIT에서 분리된 후 단편화됩니다. 결과로 생성된 단편 이온은 스캔 아웃 및 검출되기 전에 LIT에 트래핑됩니다.

정보 종속 획득

참고: IDA 방법은 SCIEX 7500 시스템에서만 지원됩니다.

IDA(정보 종속 획득)는 획득 중 조사 스캔 데이터를 분석하는 획득 방법입니다. IDA는 조사 스캔의 분석 결과에 따라 실험 조건을 변경하는 데 사용됩니다. 이러한 실시간 변경은 다음을 포함하여 획득 방법에 설정된 기준에 의해 제어됩니다.

- 최대 후보 이온 수
- 강도 임계값 - 후보 이온의 최소 강도 지정
- 동적 배경 감산 - 강도 증가에 따라 이온 우선 순위 지정
- 이전 후보 이온 제외
- 후보 이온의 전하 상태 및 전하 상태를 알 수 없는 이온의 포함 여부
- 후보 이온의 질량 범위
- 포함할 이온 목록
- 제외할 이온 목록
- 제외 범위 - 제외할 동위 원소 이온 지정
- 종속 스캔을 트리거하는 동위 원소 패턴
- 질량 허용 오차 범위 - 후보 이온 주변에서 질량이 후보 이온과 동일하다고 간주되는 질량 범위 지정

단일 기간에 조사 스캔과 8개의 종속 스캔으로 IDA 방법을 생성합니다. 조사 스캔과 IDA 기준은 IDA에서 종속 스캔의 후보 이온을 결정하는 데 사용됩니다. 다음 스캔 유형을 조사 스캔으로 사용할 수 있습니다.

- MRM
- 중립 손실
- 전구체 이온
- Q3
- EMS(고급 MS)

다음 스캔 유형을 종속 스캔으로 사용할 수 있습니다.

- EPI
- 생성 이온
- MS³(두 번째 수준 종속 스캔)

IDA 실험에서 질량 분석계 동작은 이전 스캔에서 획득한 데이터에 따라 스캔마다 다릅니다. 본 소프트웨어는 획득 중인 데이터를 분석한 다음 종속 스캔을 수행할 질량을 결정합니다. 사용자는 IDA 실험을 활성화할 기준과 사용할 방법 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

다양한 데이터 보기

크로마토그램

크로마토그램은 반복 실험에서 시간에 대한 수량 변화를 표시합니다. 기기가 주어진 질량 스펙트럼 스캔 세트를 여러 번 반복하도록 프로그래밍된 경우를 예로 들 수 있습니다. 크로마토그래픽 데이터는 데이터 강도가 0인 경우에도 연속적입니다. 크로마토그램은 기기에 의해 바로 생성되지 않으며 질량 스펙트럼에서 생성됩니다.


크로마토그램 그래프에서 강도(초당 카운트 수(cps))는 X 축의 시간에 대해 Y 축에 표시됩니다. 피크에는 자동으로 레이블이 지정됩니다.

크로마토그래픽 피크는 주어진 샘플에 대한 크로마토그래픽 조건의 변화에 따라 머무름 시간과 강도가 변할 수 있습니다.

소프트웨어에는 다음과 같은 유형의 크로마토그램이 표시됩니다.


- **TIC:** 총 이온 전류를 시간 함수로 나타내는 플롯입니다.

그림 A-1 TIC의 예



- **XIC:** 단일 개별 질량 값 또는 일련의 질량 스펙트럼 스캔의 질량 범위에서 강도 값을 구하여 생성되는 이온 크로마토그램입니다. XIC는 지정된 질량 또는 질량 범위의 동작을 시간 함수로 나타냅니다.

그림 A-2 XIC의 예



스펙트럼

스펙트럼은 질량 분석계에서 직접 획득한 데이터이며 일반적으로 특정 질량 대 전하비(m/z) 값을 사용하여 검출된 이온 수를 나타냅니다. X 축의 m/z 값과 Y 축의 강도(cps)를 사용한 그래프로 표시됩니다.

데이터를 스펙트럼으로 표시하면 화합물에 대한 질량별 정보를 얻을 수 있습니다. 스펙트럼은 특정 크로마토그래픽 피크에 해당하는 이온의 m/z 값을 제공합니다. 이러한 이온을 사용하여 더 구체적인 정보를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 스펙트럼은 각 질량의 강도를 포함하여 피크를 구성하는 모든 질량을 표시합니다.

스펙트럼 강도는 변할 수 있지만 화합물 질량은 변하지 않으므로 m/z 값은 고정되어 있습니다.

스펙트럼 데이터를 생성하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 단일 스캔만 획득하는 경우 스펙트럼으로 데이터 표시
- 크로마토그램에서 생성

sMRM 알고리즘

Scheduled MRM (sMRM) 알고리즘에는 다음 기능이 포함되어 있습니다.

- **Retention time tolerance** 열은 획득 방법의 각 전이에 대해 획득 범위를 구성할 수 있도록 허용하여 실험의 머무름 시간 견고성을 향상시킵니다. 사용자는 머무름 시간에서 변동이 크거나 LC 피크가 광범위한 화합물에 맞게 범위 크기를 조정할 수 있습니다.

- 지속 시간을 자동으로 계산하거나, 사용자가 각 전이에 대해 사용자 지정 지속 시간을 구성할 수 있습니다. 매우 풍부한 화합물에는 낮은 지속 시간을 할당할 수 있고 덜 풍부한 화합물에는 높은 지속 시간을 할당할 수 있습니다. 사용자가 편집한 지속 시간은 대상 주기 시간에서 차감되고 나머지 주기 시간은 편집되지 않은 전이의 지속 시간을 계산하기 위해 재분배됩니다. 실행 중에 소프트웨어 계산 값 또는 사용자 편집 값을 기반으로 사용 가능한 지속 시간이 할당되며, 두 값 모두 사용자가 방법에 지정한 최소 지속 시간과 최대 지속 시간 내에 있어야 합니다.

sMRM 알고리즘 트리거

sMRM 알고리즘에 대해 트리거가 활성화된 경우 다음 기능도 사용할 수 있습니다.

- 사용자는 분석 물질에 대한 여러 전이에 일차 또는 이차로 레이블을 지정할 수 있습니다. 일차 전이는 획득 창 전체에서 모니터링되지만 이차 전이는 관련된 일차 전이가 트리거 임계값에 도달한 후에만 모니터링됩니다. 이는 모니터링된 MRM 전이 수를 감소시켜 주기 시간을 최소화합니다. 획득 시간은 샘플에 없는 분석 물질이 아니라 샘플에 있는 분석 물질에 대한 데이터를 수집하는 데 중점을 둡니다. 이 경우 정의된 임계값을 초과하는 모든 해당 전이가 검출됩니다.
- 이 알고리즘은 이차 전이 트리거를 위해 DBS(동적 배경 감산)를 지원합니다. 자세한 정보는 [Dynamic Background Subtraction 알고리즘](#) 섹션을 참조하십시오. DBS가 활성화되면 일차 전이에 적용되어 해당 실험에서 이차 전이를 트리거합니다.

조사 스캔을 위해 sMRM 알고리즘을 사용하는 IDA 방법의 경우, IDA 기준에서 DBS가 활성화되면 일차 전이에 적용되어 이차 전이와 MS/MS 스캔을 모두 트리거합니다.

stMRM 알고리즘

Scout Triggered MRM (stMRM) 알고리즘은 Scheduled MRM (sMRM) 알고리즘을 개선한 것입니다.

sMRM 알고리즘에서 트리거가 활성화되면 일차 전이를 사용하여 사용자 정의 트리거 임계값을 기반으로 이차 전이를 위한 데이터를 획득할 수 있습니다. 그러나 트리거는 동일한 화합물 그룹에 속하고 머무름 시간 및 머무름 시간 허용 오차가 동일한 전이로 제한됩니다.

stMRM 알고리즘은 마커 전이를 사용하여 종속 전이를 트리거하는 방식으로 이 기능을 확장합니다. 종속 전이는 동일한 화합물 그룹 ID에 속할 수 있으며, 해당 마커 전이보다 늦은 머무름 시간에 용리될 경우 다른 화합물 그룹 ID에 속할 수 있습니다.

마커 화합물은 나중에 용리되는 종속 전이의 획득을 트리거하는 화합물입니다. 이는 모든 샘플에 존재하는 것으로 알려진 화합물이거나, 샘플 매트릭스에 편재한 내인성 화합물 또는 질량 표지 내부 표준 물질과 같이 모든 샘플에 유입된 화합물이어야 합니다.

stMRM 알고리즘에는 두 가지 모드가 있습니다. 종속 전이는 상대적 머무름 시간(**Scout triggered MRM RT 모드**) 또는 그룹(**Scout triggered MRM group 모드**)을 기준으로 마커 전이와 연관될 수 있습니다.

참고: stMRM 알고리즘은 양성 및 음성 극성 실험 간의 교차 실험 트리거에 사용할 수 있습니다. 두 실험 모두 동일한 stMRM 알고리즘 모드를 사용해야 합니다.


머무름 시간 모드

머무름 시간 모드에서는 사용자가 각 전이에 대해 머무름 시간 범위, 즉 머무름 시간에 머무름 시간 허용 오차를 더하거나 뺀 값을 정의할 필요가 없습니다. 대신 초기 방법 개발 중에 식별된 머무름 시간을 사용하여 전이의 용리 순서를 결정합니다. 그러면 소프트웨어가 머무름 시간의 근접성을 기반으로 사용자 정의 마커 전이에 종속 전이를 자동으로 할당합니다. 종속 전이에 대해 지정된 머무름 시간은 정확할 필요는 없지만 용리 순서를 반영해야 합니다.

여러 마커 화합물이 사용되는 경우, 선행 마커 전이와 후속 용리 종속 전이로 구성된 여러 획득 범위로 실행 시간이 분할되도록 전체 실행 시간에 걸쳐 머무름 시간이 분산되어야 합니다.


첫 번째 마커 전이(Compound A)의 강도가 트리거 임계값에 도달하면 소프트웨어에서 종속 전이와 다음 마커 전이(Compound B)에 대한 모니터링을 시작합니다. 자세한 정보는 [그림 A-3](#)에서 확인하십시오. 두 번째 마커 화합물(Compound B)의 강도가 트리거 임계값에 도달하면 소프트웨어에서 첫 번째 마커 화합물(Compound A)과 해당 종속 전이에 대한 모니터링을 중지하고, 두 번째 마커 화합물(Compound B)의 종속 전이와 세 번째 마커 화합물(Compound C)에 대한 모니터링을 시작합니다.

그림 A-3 Scout 트리거 MRM, RT 모드



항목	설명
1	머무름 시간이 실행 전체(Compound A ~ Compound C)에 분산된 마커 화합물
2	머무름 시간을 기반으로 그룹화된 종속 화합물(Compound 1 ~ Compound 12)

그림 A-4 Method Overview: Positive 및 Negative 극성



항목	설명
1	Compound A의 종속 항목
2	Compound B(Compound A의 종속 항목)
3	Compound B의 종속 항목
4	Compound C(Compound B의 종속 항목)
5	Compound C의 종속 항목

종속 전이는 머무름 시간이 더 빠른 선행 마커 전이와 연관되며 이 마커 전이에 의해 트리거됩니다.

예: 종속 전이 트리거

첫 번째 마커 전이(Compound A)의 머무름 시간은 1.0분이고 두 번째 마커 전이(Compound B)의 머무름 시간은 2.0분입니다.

머무름 시간이 각각 1.1분, 1.5분, 1.6분인 종속 전이 Compound 1, Compound 2, Compound 3은 첫 번째 마커 전이(Compound A)에 의해 트리거됩니다. 머무름 시간이 각각 2.3분, 2.4분, 2.5분인 종속 전이 Compound 6, Compound 7, Compound 8은 두 번째 마커 전이(Compound B)에 의해 트리거됩니다.

여러 마커 전이

정량적 전이와 정성적 전이 같이 동일한 화합물 그룹 ID와 머무름 시간을 사용하는 여러 전이를 마커 전이로 식별할 수 있습니다. 이러한 모든 마커 전이는 종속 전이가 트리거되기 전에 각 트리거 임계값을 초과해야 합니다.

RT 겹침

종속 전이가 마커 전이 획득 범위의 시작 또는 끝에 너무 가깝게 용리되는 경우 머무름 시간 변화로 인해 획득 범위에서 종속 전이의 드리프트가 발생할 수 있습니다. 이 경우 해당 데이터가 획득되지 않습니다. 이 문제를 방지하려면 RT(머무름 시간) 겹침 기능을 사용하십시오.

예: Compound 4

종속 전이 Compound 4의 머무름 시간은 마커 전이 Compound A 이후와 마커 전이 Compound B 전에 용리되도록 지정합니다. Compound A의 획득 범위가 끝날 무렵에 용리되므로 Compound B의 획득 범위로 드리프트할 수 있습니다. Compound B가 트리거 임계값에 도달하면 Compound 4를 포함한 Compound A의 종속 전이에 대한 모니터링이 중지됩니다. 따라서 Compound B가 트리거 임계값에 도달할 때까지 Compound 4가 용리되지 않으면 획득이 수행되지 않습니다. 자세한 정보는 [그림 A-5](#)에서 확인하십시오.

예: Compound 5


마찬가지로 종속 전이 Compound 5의 머무름 시간은 마커 전이 Compound B 이후에 용리되도록 지정하므로 Compound B에 의해 트리거됩니다. Compound 5가 이전 마커 전이 Compound A의 획득 범위로 드리프트하면 트리거되지 않으며 획득이 수행되지 않습니다. 자세한 정보는 [그림 A-5](#)에서 확인하십시오.

예: RT 겹침

이러한 경계 종속 전이가 트리거되게 하려면 **RT overlap** 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 각 마커 전이에 대해 허용 오차 범위를 설정할 수 있습니다. 머무름 시간 겹침 범위의 종속 전이는 겹치는 마커 전이 중 하나에 의해 트리거됩니다.

이 예에서는 **RT overlap**이 0.2분으로 설정됩니다. 따라서 Compound 4는 Compound A의 획득 범위에서 드리프트할 경우 Compound B에 의해 트리거됩니다. 마찬가지로 Compound 5는 Compound B 또는 Compound A에 의해 트리거됩니다.

그림 A-5 RT 겹침



트리거 기준

Triggered by 열에는 각 종속 전이에 할당된 마커 전이의 화합물 ID가 표시됩니다. 마커 전이는 트리거 선택, 용리 순서를 나타내는 상대적 머무름 시간 및 RT 겹침을 포함하여 사용자 입력에 따라 자동으로 할당됩니다.

표 A-1 Triggered by 열

구문	설명
[start of run]	첫 번째 마커 전이 또는 첫 번째 마커 전이의 머무름 시간 전에 용리되는 전이에 대해 표시됩니다.
	사용자가 직접 정의한 마커 전이 또는 RT overlap 범위에 정의된 인접 마커 전이에 의해 트리거될 수 있는 전이에 대해 표시됩니다.
&&	머무름 시간이 동일하고 동일한 Group ID 에 속하는 여러 마커 전이에 의해 전이가 트리거되는 경우를 표시합니다.
()	동일한 Group ID 에 속하고 머무름 시간이 동일한 여러 마커 전이에 대한 그룹을 표시합니다.

그룹 모드


그룹 모드에서 종속 전이는 슈퍼 그룹에 의해 마커 전이에 할당됩니다. 각 슈퍼 그룹에는 하나 이상의 마커 전이와 이러한 마커 전이에 의해 트리거되는 여러 종속 전이가 있습니다. 마커 전이는 슈퍼 그룹의 첫 번째 용리 전이여야 합니다. 슈퍼 그룹에 여러 마커 전이가 할당된 경우 종속 전이가 트리거되기 전에 모든 마커 전이가 트리거 임계값에 도달해야 합니다.

마커 전이와 종속 전이를 슈퍼 그룹으로 그룹화하는 것은 전구체 또는 대사물, 구조적 이성체, 단백질 또는 펩타이드 확인과 같이 이러한 화합물을 논리적으로 연결하는 사전 정의된 분석 관계를 기반으로 합니다.

머무름 시간 입력은 마커 전이와 종속 전이에 대해 둘 다 선택 사항입니다. 머무름 시간이 없는 전이는 마커 전이가 강도 임계값에 도달한 시점부터 실행이 끝날 때까지 스캔됩니다. 머무름 시간이 지정된 전이는 **Scheduled MRM (sMRM)** 알고리즘과 마찬가지로 머무름 시간 범위 동안 스캔됩니다.


탐색 스크리닝 중에 모든 분석 물질, 특히 특정 샘플에만 있는 것으로 의심되는 분석 물질에 대한 머무름 시간을 알지 못할 수 있습니다. 그룹 모드는 **sMRM** 알고리즘의 머무름 시간 범위 예약과 슈퍼 그룹 기반 트리거를 결합하여 사용자가 동일한 주입에서 일반적인 대상 분석 물질 목록을 동시에 정량화하고 머무름 시간을 알 수 없는 추가 화합물을 선별할 수 있도록 합니다. 또한 슈퍼 그룹에 할당되지 않은 전이는 **sMRM** 알고리즘을 사용하여 획득됩니다.

그림 A-6 그룹 모드



항목	설명
1	트리거 임계값을 초과하는 조기 용리 마커입니다.
2	관심 있는 분석을 기반으로 마커 화합물 Compound A와 그룹화되는 종속 화합물입니다.
3	트리거 임계값을 초과하지 않은 마커(Compound B, Compound C)의 MRM 전이입니다. 이러한 종속 전이는 획득되지 않습니다.

그림 A-7 Method Overview(Positive 및 Negative 극성)



항목	설명
1	머무름 시간이 지정된 Compound A의 종속 항목입니다.
2	머무름 시간이 0으로 설정된 Compound A의 종속 항목입니다.
3	머무름 시간이 0으로 설정된 Compound B의 종속 항목입니다.
4	머무름 시간이 0으로 설정된 Compound C의 종속 항목입니다.

트리거 기준

Triggered by 열에는 각 종속 전이에 할당된 마커 전이의 화합물 ID가 표시됩니다. 마커 전이는 트리거 선택 및 슈퍼 그룹 할당을 포함하여 사용자 입력에 따라 자동으로 할당됩니다.

표 A-2 Triggered by 열

구문	설명
[start of run]	머무름 시간이 0인 Super Group ID 에 속하는 마커 전이에 대해 표시됩니다.
	Group ID 는 다르지만 Super Group ID 는 동일한 여러 마커 전이에 의해 트리거될 수 있는 전이에 대해 표시됩니다.

표 A-2 Triggered by 열 (계속)

구문	설명
&&	Group ID , 머무름 시간 및 Super Group ID 가 동일한 여러 마커 전이에 의해 전이가 트리거되는 경우를 표시합니다.
()	동일한 Group ID 에 속하고 머무름 시간이 동일한 여러 마커 전이에 대한 그룹을 표시합니다.

예약된 이온화

Scheduled Ionization 기능을 사용하면 오염 위험을 낮추어 질량 분석계 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 이 기능이 활성화되면 사용자는 현재 사용 중인 프로브 유형에 따라 **Spray voltage** 또는 **Nebulizer current**가 방법에 지정된 값으로 설정되는 기간을 지정할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 먼저 기능을 활성화하지 않고 데이터를 획득하여 관심 피크가 용리되는 기간을 확인합니다.

필요한 기간을 확인한 후 기능을 활성화하고 적절한 **Start time** 및 **Stop time**을 설정합니다.

예를 들어 지속 시간이 5분인 방법의 경우 관심 피크가 1.6분에서 3.4분 사이에 용리되면 **Start time** 1.5분과 **Stop time** 3.5분을 사용할 수 있습니다.

결정 규칙

Queue 작업 영역에서 배치가 처리되는 동안 소프트웨어는 지정된 분석 결과에 대한 반응으로 선별된 수정 조치를 수행할 수 있습니다. 예를 들어 샘플이 처리 방법에 정의된 수락 기준(분석 결과)에 맞지 않는 경우 소프트웨어에서 샘플을 다시 주입(수정 조치)하라는 지침이 나타날 수 있습니다.

이 기능은 결정 규칙으로 구현됩니다. 결정 규칙은 크게 다음과 같은 두 가지 부분으로 구성됩니다.

- 플래그 지정 규칙. 분석 결과를 정의합니다.
플래그 지정 규칙은 처리 방법에 정의됩니다.
- 수정 조치. 처리 결과가 분석 결과 기준을 충족하지 못할 경우 적용됩니다.
수정 조치에는 다음이 포함됩니다.
 - 대기열 중지
 - 배치 중단
 - 다른 샘플 주입
 - 플래그 지정된 샘플 다시 주입

사용자는 배치를 생성할 때 배치에 대한 결정 규칙을 활성화한 후 사용할 결정 규칙을 선택할 수 있습니다.

Dynamic Background Subtraction 알고리즘

Dynamic Background Subtraction 알고리즘은 IDA(정보 종속 획득) 실험에서 전구체 이온 검출 기능을 향상시킵니다. 이 알고리즘이 활성화되면 IDA는 조사 스펙트럼에서 직접 전구체를 선택하지 않고 배경 감산 스펙트럼을 사용하여 MS/MS 분석을 위한 관심 전구체 이온을 선택합니다. 이 프로세스는 LC 분석 중에 수행되므로 신호 강도가 증가하면 해당 종을 검출할 수 있습니다. 결과적으로 이 알고리즘은 LC 피크의 상승 부분에서 LC 피크의 맨 위 또는 약간 위까지 전구체 이온을 검출하고 분석하는 데 중점을 둡니다.

정량적 분석

정량적 분석은 샘플에서 특정 물질의 농도를 찾는 데 사용됩니다. 소프트웨어는 알 수 없는 샘플을 분석한 후 표준 샘플, 즉 동일한 물질을 포함하고 농도가 알려진 샘플과 비교하여 알 수 없는 샘플의 농도를 계산할 수 있습니다. 이 프로세스에서는 표준의 신호 응답 또는 응답 비율을 사용하여 교정 곡선을 생성한 다음 알 수 없는 샘플의 농도를 계산합니다. 계산된 모든 샘플의 농도는 Results Table에 추가됩니다.

정량적 분석은 대개 다중 감응 모니터링(MRM) 스캔을 사용하여 수행됩니다. MRM 스캔에서는 전구체 이온 및 특유의 생성 이온을 사용하여 분석 물질에 매우 특정한 MRM 전이를 정의합니다. MRM 전이는 액체 크로마토그래피 중에 분석 물질과 관련된 머무름 시간과 결합하여 정량화에 필요한 특이성을 제공합니다.

정량화는 검증된 MRM LC-MS/MS 획득 방법 사용, 교정 표준 곡선 획득, 관심 화합물과 관련된 피크 통합을 통해 수행됩니다. 신호 응답과 농도 사이의 교정 곡선 관계를 사용하여 알 수 없는 샘플에서 특정 분석 물질의 양을 결정합니다.

표준 추가

표준 추가 기능은 알려진 매트릭스 효과로 인해 일반 교정 곡선을 사용할 수 없는 샘플에서 화합물의 농도를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 소프트웨어에서 직접 표준 추가 계산을 수행할 수 있습니다. 정량화 워크플로에서 표준 추가 기능이 활성화되면 통합 중에 표준 추가 계산이 수행되고 Results Table에 결과가 표시됩니다.

이 기능을 사용하도록 설정하면 다음 회귀 매개 변수를 사용할 수 없습니다.

- Regression Type
- Weighting Type
- Automatic Outlier Removal

표준 추가 기능 사용

1. Analytics 작업 영역을 엽니다.
2. **Process Method > New**를 클릭합니다.

팁! 기존 처리 방법을 편집하려면 **Process Method > Edit embedded method**를 클릭한 후 다음 단계를 사용하십시오.

3. Workflow 페이지를 선택한 후 하나 이상의 워크플로 및 참조 샘플을 선택합니다.

4. Components 페이지를 선택한 후 구성 요소 이름, 질량, 내부 표준, 그룹 등을 정의합니다.

팁! Components 표에 그룹이 정의된 경우 사용자는 전이에 대해 전구체 이온과 실험 색인이 달라도 그룹의 이온을 합산하도록 선택할 수 있습니다. 합산된 이온은 표에는 표시되지 않지만 Integration 페이지 및 Results Table에 <group name>_Sum으로 표시됩니다. 이 기능은 단백질 및 펩타이드의 정량화에 유용합니다.

팁! 구성 요소의 머무름 시간을 알 수 없는 경우 질량 또는 화학식의 **Retention Time Mode**를 **Find n peaks**로 설정하십시오. 여기서 n 은 1, 2, 5, 10 또는 모두입니다. 소프트웨어는 피크 면적이 가장 큰 지정된 수의 형상을 식별하고 적절한 머무름 시간을 할당한 후 표적 피크 처리 워크플로를 수행합니다. 처리가 완료되면 Results Table의 포함된 방법을 일반 표적 방법으로 저장할 수 있습니다.

5. Integration 페이지를 선택한 후 각 구성 요소에 대한 통합 매개 변수를 선택합니다.

6. **Options > Quantitate by standard addition**을 클릭합니다.

이 기능을 사용하려면 다음 배치 필드에 대한 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.

- **Sample ID:** 동일한 표준 추가 그룹에 속한 모든 샘플의 샘플 ID가 같아야 합니다.
- **Sample Type:** 표준 추가를 사용하여 정량화할 모든 샘플의 유형이 **Standard**여야 합니다.
- **Actual Concentration:** 이 필드는 표준 추가 그룹의 각 샘플에 추가된 알려진 표준 농도를 포함해야 합니다. 예를 들어 표준이 추가되지 않은 샘플의 경우 **0**입니다. 이 열의 데이터는 교정 곡선에서 X 축으로 표시됩니다.

이 기능을 사용하도록 설정하면 샘플에 대한 **Standard Addition Calculated Concentration**을 **Standard Addition Actual Concentration**과 비교하는 새 **Standard Addition Accuracy** 필드가 Results Table에 포함됩니다.

특정 샘플에 대한 교정 곡선의 동적 보기가 교정 곡선에 표시됩니다.

질량 재구성

큰 분자의 경우 일반적으로 MS 전체 스캔 스펙트럼에서 전하 상태 확산이 관찰됩니다. 사용자는 질량 재구성 기능을 통해 소프트웨어에서 직접 스펙트럼 디콘볼루션을 수행한 후 디콘볼루션 또는 0 전하 질량 피크를 기반으로 정량화를 수행할 수 있습니다. 정량화 워크플로에서 질량 재구성 기능이 활성화되면 처리 중에 피크 찾기, 스펙트럼 디콘볼루션, 질량 피크 찾기 및 통합이 수행되고 Results Table에 결과가 표시됩니다.

질량 재구성 기능 사용

참고: 질량 재구성은 정량화 워크플로에서만 지원됩니다.

참고: 질량 재구성은 MQ4 및 Summation 통합 알고리즘에 대해서만 지원됩니다.

참고: 질량 재구성이 활성화되면 **Options > Sum Multiple Ion**이 비활성화됩니다.

1. Analytics 작업 영역을 엽니다.

2. **Process Method > New.**를 클릭합니다.

팁! 기존 처리 방법을 편집하려면 **Process Method > Edit embedded method**를 클릭한 후 다음 단계를 사용하십시오.

3. Workflow 페이지를 선택한 후 **Quantitation** 워크플로와 참조 샘플을 선택합니다.
4. Components 페이지를 선택합니다.
5. **Options > Mass Reconstruction**을 클릭합니다.
6. 필수 필드에 정보를 입력하여 구성 요소를 추가합니다.

참고: **Expected MW** 필드는 선택 사항입니다.

7. **Integration**을 클릭하여 통합 페이지를 보고 XIC 크로마토그래프, 평균 스펙트럼 및 재구성 스펙트럼을 검토하고 목표 질량을 선택합니다.
8. 방법을 저장합니다.

이 기능을 사용하면 Results Table에 **Expected MW, MW, MW Delta (Da), MW Delta (ppm), IS Expected MW, IS MW, IS MW Delta (Da)** 및 **IS MW Delta (ppm)** 등의 새 열이 포함됩니다.

정성적 분석

정성적 분석은 대상 또는 미확인 화합물을 식별하는 작업입니다. 질량 분광분석법에서 어떤 화합물이 존재하는지에 대한 결정은 질량 정확도, 머무름 시간, 동위 원소 패턴, 라이브러리 검색 및 공식 탐색을 사용하여 이루어집니다. 이러한 도구를 다함께 사용하여 미확인 샘플에 포함된 대상 및 비대상 화합물의 식별에 신뢰도를 높일 수 있습니다.

머무름 시간


대부분의 질량 분석계는 크로마토그래피를 사용합니다. 화합물의 머무름 시간은 화합물의 알려진 표준 물질 주입에 의해 결정됩니다. 머무름 시간을 사용하여 샘플에서 표적 화합물을 식별할 수 있습니다. 의심되는 화합물이 알 수 없는 샘플에 있는 경우 머무름 시간이 표준의 머무름 시간에 가까울수록 알 수 없는 화합물을 식별할 수 있는 가능성이 더 큼니다. 머무름 시간은 변경할 수 있으며 알려진 표준을 사용하여 자주 확인해야 합니다.

동위 원소 패턴

질량 분석계의 화합물에서 얻은 전체 스캔 질량 스펙트럼은 분자식에 따라 고유한 동위 원소 패턴을 가집니다.

모르핀의 동위 원소 패턴은 다음 그림을 참조하십시오.

그림 A-8 동위 원소 패턴 (모르핀)



이와 같은 이마잘릴의 동위 원소 패턴은 이 원소에 대한 서로 다른 질량 동위 원소로 구성됩니다. 동위 원소 패턴은 이론적으로 계산된 후 미확인 화합물에 대해 실제로 획득한 것과 비교됩니다. 이론과 실제 동위 원소 패턴이 서로 더 가깝게 일치할수록 해당 화합물이 식별될 가능성이 높아집니다.

라이브리 검색

미확인 샘플에서 획득한 MS/MS 스펙트럼과 참조 스펙트럼을 가진 화합물 데이터베이스와의 상호 비교는 정성 분석에서 가장 강력한 도구입니다. 라이브러리 검색 알고리즘은 샘플의 미확인 스펙트럼을 비교하여 데이터베이스에 있는 이미 알려진 화합물 및 스펙트럼과 일치되는 부분을 찾습니다. 더 가깝게 일치하고 보고된 점수가 더 높을수록 이미 알려진 화합물과 같은 확률이 높아집니다.

순도, 적합도 및 반전 적합도는 다음과 같이 계산됩니다.

- (감소된) 라이브러리 스펙트럼과 (감소된) 미확인 스펙트럼 모두에서 주어진 질량 위치에 피크가 나타나며 강도 비율이 사용자가 지정한 한계 내에 있는 경우, 라이브러리 스펙트럼의 피크 강도는 미확인 스펙트럼에서의 강도와 동일하게 설정됩니다.

- 순도는 다음과 같이 계산됩니다.

$100.0 (U_{L_{total}})^2 / (U_{total} \cdot L_{total})$ 여기서:

$$U_{total} = \sum U_m \cdot U_m$$

$$L_{total} = \sum L_m \cdot L_m$$

$$U_{L_{total}} = \sum U_m \cdot L_m$$

합계에는 강도 U_m 및 L_m 이 가중치가 매겨진 감소된 항목, 미확인 항목 및 라이브러리 항목의 제공근인 모든 질량이 포함됩니다. 순도는 반드시 0 ~ 100 사이의 범위에 속하게 되며 라이브러리 스펙트럼과 미확인 스펙트럼간 유사성을 측정하는 항목입니다.

- 라이브러리 스펙트럼에 나타나는 질량만 합계에 포함된다는 점을 제외하면 적합도는 순도와 동일한 방법으로 계산합니다. 이 합계에서 항이 삭제되지 않으므로 L_{total} 또는 UL_{total} 에는 영향을 주지 않습니다. 적합도는 라이브러리 스펙트럼이 미확인 스펙트럼에 포함되는 정도를 측정하는 항목입니다. 고적합도 및 저순도인 경우는 미확인 스펙트럼이 순도는 낮지만 라이브러리 화합물을 포함하고 있을 가능성을 나타냅니다.
- 미확인 스펙트럼에 나타나는 질량만 합계에 포함된다는 점을 제외하면 반전 적합도도 순도와 동일한 방법으로 계산합니다. 반전 적합도는 미확인 스펙트럼이 라이브러리 스펙트럼에 포함되는 정도를 측정하는 항목입니다.

수식 찾기

질량 값을 사용하는 수식 찾기 알고리즘은 질량 분석계에서 생성된 MS 및 MS/MS 스펙트럼을 기반으로 화합물의 화학식을 예측하려고 합니다. 여러 수식이 질량 오차 내에서 일치하는 경우가 종종 있기 때문에 수식 찾기 점수가 높아도 샘플의 화합물이 수식 찾기 알고리즘에 의해 식별된 것이 아닐 수도 있습니다. 수식 찾기를 사용하여 화합물을 식별하기 전에 주의가 필요하며 확인용 검사가 별도로 수행되어야 합니다.

참고: 공칭 질량 시스템으로 수식 찾기를 수행하는 것은 권장되지 않습니다.

수식 찾기 알고리즘은 질량 정확도를 위해 신호등 설정을 사용합니다. 빨간색 ppm 오차는 0점을 얻고 완벽하게 일치하는 항목은 100점을 얻습니다.

MS 스펙트럼은 최종 수식 찾기 점수에서 67%를 차지하고 MS/MS 스펙트럼은 33%를 차지합니다. 결과적으로 MS 질량을 예측하는 수식의 능력이 점수에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 그러나 MS/MS 단편 일치도 점수에 영향을 줍니다.

동위 원소 패턴은 검색한 수식 목록을 생성하는 데 사용되지만 최종 점수를 생성하는 데는 사용되지 않습니다. 따라서 동위 원소 패턴이 잘못된 수식은 목록에 포함되지 않을 수 있습니다.

가능한 수식 목록은 전구체 질량 정확도, 동위 원소 패턴 및 MS/MS 단편화를 사용하여 결정됩니다. 제안된 수식은 전구체 질량 정확도 및 일치하는 단편의 평균 MS/MS 질량 정확도에 따라 점수가 부여됩니다.

통합

정량적 또는 정성적 분석에서 통합은 관심 화합물에 대한 크로마토그래픽 피크 면적 또는 높이를 생성하는 것을 나타냅니다. 처리 방법은 데이터를 처리하는 데 필요한 모든 정보를 포함합니다.

주어진 샘플 세트에 대한 정량적 또는 정보가 취합된 것을 Results Table이라고 부릅니다. [Results Table](#) 참조

소프트웨어에는 다음과 같은 세 가지 통합 알고리즘이 있습니다.

- MQ4: 최저 농도는 아니지만 낮은 농도의 표준 또는 품질 관리 샘플이 분석 실행을 위한 대표 샘플로 자동 선택됩니다.
- AutoPeak: 포화 농도는 아니지만 높은 농도의 표준 또는 품질 관리 샘플이 분석 실행을 위한 대표 샘플로 자동 선택됩니다.
- Summation: 일반 피크 검색을 수행하지 않지만 피크가 예상 머무름 시간에 가까이 있다고 가정합니다.

알고리즘이 놓친 피크를 수동으로 통합할 수도 있습니다.

AutoPeak 통합 알고리즘 매개 변수

다음 매개 변수는 관심 피크를 식별하고 보고하는 데 사용됩니다.

사용 가능한 매개 변수의 전체 목록은 도움말 시스템을 참조하십시오.


- **Local peak baseline:** 소프트웨어에서는 전체 크로마토그램에 대한 기준선을 계산하는 대신, 국부적으로 피크 주변 기준선의 변화를 평가합니다.
- **선형 피크 기준선:** 소프트웨어는 피크 아래에 비선형 기준선을 가지는 것이 아니라 특정 피크 그룹의 시작점과 끝점 사이에 선을 적합시킵니다.

Saturation correction: 알고리즘이 피크가 포화 상태인 것으로 감지하면 검출기가 포화되지 않았을 때의 예상 피크 모양을 예측하는 모델을 사용합니다. 이렇게 하면 획득할 수 있는 반응에 근접하도록 프로필이 피크 맨 위를 지나 확장됩니다. 이를 통해 교정 곡선의 선형 동적 범위를 확장할 수 있습니다. 이 옵션은 처리 방법 생성 또는 개별 피크 검토 도중이 아닐 때 전체 알고리즘 기본값을 설정하는 경우에만 사용 가능합니다. 이 설정을 일부 피크에만 사용하는 것은 유용하지 않기 때문입니다.

Minimum Signal/Noise

아래 그림의 왼쪽 그래프와 같이 최소 신호 대 노이즈 값이 7로 설정되면 피크가 보고되지 않습니다. 오른쪽 그래프와 같이 최소 신호 대 노이즈 값이 2로 설정되면 피크가 보고됩니다. 이 매개 변수는 통합에 영향을 주지 않습니다.

그림 A-9 S/N 임계값




신뢰도 임계값

이 매개 변수는 가양성인 잠재적 피크를 필터링할 때 사용됩니다. 기본값은 50%이며 대개 이 값이 적합합니다. 그러나 사용자는 노이즈를 많이 포함한 데이터 또는 피크 폭이 샘플별로 크게 다른 데이터에는 더 큰 값을 사용할 수 있습니다.

다음 두 그림은 **Confidence Threshold**가 식별되는 피크 수에 어떤 영향을 주는지 보여줍니다. **Confidence Threshold**가 50%로 설정된 경우 솔더가 작은 피크가 하나의 피크로 식별됩니다. **Confidence Threshold**가 16%로 낮아지면 SignalFinder 알고리즘이 두 개의 피크를 찾습니다. 해당하는 두 피크를 표시하려면 두 피크 영역을 끄십시오.

이 단일 피크에 존재할 수 있는 다른 피크를 확인하려는 경우 올바른 **Confidence Threshold** 를 알 수 없으면 **Ctrl** 키를 누른 후 관심 피크 영역을 끄십시오. 이렇게 하면 **Confidence Threshold**가 50%로 설정되었을 때 존재하지 않는 두 번째 관심 피크가 표시되도록 **Confidence Threshold**가 자동으로 낮아집니다.

그림 A-10 50% 신뢰



16% 신뢰일 때 두 개 피크가 발견됩니다. 두 피크를 식별하려면 피크 영역을 끄십시오.

그림 A-11 16% 신뢰





그림 A-12 신뢰 임계값 매개 변수




로컬/전역 피크 기준선 비교

피크 기준선은 로컬 또는 전역일 수 있습니다. 로컬 옵션을 선택하면 정량화 소프트웨어가 기준선 변경 사항을 로컬로 평가합니다. 전역 옵션은 전체 크로마토그램을 기준선으로 사용합니다.

로컬 기준선을 사용해야 하는 경우를 보여 주는 예는 다음 그림을 참조하십시오. 왼쪽 그래프는 로컬 기준선을 이용하여 적절히 통합된 크로마토그램을 보여 줍니다. 오른쪽 그래프는 전역 기준선을 이용하여 적절히 통합된 크로마토그램을 보여 줍니다.

그림 A-13 전역 기준선 사용



선형/비선형 피크 기준선 비교

피크 기준선을 선형 또는 비선형으로 설정할 수 있습니다. 비선형 옵션은 각 피크 아래에서 기준선을 추정합니다. 선형 옵션은 특정 피크 그룹의 시작 지점과 끝 지점 사이에 선을 맞춥니다. 동시에 용리되는 피크에 대한 선형 기준선과 비선형 기준선의 예는 [그림 A-14](#) 및 [그림 A-15](#)에서 확인하십시오. 1번 ~ 4번 항목은 나선형 피크입니다. 5번 항목은 여러 옵션으로 파생된 기준선을 보여줍니다.

피크가 여러 개일 때 비선형 기준선을 사용하는 것이 좋습니다. 단일 피크의 경우 선형 기준선과 비선형 기준선의 차이는 중요하지 않습니다.

그림 A-14 선형 기준선 예시





그림 A-15 비선형 기준선 예시



MQ4 통합 알고리즘 매개 변수


다음 매개 변수는 관심 피크를 식별하고 보고하는 데 사용됩니다. 사용 가능한 매개 변수의 전체 목록은 도움말 시스템을 참조하십시오.

노이즈 백분율

이 매개 변수는 크로마토그램의 노이즈 수준을 추정하는 데 사용됩니다. 강도가 가장 작은 데이터 요소 중 지정된 백분율의 요소가 노이즈로 간주됩니다.


일반적인 값 범위는 20%~60%입니다. 더 큰 피크가 존재하는 상태에서 작은 피크가 발견되지 않는 경우에는 노이즈 백분율을 낮춰야 합니다. 다음 그림은 매우 큰 피크가 있을 때 작은 피크의 예를 보여줍니다. 이 피크는 노이즈 백분율이 90%로 설정되면 찾을 수 없지만 노이즈 백분율이 40%로 설정되면 찾을 수 있습니다.

그림 A-16 관심 피크



다음 그림에서 왼쪽 그래프는 40%로 설정된 노이즈 백분율을 보여줍니다. 오른쪽 그래프는 90%로 설정되었습니다.

그림 A-17 노이즈 수준




Baseline Subtract Window

크로마토그램은 다듬기 후 다른 처리를 시작하기 전에 데이터에서 위로 볼록한 부분을 제거하기 위해 감산되는 기준선입니다. 각 데이터 요소에 대해 기준선은 최소 강도의 현재 점에서 왼쪽과 오른쪽에 있는 데이터 요소를 둘 다 사용하여 계산됩니다.

이 매개 변수의 값이 예상 피크 폭보다 몇 배 이상 크게 설정되어 있으면 정확한 값은 중요하지 않습니다.

다른 그림에서 왼쪽 그래프는 0.1분으로 설정된 기준선 감산 범위를 나타내고 오른쪽 그래프는 1분으로 설정된 기준선 감산 범위를 나타냅니다.

그림 A-18 기준선 감산 범위




피크 분할

이 매개 변수는 노이즈 가능성이 있는 피크가 단일 피크인지 아니면 두 개 이상의 개별 피크인지를 제어합니다. 두 잠재적 피크 간 차이가 지정된 값보다 작은 경우에는 한 개의 단일 피크가 발견됩니다. 그렇지 않은 경우에는 두 개의 피크가 발견됩니다.

이 매개 변수를 큰 값으로 설정하면 노이즈를 포함한 피크가 분리되어 두 개의 개별 피크로 발견되지 않습니다. 그러나 가까이 용리(겹침)되는 별개의 두 피크가 존재하는 경우에는 더 작은 값을 사용해야 합니다.

다음 그림에서 왼쪽 그래프는 두 개의 점으로 설정된 피크 분할을 보여줍니다. 오른쪽 그래프는 세 개의 점으로 설정된 피크 분할을 보여줍니다.

그림 A-19 피크 분할



회귀

분석 물질 피크의 면적 또는 높이는 교정 곡선과 메트릭 플롯에서 알려진 농도에 대해 표시됩니다. 이후 선은 지점에 맞춰집니다. 이 회귀선은 알 수 없는 샘플의 농도를 계산하는 데 사용됩니다.

회귀 수식

이 절에서는 회귀 곡선을 계산하는 데 사용되는 수식을 설명합니다. 다음 수식에서 x 는 표준 샘플의 분석 물질 농도를 나타내고 y 는 해당 피크 면적 또는 높이를 나타냅니다. 회귀에 사용되는 정확한 변수는 다음 표에 나타난 대로 내부 표준이 사용되는지 여부와 피크 면적 또는 피크 높이가 사용되는지 여부에 따라 다릅니다.

표 A-3 회귀 변수

내부 표준 사용	면적 사용	x	y
예	예	$C_a / C_{is} / DF$	A_a / A_{is}
예	아니요	$C_a / C_{is} / DF$	H_a / H_{is}
아니요	예	C_a / DF	A_a
아니요	아니요	C_a / DF	H_a

여기서:

- C_a = 실제 분석 물질 농도
- C_{is} = 내부 표준 농도
- DF = 희석배율
- A_a = 분석 물질 피크 면적
- A_{is} = 내부 표준 피크 면적
- H_a = 분석 물질 피크 높이
- H_{is} = 내부 표준 피크 높이

가중치 유형

다음 표에서는 7개의 각 가중치 유형에 대해 가중치 계수(w)를 계산하는 방법을 보여줍니다.

표 A-4 가중치 유형

가중치 유형	중량(w)
없음	항상 1.0입니다.
$1/x$	$ x < 10^{-5}$ 이면 $w = 10^5$, 그렇지 않으면 $w = 1/ x $ 입니다.
$1/x^2$	$ x < 10^{-5}$ 이면 $w = 10^{10}$, 그렇지 않으면 $w = 1/x^2$ 입니다.
$1/y$	$ y < 10^{-8}$ 이면 $w = 10^8$, 그렇지 않으면 $w = 1/ y $ 입니다.
$1/y^2$	$ y < 10^{-8}$ 이면 $w = 10^{16}$, 그렇지 않으면 $w = 1/y^2$ 입니다.
$\ln(x)$	$x < 0$ 이면 오류가 발생합니다. $x < 10^{-5}$ 이면 $w = \ln 10^5$, 그렇지 않으면 $w = \ln(x) $ 입니다.
$\ln(y)$	$y < 0$ 이면 오류가 발생합니다. $y < 10^{-8}$ 이면 $w = \ln 10^8$, 그렇지 않으면 $w = \ln(y) $ 입니다.

상관 계수

회귀 수식에서 x , y , w 는 앞에서 정의한 그대로입니다. 모든 합계는 사용되지 않는 것으로 표시된 표준 샘플을 제외한 모든 표준 샘플에 대해 계산됩니다.

상관 계수는 다음과 같이 계산됩니다.

여기서:

$$D_y = \sum w \sum wy^2 - (\sum wy)^2$$

- y_c = 회귀 유형에 적합한 수식을 사용하여 계산된 Y 값

$$D_{yc} = \sum w \sum wy_c^2 - (\sum wy_c)^2$$

회귀 유형

Analytics 작업 영역에서 다음과 같은 회귀 유형을 사용할 수 있습니다.

- 평균(Metric Plot 창만 해당)
- 중앙값(Metric Plot 창만 해당)
- 선형($y = mx + b$)
- 0 통과 선형($y = mx$)
- 평균 감응 인자
- 이차($y = a^2 + bx + c$)
- 거듭제곱
- Wagner
- Hill

참고: Calibration Curve 창의 Regression Options 대화 상자에 있는 **Remove outliers automatically from the calibration curve** 옵션은 선택한 관심 구성 요소에 이상값 자동 제거 규칙을 자동으로 적용합니다. 자세한 정보는 도움말을 참조하십시오.

선형

선형 교정 방정식은 다음과 같습니다.

$$y = mx + b$$

기울기와 절편은 다음과 같이 계산됩니다.

$$m = (\sum w \sum wxy - \sum wx \sum wy) / D_x$$

$$b = (\sum wx^2 \sum wy - \sum wx \sum wxy) / D_x$$

여기서:

$$D_x = \sum w \sum wx^2 - (\sum wx)^2$$

영점을 이용한 선형

영점 교정을 이용한 선형 방정식은 다음과 같습니다.

$$y = mx$$

기울기는 다음과 같이 계산됩니다.

$$m = \sum wxy / \sum wx^2$$

평균 감응 인자

평균 감응 인자 교정은 다음과 같습니다.

$$y = mx$$

이 수식은 선형이지만 영점 교정인 경우와 동일합니다. 그러나 기울기는 다르게 계산됩니다.

$$m = \sum w(y/x) / \sum w$$

또한 감응 인자의 표준 편차는 다음과 같습니다.

$$\sigma = \sqrt{(nD/(n-1)) / \sum w}$$

여기서:

$$D = \sum w \sum wy^2/x^2 - (\sum wy/x)^2$$

참고: x 값이 0인 포인트는 총합에서 제외됩니다.

좌표로 이루어진 선에 일부 선형성 및 곡률이 있는 경우 선형 또는 이차 회귀 대신 거듭제곱 회귀를 사용하여 이러한 적합 사이에 선을 생성합니다.

이차

이차 교정 방정식은 다음과 같습니다.

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

다항식 계수는 다음과 같이 계산됩니다.

$$a_2 = (b_2/b_0 - b_5/b_3) / (b_1/b_0 - b_4/b_3)$$

$$a_1 = b_5/b_3 - a_2b_4/b_3$$

$$a_0 = (\sum wy - a_1 \sum wx - a_2 \sum wx^2) / \sum w$$

여기서:

$$b_0 = \sum wx / \sum w - \sum wx^2 / \sum wx$$

$$b_1 = \sum wx^2 / \sum w - \sum wx^3 / \sum wx$$

$$b_2 = \sum wx / \sum w - \sum wxy / \sum wx$$

$$b_3 = \sum wx^2 / \sum wx - \sum wx^3 / \sum wx^2$$

$$b_4 = \sum wx^3 / \sum wx - \sum wx^4 / \sum wx^2$$

$$b_5 = \sum wxy / \sum wx - \sum wx^2 y / \sum wx^2$$

거듭제곱

역함수 교정 수식은 다음과 같습니다.

$$y = ax^p$$

선형 교정 수식은 위에 설명된 바와 같이 기울기(m)와 절편(b)을 계산하는 데 사용되지만 이 수식의 x가 ln x로 대체되고 y가 ln y로 대체됩니다. 이 수식이 완료되면 a와 p가 다음과 같이 계산됩니다:

$$a = e^b$$

$$p = m$$

x 또는 y 값 중 하나라도 음수이거나 0이면 오류가 보고됩니다.

Wagner

Wagner 교정 수식은 다음과 같습니다.

$$\ln y = a_2 (\ln x)^2 + a_1 (\ln x) + a_0$$

이차 교정 수식은 위에서 설명한 대로 a_0 , a_1 및 a_2 를 계산하는 데 사용됩니다. 단, 수식에서 x가 ln x로 바뀌고 y가 ln y로 바뀝니다.

x 또는 y 값 중 하나라도 음수이거나 0이면 오류가 보고됩니다.

Hill

Hill 교정 수식은 다음과 같습니다.

$$y = (a + bx^n) / (c + x^n)$$

a, b, c, n에 해법 분석 기능을 제공하는 것은 불가능합니다. 그러나 반복 Levenberg-Marquardt 방법을 통해 계수가 결정됩니다.

이상값 자동 제거

소프트웨어에서 선택적 기능을 사용하여 교정 곡선의 이상값을 자동으로 제거할 수 있습니다. 시간을 절약해 주는 이 기능은 선형 범위와 감도가 서로 다른 여러 화합물을 사용하는 적용 분야에 유용합니다.

이 기능을 사용하도록 설정하면 소프트웨어가 모든 데이터 요소를 반복적으로 조사하여 시작 범위를 식별합니다. 연속하는 네 개의 점으로 구성된 시작 범위는 최상의 선형 회귀를 제공하고 사용자가 지정한 이상값 제거 규칙을 충족합니다. 알고리즘은 시작점의 모든 순열에 대해 다중 회귀를 계산합니다. 사용자 지정 규칙을 충족하는 모든 유효한 회귀를 고려하고 전개 시퀀스를 통해 모든 회귀를 가져옵니다. 유효한 모든 시작 범위에 대해 각 전개의 성공은 사용된 총 요소 수, 사용된 수준의 범위 및 전개 전후의 회귀에서 절대 정확도 오차가 가장 큰 요소에 따라 결정됩니다. 가장 큰 범위를 포함하고 규칙을 충족하는 회귀가 "최우선" 회귀입니다.

참고: 네 개의 데이터 요소를 사용할 수 없는 경우 소프트웨어는 세 개의 요소를 사용합니다. 데이터 요소가 세 개 미만인 경우에는 알고리즘이 적용되지 않습니다.

이상값 자동 제거 규칙은 처리 방법에 정의되며 다음을 포함합니다.

- 최소 상관 계수(r)

참고: 이 옵션은 결정 계수(r^2)가 아니라 상관 계수를 사용합니다.

- 최소 정량 한계(LLOQ)의 표준 반복에 대해 허용되는 최대 정확도 오차
- LLOQ 초과 표준 반복에 대해 허용되는 최대 정확도 오차
- LLOQ에서 표준의 여러 반복에 대한 최대 백분율 변동 계수(CV)

참고: %CV가 지정된 값보다 크면 나머지 반복의 %CV가 이 값보다 작을 때까지 정확도 오차가 높은 것부터 내림차순으로 반복이 제거됩니다.

- LLOQ를 초과하는 모든 수준에서 표준의 여러 반복에 대한 최대 백분율 CV

참고: %CV가 지정된 값보다 크면 나머지 반복의 %CV가 이 값보다 작을 때까지 정확도 오차가 높은 것부터 내림차순으로 반복이 제거됩니다.

- 지정된 총 이상값 수에서 LLOQ 미만 이상값과 ULOQ(최대 정량 한계) 초과 이상값이 제외되는지 여부
- 농도 수준에 대해 제거할 수 있는 최대 이상값 수
- 교정 곡선에서 제거할 수 있는 총 이상값 수

참고: 이 알고리즘은 수동으로 제외된 표준을 포함하여 모든 표준에 적용됩니다.

참고: 회귀를 생성하는 데 사용되는 반복 수가 각 표준 수준마다 다르면 이상값 자동 제거 기능이 완벽하게 작동하지 않으며 시작점으로만 사용해야 합니다. 이 경우 각 교정 곡선을 수동으로 검토하십시오.

팁! 처리 방법의 수락 기준에서 표준 정확도에 대한 허용 오차 임계값이 Rules for Automatically Removing Outliers for Calibration Standards 대화 상자의 임계값과 일치하는지 확인하십시오.

Results Table

Results Table은 샘플 세트와 관련된 정량적 정보와 정성적 정보의 모음입니다. 여기에는 농도 계산 및 표준 교정 곡선을 삽입한 결과로 결정된 정확도가 포함됩니다. 라이브러리 검색 결과, 수식 찾기 결과 및 기타 정성적 분석 결과도 Results Table에서 확인할 수 있습니다. 면적, 높이 및 기타 수치적 특성이 표시될 수 있습니다. 단순화하여 볼 수 있도록 Results Table의 열 수와 유형을 편집할 수 있습니다.

교정 곡선

표준 농도 곡선으로도 알려진 교정 곡선은 알려지지 않은 샘플과 알려진 농도의 표준 샘플 세트를 비교함으로써 알려지지 않은 샘플 물질의 농도를 측정하는 방법입니다. 교정 곡선은 기기가 분석 물질의 농도(측정하는 물질) 변화에 어떻게 반응(분석 신호)하는지 보여주는 플롯입니다. 작업자는 알 수 없는 샘플에서 분석 물질의 예상 농도에 가까운 여러 범위의 농도에 대해 일련의 표준 물질을 준비합니다.

교정 곡선을 제작하기 위해 교정 표준 물질이 사용됩니다. 일부 교정 샘플에서의 올바르지 않은 판독 또는 판독 누락으로 인해 분석 실행에 문제가 발생할 수 있습니다. 교정 곡선을 생성하려면 참고문헌 및 규제 기관 지침에서 확인할 수 있는 허용 가능한 방법을 따르십시오. 다음은 교정 곡선을 준비하는 모범 사례의 예입니다.

- 분석 물질을 측정할 빈 매트릭스에서 교정 표준 물질을 준비합니다.
- 측정할 각 분석 물질에 대한 교정 곡선을 생성합니다.
- 일반적인 검체와 비정상 검체를 포함하여 분석 물질의 예상 농도 범위를 확인합니다.
- 6~8개의 표준을 사용하여 곡선을 생성합니다.

이 목록은 포괄적이지 않으며 실험실용 교정 곡선을 개발하는 최상의 방법을 결정할 때 다른 지침을 사용해야 합니다.

참고: 일부 분석 실행에서 단일 지점 교정 표준 물질이 사용됩니다. 매트릭스 블랭크 샘플 및 단일 표준 물질 농도를 통해 단일 지점 교정이 수행됩니다. 기기 반응과 분석 물질 농도의 관계는 이 두 지점으로 생성된 선에 의해 결정됩니다. 획득 및 처리 방법은 둘 다 용도에 맞는지 먼저 검증한 후 수락해야 합니다.

신호 대 노이즈 비율

정량적 질량 분석 데이터 처리를 수행하는 경우 주어진 피크의 유의성 여부를 판단하는 것이 중요합니다. 일반적으로 유의하다는 것은 배경 노이즈를 초과한다는 의미입니다.

상대 노이즈 및 신호 대 노이즈 계산

이 피크 높이는 보통 피크가 없는 영역에서 측정되는 배경 노이즈와 비교됩니다. 이 노이즈는 일반적으로 이 범위 내 데이터 요소 표준 편차의 1배 또는 3배로 추정됩니다. 이러한 접근 방법은 다음과 같은 이유로 바람직하지 않습니다.

- 노이즈 영역이 수동으로 선택되므로 주관적입니다.
- 피크가 없는 배경 영역이 존재하지 않거나, 영역이 너무 좁아 노이즈를 정확하게 추정할 수 없습니다.
- 피크 위치의 노이즈는 선택된 노이즈 영역의 노이즈와 크게 다를 수 있습니다.
- '1배 또는 3배'라는 비율도 주관적이며 각 기관마다 권장 사항이 다릅니다.
- 데이터가 사전 처리된 경우 명백한 노이즈가 변경될 수 있습니다. 예를 들어 다듬어지거나 임계값이 지정될 수 있습니다.

상대 노이즈(R_n) 개념을 사용하면 측정된 신호와 비교하기 위해 데이터의 어느 지점에서나 예상 노이즈를 계산하는 간단한 방법을 쉽게 개발할 수 있습니다. 이 방법은 신호 대 노이즈(S/N)를 계산하고 기기 및 분석 성능을 평가 및 비교하는 데 사용할 수 있는 견고하고 객관적인 메트릭입니다. 상대 노이즈 개념 어플리케이션은 매우 다양한데, 그 중 한 가지가 S/N 을 계산하는 것입니다.

기본 알고리즘은 다음과 같습니다.


1. 사용자가 데이터 레코드의 어느 지점에서나 예상 노이즈를 계산할 수 있는 노이즈 모델을 고안합니다(해당 지점에서 기본 신호의 수준이 주어진 경우).

노이즈 모델은 이론적 고려 사항을 기반으로 결정하거나 특정 시스템의 실제 측정을 통해 모델링할 수 있습니다. 펄스 계수 검출기의 경우 신호의 표준 편차와 예상 노이즈는 신호의 제공근에 비례하므로 신호에 따라 다릅니다. 다른 시스템에는 강도 종속적 구성 요소와 결합될 수 있는 일정한 '화이트 노이즈' 구성 요소가 있습니다.

2. 측정된 신호에서 기본 신호를 추정합니다.

이 작업은 다양한 방법으로 수행할 수 있지만 다듬어진 데이터 버전을 생성하는 것이 가장 간단합니다. 자세한 정보는 [그림 A-20](#)에서 확인하십시오.


그림 A-20 원시 데이터와 다듬어진 데이터 중첩



3. 모든 지점(피크와 배경 둘 다)을 사용하여 전체 데이터에서 실제 노이즈를 측정합니다.

이는 다듬어진 신호가 원래 신호에서 감산된 경우에 데이터의 각 지점에 대해 측정된 신호에서 기본 신호 추정값을 감산하여 수행됩니다. 이 결과를 델타 노이즈라고 합니다. 노이즈는 신호에 종속적이고 신호가 크면 노이즈도 더 크기 때문에 큰 피크가 있는 경우를 제외하고 델타 노이즈 범위는 일정한 편입니다. 자세한 정보는 [그림 A-21](#)에서 확인하십시오.

그림 A-21 각 데이터 요소의 델타 노이즈 값 플롯




4. 각 데이터 요소에 대해 측정된 노이즈 대 예상 노이즈 비율을 계산합니다.

즉, 모든 데이터 요소에 대해 3단계에서 측정된 노이즈를 노이즈 모델의 예측 값(이 경우 강도의 제곱근)으로 나눕니다. 노이즈 모델이 양호하면 소프트웨어는 주로 일부 한계에 의해 경계를 유지하는 일련의 값을 생성합니다. 다음 그림을 참조하십시오. 이 그림은 다음 식에 대한 플롯도 보여줍니다.

$$\Delta noise / \sqrt{intensity}$$

참고: 이 단계는 델타 노이즈의 큰 변동을 줄이고 잘 제한된 값 세트를 생성합니다.


그림 A-22 노이즈 모델



5. 비율 값의 표준 편차를 계산합니다. 이 값은 실제 델타 노이즈와 모델이 예측한 노이즈 사이의 관계에 대한 추정값인 R_n 입니다. 위의 그림에서 이 값은 9.5입니다.

다음 그림에서는 상대 노이즈를 사용하여 S/N을 계산할 수 있는 방법의 예를 보여줍니다.

그림 A-23 원시 데이터, 기본 신호 추정값, 기준선 추정값 중첩



이전에 설명한 예의 경우:

$$noise = R_n \times \sqrt{(baseline)}$$

이 예의 경우:

$$noise = 9.5 \times \sqrt{234} = 145$$

피크 정점이 신호로 사용되면 S/N이 34(4900/145)이고, 다듬어진 신호의 높이가 사용되면 S/N이 22(3150/145)입니다.

S/N을 보고할 때 MQ4 통합 알고리즘은 여기에 설명된 절차와 피크 정점을 신호로 사용합니다. AutoPeak 통합 알고리즘은 모델을 피크에 맞추기 때문에 적합 프로파일의 높이를 사용합니다. 이로 인해 보고된 S/N이 더 작아집니다. 그러나 이 값은 가능한 노이즈 스파이크의 영향을 덜 받기 때문에 더 정확합니다. 또한 AutoPeak 통합 알고리즘에는 기준선 추정을 위한 더 정교한 접근법이 있으므로 이러한 두 가지 이유에 따라 두 알고리즘에서 보고하는 S/N 값은 대개 유사하지만 동일하지는 않습니다.

요약하면 노이즈를 배경 영역의 표준 편차로 추정하는 일반적인 접근법에 비해 S/N 계산에 대한 상대 노이즈 접근법은 다음과 같은 장점이 있습니다.

- 배경 영역을 수동으로 선택할 필요가 없으므로 훨씬 덜 주관적입니다.
- 크로마토그램에 피크가 없는 영역이 없어도 정확한 S/N을 예측할 수 있습니다.
- AutoPeak 및 Summation 통합 알고리즘의 경우 기준선과 노이즈가 관심 피크 근처에서 추정됩니다. MQ4 통합 알고리즘의 경우 기준선은 사용자 지정 노이즈 백분율에서 데이터 요소의 강도입니다. 예를 들어 사용자 지정 노이즈 백분율이 40%이고 데이터 요소가 100개인 경우 MQ4 통합 알고리즘은 데이터 요소를 강도가 가장 작은 것부터 순서대로 정렬하고 40번째로 작은 데이터 요소의 강도를 사용합니다.

이는 일반적 접근법에 대해 선택된 배경 영역이 피크 근처의 배경보다 훨씬 더 조용할 수 있으므로 보고되는 S/N 값에 큰 차이를 가져올 수 있습니다. 앞에서 설명한 대로 상대 노이즈

방법을 사용하여 계산한 S/N은 일반적 방법보다 값이 작을 수 있습니다. 그러나 이 값은 더 정확하고 유용합니다. 자세한 정보는 [그림 A-23](#)에서 확인하십시오.

Results Table에 **Signal / Noise** 열을 표시하려면 [Results Table 사용자 지정](#)의 내용을 참조하십시오.

AutoPeak 통합 알고리즘을 사용하는 경우 신호 대 노이즈에 대한 참고

AutoPeak 통합 알고리즘은 신호 대 노이즈를 더 정확하게 계산하여 CV를 더 정확하게 예측하므로 1시그마 신호 대 노이즈 접근 방법을 사용하는 경우 실험실의 경험적 데이터에 기반하여 모든 표준 작업 절차(SOP)에서 허용되는 최소 신호 대 노이즈 값을 낮추는 것이 좋습니다.

피크 대 피크를 사용한 신호 대 노이즈

이 신호 대 노이즈 알고리즘이 사용되면 소프트웨어는 지정된 배경 시작 시간과 배경 종료 시간 사이에 있는 모든 크로마토그래픽 데이터 요소의 표준 편차를 사용하여 신호 대 노이즈 비율을 계산합니다. 소프트웨어는 활성 크로마토그램의 신호 대 노이즈 비율을 계산하고 선택한 피크에서 평균 배경 신호를 뺀 후 감산된 신호를 피크 대 피크 노이즈 수준으로 나눕니다. 그런 다음 각 영역의 최대 강도에 따라 노이즈 영역과 피크 영역을 구분합니다. 완료 후 활성 크로마토그램에 신호 대 노이즈 비율이 레이블로 지정됩니다.

표준 편차를 사용한 신호 대 노이즈

이 신호 대 노이즈 알고리즘이 사용되면 소프트웨어는 크로마토그래픽 피크의 신호 대 노이즈 비율을 계산하고 이 비율로 레이블을 지정합니다. 이 알고리즘을 사용하려면 크로마토그램에서 다음과 같은 두 영역을 선택해야 합니다.

- 노이즈 영역
- 관심 피크

그런 다음 소프트웨어는 각 선택에서 최대 강도를 기준으로 피크를 포함하는 영역과 노이즈를 포함하는 영역을 결정합니다. 소프트웨어는 피크 신호 강도에서 평균 배경 신호 강도를 뺀 후 감산된 신호를 사용자 지정 계수에 노이즈 영역의 표준 편차를 곱한 값으로 나눕니다.

노이즈 영역 정의

표준 편차 또는 피크 대 피크 알고리즘이 사용되는 경우 이 절차를 사용하여 노이즈 영역을 정의할 수 있습니다.

참고: 하나의 Results Table에서 신호 대 노이즈 알고리즘을 하나만 사용할 수 있습니다. 데이터에 다른 신호 대 노이즈 알고리즘을 적용하려면 프로젝트 기본값을 변경한 다음 새 Results Table을 생성하십시오.

1. 프로젝트 기본 설정에서 **Standard Deviation** 또는 **Peak-to-Peak** 신호 대 노이즈 알고리즘을 선택합니다.

팁! 프로젝트 기본 설정을 열려면 **Projects > Project default settings**를 클릭하십시오.

2. 처리 방법을 생성합니다.
3. Integration 페이지에서 **Options > Show Noise Regions**를 클릭합니다.

- (필요한 경우) 마우스를 사용하여 노이즈 영역을 조정합니다.

참고: 각 전이에 대해 노이즈 영역을 설정해야 합니다.

- 데이터를 처리합니다.
- Peak Review 창에서 **Options > Show Noise Regions**를 클릭합니다.
- (필요한 경우) 마우스를 사용하여 노이즈 영역을 조정합니다.

계산 열


계산 열은 Results Table에 추가할 새 사용자 지정 열을 생성하는 수식입니다. 수식이 생성되고 데이터가 처리 또는 재처리되면 수식 결과가 새 사용자 지정 열에 표시됩니다.

계산 열 인터페이스 탐색

계산 열은 처리 방법에서 생성됩니다. 나중에 사용하거나 공유하기 위해 `frml` 파일로 가져오거나 내보낼 수 있습니다.

다음 그림에서는 수식 편집기의 인터페이스를 보여줍니다.

그림 A-24 계산 열 UI



항목	설명
1	처리 방법 워크플로의 Calculated Columns 단계입니다. 클릭하면 Calculated Columns 페이지가 열립니다. 그런 다음 Add Formula (표시되지 않음)를 클릭합니다.
2	Formula name 필드입니다. 여기에 수식 이름을 입력합니다. 참고: 수식 이름에는 계산기의 함수 이름, 대괄호 또는 등근 괄호를 사용할 수 없습니다.
3	Formula 필드입니다.

항목	설명
4	<p>일반적으로 사용되는 함수 및 연산자가 포함된 계산기입니다. 다음과 같은 추가 연산자를 수식 필드에 입력할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • >(보다 큼) • >=(보다 크거나 같음) • <(보다 작음) • <=(보다 작거나 같음) • !=(같지 않음) <p>이러한 연산자 및 함수에 대한 자세한 정보는 도움말 시스템을 참조하십시오.</p>
5	<p>사용 가능한 회귀 매개 변수 및 Results Table 열입니다.</p> <p>참고: 이 목록은 <code>qsession</code> 테이블에서 사용할 수 없습니다.</p>
6	<p>사용자는 Treat resulting text values as 메뉴를 사용하여 텍스트 항목의 처리 방식을 구성할 수 있습니다. 이 옵션은 숫자 출력과 텍스트 출력을 모두 포함할 수 있는 Results Table 열에서 중요합니다.</p> <p>예를 들어 계산된 농도 열에는 숫자 값이 N/A, degenerate(중복 제거) 및 infinity(무한대)와 같은 숫자가 아닌 값과 함께 포함될 수 있습니다.</p>

참고: 사용자가 샘플 배열을 사용하는 수식의 입력을 시작하면 샘플 선택 항목을 사용할 수 있게 됩니다.

비기본 정보의 단순 추출

사용자는 계산 열 기능을 통해 Results Table에서 기본적으로 사용할 수 없는 정보를 표시할 수 있습니다.

예를 들어 R^2 을 Results Table의 열로 표시하려면 R^2 과 동일한 수식을 생성할 수 있습니다.

그림 A-25 계산 열을 사용하여 사용자 지정 열 생성

← Accept changes and return to Calculated Columns ✕ Discard

Use the calculator to create a new formula.

Formula name

COUNT	MAX	STDEV	Clear
SUM	MIN	MEDIAN	(
MEAN	ABS	IF)
GET	GETGROUP	GETSTAT	+
/	*	-	=

[r^2]

I:5

▼ Formula Details

Columns <input type="text" value="Search"/>	Regression parameters
Accuracy	r
Accuracy Acceptance	r^2
Acq. Method Name	Slope
Acquisition Date & Time	Intercept
Actual Concentration	Quadratic coefficient

Note: The "Original text" option is recommended for formulas that contain functions, such as the IF function, that compare non-numeric values to numeric values.

Treat resulting text values as

단순 산술 연산

기본적인 수학 연산을 수행하기 위해 단순한 수식을 생성할 수 있습니다.

예: R^2

[r] * [r]

이 예에서는 R 값을 제공하기 위해 곱하기 연산자(*)를 사용하여 R^2 값을 재현합니다.

예: 수집된 초당 요소 수

[Points Across Baseline]/(((End Time)-[Start Time])*60)

이 예에서는 기준선의 전체 요소 수를 통합 크로마토그래픽 피크의 시작부터 끝까지 해당하는 시간(초)으로 나눕니다. 이 수식에는 나누기(/), 곱하기(*) 및 빼기 (-) 연산자가 사용됩니다.

복합 함수


다른 함수 및 제어 구조가 많이 있습니다. 일반적으로 **MEAN()**, **MAX()** 및 **MIN()**이 자주 사용되고 수식 표시줄 아래의 계산기에 표시됩니다.

구문 세부 정보, 연산자 및 함수의 전체 목록은 도움말 시스템을 참조하십시오.

예: Standards(표준 샘플)에 대한 MEAN([Area])

모든 값에 대해 작동하는 함수를 사용하는 경우 사용자는 계산에 포함할 샘플을 선택할 수 있습니다.

그림 A-26 Standard(표준) 샘플의 피크 면적 평균만 구하기



예: 함수 결합

단순 산술 함수와 복합 함수를 결합할 수 있습니다. 예를 들어 수집된 초당 평균 요소 수를 계산하려면 다음 수식을 사용합니다.

```
MEAN([Points Across Baseline]/(((End Time)-[Start Time])*60))
```

IF 문

IF 함수는 논리 테스트를 수행하여 true 결과에 대한 특정 값과 false 결과에 대한 다른 값을 반환합니다. 둘 이상의 조건을 테스트하려면 중첩 **IF** 함수를 사용합니다. **IF** 함수를 **and** 및 **or**와 같은 다른 논리 함수와 결합하여 논리 테스트를 확장할 수 있습니다.

참고: "&&"와 "||"를 각각 **and**와 **or**에 사용할 수 있습니다. **and** 및 **or** 연산자는 앞뒤에 공백이 있어야 하지만 && 및 || 연산자는 그럴 필요가 없습니다.

IF 문의 기본 구문은 다음과 같습니다.

```
if(<condition>;<value if true>;<value if false>)
```

- <condition>은 true/false로 평가할 수 있는 값 또는 논리 식입니다.
- <value if true>는 <condition>이 true로 평가될 때 반환되는 값이며 해당 **Results Table** 열에 표시됩니다.

- **<value if false>**는 **<condition>**이 false로 평가될 때 반환되는 값이며 해당 **Results Table** 열에 표시됩니다.

참고: **IF** 함수 기호는 계산기에서 선택하거나, 입력하거나, 다른 소스에서 복사할 수 있습니다. **if** 또는 **IF** 구문에서 사용할 수 있습니다.

IF 함수를 사용하면 **MEAN**, **STDEV** 등의 다른 수치 함수를 **<condition>**, **<value if true>** 또는 **<value if false>** 식의 수식 내에 사용할 수 있습니다.

예: **<condition>**

다음은 **<condition>**에 대한 몇 가지 예입니다.

```
[Peak Area]>5000
```

```
[Component Name]='Analyte 1'
```

```
[Retention Time]> 1 and [Retention Time]<2
```

예: **<value if true>** and **<value if false>**

<value if true> 및 **<value if false>**는 숫자 또는 텍스트일 수 있습니다.

```
if([Retention Time]> 1 and [Retention Time]<2; '1-2 min RT window'; 'not applicable')
```

예: **Internal Standard**(내부 표준) 면적의 평균 값

이 예에서는 원하는 샘플에 대해 IS(내부 표준) 면적의 평균 값을 계산하여 1e6 값과 비교합니다. **MEAN ([IS Area])** 값이 1e6보다 큰 경우, 즉 **<condition>**이 true이면 평균 IS 면적 값이 해당 **Results Table** 열에 표시됩니다. **MEAN ([IS Area])** 값이 1e6보다 작은 경우, 즉 **<condition>**이 false이면 **Results Table** 열에 **Review IS performance**가 포함됩니다. 이 값은 **<value if false>**에 해당합니다.

```
IF(MEAN([IS Area])>=1e6;'MEAN([IS Area])';'Review IS performance')
```

참고: **IF** 함수만 여러 계산을 포함할 수 있습니다.

결과 텍스트 값 처리 방법

Treat resulting text values as 옵션은 텍스트 또는 숫자와 텍스트 조합을 포함하는 사용자 지정 **Results Table** 열에서 텍스트를 해석하는 방식을 결정합니다. 예를 들어 **Sample Type** 열에는 텍스트만 포함되고 **Precursor Mass** 열에는 숫자 값만 포함되며 **Calculated Concentration** 열에는 숫자 값과 텍스트가 모두 포함될 수 있습니다.

수식에 사용된 함수에 따라 **Treat resulting text values as** 옵션을 사용하여 계산 기반 열의 텍스트 값을 구체적으로 해석할 수 있습니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **Zero**

- **Ignore (blank)**
- **Error (N/A)**
- **Original text**

참고: 이러한 옵션에 대한 자세한 정보는 도움말 시스템을 참조하십시오.

계산이 **COUNT, MAX, STDEV, SUM, MIN, MEDIAN, GET, GETGROUP, SLOPE, INTERCEPT, MAD** 또는 **GETSTAT** 함수를 기반으로 하는 경우 **Zero, Ignore (blank)** 또는 **Error (N/A)** 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 수식에 숫자 값이 예상되는 열이 포함된 경우 **IF** 문에서도 이러한 옵션이 권장됩니다.

Original text 옵션은 **IF** 문에서 *<condition>*, *<value if true>* 및 *<value if false>* 식의 구성 요소가 숫자와 텍스트 둘 다 가능한 경우, 특히 추가 함수가 사용되는 경우에 권장됩니다.

참고: **IF** 문에 둘 이상의 *<condition>*이 있는 경우하나라도 *<condition>*이 *true*로 평가되지 않으면 사용자 지정 결과 표 열에 *<value if false>* 출력이 표시됩니다.

예

이 예에서는 수식에 사용된 열에 텍스트 값과 숫자 값이 모두 포함될 수 있습니다. 따라서 **Original text** 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

```
IF([Sample Type]='Unknown'&&(GET([Calculated Concentration];
'Analyte 1')+GET([Calculated Concentration];'Analyte 2'))<=15;
'Low Range';IF([Sample Type]='Unknown'&&(GET([Calculated
Concentration]
;'Analyte 1')+GET([Calculated Concentration];'Analyte 2'))
<=65;'Normal Range';'Over normal range'))
```

이 **IF** 수식에는 **Sample Type** 열과 **Calculated Concentration** 열이 모두 포함됩니다. **Sample Type** 열의 값은 **Original text**로 처리되어야 합니다. **Calculated Concentration** 열의 경우 <0 및 **Degenerate**와 같은 숫자가 아닌 값을 **Zero**로 처리해야 할 수도 있습니다.

숫자가 아닌 값은 다르게 처리해야 하므로 이러한 값을 보다 세부적으로 제어하려면 사용자가 수식을 여러 개의 작은 수식으로 분할하는 것이 좋습니다.

정확한 질량 및 화학식

B

PPG

표 B-1에는 PPG(폴리프로필렌 글리콜) 교정 용액을 사용하여 관측된 정확한 단일 동위 원소 질량 및 하전된 종(양극/음극)이 포함되어 있습니다. 질량과 이온은 $M = H[OC_3H_6]_nOH$ 식을 사용하여 계산되었으며 양이온 MSMS 단편은 $[OC_3H_6]_n(H^+)$ 식을 사용했습니다. 모든 계산에서 $H = 1.007825$, $O = 15.99491$, $C = 12.00000$, $N = 14.00307$ 입니다.

참고: PPG 용액을 사용하여 교정을 수행할 때 올바른 동위 원소 피크를 사용하십시오.

표 B-1 PPG 정확한 질량

n	정확한 질량(M)	(M + NH ₄) ⁺	MSMS 단편	(M + NH ₄) ²⁺	(M + COOH) ⁻
1	76.05242	94.08624	59.04914	56.06003	121.05061
2	134.09428	152.12810	117.09100	85.08096	179.09247
3	192.13614	210.16996	175.13286	114.10189	237.13433
4	250.17800	268.21182	233.17472	143.12282	295.17619
5	308.21986	326.25368	291.21658	172.14375	353.21805
6	366.26172	384.29554	349.25844	201.16468	411.25991
7	424.30358	442.33740	407.30030	230.18561	469.30177
8	482.34544	500.37926	465.34216	259.20654	527.34363
9	540.38730	558.42112	523.38402	288.22747	585.38549
10	598.42916	616.46298	581.42588	317.24840	643.42735
11	656.47102	674.50484	639.46774	346.26933	701.46921
12	714.51288	732.54670	697.50960	375.29026	759.51107
13	772.55474	790.58856	755.55146	404.31119	817.55293
14	830.59660	848.63042	813.59332	433.33212	875.59479
15	888.63846	906.67228	871.63518	462.35305	933.63665
16	946.68032	964.71414	929.67704	491.37398	991.67851
17	1004.72218	1022.75600	987.71890	520.39491	1049.72037
18	1062.76404	1080.79786	1045.76076	549.41584	1107.76223
19	1120.80590	1138.83972	1103.80262	578.43677	1165.80409
20	1178.84776	1196.88158	1161.84448	607.45770	1223.84595
21	1236.88962	1254.92344	1219.88634	636.47863	1281.88781

표 B-1 PPG 정확한 질량 (계속)

n	정확한 질량(M)	(M + NH ₄) ⁺	MSMS 단편	(M + NH ₄) ²⁺	(M + COOH) ⁻
22	1294.93148	1312.96530	1277.92820	665.49956	1339.92967

레세르핀

표 B-2 레세르핀 정확한 질량 (C₃₃H₄₀N₂O₉)

설명	질량
분자 이온 C ₃₃ H ₄₁ N ₂ O ₉	609.28066
단편 C ₂₃ H ₃₀ NO ₈	448.19659
단편 C ₂₃ H ₂₉ N ₂ O ₄	397.21218
단편 C ₂₂ H ₂₅ N ₂ O ₃	365.18597
단편 C ₁₃ H ₁₈ NO ₃	236.12812
단편 C ₁₀ H ₁₁ O ₄	195.06519
단편 C ₁₁ H ₁₂ NO	174.09134

문의하기

고객 교육

- 북아메리카: NA.CustomerTraining@sciex.com
- 유럽: Europe.CustomerTraining@sciex.com
- 유럽 및 북미 이외 지역의 연락처 정보는 sciex.com/education을 참조하십시오.

온라인 학습 센터

- [SCIEX Now Learning Hub](#)

SCIEX 지원 부서

SCIEX 및 전 세계 대리점은 충분히 교육을 받은 서비스 및 기술 전문가를 보유하고 있습니다. 이들은 시스템에 대한 질문 또는 발생할 수 있는 모든 기술적 문제에 대한 도움을 제공합니다. 자세한 내용은 SCIEX 웹 사이트(sciex.com)를 참조하거나, 다음 방법 중 하나를 사용하여 당사로 문의하십시오.

- sciex.com/contact-us
- sciex.com/request-support

사이버 보안

SCIEX 제품의 사이버 보안에 대한 최신 지침은 sciex.com/productsecurity에서 확인할 수 있습니다.

문서

이 문서가 이전 버전의 모든 문서를 대체합니다.

이 문서를 컴퓨터로 보려면 Adobe Acrobat Reader가 필요합니다. 최신 버전을 다운로드하려면 <https://get.adobe.com/reader>로 이동하십시오.

소프트웨어 제품 문서를 찾으려면 릴리스 노트 또는 소프트웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 설치 안내서를 참조하십시오.

하드웨어 제품 문서를 찾으려면 시스템 또는 구성품의 문서 DVD를 참조하십시오.

SCIEX 웹 사이트(sciex.com/customer-documents)에서 최신 버전의 문서를 확인할 수 있습니다.

참고: 이 문서의 무료 인쇄 버전을 요청하려면 sciex.com/contact-us에 문의하십시오.
