

1 天用户现场质谱维护指导培训所需耗材

SCIEX 培训课程遵循经验证的间隔学习法*，以提高学习效果和记忆。该培训是自主在线学习、讲师指导和质谱维护实操练习的独特结合。为了实现较好的培训效果，需要在培训前安装和配置好 LC-MS 系统。推荐将此培训与 PM 上门结合起来，这样一些 PM 耗材就可以辅助培训使用。如果不能将两次合并，那么请准备好培训所需耗材。表 1 详细列出了适用于所有系统的耗材；表 2 详细列出了仅适用于特定系统的耗材。

表 1：适用于所有系统的所需耗材

适用系统	描述	产品编码 (Part number)	规格
所有系统	PEEK 管	4425163	0.13 x 3000 mm
所有系统	注射器	WC010615	1 mL
所有系统	注射器针头	1005819	1 mL
所有系统	注射器转接头	1008236	N/A
所有系统	注射器	WC010615	1 mL
所有系统	LC-MS 级水	N/A	N/A
所有系统	LC-MS 级甲醇 (玻璃瓶储存)	N/A	N/A
所有系统	LC/MS 标准品套装-含 High/Low PPG 溶液 (LC/MS Standards Kit with High/Low PPGs)	4406127	N/A
所有系统	无尘纸(Lint-free wipes)	018027	11 x 21 cm, 4.3 x 8.3 英寸
所有系统	小聚酯棉签(Small poly swab)	1017396	N/A
所有系统	仪器清洗粉	5042862	N/A
所有系统	弹性混合瓶(Flexible Nalgene mixing bottle)	5047495	N/A
所有系统	银色塑封袋(Silver flexible zip bag)	5047497	N/A
所有系统	前端清洗用大毛刷	5021295	N/A
所有系统	透明塑封袋(Clear flexible zip bag)	5047496	N/A

表 2：适用于特定 MS 系统的所需耗材

适用系统	描述	产品编码 (Part number)	规格
Leybold Sogevac SV65 长寿命机械泵	机械泵油	5043115	1L
Leybold SV28 和 SV65 非长寿命机械泵	机械泵油	1027317	1L
Leybold Sogevac MS40 机械泵	机械泵油	1034433	1L
瓦里安 HS 602-2000 机械泵	机械泵油	010998	1L
6500、6500+、Citrine 和 TripleTOF 系统	用于前端清洗的锥形毛刷	5020895	N/A
ZenoTOF 7600 及 X-系列 QTOF 系统	ESI 正离子校正液	5049910	N/A

*间隔学习法是 Quinnovation 公司的 Clark Quinn 博士提出的一种学习方法。该方法理论表明，随着时间的推移，与短期内的高强度培训相比，学习并不断强化的模式能产生更好的参与度和更多的记忆保留。

The SCIEX clinical diagnostic portfolio is For In Vitro Diagnostic Use. Rx Only. Product(s) not available in all countries. For information on availability, please contact your local sales representative or refer to www.sciex.com/diagnostics. All other products are For Research Use Only. Not for use in Diagnostic Procedures.

Trademarks and/or registered trademarks mentioned herein, including associated logos, are the property of AB Sciex Pte. Ltd. or their respective owners in the United States and/or certain other countries (see www.sciex.com/trademarks).

© 2023 DH Tech. Dev. Pte. Ltd. GEN-CST-02-7728-ZH-C