

CAC-programvare 4,2

Versjonsmerknader



Introduksjon

Central Administrator Console (CAC)-programvaren 4,2 hjelper nettverksadministratorer i regulerte miljøer der administrasjonen av store grupper mennesker, prosjekter og arbeidsstasjoner kan være kostbar og tidkrevende. For å hjelpe administratorer med å administrere ressurser mer effektivt tilbyr CAC-programvaren muligheten til å administrere brukere, roller, prosjekter og arbeidsstasjoner sentralt.

CAC-programvaren er aktivert av en lisens og kan installeres på enhver arbeidsstasjon som støtter SCIEX OS-programvaren 3.0 eller nyere og Windows Server 2019 eller nyere.

CAC-programvaren og SCIEX OS-programvaren (innhenting eller behandling) kan ikke installeres på samme arbeidsstasjon.

Merk: CAC-programvaren CAC bruker TCP-porter 63333 og 44144 for kommunikasjon. CAC-serveren må være konfigurert for innkommende trafikk på port 63333 og utgående trafikk på portene 44144 og 63333. Datamaskinen med SCIEX OS-programvaren må være åpen for innkommende trafikk på portene 63333 og 44144 og utgående trafikk på port 63333.

Merk: Nye tillatelser er lagt til i administratorrollen. Du kan opprette tilpassede roller med tillatelser for å få tilgang til og administrere CAC-programvaren.

Merk: CAC-programvaren støtter ikke Analyst-programvaren.

Merknader om bruk og kjente problemer

Merknader om bruk

Regulerte kunder: Hvis brukeradministrasjonsinnstillingene importeres etter programvarevalidering, anbefaler vi at kundene bruker den interne endringsprosessen til å dokumentere konfigurasjonsendringene.

- Central Administrator Console (CAC)-programvaren er kompatibel med SCIEX OS-programvaren 3.0 eller nyere.
 - CAC-programvaren støtter bare SCIEX OS-programvaren. Analyst Administrator Console (AAC) brukes til å administrere Analyst-programvareinnstillingene.
 - CAC-programvaren kan installeres på samme datamaskin som Flexnet-serveren.
 - CAC-programvaren støtter brukere på tvers av domener. Alle brukere trenger ikke å være i samme Active Directory-domene.
-

Se dokumentene: *SCIEX OS Veiledning for leder av programvarelaboratorium* og *SCIEX OS Installasjonsveiledning for programvare*.

Kjente problemer

- Når CAC-programvaren brukes sammen med SCIEX OS-programvaren 3.0, kan **Status** i **Arbeidsgruppeadministrasjon > Arbeidsstasjonsutvalg** feilaktig vises som `Cannot connect` selv om arbeidsstasjonen er tilkoblet og i drift.

Kontakt oss

Adresser



Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
35578 Wetzlar
Tyskland

UKRP

Leica Microsystems (UK) Ltd.
19 Jessops Riverside
800 Brightside Lane, Sheffield
S9 2RX, England



AB Sciex Pte. Ltd.
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

SCIEX hovedkvarter

AB Sciex LLC
250 Forest Street
Marlborough, MA 01752
USA

Kundeopplæring

- Globalt: sciex.com/contact-us

Online læresenter

- [SCIEX Now Learning Hub](#)

SCIEX-støtte

SCIEX og deres representanter har en global stab av utdannede og kvalifiserte servicespesialister og tekniske spesialister. De kan svare på spørsmål om systemet eller tekniske problemer som kan oppstå. For mer informasjon, gå til SCIEX-nettstedet på sciex.com eller bruk en av lenkene som følger for å kontakte oss.

- sciex.com/contact-us
- sciex.com/request-support

Cybersikkerhet

De siste retningslinjene for cybersikkerhet for SCIEX-produkter finner du på sciex.com/productsecurity.

Dokumentasjon

Denne versjonen av dokumentet overgår alle tidligere versjoner av dette dokumentet.

De siste versjonene av dokumentasjonen er tilgjengelige fra SCIEX-nettstedet på sciex.com/customer-documents.

Merk: Hvis du ønsker en gratis, trykt versjon av dette dokumentet, ta kontakt med sciex.com/contact-us.

Dette dokumentet blir levert til kunder som har kjøpt SCIEX-utstyr, og det er beregnet på bruk under betjening av dette SCIEX-utstyret. Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett, og all reproduksjon av dette dokumentet eller deler av dette dokumentet er strengt forbudt, bortsett fra i den grad SCIEX har gitt skriftlig tillatelse.

Programvare som kan beskrives i dette dokumentet leveres under en lisensavtale. Det er i strid med loven å kopiere, modifisere eller distribuere programvaren på noe som helst medium, unntatt som spesifikt tillatt i lisensavtalen. Videre kan lisensavtalen forby demontering, omvendt konstruksjon eller dekompilering av programvaren for alle formål. Garantier gjelder som angitt i lisensavtalen.

Deler av dette dokumentet kan henvise til andre produsenter og/eller deres produkter, som kan inneholde deler hvis navn er registrert som varemerker og/eller fungerer som varemerker for deres respektive eiere. Enhver slik bruk er kun ment for å betegne produsentens produkter, og innebærer ikke noen rett og/eller lisens til å bruke eller tillate andre å bruke disse produsentenes navn og/eller deres produktnavn som varemerker.

SCIEX-garantier er begrenset til de uttrykkelige garantiene som gis på tidspunktet for salg eller lisens av produktene, og de utgjør SCIEX' eneste og eksklusive representasjoner, garantier og forpliktelser. SCIEX gir ingen andre garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert og uten begrensning, garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, enten det stammer fra en statutt eller på annen måte fra lovverk eller handlingsforløp eller handelsskikk, som alle fraskrives uttrykkelig, og SCIEX påtar seg intet ansvar eller usikre forpliktelser, inkludert indirekte skader eller følgeskader, for noen former for bruk utført av kjøperen eller for eventuelle ugunstige omstendigheter som oppstår som følge av bruken.

SCIEX klinisk diagnostisk portefølje er for *in vitro* diagnostisk bruk. Produkt(ene) er ikke tilgjengelig i alle land. Kontakt din lokale representant eller se sciex.com/diagnostics for informasjon om tilgjengelighet. Alle andre produkter er kun til forskningsbruk. Ikke til bruk i diagnostiske prosedyrer.

Varemerker og/eller registrerte varemerker som er nevnt her, inkludert tilknyttede logoer, tilhører AB Sciex Pte. Ltd., eller deres respektive eiere i USA og/eller visse andre land (se sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ brukes under lisens.

© 2026 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

