
Reporter 3.2ソフトウェア

リリースノート

本書はSCIEX機器をご購入され、実際に使用されるお客様にむけてのものです。本書の著作権は保護されています。本書および本書の一部分を複製することは、SCIEXが書面で合意した場合を除いて固く禁止されています。

本機器は研究専用です。診断手段としての使用は想定されていません。実験室用診断への使用を推奨します。保証は後述の通りです。

IVD

すべての国で販売されているわけではありません。このような使用はいかなる場合も、これらの製造業者による製品をSCIEXの供給機器として扱う場合に限り、その権利やライセンスの使用、またはその他の業者にこれらの製造業者名および製品名の商標利用を許可するものではありません。

SCIEXの保証は販売またはライセンス供与の時点で提供される明示的保証に限定されており、またSCIEXの唯一かつ独占的な表明、保証および義務とされています。SCIEXは、制定法若しくは別の形の法律、または取引の過程または商慣習から生じるかどうかに関わらず、特定の目的のための市場性または適合性の保証を含むがこれらに限定されず明示的・黙示的を問わず、いかなる種類の他の保証も行わない。そのすべては明示的に放棄されている。またAB Sciexは購買者による使用、またはそれから生じる逆境が原因の間接的または必然的な損害を含め、一切の責任または偶発債務を負わないものとします。

CE

実験室用診断への使用。

Rx only.


すべての国で販売されているわけではありません。詳細についてはSCIEX販売代理店にお問い合わせください。

AB SciexはSciexブランドの下で事業を行っています。

ここに示されているすべての商標は、AB Sciex Pte. Ltd. またはそれぞれの権利保有者の財産です。

AB SCIEX™ はライセンスの下で使用されています。

© 2017年 AB Sciex



AB Sciex Netherlands B.V.
1e Tochtweg 11,
2913LN Nieuwerkerk aan den IJssel
Netherlands



AB Sciex Pte. Ltd.
Blk 33, #04-06
Marsiling Ind Estate Road 3
Woodlands Central Indus.Estate.
シンガポール 739256

Reporter 3.2ソフトウェア

困ったときには

他のドキュメント

- ・ 本ソフトウェアにインストールされているユーザーガイドでは、アプリケーションの全主要機能について紹介されています。

サポート

- ・ <http://sciex.com/request-support>

インストール方法

- ・ Sciex Reporterテンプレートスイートは、Reporter 3.2ソフトウェアに付属している他のSCIEXソフトウェア製品のインストールと併せて自動的にインストールされます。

修正された問題

本バージョンでは、レポートテンプレートのヘッダーまたはフッターでタグを編集した際に、ユーザーが変更内容を保存し、レポートテンプレートをいったん閉じてから再度開かない限り、テンプレートのメインテキストを修正できないという問題が修正されています。

既知の問題と制限事項

なし

改訂履歴

改訂	変更の理由	日付
A	初版ドキュメント。	2013年1月
B	発行日を更新。	2013年6月
C	AB SCIEXをSCIEXに適宜に変更。 著作権ページを更新。 ドキュメント内の会社のロゴをSCIEX Diagnosticsに変更。 「修正された問題」の項を追加。 「既知の問題と制限事項」の項を更新し、「なし」の記述を追加。 改訂履歴を追加。	2017年2月