
Reporter 3.2 소프트웨어

릴리스 노트

본 문서는 SCIEX 장비를 구매한 고객들이 SCIEX 장비를 작동하는 데 이용할 수 있도록 제공됩니다. 본 문서는 저작권 보호를 받으며 본 문서 또는 본 문서의 어느 일부에 대한 복제도 엄격히 금지됩니다. 단, SCIEX가 서면으로 허가한 경우는 제외됩니다.

IVD

이 문서에서 설명될 수 있는 소프트웨어는 사용권 하에 제공됩니다. 사용권에서 특별히 허용된 경우를 제외하고 어떠한 수단으로든 소프트웨어를 복사, 수정 또는 배포하는 것은 법률 위반입니다. 또한, 사용권은 소프트웨어를 어떠한 목적으로든 디스어셈블하거나 리버스 엔지니어링하거나 디컴파일하는 것을 금할 수 있습니다. 제품 보증은 그 안에 명시되어 있습니다.

이 문서의 일부는 다른 제조업체 및/또는 제조업체의 제품의 참조자료가 될 수 있으며, 여기에는 각 소유자의 상표에 따라 상표 및/또는 기능으로 등록된 부품의 이름이 포함될 수 있습니다. 이러한 이용의 목적은 SCIEX가 장비에 포함시키기 위해 공급하는 해당 제조업체 제품을 지명하는 것에만 국한되며, 이는 타인이 이러한 제조업체 및/또는 제조업체의 제품 이름을 상표로 이용할 수 있는 권한 및/또는 허가를 의미하거나 타인이 이러한 이름을 상표로 이용하도록 허용하지 않습니다.

CE

SCIEX 보증은 제품 판매 또는 허가 시점에 제공되는 명시적 보증에만 국한되며 SCIEX의 독자적 및 독점적 진술, 보증 및 의무입니다. SCIEX는 법령이나 그 외의 법률 또는 거래 과정이나 거래의 관습으로 인한 발생 여부와 관계 없이 상품성 보증 또는 특정 목적에 대한 적합성 보증을 포함하나 이에 국한되지 않는 명시적 혹은 암묵적 보증 등 기타 어떤 종류의 보증도 제공하지 않습니다. 이와 같은 모든 보증은 명확히 부인되며 직간접적 손해를 포함해 구매자가 여기에 설명된 장비를 사용할 수 있는 모든 용도 또는 이로 인해 발생한 모든 불리한 상황에 대해 어떠한 책임 또는 불확정 책임도 지지 않습니다.

체외 진단용.

Rx only.

모든 국가에서 사용할 수 없음. 세부 정보는 SCIEX 영업 담당자에게 문의하십시오.

AB Sciex는 SCIEX로 사업을 운영하고 있습니다.

여기에서 언급된 상표는 AB Sciex Pte. Ltd. 또는 각 소유주의 재산입니다.

AB SCIEX™는 사용 허가를 받아 사용되고 있습니다.

© 2017년 AB Sciex



AB Sciex Netherlands B.V.
1e Tochtweg 11,
2913LN Nieuwerkerk aan den IJssel
네덜란드



AB Sciex Pte. Ltd.
Blk 33, #04-06
Marsiling Ind Estate Road 3
Woodlands Central Indus. Estate.
싱가포르 739256

Reporter 3.2 소프트웨어

도움말 위치

기타 문서

- 소프트웨어 설치 시 어플리케이션의 주요 기능 전체에 대한 개요를 제공하는 사용자 안내서가 설치됩니다.

지원

- <http://sciex.com/request-support>

설치 지침

- Sciex Reporter Template Suite는 Reporter 3.2 소프트웨어가 포함된 다른 SCIEX 소프트웨어 제품 설치 시 자동으로 설치됩니다.

수정된 문제

이 버전에서는 보고서 템플릿의 머릿글 또는 바닥글 내 태그를 편집한 후 사용자가 변경 사항을 저장하고 보고서 템플릿을 닫은 다음 다시 열어서 템플릿의 주요 텍스트를 수정해야 하는 문제가 해결되었습니다.

알려진 문제 및 제한 사항

없음

개정 이력

개정	변경 사유	날짜
A	문서 최초 릴리스.	2013년 1월
B	릴리스 날짜 업데이트.	2013년 6월
C	필요한 곳에 AB SCIEX를 SCIEX로 변경. 저작권 페이지 업데이트. 문서 내 기업 로고 Sciex Diagnostics로 변경. 수정된 문제 섹션 추가. 알려진 문제 및 제한 사항 섹션에 없음으로 표시되도록 업데이트. 개정 사항 이력 추가.	2017년 2월