
Reporter 3.2-software

Udgivelsesbemærkninger

Dette dokument leveres til kunder, der har købt SCIEX-udstyr, til brug for driften af dette SCIEX-udstyr. Dette dokument er ophavsretligt beskyttet, og enhver reproduktion af dette dokument eller dele af dette dokument er strengt forbudt, medmindre SCIEX skriftligt har givet tilladelse hertil.

IVD

Software, som kan være beskrevet i dette dokument, leveres i henhold til en licensaftale. Det er ulovligt at kopiere, ændre eller distribuere softwaren på ethvert medium, medmindre det specifikt er tilladt i licensaftalen. Desuden kan licensaftalen forbyde, at softwaren demonteres, omvendt manipuleres eller dekompileres til ethvert formål. Garantier er som anført i aftalen.

I dele af dette dokument kan der være henvisninger til andre producenter og/eller deres produkter, som kan indeholde dele, hvis navne er registreret som varemærker og/eller fungerer som varemærker tilhørende deres respektive ejere. Enhver sådan brug har kun til formål at betegne disse producenters produkter som leveret af SCIEX til indbygning i dets udstyr og indebærer ikke nogen ret og/eller licens til at bruge eller tillade andre at bruge sådanne producenters og/eller deres produktnavne som varemærker.

CE

SCIEX' garantier er begrænset til de udtrykkelige garantier, der gives på tidspunktet for salg eller licens af dets produkter, og er SCIEX' eneste og eksklusive erklæringer, garantier og forpligtelser. SCIEX giver ingen andre garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, uanset om de følger af en lov eller på anden måde af loven eller af en handelspraksis eller handelsbrug, som alle udtrykkeligt fraskrives, og påtager sig intet ansvar eller eventualanvar, herunder indirekte eller følgeskader, for købers brug af produktet eller for eventuelle negative omstændigheder, der måtte opstå som følge heraf.


(GEN-IDV-09-10816-D)

Til *in vitro*-diagnostisk brug. Produkt(er) er ikke tilgængeligt/tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale salgsrepræsentant, eller se sciex.com/diagnostics for yderligere oplysninger.

Mærker og/eller registrerede varemærker, der er nævnt heri, herunder tilknyttede logoer, tilhører AB Sciex Pte. Ltd. eller deres respektive ejere i USA og/eller visse andre lande (se sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ anvendes under licens.

© 2017 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.



Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
35578 Wetzlar
Germany



AB Sciex Pte. Ltd.
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

Reporter 3.2-software

Sådan får du hjælp

Anden dokumentation

- En brugervejledning med en introduktion til alle de vigtigste funktioner i programmet er installeret med softwaren.

Support

- <http://sciex.com/request-support>

Installationsvejledning

- Sciex Reporter Template Suite installeres automatisk under installationen af andre SCIEX-softwareprodukter, der omfatter Reporter 3.2-softwaren.

Rettet problem

Denne version løser det problem, hvor brugeren efter at have redigeret et tag i en rapportskabelons overskrift eller sidefod skulle gemme ændringerne, lukke rapportskabelonen og derefter åbne den igen for at kunne ændre hovedteksten i skabelonen.

Kendte problemer og begrænsninger

Ingen

Revisionshistorik

1

Revision	Årsag til ændring	Dato
A	Første udgivelse af dokumentet.	Januar 2013
B	Opdateret udgivelsesdato.	Juni 2013
C	Ændrede AB SCIEX til SCIEX, hvor det var påkrævet. Opdaterede ophavsretssiden. Ændrede virksomhedslogoet i dokumentet til Sciex Diagnostics. Tilføjede et afsnit med rettede fejl. Opdaterede afsnittet Kendte problemer og begrænsninger til ikke at vise nogen. Tilføjede revisionshistorik.	Februar 2017