

Reporter 3.2 软件

发布通知

本文件供已购买 SCIEX 设备的客户在操作此 SCIEX 设备时使用。本文件受版权保护，除非 SCIEX 书面授权，否则严禁对本文件或本文件任何部分进行任何形式的复制。

本文中所介绍的软件依据许可协议提供。除许可证协议中特别准许的情况外，在任何媒介上复制、修改或传播本软件均为违法行为。此外，许可协议禁止出于任何目的对本软件进行分解、逆向工程或反编译。质保条款见文中所述。

本文件的部分内容可能涉及到其他制造商和/或其产品，其中可能有一些部件的名称属于各自所有者的注册商标和/或起到商标的作用。这些内容的使用仅仅是为了表明这些制造商的产品由 SCIEX 提供以用于整合到 SCIEX 的设备中，并不意味着 SCIEX 有权和/或许可来使用或允许他人使用这些制造商的产品和/或允许他人将制造商产品名称作为商标来进行使用。

SCIEX 的质量保证仅限于在销售或为其产品发放许可证时所提供的明确保证，而且是 SCIEX 的唯一且独有的表述、保证和义务。SCIEX 不作任何其他形式的明确或隐含的质量保证，包括但不限于特定目的的适销性或适用性的保证，不论是法规或法律所规定、还是源于由贸易洽谈或商业惯例，对所有这些要求均明确免责，概不承担任何责任或相关后果，包括由于购买者的使用或由此引起的任何不良情况所造成的间接或从属损害。

供体外诊断使用。

Rx only.


并非供与所有国家/地区。有关详细信息，请联系您的当地销售代表，或请查阅 sciex.com/diagnostics。

AB Sciex 采用 SCIEX 品牌开展业务。

本文件提及的商标属于 AB Sciex Pte. Ltd. 或其各自所有者的财产。

AB SCIEX™ 的使用经过许可。

© 2019 年 AB Sciex



AB Sciex Netherlands B.V.
1e Tochtweg 11,
2913LN Nieuwerkerk aan den IJssel
Netherlands



爱博才思有限公司 AB Sciex Pte. Ltd.
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

IVD

CE

目录

Reporter 3.2 软件.....4

 在哪里获取帮助.....4

 安装说明.....4

 已经解决的问题.....4

 已知问题和局限.....4

修订历史记录.....5

Reporter 3.2 软件

在哪里获取帮助

其他文档

- 介绍应用程序所有主要功能的用户指南与使用软件一同安装。

技术支持

- <http://sciex.com/request-support>

安装说明

- 在含有 Reporter 3.2 软件的其他 SCIEX 软件的安装过程中，Sciex Reporter Template Suite 将会自动安装。

已经解决的问题

此版本解决了以下问题：在编辑报告模板的页眉或页脚中的标签后，用户需要保存更改、关闭报告模板，然后重新将其打开才能修改模板中的正文。

已知问题和局限

无

修订历史记录

修订	更改原因	日期
A	文件第一版。	2013 年 1 月
B	更新版本日期。	2013 年 6 月
C	在需要的地方将 AB SCIEEX 更改为 SCIEEX。 更新了版权页面。 将文档中的公司徽标更改为 Sciex Diagnostics。 新增“已经解决的问题”章节。 更新了“已知问题和局限”章节以显示“无”。 添加了修订历史记录。	2017 年 2 月
D	在版权页上更新生产地址。	2019 年 1 月