
Software Reporter 3.2

Note di rilascio

Il presente documento è fornito ai clienti che hanno acquistato le apparecchiature SCIEX come guida per l'uso e il funzionamento di queste ultime. Il presente documento è protetto da copyright e qualsiasi riproduzione, parziale o totale, dei contenuti del presente documento è severamente vietata, salvo il rilascio di un'autorizzazione scritta da parte di SCIEX.

IVD

Il software menzionato nel presente documento viene fornito con un contratto di licenza. La copia, le modifiche e la distribuzione del software attraverso qualsiasi mezzo sono vietate dalla legge, salvo diversa indicazione presente nel contratto di licenza. Inoltre il contratto di licenza può vietare che il software venga disassemblato, sottoposto a ingegneria inversa o decompilato per qualsiasi fine. Le garanzie sono indicate nel presente documento.

Alcune parti di questo documento possono far riferimento a produttori terzi e/o ai loro prodotti, che possono contenere parti i cui nomi siano registrati e/o siano usati come marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tali riferimenti mirano unicamente a designare i prodotti di terzi forniti da SCIEX e incorporati nelle sue apparecchiature e non implicano alcun diritto e/o licenza circa l'utilizzo o il permesso concesso a terzi di utilizzare i nomi di tali produttori e/o dei loro prodotti come marchi registrati.

CE

Le garanzie di SCIEX sono limitate alle garanzie espresse fornite al momento della vendita o della licenza dei propri prodotti e costituiscono le uniche ed esclusive dichiarazioni, garanzie e obblighi di SCIEX. SCIEX non concede altre garanzie di nessun tipo, né espresse né implicite, comprese, a titolo esemplificativo, garanzie di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare, derivanti da leggi o altri atti normativi o dovute a pratiche ed usi commerciali, tutte espressamente escluse, né si assume alcuna responsabilità o passività potenziale, compresi danni indiretti o conseguenti, per qualsiasi utilizzo da parte dell'acquirente o per eventuali circostanze avverse conseguenti.

Per Uso Diagnostico In Vitro.

Rx only.


Non disponibile in tutti i paesi. Per i dettagli, contattare un rappresentante di vendita SCIEX.

AB Sciex è sul mercato come SCIEX.

I marchi registrati menzionati nel presente documento sono di proprietà di AB Sciex Pte. Ltd. o dei rispettivi proprietari.

AB SCIEX™ è utilizzato su licenza.

© 2017 AB Sciex



AB Sciex Netherlands B.V.
1e Tochtweg 11,
2913LN Nieuwerkerk aan den IJssel
Paesi Bassi



AB Sciex Pte. Ltd.
Blk 33, #04-06
Marsiling Ind Estate Road 3
Woodlands Central Indus. Estate.
SINGAPORE 739256

Software Reporter 3.2

Dove ottenere assistenza

Altra documentazione

- Insieme al software viene installata una Guida per l'Utente che fornisce un'introduzione a tutte le caratteristiche principali dell'applicazione.

Assistenza

- <http://sciex.com/request-support>

Istruzioni di installazione

- La Sciex Reporter Template Suite viene installata automaticamente durante l'installazione di altri prodotti software di SCIEX che includono il software Reporter 3.2.

Problema risolto

Questa versione risolve il problema quando, dopo aver modificato un tag nell'intestazione o nel piè di pagina di un modello di rapporto, l'utente doveva salvare le modifiche, chiudere il modello di rapporto, quindi riaprirlo per poter modificare il testo principale del modello.

Limitazioni e problemi conosciuti

Nessuno

Cronologia delle revisioni

Revisione	Motivazione della modifica	Data
A	Prima versione del documento.	Gennaio 2013
B	Aggiornata la data di pubblicazione.	Giugno 2013
C	Modificato AB SCIEX in SCIEX dove necessario. Aggiornata la pagina del copyright. Modificato in Sciex Diagnostics il logo aziendale nel documento. Aggiunta una sezione Problema risolto. Aggiornata la sezione Limitazioni e problemi conosciuti con l'indicazione Nessuno. Aggiunta la Cronologia delle revisioni.	Febbraio 2017